

INVACARE PORTUGAL II, Lda
 Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir Março 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Alber® SmooV One

NOVIDADE

Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Código ISO 12 24 09 - Unidades de propulsão

Descrição:

- Unidade de apoio à propulsão da cadeira de rodas manual com controlo por roda com eixo multidirecional, motor integrado e estrutura de ligação à cadeira com pega de transporte e baterias de lítio incorporadas.

Ligação de bluetooth à unidade de condução instalada no chassis anterior da cadeira (esquerda ou direita).

- Leve: 7,2 kg
 - Luz de posição traseira e conexão USB

- Compatível com cadeiras de rodas manuais com chassis rígido ou de encartar

- Conexão com a app SmooV através de Bluetooth (autonomia, velocidade, modos de condução, etc)

- Carregador com entrada magnética EasyConnect

- Autonomia até 20 km
 - Peso máximo de utilizador: 140 kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**


Código	Descrição	P.R.P. €
SmooV One 010		
1592897	Alber SmooV One - 6 km/h - Comando incluído com suporte para regular a velocidade e ligar/ desligar	3.975,00
1592898	Alber SmooV One - 10 km/h - Comando incluído com suporte para regular a velocidade e ligar/ desligar	4.100,00
Consulte a Invacare e verifique se a sua cadeira é compatível com o equipamento		
OPÇÕES OBRIGATÓRIAS		
1592899	Kit de fixação SmooV One - Cadeira de rodas com chassis rígido	270,00
1592900	Kit de fixação SmooV One - Cadeira de rodas com chassis de encartar	270,00
1584856-SM	Montagem do kit de fixação SmooV One pela Invacare para cadeiras já existentes. Gratuito para encomendas em conjunto com cadeira de rodas.	200,00
OUTRAS OPÇÕES (NÃO OBRIGATÓRIAS)		
1489214	Rodas anti-volteio Alber, par	300,00
	App SmooV - gratuita para o seu smartphone! Inclui: seleção do modo de condução, função cockpit, registo de trajetos, diagnósticos. Disponível para descarga gratuita através da Play ou App Store.	
	Pack Mobility Plus - Android e iOS Inclui: velocidade máxima até 10 km/h (129,99€), sistema de navegação EasyNavi (39,99€), diagnósticos, controlo automático de velocidade. Utilizadores de IOS e Android devem fazer a compra direta na Apple Store (sem intervenção da Invacare);	



1592899



1592900




Obrigatório preencher:

Para seguimento de encomenda / determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira, indique:

Marca:

Modelo:

Número de série:



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.