



**SUNRISE**  
MEDICAL.

**MEDICAL**  **plus**  
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

**LECKEY**<sup>®</sup>  
**PAL SEAT**  
Posture + Attention = Learning  
09000300

Rev.1 Julho 2019

Facturado a:  
Nome:  
Morada:  
Localidade: Código postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Enviado a :  
Nome:  
Morada:  
Localidade: Código postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Folha de Pedido:  
Nº de pedido de Sunrise:



● = Standard    □ = Opção com custo    ○ = Opção sem custo

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Peso máx. utilizador Tamanho 1: 30 kg  
Peso máx. utilizador Tamanho 2: 35 kg  
Peso máx. utilizador Tamanho 3: 40 kg  
Peso máx. utilizador Tamanho 4: 50 kg

PVP

**EQUIPAMENTO STANDARD**

**Sistema de assento acolchoado PAL.**  
Cadeira de atividades em madeira com profundidade de assento ajustável, regulação em altura mediante ajuste das 4 pernas, encosto ajustável em ângulo e apoios de braços incluídos ajustáveis em altura.  
Inclui como standard cinto pélvico de 2 pontos ajustável.

**LECKEY PAL SEAT - SELECÇÃO TAMANHO E COR**

**TAMANHO 1. CRIANÇAS COM 1-3 ANOS. ALTURA UTILIZADOR 70-95 CMS**

135-1600-01	<input type="checkbox"/>	Cadeira PAL - Tamanho 1 - Verde	679,80 €
135-1600-03	<input type="checkbox"/>	Cadeira PAL - Tamanho 1 - Azul	679,80 €

**TAMANHO 2. CRIANÇAS COM 2-5 ANOS. ALTURA UTILIZADOR DE 90-105 CMS**

135-2600-01	<input type="checkbox"/>	Cadeira PAL - Tamanho 2 - Verde	679,80 €
135-2600-03	<input type="checkbox"/>	Cadeira PAL - Tamanho 2 - Azul	679,80 €

**TAMANHO 3. CRIANÇAS COM 4-8 ANOS. ALTURA UTILIZADOR DE 100-130 CMS**

135-3600-01	<input type="checkbox"/>	Cadeira PAL - Tamanho 3 - Verde	803,40 €
135-3600-03	<input type="checkbox"/>	Cadeira PAL - Tamanho 3 - Azul	803,40 €

**TAMANHO 4. CRIANÇAS COM 7-12 ANOS. ALTURA UTILIZADOR DE 120-160 CMS**

135-4600-01	<input type="checkbox"/>	Cadeira PAL - Tamanho 4 - Verde	968,20 €
135-4600-03	<input type="checkbox"/>	Cadeira PAL - Tamanho 4 - Azul	968,20 €

**ACESSÓRIOS**

**ESTOFO PÉLVICO AMOLFADADO**

135-1635-01	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 1 - Verde	87,55 €
135-1635-03	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 1 - Azul	87,55 €
135-2635-01	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 2 - Verde	87,55 €
135-2635-03	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 2 - Azul	87,55 €
135-3635-01	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 3-4 - Verde	87,55 €
135-3635-03	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 3-4 - Azul	87,55 €
135-1654-01	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 1 - Verde	87,55 €
135-1654-03	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 1 - Azul	87,55 €
135-2654-01	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 2 - Verde	87,55 €
135-2654-03	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 2 - Azul	87,55 €
135-3654-01	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 3-4 - Verde	87,55 €
135-3654-03	<input type="checkbox"/>	Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 3-4 - Azul	87,55 €

# Leckey PAL

● = Standard    □ = Opção com custo    ○ = Opção sem custo

			PVP
<b>ESTOFO DE ASSENTO ALMOFADADO EM FORMA DE CUNHA</b>			
135-1651-01	<input type="checkbox"/>	Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 1 - Verde	58,71 €
135-1651-03	<input type="checkbox"/>	Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 1 - Azul	58,71 €
135-2651-01	<input type="checkbox"/>	Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 2 - Verde	58,71 €
135-2651-03	<input type="checkbox"/>	Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 2 - Azul	58,71 €
135-3651-01	<input type="checkbox"/>	Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 3 - Verde	58,71 €
135-3651-03	<input type="checkbox"/>	Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 3 - Azul	58,71 €
135-4651-01	<input type="checkbox"/>	Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 4 - Verde	70,04 €
135-4651-03	<input type="checkbox"/>	Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 4 - Azul	70,04 €
<b>TACO ABDUCTOR</b>			
135-1602-01	<input type="checkbox"/>	Taco Abductor - Tamanho 1 - Verde	116,39 €
135-1602-03	<input type="checkbox"/>	Taco Abductor - Tamanho 1 - Azul	116,39 €
135-3602-01	<input type="checkbox"/>	Taco Abductor - Tamanho 2-3-4 - Verde	116,39 €
135-3602-03	<input type="checkbox"/>	Taco Abductor - Tamanho 2-3-4 - Azul	116,39 €
<b>PLACA PARA PÉS</b>			
135-1603	<input type="checkbox"/>	Placa para pés - Tamanho 1	87,55 €
135-2603	<input type="checkbox"/>	Placa para pés - Tamanho 2	87,55 €
135-3603	<input type="checkbox"/>	Placa para pés - Tamanho 3	87,55 €
135-4603	<input type="checkbox"/>	Placa para pés - Tamanho 4	87,55 €
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>			
135-1604	<input type="checkbox"/>	Perna com suporte fixo/baloço* - Tamanho 1	87,55 €
135-2604	<input type="checkbox"/>	Perna com suporte fixo/baloço* - Tamanho 2	87,55 €
135-3604	<input type="checkbox"/>	Perna com suporte fixo/baloço* - Tamanho 3	87,55 €
135-4604	<input type="checkbox"/>	Perna com suporte fixo/baloço* - Tamanho 4	87,55 €
<i>*A mesma base estabiliza ou oscila de acordo com a orientação em que se adapta à cadeira.</i>			
135-1610	<input type="checkbox"/>	Perna com suporte e rodízios - Tamanho 1	175,10 €
135-2610	<input type="checkbox"/>	Perna com suporte e rodízios - Tamanho 2	175,10 €
135-3610	<input type="checkbox"/>	Perna com suporte e rodízios - Tamanho 3	175,10 €
135-4610	<input type="checkbox"/>	Perna com suporte e rodízios - Tamanho 4	175,10 €
135-1630	<input type="checkbox"/>	Estrutura alta - Apenas em conjunto com assento tamanho 1	288,40 €
<b>MESA DE TERAPIA / ESTOFO ALMOFADADO (ajustável em profundidade)</b>			
135-1620	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia PAL - Tamanho 1	226,60 €
135-2620	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia PAL - Tamanho 2	226,60 €
135-3620	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia PAL - Tamanho 3	226,60 €
135-4620	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia PAL - Tamanho 4	226,60 €
135-1656	<input type="checkbox"/>	Estofado almofadado para mesa de terapia - Tamanho 1	100,94 €
135-2656	<input type="checkbox"/>	Estofado almofadado para mesa de terapia - Tamanho 2	100,94 €
135-3656	<input type="checkbox"/>	Estofado almofadado para mesa de terapia - Tamanho 3	100,94 €
135-4656	<input type="checkbox"/>	Estofado almofadado para mesa de terapia - Tamanho 4	105,06 €
<b>OPÇÕES DE MESA PAL</b>			
<b>Mesa suplementar para 2 pessoas ( 65 x 50 cms_cumprimento x largura)</b>			
135-1700-01	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 2 pessoas - Tamanho 1 - Verde	244,25 €
135-1700-03	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 2 pessoas - Tamanho 1 - Azul	244,25 €
135-2700-01	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 2 pessoas - Tamanho 2 - Verde	244,25 €
135-2700-03	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 2 pessoas - Tamanho 2 - Azul	244,25 €
135-3700-01	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 2 pessoas - Tamanho 3 - Verde	244,25 €
135-3700-03	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 2 pessoas - Tamanho 3 - Azul	244,25 €
<b>Mesa suplementar para 4 pessoas ( 130 x 50 cms_cumprimento x largura)</b>			
135-1701-01	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 4 pessoas - Tamanho 1 - Verde	450,25 €
135-1701-03	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 4 pessoas - Tamanho 1 - Azul	450,25 €
135-2701-01	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 4 pessoas - Tamanho 2 - Verde	450,25 €
135-2701-03	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 4 pessoas - Tamanho 2 - Azul	450,25 €
135-3701-01	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 4 pessoas - Tamanho 3 - Verde	450,25 €
135-3701-03	<input type="checkbox"/>	Mesa PAL 4 pessoas - Tamanho 3 - Azul	450,25 €

# Leckey PAL



● = Standard

□ = Opção com custo

○ = Opção sem custo

## Dados técnicos

Tamanhos	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3	Tamanho 4
Idade	1- 3 anos	2-5 anos	4-8 anos	7-12 anos
Estatura do utilizador	700-950 mm	900-1050 mm	1000-1300 mm	1200-1600 mm
Altura de assento (SH)	160-240 mm	185-285 mm	250-350 mm	300-400 mm
Profundidade assento (SD)	180-240 mm	220-290 mm	250-330 mm	300-400 mm
Largura assento (SW)	150-250 mm	170-270 mm	230-330 mm	280-380 mm
Altura encosto (BH)	265 mm	315 mm	380 mm	450 mm
Ângulo encosto	de -95° a +105 °	de -95° a +105 °	de -95° a +105 °	de -95° a +105 °
Peso do modelo standard	4,35 kg	6 kg	8,15 kg	10 kg
Peso máx. do utilizador	30 kg	35 kg	40 kg	50 kg
Altura apoio de braços	120-150 mm	140-170 mm	180-230 mm	190-240 mm



# Leckey PAL

## IMAGENS



Verde



Azul



4 pernas



Perna com rodízios



Perna com suporte fixo/baloiço



Estrutura alta



Placa para pés



Mesa PAL 2 pessoas



Estofa pélvico almofadado



Mesa de terapia



Taco Abductor



Estofa de assento almofadado em cunha