

Chasis Discovery

Quality for life



El Discovery es un chasis de sedestación estable y adaptable. Incluso bajo una gran carga de peso, se puede manipular fácilmente el Discovery porque el punto de rotación de la inclinación del asiento se ha colocado muy cerca de la parte delantera. Por esta razón, el sistema de asiento puede bascularse fácilmente gracias a unos émbolos de gas comprimido.

Se ha demostrado que el Discovery está abierto a diferentes sistemas de asientos: todo el respaldo puede ajustarse a las órtesis de asiento, el ángulo del respaldo puede cambiarse con un mecanismo de trinquete. Varios adaptadores de interfaz y diseños de reposapiés completan este concepto flexible.

Características de producto

- Chasis tubular de acero en diferentes anchuras
- Basculación de asiento de 35° mediante émbolo de gas
- Manillares regulables en altura
- Ruedas traseras de 12", ruedas guía de 8", opción de neumáticas o macizas con frenos de tambor o para acompañante
- Tubos de respaldo acodados
- Con antivuelco, ayuda de asistencia y sistema de frenado del acompañante



Datos técnicos

Carga máxima	110 kg
Anchura de asiento	360 / 400 / 450 / 500 mm
Altura del tubo de asiento	470 mm
Profundidad de asiento	405 / 430 / 455 / 480 mm
Altura de respaldo	620 mm
Reclinación del respaldo	30°
Ruedas delanteras	8"
Ruedas traseras	12"
Basculación de asiento	De 0° a 35°
Logitud total (sin reposapiés)	750 mm
Ancho total	550 / 590 / 640 / 690 mm
Distancia entre ejes	480 mm

