

Hamaca de baño Robby

Quality for life



Gracias a su reducida altura, la hamaca para baño Robby (para niños de hasta 60 kgs) no requiere de mucha agua en la bañera. Se puede plegar hasta lograr un tamaño compacto, es fácil de transportar y se puede guardar en prácticamente cualquier sitio.

La hamaca de baño Robby acompaña el crecimiento por medio de los tubos telescópicos en la altura del respaldo y la profundidad de asiento.

Características de producto

- Diferentes posiciones de asiento y de tumbado ajustables
- Zona de apoyo de cabeza, respaldo, asiento y pantorrilla, ajustable por separado a través del dentado sin graduación
- Superficie de asiento y largo respaldo acompañan el crecimiento por medio de los tubos telescópicos
- Funda de redcilla extraíble y lavable
- Funda ajustable por medio de cinchas de velcro
- Cincha pélvica y de pies
- Peso y medida de plegado reducidos
- Opcional: placas reposacabezas ajustables y cincha torácica

Datos técnicos	Talla 1	Talla 2
Carga máxima	30 kg	60 kg
Profundidad de asiento (dependiendo de la tensión de las cinchas y la expansión de los tubos telescópicos)	20 - 24 cm	31 - 43 cm
Altura de respaldo	63 - 72 cm	89 - 94 cm
Ancho total	38 cm	38 cm
Longitud total (superficie de soporte)	115 cm–133 cm	147 cm–173 cm
Peso total	aprox. 3.8 kg	aprox. 4.3 kg

