

M.step®

Ortótese rígida do tornozelo com almofada em gel-espuma

Indicações

- cuidados conservadores e pós-operatórios de lesões dos ligamentos peroneais da tibio-társica
- instabilidades crônicas da tibio-társica
- após entorses

Modo de ação

- as talas rígidas asseguram uma boa estabilização em movimentos de pronação e supinação
- o gel-espuma da almofada adapta-se perfeitamente às várias condições anatómicas e assegura uma compressão uniforme



preto



medi Kidz –
também
disponível
em versão Kidz.

Vantagens do produto



Apenas duas tiras permitem uma fixação rápida e segura; as tiras podem ser retiradas das conchas e fixadas individualmente.



Três comprimentos disponíveis: padrão (versão longa), atlético (versão curta), pediátrico (versão para crianças).



Almofada muito leve em espuma de gel, com superfície macia e agradável para a pele.

variantes	Standard	Athletic	Kidz
referência	G.090.009	G.091.009	G.093.009