

Facturado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 Província:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 Província:
 Tel: Fax:

Data do pedido:
 Nº de pedido de Sunrise



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

● = Standard

□ = Opção com custo

○ = Opção sem custo

PVP Rec: 6.580,61 €

Peso máximo utilizador: 75 kg

CONFIGURAÇÃO DA BASE

- SALSA R2**
 Tracção traseira
 SAR010000



Foto com acessórios

- SALSA M2**
 Tracção central
 SLM010000



Foto com acessórios

MEDIDAS

Largura do assento		Profundidade do assento	
SW30	<input type="checkbox"/> 30 cm	SD30	<input type="checkbox"/> 30 cm
SW32	<input type="checkbox"/> 32 cm	SD32	<input type="checkbox"/> 32 cm
SW34	<input type="checkbox"/> 34 cm	SD34	<input type="checkbox"/> 34 cm
SW36	<input type="checkbox"/> 36 cm	SD36	<input type="checkbox"/> 36 cm
SW38	<input type="checkbox"/> 38 cm	SD38	<input type="checkbox"/> 38 cm
SW40	<input type="checkbox"/> 40 cm	SD40	<input type="checkbox"/> 40 cm

Assento ajustável em largura e profundidade de 30 a 40 cm. Os ajustes realizam-se independentemente, em incrementos de 2 cms.

ALTURA DO ASSENTO PRÉ-ESTABELECIDA Pré estabelecida de fábrica, medidas desde o solo até à base do assento (sem almofada)

Consulte o quadro na última página para verificar os ajustes de altura do assento

Sem funções de assento		Com basculação eléctrica 30°		Elevação e basculação eléctrica	
41,5 cm	Salsa R2	45,5 cm	Salsa R2	47 cm	Salsa R2
40 cm	Salsa M2	44 cm	Salsa M2	45,5 cm	Salsa M2

ASSENTO

ZIP020109	● Base de assento sólida	Std
ZIP020110	○ Sem almofada	s/c
ZIP020120	● Almofada standard de espuma (5 cm grossura) <small>(Para larguras de assento de 30-34 cm)</small>	Std
	□ Assento e encosto Jay Comfort	580,62 €
ZIP020013	○ 30 a 32cm largura	
ZIP020015	○ 34 a 36 cm largura	
ZIP020016	○ 38 a 40cm largura	

FUNÇÕES DO ASSENTO

SAL130008	● Basculação manual (estabelecido de fábrica a 3°) <small>(Ajustável 0°, 3°, 6° ou 9°)</small>	Std
SAL130004	□ Basculação eléctrica (de 0° a 30°) <small>(Basculação eléctrica 0° a 30° com centro de gravidade ajustável)</small>	802,33 €
SAL130005	□ Basculação eléctrica (de -5° a 25°) <small>(Aumenta 30 mm a altura do assento ao solo. Não compatível com elevação)</small>	977,99 €
SAL130006	□ Elevação e basculação eléctrica <small>(Conta como 2 opções eléctricas: basculação de 0° - 30° e elevação de 30cm)</small>	2.301,88 €

ENCOSTO

ZIP030301	● Tecido de encosto ajustável em tensão (altura 41cm) <small>(ajuste em altura de 2,5 cm acima ou abaixo)</small> <small>(Não é possível com assento e encosto Jay Comfort) (Apenas com a almofada de espuma)</small>	Std
ZIP030000	○ Sem tecido de encosto	s/c
ZIP030018	● Encosto Standard <small>(Reclinável com ferramentas de -4° a 16°; em incrementos de 4°)</small>	Std
ZIP030020	□ Encosto reclinável eléctrico <small>(0° - 30°, Ajuste em profundidade de 30 a 40 cm)</small>	634,95 €

Zippie Salsa R2 / M2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

			PVP
APOIO DE CABEÇA			
ZIP030416	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça em forma de curva <i>(instalado na barra rigidizadora)</i>	363,14 €
APOIOS DE BRAÇOS			
ZIP040122	●	Abatíveis, ajustáveis em altura e ângulo, com almofadado 260x60mm	Std
ZIP040142	<input type="checkbox"/>	Protectores laterais desmontáveis <i>(26 cm)</i>	153,55 €
ACESSÓRIOS POSICIONAMENTO			
ZIP030004	<input type="checkbox"/>	Suportes laterais rectos (10 x 10 cm) <i>(Apenas disponível com assento e encosto Jay Comfort)</i>	537,43 €
ZIP030006	<input type="checkbox"/>	Suportes laterais metidos 5 cm hacia dentro (10x10 cm) <i>(Apenas disponível com assento e encosto Jay Comfort)</i>	537,43 €
APOIOS DE PÉS			
Apoios de Pés Central			
ZIP050038	○	Apoios de Pés fixos com montagem central <i>(com plataforma abatível) (Longitude da perna de 14-36 cm)</i>	s/c
Apoios de pés abatíveis:			
ZIP050035	○	Apoios de pés a 90° <i>(Com plataformas de alumínio) (Longitude da perna 16-26 cm)</i>	s/c
ZIP050016	<input type="checkbox"/>	Eleváveis manualmente <i>(Com plataformas de alumínio) (Longitude da perna 16-26 cm)</i>	409,83 €
Tubos de extensão para apoios de pés abatíveis			
ZIP050036	○	Tubos de extensão para apoios de pés a 90° <i>(ajustáveis em altura 30, 32.5 e 35 cm)</i>	s/c
ZIP050037	○	Tubos de extensão para apoios de pés eleváveis manualmente <i>(ajustáveis em altura 30, 32.5 e 35 cm)</i>	s/c
ZIP050000	○	Sem apoios de pés e sem receptores	s/c
COMANDOS DE CONTROL <i>(retraíveis em paralelo)</i>			
VR2 (apenas 2 opções eléctricas; para mais de 2 opções eléctricas seleccionar o R-net)			
Caixas de control VR2			
ZIP110001	●	Caixa de control VR2 70 Amph <i>(Estándar com 6 km/h)</i>	Std
ZIP110002	○	Caixa de control VR2 90 Amph <i>(Sempre com 10 km/h)</i>	s/c
Comandos VR2			
ZIP110010	●	Comando VR2 <i>(compatível com até 2 opções eléctricas)</i>	Std
ZIP110011	<input type="checkbox"/>	Comando VR2 para luzes e indicadores <i>(compatível com 2 opções eléctricas e/ou luzes e indicadores) (Seleccionar sempre com este comando módulo para luzes e indicadores)</i>	47,49 €
ZIP110021	<input type="checkbox"/>	Comando VR2 para utilizador e acompanhante <i>(comando de acompanhante montado sempre à direita)</i>	668,98 €
Comando utilizador montado em: ZIP110052 ○ Direita ZIP110053 ○ Esquerda			
Módulos auxiliares VR2			
ZIP110030	○	Módulo para luzes e indicadores <i>Sempre com luzes e indicadores</i>	s/c
R-Net (recomendado para mais de 2 opções eléctricas e/ou luzes) <i>(Recomendado para 10 km/h)</i>			
Caixas de control R-Net			
ZIP110003	○	Caixa de control R-Net 90 Amph	s/c
ZIP110004	<input type="checkbox"/>	Caixa de control R-Net 120 Amph <i>(recomendada para usuários de mais de 100 kg, passeios ou rampas)</i>	662,70 €
Comandos R-Net			
ZIP110015	<input type="checkbox"/>	Comando R-net básico	456,69 €
ZIP110016	<input type="checkbox"/>	Comando R-net para luzes e indicadores <i>(para mais de 2 opções eléctricas e/ou luzes) (tem que seleccionar sempre o módulo auxiliar)</i>	456,69 €
ZIP110017	<input type="checkbox"/>	Comando R-net com monitor a cores LCD <i>(com opções eléctricas ou luzes, seleccionar módulo auxiliar) (monitor a cores com luzes e indicadores, 6 actuadores e botões em relevo)</i>	614,20 €
ZIP110116	<input type="checkbox"/>	Monitor OMNI2 para R-Net (1) <i>(dispositivos de saída e botões pulsadores através de Pedido Especial)</i>	1.058,78 €
ZIP110021	<input type="checkbox"/>	Comando para usuário e acompanhante <i>(comando de acompanhante montado sempre à direita) (tem que seleccionar comando usuário: básico ou para luzes e indicadores)</i>	668,98 €
Comando utilizador montado em: ZIP110052 ○ Direita ZIP110053 ○ Esquerda			
Módulos auxiliares R-Net			
ZIP110031	○	Módulo para luzes e indicadores <i>(no caso em que apenas se pede luzes e indicadores)</i>	s/c
ZIP110032	○	Módulo para luzes e indicadores e opções eléctricas <i>(para luzes/indicadores e opções eléctricas)</i>	s/c
LUZES E INDICADORES <i>(Com o comando de control VR2 ou R-Net com luzes e indicadores)</i>			
SAL110209	●	Sem luzes	Std
SAL110201	<input type="checkbox"/>	Luzes de LED's	598,99 €
TREPA-PASSEIOS ZIPPY SALSAS R2 COM TRACÇÃO TRASEIRA			
SAL090037	●	Sem trepa-passeios	Std
SAL090038	<input type="checkbox"/>	Trepa - passeios <i>(apenas para Salsa R2)</i>	343,31 €
(1) Visor OMNI sempre montado à direita ou no lado contrário do comando do utilizador			Para mais informação visite a nossa página web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2021 2/3

Zippie Salsa R2 / M2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

PVP

RODAS ZIPPIE SALSAS R2 COM TRACÇÃO TRASEIRA			
SAL070013	<input type="radio"/>	Rodas dianteiras 9" maciças, traseiras de 12,5" pneumáticas	s/c
SAL070017	<input type="radio"/>	Rodas dianteiras 9" maciças, traseiras de 12,5" maciças	s/c
SAL070018	<input type="radio"/>	Rodas dianteiras 9" maciças, traseiras de 14" pneumáticas V-Type	s/c
SAL070019	<input type="radio"/>	Rodas dianteiras 9" maciças, traseiras de 14" maciças V-Type	s/c
SAL070021	<input type="radio"/>	Rodas dianteiras 9" maciças, traseiras de 14" maciças Knobbly	s/c
SAL070023	<input type="radio"/>	Rodas dianteiras 9" maciças, traseiras de 14" pneumáticas Knobbly	s/c
RODAS ZIPPIE SALSAS M2 COM TRACÇÃO CENTRAL			
SAL070035	<input type="radio"/>	Dianteiras e traseiras maciças de 7" / centrais de 13" pneumáticas	s/c
SAL070036	<input type="radio"/>	Dianteiras y traseiras maciças de 7" / centrais de 13" maciças	s/c
VELOCIDADE			
SAL180003	<input type="radio"/>	6 km/h para Zippie Salsa M2 com tracção central	s/c
SAL180004	<input type="radio"/>	6 km/h para Zippie Salsa R2 com tracção traseira	s/c
SAL180006	<input type="checkbox"/>	10 km/h (2 polos) <i>(para ambos os modelos)</i>	428,84 €
SAL180007	<input type="checkbox"/>	10 km/h (4 polos) <i>(para ambos os modelos)</i>	731,37 €
COR DE CARÇAÇA			<i>(reposapiés y chasis siempre en negro)</i>
SALSAS R2 com tracção traseira		SALSAS M2 com tracção central	
SAL140002	<input type="radio"/>	Vermelho	SAL140002 <input type="radio"/> Vermelho
SAL140003	<input type="radio"/>	Azul	SAL140003 <input type="radio"/> Azul
SAL140001	<input type="radio"/>	Branco	SAL140001 <input type="radio"/> Branco
			SAL140004 <input type="radio"/> Preto mate
BATERIAS			
SAL160001	<input checked="" type="radio"/>	Baterias de gel de 60 Amp	Std
SAL160002	<input type="checkbox"/>	Baterias de gel de 70 Amp (só disponíveis para Zippie Salsa R2 com tracção traseira)	102,48 €
SAL160009	<input type="radio"/>	Sem baterias	s/c
CARREGADOR			
SAL160101	<input checked="" type="radio"/>	Carregador de 8 A	Std
SAL160109	<input type="radio"/>	Sem carregador	s/c
ACESSÓRIOS			
SAL090100	<input checked="" type="radio"/>	Encaixes para o transporte em veículos	Std
SAL090047	<input checked="" type="radio"/>	Cinto	Std
SAL090040	<input type="checkbox"/>	Mesa-bandeja abatível	255,10 €
SAL090065	<input type="checkbox"/>	VR2 PC programmer	489,29 €
SAL090067	<input type="checkbox"/>	Espelho retrovisor <i>(montado sempre no lado contrário ao comando)</i>	47,50 €
	<input type="checkbox"/>	Programador manual DTT	996,83 €
	SAL090063 <input type="radio"/>	Para VR2	SAL090064 <input type="radio"/>
		Para R-Net	
SAL090066	<input type="checkbox"/>	R-Net PC Programmer <i>(Dispositivo de programação R-Net)</i>	391,42 €
SAL090068	<input type="checkbox"/>	Módulo R-Net para Bluetooth (Android e Windows) <i>(Control do rato mediante Bluetooth)</i>	471,03 €
SAL090141	<input type="checkbox"/>	Módulo R-Net adicional para Bluetooth (para Android e Windows) <i>(Control do rato mediante Bluetooth)</i>	471,03 €
SAL090142	<input type="checkbox"/>	Módulo R-Net para Bluetooth (para IOS)	471,03 €
SAL090069	<input type="checkbox"/>	Receptor USB Bluetooth para rato de R-net <i>(se não existir função Bluetooth no computador)</i>	54,81 €
IDIOMA DO VISOR OMNI R-NET			
ZIP119003	<input type="radio"/>	Espanhol	
ZIP119004	<input type="radio"/>	Português	

Zippie Salsa R2 e Salsa M2 - PVP cadeira base

Preço das opções

Sem IVA

IVA

Preço total

Para mais informação
visite a nossa página web
www.SunriseMedical.pt
© Sunrise Medical 2021 3/3



ZIP030301
Tecido de encosto Standard



Assento e encosto Jay
Comfort



ZIP040142 Protectores laterais



ZIP030004 Suportes laterais



ZIP030416 Apoio de cabeça



ZIP040122 Apios de braços standard



ZIP050035 Apoios de pés abatíveis a 90°



ZIP050038 Apoios de Pés Central



SAL130004 Basculação eléctrica



SAL130006 Elevação e basculação eléctrica



SAL110201 Luzes de LED's



SAL090040
Mesa-bandeja abatível



ZIP110010
Comando VR2 std



ZIP110015
Comando R-net
básico



ZIP110016
Comando R-net para Luzes e Indicadores



ZIP110017
Comando R-Net com monitores a
cores



Comando para
acompanhante



ZIP110116
Monitor Omni



ZIP110003
Caixa de control 90 Amp



ZIP110004 Caixa de control 120 Amp



SAL090040
Mesa-bandeja abatível



DTT Programador manual



SAL090068
Módulo para Bluetooth



Cores Zippie Salsa M2



● ● ● Cores Zippie Salsa R2

Zippie Salsa R2 / M2



MEDIDAS DO UTILIZADOR PARA BUILT 4 ME

Queremos proporcionar-lhe uma cadeira adaptada às suas necessidades específicas e pessoais
Para o podermos fazer preencha adequadamente os seguintes dados de utilizador:

Peso do utilizador: _____

Medidas do utilizador

		cm
1	Da cabeça ao assento	
2	Do ombro ao assento	
3	Do cotovelo ao assento	
4	Profundidade do tronco	
5	Profundidade do assento actual	
6	Tamanho do pé	
7	Longitude braço	
8	Largura de ombros	
9	Largura do tronco	
10	Largura anca	
11	Longitude da perna esquerda	
12	Longitude da perna direita	



AJUSTE DA ALTURA DO ASSENTO AO SOLO

Ajustes da altura do assento ao solo em função das rodas e módulos de assento seleccionados

Altura do assento medida desde o solo até à base de assento (sem almofada)

	Modelo	Sem módulos de assento					Basculação eléctrica 0° a 30° (altura min) **	Elevação/basculação (altura min)
Alturas do assento ao solo	Salsa R2	41,5 cm *	44,5 cm				45,5 cm	47 cm
	Salsa M2	40 cm *	42,5 cm	44,5 cm	46,5 cm	48,5 cm	44 cm	45,5 cm

* Altura do assento ao solo pré-estabelecida de fábrica

** Se pedir basculação eléctrica de -5° a 25°, a altura é aumentada em 3 cm