

LaVapor® Eco 25

LAVADORES/DESINFECTADORES
DE UTENSÍLIOS HOSPITALARES

HOSPITAL UTENSILS
WASHERS/DISINFECTORS

LAVE BASSINS ET
USTENSILES HOSPITALIERS

ACESSÓRIO PARA
SACO DE URINA
[OPCIONAL]

CONJUNTO
DE ACESSÓRIOS PARA
SACO DE URINA [OPCIONAL]
E ARRASTEIRAS DOS
MODELOS BIDÉ E CUNHA
[OPCIONAL]

CONJUNTO DE
ACESSÓRIOS
PARA URINOL E
ARRASTEIRAS
DOS MODELOS
BIDÉ E CUNHA
[OPCIONAL]



La Vapor[®]Eco 25

LAVADOR DESINFECTADOR **La Vapor[®]Eco 25**

- Interface com o utilizador de fácil aprendizagem;
- Despejo automático de todos os recipientes;
- Pré-lavagem de utensílios;
- Comando dos ciclos por micro-computador incorporado;
- Lavagem com água fria e quente, seguida de desinfecção térmica por vapor;
- Bomba doseadora para detergente;
- Porta manual com sistema de segurança e bloqueio;
- Optimização de consumo de água e energia;
- Câmara de lavagem e corpo em aço inoxidável AISI 304.
- Aparelho totalmente construído em aço inox, sem incorporação de materiais ferrosos;

ACESSÓRIOS

- ACESSÓRIO PARA ARRASTADEIRAS DE MODELO BIDÉ;
- ACESSÓRIO PARA ARRASTADEIRAS DE MODELO CUNHA;
- ACESSÓRIO DE SUPORTE PARA URINOL;
- ACESSÓRIO PATENTEADO DE DESPEJO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE SACO DE URINA.

Volume da câmara (l)	Dimensões do equipamento (cm) (alt. x larg. x prof.)
50	130 x 62 x 62
90	150 x 70 x 60

MODELO	ECO 25
OUTROS MODELOS	LD 21

CERTIFICAÇÕES

Conformidade com directivas e normas

DIRECTIVA 93/42/CEE
NORMA prEN ISO 15883-1 E 3

LIGAÇÕES A REDES EXTERNAS

(c/ gerador de vapor incorporado)

REDE	CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICA	1 ~ + N + T 230V 50 Hz 4 Kw
ÁGUA FRIA	Pressão máx. 6 Bar Pressão mín. 3 Bar Ligação 3/4" BSP
ÁGUA QUENTE (MÁX. 65°C)	Pressão máx. 6 Bar Pressão mín. 3 Bar Ligação 3/4" BSP
ESGOTO	Material resistente a 50 °C Ligação 110 mm

PROGRAMAS CICLOS

Normal
Intensivo

Rua Alexandre Herculano 356 | 3510-038 Viseu | PORTUGAL
Tel.: 232458619 | Fax: 232458622 | E-mail: geral@medicalplus.pt

www.medicalplus.pt