

E-MOVE



E-Move dá-lhe o poder extra para permanecer ativo ao longo do tempo, criando liberdade e mobilidade pessoal. Agora já não precisa de se adaptar aos produtos. O E-Move oferece-lhe uma variedade de opções para expandir a funcionalidade de uma cadeira de rodas manual e é totalmente adaptável às suas necessidades. Ao usar o pushrim, o E-Move suporta o seu movimento inicial de uma forma poderosa. Consegue economizar energia e facilmente superar distâncias maiores, estradas e obstáculos que normalmente evita.

E-Move cria liberdade pessoal e mobilidade!

Especificações

Motor: Servomotor CA, 24 V 110 W x 2

Tipo de bateria: NiMH, 24 V, 6,7 Ah, (160,8 Wh)

Li-ion, 25 V, 11,8 Ah (280 Wh)

Peso da roda: 7kg

Peso total: NiMH 17 kg / Li-ion 18 kg

Largura do assento aumentada: máx 1,8 cm em cada lado

Dimensões da roda: 20", 22", 24", 25" ou 26"

Pressão do ar: 6 Bar, 600 kPa

Velocidade: 6 km/h

Alcance máximo: (com bateria totalmente carregada) 18 km com NiMH, 30km com Li-ion.

Fusível: 30A (plano)

Peso máximo do usuário: 130 kg / "Pesado" 150 kg

Inclinação máxima: 6 graus

Marcação CE: Em conformidade com MDR 2017/745 classe 1

Carregador de bateria: 100 a 240V AC, 50/60Hz

Potência nominal: 37V 26A (durante o carregamento)

Tempo de carregamento: Carregamento normal 2 a 3 horas