

Q700® M/F/R
assento SEDEO® PRO



Rev.1 2023

NOTA DE ENCOMENDA

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.


Facturado a:			Enviado a:		A mesma direção da faturação
Nome:			Nome:		
Morada:			Morada:		
Localidade /C.P.:			Localidade / C.P.:		
Província:			Província:		
Telefone:			Telefone:		
Detalhes da encomenda:			Peso utilizador:		
Encomenda	Orçamento	Built-4-Me®	Peso máximo utilizador: 160 kg		
Nº de encomenda Sunrise:			Peso utilizador:		
Dada de encomenda: Dia			Mês	Ano	kg

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

PVP Rec: **11.219,48 €**

Medidas do Utilizador

a) Da cabeça ao assento	mm
b) Do ombro ao assento	mm
c) Da axila ao assento	mm
d) Do cotovelo ao assento	mm
e) Distância pélvis-assento	mm
f) Largura de ombros	mm
g) Largura de tronco	mm
i) Largura de anca	mm
j) Profundidade do assento	mm
m) Comprimento do pé	mm
n) Comprimento da perna	mm
o) Largura do assento	mm



Especificações do assento

Sistema de assento	SEDEO PRO	Tamanho do assento	Largura ajustável de 38 a 56 cm Profundidade ajustável de 40 a 56 cm
Peso da cadeira	Sem baterias desde 140 kg Com baterias desde 165 kg	Altura do assento	De 41,5 cm a 49 cm
Todas as bases são compatíveis com o sistema DAHL			

Especificações da Base com Tração Central - Q700 M Sedeo Pro

Peso máx. utilizador	160 kg	Rodas centrais	14" (cor preto)
Largura da base	Desde 62 cm	Rodas dianteiras/traseiras	6" (cor preto)
Sistema de Controlo	VR2 R-Net opcional	Carregador	8 A
Velocidade	10 km/h, (6, 8 e 13 km/h opcionais)	Baterias	80 Ah (60 Ah opcionais)
Distância chão-base	7 cm	Cor dos detalhes	7 cores
		Chassis	Preto

Especificaciones de la Base con Tracción Delantera - Q700 F Sedeo Pro

Peso máx. utilizador	160 kg	Rodas dianteiras	14" (cor preto)
Largura da base	Desde 64 cm	Rodas traseiras	9" / 10" (cor preto)
Sistema de Controlo	VR2 R-Net opcional	Cargador	8 A
Velocidade	10 km/h, (6, 8 e 13 km/h opcionais)	Baterias	80 Ah (60 Ah opcionais)
Distância chão-base	7,5 cm	Cor dos detalhes	7 cores
		Chassis	Preto

Especificaciones de la Base con Tracción Trasera - Q700 R Sedeo Pro


Peso máx. utilizador	160 kg	Rodas traseiras	14" (cor preto)
Largura da base	Desde 64 cm	Rodas dianteiras	9" / 10" (cor preto)
Sistema de Controlo	VR2 R-Net opcional	Carregador	8 A
Velocidade	10 km/h, (6, 8 e 13 km/h opcionais)	Baterias	80 Ah (60 Ah opcionales)
Distância chão-base	7,5 cm	Cor dos detalhes	7 cores
		Chassis	Preto

BASE


Base Q700 Sedeo Pro		P.V.P. Rec
SEP000009	Q700 M Sedeo Pro (Cadeira de rodas elétrica com tração central)	11.219,48 €
SEP000017	Q700 F Sedeo Pro (Cadeira de rodas elétrica com tração dianteira)	11.219,48 €
SEP000018	Q700 R Sedeo Pro (Cadeira de rodas elétrica com tração traseira)	11.219,48 €

Motor - Velocidade		P.V.P. Rec
SEP180009	6 km/h (4 polos) <i>(Motor de 8 km/h com velocidade limitada)</i>	s/c
SEP180010	8 km/h (4 polos)	s/c
SEP180007	10 km/h (4 polos) (1) (2)	Std
SEP180008	13 km/h (4 polos) (1) (3)	766,99 €

Tração		P.V.P. Rec
SEP110009	Sistema de controlo de tração R-Net Traction Control System (GYRO)	944,80 €
SEP110014	Sem sistema de controlo de tração R-Net Traction Control System (GYRO)	Std

Rodas motrizes  (pneus e jantes em cor preto)		P.V.P. Rec
SEP070032	14" Pneumáticas "V Type"	s/c
SEP070031	14" Maciças "V Type"	s/c
SEP070034	14" Pneumáticas "Knobbly"	s/c
SEP070033	14" Maciças "Knobbly"	Std

Rodas pequenas 		P.V.P. Rec
Tração Central		
SEP080206	Rodas dianteiras maciças de 6", cor preto	s/c
Tração Dianteira		
SEP080210	Rodas traseiras maciças de 9", cor preto	s/c
SEP080211	Rodas traseiras pneumáticas de 9", cor preto	s/c
Tração Traseira		
SEP080210	Rodas dianteiras maciças de 9", cor preto	s/c
SEP080211	Rodas dianteiras pneumáticas de 9", cor preto	s/c
SEP080212	Rodas dianteiras pneumáticas de 10", cor preto	s/c

Guarda lamas (Só para tração dianteira e traseira) 		P.V.P. Rec
SEP010007	Guarda lamas para roda de 14"	Std
SEP010008	Guarda lamas para roda de 9"	Std

Trepapasseios (Só para tração traseira) 		P.V.P. Rec
SEP090038	Trepapasseios	197,13 €

Cor dos detalhes (chassis sempre em cor preto)		P.V.P. Rec
SEP140005	Verde maçã <i>(RAL 110 70 77)</i>	s/c
SEP140004	Preto <i>(RAL 9005)</i>	s/c
SEP140003	Azul <i>(RAL 260 40 45)</i>	s/c
SEP140006	Laranja <i>(RAL 060 60 80)</i>	s/c
SEP140002	Vermelho <i>(RAL 040 40 67)</i>	s/c
SEP140007	Cinza prata <i>(RAL 9006)</i>	s/c
SEP140001	Branco <i>(RAL 9010)</i>	s/c

(1) Recomendado com baterias de 80 Ah

(2) Com tração dianteira recomendamos o sistema de controlo de tração Gyro

(3) Com tração dianteira sempre em combinação com o sistema de controlo de tração Gyro

Luzes e Indicadores 		P.V.P. Rec
SEP110201	Luzes de LED's (homologadas para estrada) (1)	666,80 €
SEP110202	Luzes de LED's em guarda lamas (2) <i>(Luzes adicionais, não aprovadas para estrada, sem indicadores)</i>	436,80 €
SEP110209	Sem luzes nem indicadores	Std

Altura de assento P.V.P. Rec

Nota: Altura de assento medida desde o chão até à base do assento (sem almofada) com uma basculação de 0°.

SH415	41,5 cm (3) <i>(Só com baterias de 60 Ah)</i>	s/c
SH425	42,5 cm (4) <i>(Só com baterias de 60 Ah)</i>	s/c
SH44	44 cm (3)	s/c
SH45	45 cm (4)	s/c
SH465	46,5 cm	s/c
SH49	49 cm	s/c

Baterias e Carregador

Baterias

SEP160001	Baterias de gel de 60 Ah, sem manutenção	s/c
SEP160005	Baterias de gel de 80 Ah, sem manutenção (5)	Std
SEP160009	Sem baterias	s/c

Carregador

SEP160101	Carregador de 220 V / 8 A	s/c
SEP160102	Carregador de 220 V / 8 A, com grau de proteção IP54 <i>(Proteção contra partículas de pó e humidade)</i>	126,28 €
SEP160104	Carregador de 220 V / 10 A	Std
SEP160109	Sem carregador	s/c

MÓDULOS /FUNÇÕES ELÉTRICAS

Funcões de assento P.V.P. Rec

SEP130011	QUICKIE Q700 Sedeo Pro com basculação manual <i>(Ângulo de assento ajustável de 0°, 3°, 6°, e 9°; Pré-estabelecido de fábrica a 6°)</i>	11.219,48 €
SEP130004	QUICKIE Q700 Sedeo Pro com basculação elétrica de 0° a 30° (6)	12.336,02 €
SEP130012	QUICKIE Q700 Sedeo Pro com basculação elétrica de -5° a 25° (6) (7)	12.415,78 €
SEP130007	QUICKIE Q700 Sedeo Pro com basculação elétrica de 0° a 50° (6)	12.774,63 €
SEP130005	QUICKIE Q700 Sedeo Pro com basculação elétrica de -5° a 45° (6) (7)	12.871,70 €
SEP130009	QUICKIE Q700 Sedeo Pro com elevação (30 cm) e basculação elétrica (De 0° a 30°) (6)	13.842,95 €
SEP130006	QUICKIE Q700 Sedeo Pro com elevação (30 cm) e basculação elétrica (De 0° a 50°) (6) (9)	14.352,41 €

Reclinação do encosto P.V.P. Rec

SEP030083	Encosto ajustável em ângulo com ferramentas de 0° a 30°	s/c
SEP030084	Encosto reclinável Manual (pelo próprio utilizador), de 0° a 40°, a la direita (8)	s/c
SEP030085	Encosto reclinável Manual (pelo próprio utilizador), de 0° a 40°, a la esquerda (8)	s/c
SEP030086	Encosto reclinável Elétrico de 0° a 40° (6)	s/c
SEP030087	Encosto reclinável Elétrico de 0° a 60°, com 100 mm de deslizamento antifricção (6)	Std
SEP030229	Encosto reclinável Elétrico de 0° a 60°, com função Relax e 100 mm de deslizamento antifricção (6) (12)	s/c

Função C-Me (10) P.V.P. Rec

SEP110034	Com função C-Me (Com assento elevado, velocidade máx. de 4.5 km/h) (11)	163,80 €
SEP110035	Sem função C-Me (Com assento elevado, velocidade máx de 1.5 km/h)	s/c

Opções de encosto P.V.P. Rec

SEP030098	Encosto dobrável	53,14 €
-----------	------------------	---------

(1) Necessário módulo de Luzes VR2 (ref SEP110030) ou Módulo de Luzes e Assento R-Net ISM-6L (ref. SEP110032)

(2) Requer o módulo de luz R-Net SEP110031

(3) Não disponível com SEP130009 Módulo de Elevação /e Basculação Elétrica

(4) Só com módulo SEP130009 de Elevação / Basculação Elétrica

(5) Apenas com o carregador de 220V/10 A para reduzir o tempo de carregamento

(6) Não disponível com comando VR2 (ref SEP110036). Com R-Net em combinação com Módulo de luzes e opções elétricas ISM-6L (ref SEP110032)

(7) Não disponível com altura de assento de 41,5 ou 44 cm

(8) Não é possível colocá-lo do mesmo lado do comando

(9) Só possível com tração central. Peso máximo utilizador 136 kg

(10) Só com módulos de elevação (ref. SEP130009 e SEP130006)

(11) Não possível com encosto reclinável elétrico (ref. SEP030087)

(12) Só é possível com a basculação SEP130004 de 0° a 30°, SEP130007 de 0° a 50°, e com elevação e basculação SEP130009 e SEP130006

ENCOSTO 

P.V.P. Rec

SEP030104	Encosto SEDEO PRO	Std
-----------	--------------------------	------------

Encaixes

SEP030106	Encaixes para Encosto SEDEO PRO	s/c
SEP030107	Encaixes para Encosto SEDEO PRO, Flexible	53,14 €
SEP030209	Sem encosto	s/c

Largura do encosto

BW38	38 cm (largura efetiva de 38 cm)	s/c
BW42	42 cm (largura efetiva de 38 a 42 cm)	s/c
BW46	46 cm (largura efetiva de 42 a 46 cm)	s/c
BW50	50 cm (largura efetiva de 46 a 50 cm)	s/c
BW54	54 cm (largura efetiva de 50 a 54 cm)	s/c
BW56	56 cm (largura efetiva de 52 a 56 cm)	s/c

Altura do encosto

BH44	44 cm (altura de 44 a 50 cm) (1)	s/c
BH50	50 cm (altura de 50 a 56 cm)	s/c
BH56	56 cm (altura de 56 a 62 cm)	s/c

Tipo de encosto

SEP030109	Encosto SEDEO PRO	Std
SEP030113	Encosto SEDEO PRO com cintos ajustáveis	300 €
SEP030114	Encosto SEDEO PRO Passive, contorno profundo	350 €
SEP030115	Encosto SEDEO PRO Passive Flexible, contorno profundo, com cintos ajustáveis	400 €
SEP030116	Encosto SEDEO PRO Active Flexible, contorno profundo, com cintos ajustáveis	400 €
SEP030117	Encosto SEDEO PRO Active Flexible, contorno profundo, com cintos ajustáveis	400 €

Fundas respaldo

SEP030059	Funda incontinencia	Std
SEP030108	Funda Comfort	62,65 €

Suportes laterais do tronco (abatíveis e ajustáveis em altura)

SEP030607	Com almofada larga 15 x 13 cm, lado direito	66,55 €
SEP030608	Com almofada larga 15 x 13 cm, lado esquerdo	66,55 €
SEP030609	Com almofada curta 9 x 12 cm, lado direito	66,55 €
SEP030610	Com almofada curta 9 x 12 cm, lado esquerdo	66,55 €

(1) Só com encostos SEDEO PRO Active Flexíveis (refs SEP030116 e SEP030117)

Apoio de cabeça

P.V.P. Rec

Almofada

SEP030430	Apoio de cabeça anatómico SEDEO 24 x 15 cm (1)	270 €
SEP030431	Apoio de cabeça anatómico SEDEO com funda, 24 x 15 cm (1)	270 €
SEP030432	Apoio de cabeça Flexível SEDEO, 40 x 11 cm (1)	270 €
	Apoio de cabeça Whitmyer <i>Consultar o catálogo e a folha de pedido dos apoios de cabeça Whitmyer e Heads Up para seleccionar a almofada. Ic a folha de pedido do apoio de cabeças seleccionado. Imprescindível seleccionar em baixo o braço de montagem LINX para apoios de cabeça Whitmyer.</i>	

Braço de montagem (2)

SEP030433	Braço de montagem multiposição SEDEO	180 €
SEP030434	Braço de montagem para apoio de cabeça SEDEO, desmontagem rápido	180 €
WHT030407	Braço de montagem LINX para apoio de cabeça Whitmyer, com adaptador para encosto SEDEO PRO	285 €
WHT030408	Braço de montagem LINX ² para apoio de cabeça Whitmyer, com adaptador para encosto SEDEO PRO	285 €
WHT030409	Braço de montagem AXYS para apoio de cabeça Whitmyer, com adaptador para encosto SEDEO PRO	180 €
WHT030410	Braço de montagem para apoio de cabeça Whitmyer AXYS, Offset, com adaptador para encosto SEDEO PRO	180 €
WHT030411	Braço de montagem COBRA XTRA Abatível para apoio de cabeça Whitmyer, com adaptador para encosto SEDEO PRO	533,60 €

Recetor do apoio de cabeça

SEP030119	Recetor do apoio de cabeça, Montado no encosto (3)	s/c
SEP030120	Recetor do apoio de cabeça, Montado no estrutura.	s/c

Punhos

P.V.P. Rec

SEP030204	Punhos ajustáveis em altura	134,63 €
-----------	-----------------------------	----------

Raíles do assento

P.V.P. Rec

SEP020085	Raíles curtos (para profundidades de assento de 40 a 56 cm)	Std
SEP020069	Raíles compridos (para profundidades de assento de 46 a 56 cm) (4)	s/c

(1) Só com braço de montagem multiposição SEDEO

(2) Para acrescentar controlos especiais de cabeça é necessário seleccionar um braço de montagem Whitmyer e um recetor de apoio de cabeça

(3) Só com encosto SEDEO PRO (ref SEP030109), encosto SEDEO PRO com cintos ajustáveis (ref SEP030113) e encosto SEDEO PRO Passivo Contorno Profundo (ref SEP030114)

(4) Não possível com largura de assento de 38 e 40 cm

ASSENTO		P.V.P. Rec
SEP020027	Almofada SEDEO PRO (Preencher seção A)	Std
	Almofada JAY (Preencher seção B)	
SEP020110	Sem almofada (Selecione a largura e profundidade do assento desejada em a seção A)	s/c

A – Almofadas SEDEO PRO

P.V.P. Rec

Largura da cojín

SW38	38 cm (para largura de 38 cm)	s/c
SW42	42 cm (para largura de 38 a 42 cm)	s/c
SW46	46 cm (para largura de 42 a 46 cm)	s/c
SW50	50 cm (para largura de 46 a 50 cm)	s/c
SW54	54 cm (para largura de 50 a 54 cm)	s/c
SW56	56 cm (para largura de 52 a 56 cm)	s/c

Profundidade da almofada

SD40	40 cm (para profundidade de 40 a 46 cm) (1)	s/c
SD42	42 cm (para profundidade de 40 a 46 cm)	s/c
SD44	44 cm (para profundidade de 40 a 46 cm)	s/c
SD46	46 cm (para profundidade de 46 a 50 cm)	s/c
SD48	48 cm (para profundidade de 46 a 50 cm)	s/c
SD50	50 cm (para profundidade de 46 a 50 cm)	s/c
SD52	52 cm (para profundidade de 52 a 56 cm)	s/c
SD54	54 cm (para profundidade de 52 a 56 cm)	s/c
SD56	56 cm (para profundidade de 52 a 56 cm)	s/c

Tipo almofada

SEP020073	Almofada SEDEO PRO acolchoado, altura 7 cm	Std
SEP020075	Almofada SEDEO PRO com suporte, altura 9 cm	323,15 €
SEP020076	Almofada SEDEO PRO com suporte e memória, altura 9 cm	323,15 €
SEP020078	Almofada SEDEO PRO com estabilidade, altura 9 cm	323,15 €

Funda de almofada

SEP020518	Funda anti-incontinência	Std
SEP020080	Funda Comfort	62,65 €

Base sólida

SEP020082	Base sólida SEDEO, ajustável em profundidade	124 €
SEP020083	Base sólida SEDEO com topo dianteiro (50 mm), ajustável em profundidade	150 €

(1) Não é compatível com o cinto curto (ref. SEP090128) e nem com longo (ref. SEP090129)

B – Almofadas JAY 

P.V.P. Rec

NOTAS: Consultar o catálogo e as folhas de pedido de Jay para ver toda a gama de modelos e medidas disponíveis.
Imprescindível juntar a folha de pedido da almofada selecionada.
Imprescindível indicar em baixo a largura e profundidade da base do assento.

Almofada Jay (2)

Almofada JAY Balance com Fluido JAY	685,45 €
Almofada JAY Balance com Fluido CRYO	725 €
Almofada JAY Balance com Ar	685,45 €
Almofada JAY 2	685,45 €
Almofada JAY 2 Profundo	685,45 €
Almofada JAY Easy Fluid	323,15 €

Largura da base do assento

SW40	40 cm	s/c
SW42	42 cm	s/c
SW44	44 cm	s/c
SW46	46 cm	s/c
SW48	48 cm	s/c
SW50	50 cm	s/c
SW52	52 cm	s/c
SW54	54 cm	s/c
SW56	56 cm	s/c

Profundidade da base do assento

SD40	40 cm	s/c
SD42	42 cm	s/c
SD44	44 cm	s/c
SD46	46 cm	s/c
SD48	48 cm	s/c
SD50	50 cm	s/c
SD52	52 cm	s/c
SD54	54 cm (1)	s/c
SD56	56 cm (1)	s/c

Suportes de joelho e perna

P.V.P. Rec

SEP020342	Suporte lateral de joelho direito, abatível, 12 x 12 cm (3)	116,92 €
SEP020341	Suporte lateral de joelho esquerdo, abatível, 12 x 12 cm (3)	116,92 €
SEP020113	Suporte lateral de perna direito, abatível, pequeno 12 x 12 cm (4)	171,25 €
SEP020114	Suporte lateral de perna esquerdo, abatível, pequeno 12 x 12 cm (4)	171,25 €
SEP020121	Suporte lateral de perna direito, abatível, grande 18 x 12 cm (4)	200,77 €
SEP020122	Suporte lateral de perna esquerdo, abatível, grande 18 x 12 cm (4)	200,77 €

(1) Só com largura de assento de 56 cm

(2) Nem todas as almofadas Jay estão disponíveis e, todas as medidas. Por favor consulte a folha de pedido de cada almofada.

(3) Não disponível com apoio de pés abatível (refs SEP050015-17 y SEP050080) nem com barra de transferencia (ref SEP090122)

(4) Não disponível com altura de assento de 41,5 cm, nem com protetor de roupa em forma de cunha (ref SEP040035)

Apoio de braços 		P.V.P. Rec
SEP040019	Apoio de braços abatíveis (1)	Std
SEP040021	Apoio de braços desmontáveis (1)	s/c
SEP040123	Apoio de braços reclináveis, abatíveis até atrás	s/c
SEP040070	Apoio de braços reclináveis, articulados, abatíveis até atrás	312,00 €

Almofada do apoio de braços

SEP040023	Almofadado 30 cm, direito	s/c
SEP040024	Almofadado 30 cm, esquerdo	s/c
SEP040025	Almofadado 40 cm, direito	Std
SEP040026	Almofadado 40 cm, esquerdo	Std
SEP040027	Almofadado 45 cm, direito (2)	s/c
SEP040028	Almofadado 45 cm, esquerdo (2)	s/c
SEP040029	Sem almofadado direito	s/c
SEP040030	Sem almofadado esquerdo	s/c

Almofada Comfort

SEP040204	De skai, 40 cm, lado direito	70,86 €
SEP040203	De skai, 40 cm, lado esquerdo	70,86 €

Hemiplégicos

SEP040031	Apoio de braços hemiplégico, lado direito (3)	137,95 €
SEP040032	Apoio de braços hemiplégico, lado esquerdo (4)	137,95 €

Protetor de roupa para apoio de braços

P.V.P. Rec

Abatíveis até atrás / Desmontáveis

SEP040033	Protetores de roupa (material plástico) (5)	Std
SEP040034	Protetores de roupa almofadados com espuma (6)	57,87 €
SEP040035	Protetores de roupa almofadados em forma de cunha (7)	177,15 €

Reclináveis, abatíveis até atrás

SEP040036	Montados en los raíles del asiento (8)	295,26 €
-----------	--	----------

Apoio de pés centrais

P.V.P. Rec

SEP050086	Apoio de pés centrais, ajustáveis com ferramentas com plataforma abatível e ajustáveis em ângulo (9) (10) (Longitude da perna de 30,5 a 46 cm)	s/c
-----------	---	-----

Acessórios para apoio de pés central

SEP050087	Almofada para gémeos central	s/c
SEP050092	Almofada para gémeos (par)	s/c

Apoio de pés central elevável elétrico

P.V.P. Rec

SEP050076	Apoio de pés central elétrico, elevável de 90° a 180°, 175 mm extensão (10) (11) (Longitude da perna de 36 a 54 cm)	767,05 €
SEP050071	Apoio de pés central elétrico, elevável de 90° a 180°, 175 mm extensão, com plataforma até ao solo (10) (11) (Longitude da perna de 36 a 54 cm)	767,05 €

Plataformas

SEP050072	Plataformas ajustáveis em ângulo e altura (26 x 15 cm)	s/c
SEP050073	Plataformas mais compridas, ajustáveis em ângulo e altura (31 x 17 cm)	s/c

Acessórios para apoio de pés central elevável elétrico

SEP050092	Almofada para gémeos (par)	s/c
-----------	----------------------------	-----

(1) Não possível com altura de assento de 41,5 cm

(2) Com apoio de braços abatível SEP040019 aumenta 2 cm a largura do assento

(3) Não compatível com comando montado à direita (ref SEP110052), mesas SEP090040 e SEP090046, nem com espelho retrovisor à direita (ref SEP090110)

(4) Não compatível com comando montado à esquerda (ref SEP110053), mesas SEP090040 e SEP090046, nem com espelho retrovisor à esquerda (ref SEP090118)

(5) Não possível com apoio de braços reclináveis (ref SEP040123)

(6) Reduzem a largura de assento em 2 cm. Não disponível com apoio de braços reclinável (ref SEP040123)

(7) Reduzem a largura de assento 8 cm. Só com apoio de braços desmontável (ref SEP040021)

(8) Só com apoio de braços reclináveis (ref SEP040123)

(9) Em combinação com elevação ou basculação, selecione a almofada para gémeos central (ref SEP050087) ou as almofadas para gémeos (ref SEP050092)

(10) Não possível com tração traseira

(11) Não disponível com comandos VR2 (refs SEP110036, SEP110037 e SEP110040). Com R-Net, módulo para luzes e opções elétricas ISM-6L (ref SEP110032)

Apoio de pés abatíveis SEDEO PRO

P.V.P. Rec

SEP050015	Apoio de pés SEDEO PRO standard a 70° <i>(Longitude da perna de 35 a 51 cm)</i>	s/c
SEP050016	Apoio de pés SEDEO PRO eleváveis manualmente <i>(Longitude da perna de 35 a 51 cm)</i>	285,38 €
SEP050017	Apoio de pés SEDEO PRO eleváveis elétricos <i>(Longitude da perna de 35 a 51 cm)</i>	767,05 €
SEP050000	Sem apoio de pés	s/c

Recetor de apoio de pés

SEP050170	SEDEO PRO, receptores de apoio de pés, alto, para almofadas de assento com 7 cm de espessura ou mais	s/c
SEP050171	SEDEO PRO, receptores de apoio de pés, baixo, para almofadas de assento de 5 cm de espessura ou menos	s/c
SEP050080	Apenas fixações altas, sem apoios para os pés	s/c
SEP050172	Apenas fixações baixas, sem apoios para os pés	s/c

Plataformas

SEP050088	Plataformas para largura assento de 38,5 a 40 cm	s/c
SEP050089	Plataformas para largura assento de 42 a 46 cm	s/c
SEP050090	Plataformas para largura assento de 48 a 52 cm	s/c
SEP050091	Plataformas para largura assento de 54 a 56 cm	s/c
SEP050081	Plataforma única (1) (2)	106,51 €

Accesórios para apoio de pés abatíveis

SEP050082	Almofada para gémeos ajustável em profundidade (par)	106,51 €
SEP050083	Almofada para gémeos acolchoado, ajustável em profundidade (par)	106,51 €
SEP050084	Cinta calcanhares	Std
SEP050085	Cintas gémeos (2)	s/c
SEP050200	Suportes de joelho	131,55 €

Suporte para amputados (3)

SEP050013	Suporte para amputados, lado direito	206,74 €
SEP050014	Suporte para amputados, lado esquerdo	206,74 €

Accesórios de posicionamento e outros

P.V.P. Rec

SEP090128	Cinturão curto 5 cm x 170 cm	Std
SEP090129	Cinturão longo 5 cm x 270 cm	113,72 €
SEP090110	Espelho retrovisor, à direita (4)	84,78 €
SEP090118	Espelho retrovisor, à esquerda (4)	84,78 €
SEP090009	Suporte de canadianas (5)	84,78 €
SEP090119	Ganchos traseiros para pendurar sacos (5)	22,44 €
SEP090120	Capa para apoio de braços (6)	57,87 €
SEP090122	Barra de transferência (7)	115,74 €
SEP030605	Cunha abductora (8)	64,48 €

Mesa (montada do lado contrário do Joystick)

SEP090040	Mesa abatível, ajustável em largura	239,48 €
SEP090046	Meia mesa, abatível (9)	329,01 €

Accesórios mesa

SEP090125	Apoio almofadado	93,97 €
SEP090126	Rebordos elevados	186,60 €
SEP090127	Apoio almofadado para os cotovelos (par)	119,03 €

(1) Seleccione acima as plataformas em função da largura do assento pretendido

(2) Só para apoio de pés a 70° (ref SEP050015)

(3) Extra num conjunto de apoio de pés abatíveis. É enviado à parte

(4) Não compatível com as mesas SEP090040 e SEP090046 montadas do mesmo lado

(5) Não possível com encosto reclinável Elétrico (refs SEP030086 e SEP030087)

(6) Não possível com apoio de braços reclináveis (ref SEP040123)

(7) Não compatível com suportes de joelhos (refs SEP020342 e SEP020341) nem com apoio de pés abatíveis (refs SEP050015-17 e SEP050080)

(8) Não possível com apoio de pés centrais

(9) Não compatível com acessórios de mesa (refs SEP090125-127)

COMANDOS DE CONTROL / ELETRÓNICA**Comando de control VR2** 

P.V.P. Rec

Comando VR2 para utilizador

SEP110036	Comando VR2	s/c
SEP110037	Comando VR2 para 2 actuadores	s/c
SEP110040	Comando VR2 para 2 opções elétricas e luzes	s/c

Montagem do comando

SEP110050	Fixo	s/c
SEP110056	Mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo	Std

Posição do mando

SEP110052	À direita	s/c
SEP110053	À esquerda	s/c

Cúpulas de Joystick (Opcional) 

P.V.P. Rec

SEP090505	Bola de Golf para Joystick	(diâmetro 42 mm)	101,45 €
SEP090506	Joystick em forma de T	(82 mm largura)	179,57 €
SEP090507	Bola mole para o Joystick	(diâmetro 70 mm)	74,79 €
SEP090508	Bola de Joystick	(diâmetro 35 mm)	74,79 €
SEP090045	Meia bola de Joystick Allround	(diâmetro 48 mm)	35,43 €
SEP090509	Cúpula Joystick para mentoniano	(diâmetro 37 mm)	101,45 €
SEP090512	Cúpula Joystick tipo Stick		56,48 €
SEP090511	Cúpula de Joystick em forma de cogumelo	(diâmetro 45 mm)	74,79 €

Programação - VR2 

P.V.P. Rec

SEP090065	Programador VR2	544,67 €
SEP090063	Programador manual DTT para VR2 com cabo de conexão	1.109,68 €

Caixa de controlo - VR2

P.V.P. Rec

SEP110002	Caixa de controlo VR2 de 90 A	s/c
-----------	-------------------------------	-----

Módulo de luzes - VR2

P.V.P. Rec

SEP110030	Módulo de luzes, VR2 (1)	s/c
-----------	--------------------------	-----

Comandos para acompanhante - VR2

P.V.P. Rec

SEP110021	Comando VR2 para utilizador e acompanhante	585,77 €
SEP110020	Comando VR2 só para acompanhante (2)	224,39 €

Montagem do comando de acompanhante

SEP110025	Montagem do comando acompanhante, à direita	s/c
SEP110026	Montagem do comando acompanhante, à esquerda	s/c

Caixa de controlo de 4 actuadores

P.V.P. Rec

SEP110054	Caixa de controlo de 4 actuadores, montada no apoio de braços direito	396,81 €
SEP110055	Caixa de controlo de 4 actuadores, montada no apoio de braços esquerdo	396,81 €

(1) Necessário ao selecionar Luzes e Indicadores

(2) Seleccione também o comando de controlo

COMANDOS DE CONTROLO / ELETRÓNICA *continuação***Comando de controlo R-Net** 

P.V.P. Rec

Comando R-Net para utilizador

SEP110015	Comando R-Net de LEDs	s/c
SEP110016	Comando R-Net de LEDs, Luzes e Actuadores	s/c
SEP110017	Comando com visor a cores LCD	s/c
SEP110018	Comando com visor a cores LCD, Heavy Duty	708,60 €
SEP110013	Comando Advanced com visor a cores LCD (com infravermelhos)	Std
SEP110023	Comando Advanced com visor a cores LCD (com infravermelhos e Bluetooth)	960,98 €
SEP110019	Sem comando	s/c

Montagem do comando

SEP110050	Fixo	s/c
SEP110056	Mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo	Std

Posição do comando

SEP110052	À direita	s/c
SEP110053	À esquerda	s/c

Idioma

SEP119003	Espanhol	s/c
SEP119004	Português	s/c

Cúpulas de Joystick (Opcional) 

P.V.P. Rec

SEP090505	Bola de Golf para Joystick	(diâmetro 42 mm)	101,45 €
SEP090506	Joystick em forma de T	(82 mm largura)	179,57 €
SEP090507	Bola mole para o Joystick	(diâmetro 70 mm)	74,79 €
SEP090508	Bola de Joystick	(diâmetro 35 mm)	74,79 €
SEP090045	Meia bola de Joystick Allround	(diâmetro 48 mm)	35,43 €
SEP090509	Cúpula Joystick para mentoniano	(diâmetro 37 mm)	101,45 €
SEP090512	Cúpula Joystick tipo Stick		56,48 €
SEP090511	Cúpula Joystick em forma de cogumelo	(diâmetro 45 mm)	74,79 €

Programação - R-Net 

P.V.P. Rec

SEP090066	R-Net PC Programmer	435,73 €
SEP090064	Programador manual DTT para R-Net	1.109,68 €

Caixa de controlo - R-Net

P.V.P. Rec

SEP110004	Caixa de controlo R-Net de 120 A	Std
-----------	----------------------------------	------------

Módulo de luzes / assento - R-Net

P.V.P. Rec

SEP110032	Módulo de Luzes e Opções Elétricas R-Net, ISM-6L	220,05 €
-----------	--	----------

Comando para acompanhante - R-Net

P.V.P. Rec

SEP110021	Comando R-Net para utilizador e acompanhante	585,77 €
SEP110020	Comando R-Net só para acompanhante (1)	224,39 €

Montagem do comando acompanhante

SEP110025	Montagem do comando acompanhante, à direita	s/c
SEP110026	Montagem do comando acompanhante, à esquerda	s/c

(1) Seleccione também o comando de controlo

COMANDOS DE CONTROLO / ELETRÓNICA *continuação***Comando montado na mesa** 

P.V.P. Rec

SEP110143	Comando com visor a cor LCD montado no centro da mesa	1.418,01 €
-----------	---	------------

Posição da mesa

SEP110080	À esquerda	s/c
SEP110081	À direita	s/c

Caixa de controlo Ctrl+5 para as funções/posições do assento 

P.V.P. Rec

Caixa de controlo Ctrl +5

SEP110043	Caixa de controlo Ctrl+5 (6)	1.292,00 €
Montagem da caixa de controlo:		
SEP110180	Atrás do comando (1)	s/c
SEP110181	Lado contrario do comando	s/c
Tipo de caixa de controlo		
SEP110175	Com 5 botões	s/c
SEP110176	Com 5 interruptores	s/c

COMANDO ESPECIAIS**Visor OMNI para R-Net (2)** 

P.V.P. Rec

Visor OMNI2

SEP110116	Pantalla OMNI2 - com função de infravermelhos (3) (5) (Necessário seleccionar montagem e lado de montagem)	1.577 €
SEP110117	Pantalla OMNI2 para usar em modo scanner (5) (Necessário seleccionar montagem e lado de montagem)	1.577 €

Montagem no apoio de braços do visor OMNI2 (4)

SEP110119	Montagem fixo, no apoio de braços direito	s/c
SEP110120	Montagem fixo, no apoio de braços esquerdo	s/c
SEP110123	Montagem abatível, no apoio de braços direito	s/c
SEP110124	Montagem abatível, no apoio de braços esquerdo	s/c

Comando especiais para R-Net (7)

P.V.P. Rec

Comandos proporcionais

SEP110301	Switch-It MicroGuide	3.054 €
SEP110302	Switch-It MicroPilot	4.213 €
SEP110304	Switch-It VersaGuide	2.845 €
SEP110305	Switch-It VersaGuide EZ (8)	2.845 €
SEP110306	Allround Joystick	2.953 €
SEP110307	Allround Joystick Light (9)	2.953 €
SEP110308	Allround Joystick Heavy Duty	4.110 €
SEP110309	Allround Joystick – com conector R-Net Bus	(Não necessita visor OMNI2) 3.267 €
SEP110310	Allround Joystick Light – com conector R-Net Bus	(Não necessita visor OMNI2) 3.267 €
SEP110311	Allround Joystick Heavy Duty – com conector R-Net Bus	(Não necessita visor OMNI2) 4.424 €

(1) Não disponível com mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo (ref SEP110056)

(2) Selecione abaixo o tipo de visor OMNI e montagem e tipo de botões na seção C

(3) Com função por infravermelhos e montagem no apoio de cabeça. Necessário para comandos especiais

(4) Se seleciona Joystick Standard, tem de ser montada do lado contrário





(5) Visor VGA com Caixa de entrada separada com Bluetooth, infravermelhos, carregador usb e altifalante para dispositivos especiais

(6) Em combinação com o comando de acompanhante, a Caixa de controlo Ctrl+5 irá montada no apoio de braço

(7) Preencha pulsadores em a seção C

(8) Não compatível com cúpula de Joystick tipo Stick (ref SEP090512), cúpula de Joystick em forma de cogumelo (ref SEP090511) nem Joystick em forma de T (ref SEP090506)

(9) Compatível apenas com a manete de Joystick standard ou com a manete de joystick Allround

Montagem dos comandos especiais			P.V.P. Rec
SEP110342	Sistema de montagem Link-It em disco	<i>(Só para Joysticks Micro)</i>	317 €
Montagedo comando de control -Sistema de montagem LINK-IT 			
SEP110350	Fixado ao apoio de braços		34,07 €
SEP110353	Fixado ao braço abatível do comando		45,42 €
Lado de montagem			
SEP110362	À direita		s/c
SEP110361	À esquerda		s/c
Comandos especiais de Cabeça (1) 			P.V.P. Rec
Comandos de cabeça proporcionais			
SEP110370	Comando pulsador de cabeça Dual Pro Switch-It – oval		4.966 €
SEP110371	Comando pulsador de cabeça Dual Pro Switch-It – redondo		4.966 €
Comandos especiais de Mentoniano 			P.V.P. Rec
Comandos proporcionais			
SEP110470	Switch-It MicroGuide		3.054 €
SEP110471	Switch-It MicroPilot		4.213 €
SEP110472	Switch-It VersaGuide		2.845 €
SEP110473	Switch-It VersaGuide EZ		2.845 €
SEP110474	Allround Joystick		2.953 €
SEP110475	Allround Joystick Light		2.953 €
SEP110476	Allround Joystick – com conector R-Net Bus	<i>(Não necessita visor OMNI2)</i>	3.267 €
SEP110477	Allround Joystick Light – com conector R-Net Bus	<i>(Não necessita visor OMNI2)</i>	3.267 €
Montagem do control mentoniano - Sistema de montaje LINK IT 			
SEP110480	Arnês Pequeno para mentoniano (2)		754 €
SEP110483	Braço abatível manual para mentoniano – Lado direito, com montagem no encosto		754 €
SEP110484	Braço abatível manual para mentoniano – Lado esquerdo, com montagem no encosto		754 €
SEP110485	Braço abatível elétrico para mentoniano – Lado direito	<i>(Operado com pulsador preto no apoio de cabeça)</i>	2.227 €
SEP110486	Braço abatível elétrico para mentoniano – Lado esquerdo	<i>(Operado com pulsador preto no apoio de cabeça)</i>	2.227 €
SEP110487	Diretamente no apoio de cabeça, abatível – Lado esquerdo		754 €
SEP110488	Diretamente no apoio de cabeça, abatível – Lado direito		754 €
Kit de extensão Link-It			
SEP110590	10 cm	<i>(Inclui 5 clips para cabo)</i>	221,24 €
SEP110591	15 cm	<i>(Inclui 5 clips para cabo)</i>	223,49 €
Comando de aspiração/sopro (necessário preencher seção pulsadores)			P.V.P. Rec
SEP110510	Control de aspiração e sopro com sistema de montagem LINK-IT no apoio de cabeça	<i>(É necessário seleccionar comando de cabeça)</i>	757 €

(1) Preencha pulsadores em a seção C. Selecione também braço de montagem Whitmyer

(2) Se for necessário botões no arnês, apenas com Joystick Allround

COMANDOS ESPECIAIS - continuação**C – Pulsadores** (Função única para dispositivos de entrada especiais) 

P.V.P. Rec

Nota: Selecione pulsador e posição de montagem em consequência.

SEP110611	Botão Pulsador – 64 mm, Preto	142 €
SEP110612	Botão Pulsador – 64 mm, Vermelho	142 €
SEP110613	Botão Pulsador – 64 mm, Verde	142 €
SEP110523	Pulsador Ovalado – Preto	142 €
SEP110524	MicroLite	256 €
SEP110651	Botão Pulsador – 30 mm, Preto	142 €
SEP110654	Botão Pulsador – 30 mm, Azul	142 €
SEP110653	Botão Pulsador – 30 mm, Verde	142 €
SEP110652	Botão Pulsador – 30 mm, Vermelho	142 €
SEP110655	Botão Pulsador – 30 mm, Amarelo	142 €
SEP110534	Twister – Preto	142 €
SEP110535	Twister – Verde	142 €
SEP110536	Twister – Vermelho	142 €

Posição de Montagem do pulsador

SEP110560	Sistema de montagem Link-It no comando <i>(Não com Joystick Allround Heavy Duty nem montagem no disco)</i>	270 €
SEP110566	Sistema de montagem Link-It no lado contrário do joystick <i>(Montado nos rails do apoio de braços)</i>	270 €
SEP110561	Sistema de montagem Link-It no apoio de cabeça	270 €
SEP110563	Sistema de montagem Link-It nos rails do assento	270 €
SEP110565	Sistema de montagem Link-It no comando mentoniano <i>(Não necessário indicar o lado de montagem)</i>	270 €
SEP110569	Omitir sistema de montagem <i>(Os pulsadores serão soltos)</i>	s/c

Lado de Montagem

SEP110572	À direita	s/c
SEP110571	À esquerda	s/c

Pulsador Satellite (Só para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)

SEP110537	Preto	200 €
SEP110538	Verde	200 €
SEP110539	Vermelho	200 €

(1) Não possível com sistema de montagem Link-It

Pulsadores - segunda unidade (função única para dispositivos de entrada especiais) 

P.V.P. Rec

Nota: Seleccione pulsador e posição de montagem em consequência.

SEP110631	Botão Pulsador – 64 mm, Preto	142 €
SEP110632	Botão Pulsador – 64 mm, Vermelho	142 €
SEP110633	Botão Pulsador – 64 mm, Verde	142 €
SEP110088	Pulsador Ovalado – Preto	142 €
SEP110089	MicroLite	256 €
SEP110671	Botão Pulsador – 30 mm, Preto	142 €
SEP110674	Botão Pulsador – 30 mm, Azul	142 €
SEP110673	Botão Pulsador – 30 mm, Verde	142 €
SEP110672	Botão Pulsador – 30 mm, Vermelho	142 €
SEP110675	Botão Pulsador – 30 mm, Amarelo	142 €
SEP110095	Twister – Preto	142 €
SEP110096	Twister – Verde	142 €
SEP110097	Twister – Vermelho	142 €

Posição de Montagem do pulsador

SEP110098	Sistema de montagem Link-It no comando <i>(Não com Joystick Allround Heavy Duty nem montagem no disco)</i>	270 €
SEP110099	Sistema de montagem Link-It no lado contrário do joystick <i>(Montado nos railes do apoio de braços)</i>	270 €
SEP110100	Sistema de montagem Link-It no apoio de cabeça	270 €
SEP110104	Sistema de montagem Link-It nos railes do assento	270 €
SEP110105	Sistema de montagem Link-It no comando mentoniano <i>(Não necessário indicar o lado de montagem)</i>	270 €
SEP110106	Omitir sistema de montagem <i>(Os pulsadores serão soltos)</i>	s/c

Lado de Montagem

SEP110108	À direita	s/c
SEP110107	À esquerda	s/c

Pulsador Satellite (Só para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)

SEP110111	Preto	200 €
SEP110112	Verde	200 €
SEP110113	Vermelho	200 €

Pulsadores Multi-Função (com programação de botões assinaláveis)

P.V.P. Rec

SEP110550	Bandeja com 2 pulsadores (Mini-2) (Stereo, botões assinaláveis com visor LCD) (1)	273,69 €
SEP110551	Bandeja com 2 pulsadores (Mini-2) (Dual Mono) (1)	273,69 €
SEP110552	Bandeja com 4 pulsadores (Mini-4) (conector DB9, botões assinaláveis com visor OMNI) (1)	273,69 €
SEP110554	Joystick com interruptor - 4 direções	390,66 €

Accesórios

P.V.P. Rec

SEP110580	Extensão de Cabo Mono (2 m)	33,93 €
SEP110581	Extensão de Cabo Estéreo (2 m)	33,93 €
SEP110582	Extensão de Cabo DB9 (1 m)	45,61 €
SEP110583	Cabo Y – para alterar 1 stereo a 2 mono	86,56 €

Dispositivos de Segurança

P.V.P. Rec

SEP090147	Dispositivo de Paragem Remota (30 m de alcance, Via Puerto OBC) <i>(Não com VR2)</i>	378,53 €
-----------	---	----------

Rodas

◀ VOLTAR



Guarda lamas para roda de 14"
// SEP010007



Guarda lamas para roda de 9"
// SEP010008



Trepa passeios
// SEP90038

Luzes e Carregador

◀ VOLTAR



Luzes e Indicadores de LEDs // SEP110209



Carregador de 220 V / 8A
// SEP160101



Carregador de 220 V / 10A
// SEP160104



Luzes de LED's em guarda lamas // SEP110202

Encostos SEDEO PRO

◀ VOLTAR



Encosto SEDEO PRO
// SEP030109



Encosto SEDEO PRO com cintos
// SEP030113



Encosto SEDEO PRO Passive
// SEP030114



Encosto SEDEO PRO Passive Flexível
// SEP030115



Encosto SEDEO PRO Active Flexível
// SEP030116




Encosto SEDEO PRO Active Flexível
Contorno muito Profundo
// SEP030117


Apoio de cabeça SEDEO & Whitmyer e punhos

[◀ VOLTAR](#)


Apoio de cabeça anatômico SEDEO
// SEP030430 & QPP030431



Braço de montagem SEDEO
// SEP030433




Braço de montagem LINX //
WHT030407



Braço de montagem LINX2
// WHT030408



Braço de montagem AXYS
// WHT030409



Braço de montagem AXYS Offset
// WHT030410



Braço de montagem COBRA Xtra
// WHT030411



Punhos ajustáveis em altura
// SEP030204

Almofadas SEDEO

[◀ VOLTAR](#)


Almofada SEDEO acolchoado
// SEP020073



Almofada SEDEO com suporte
// SEP020075



Cojín SEDEO com suporte e memória
// SEP020076



Cojín SEDEO com estabilidade
// SEP020078

Almofadas JAY

◀ VOLTAR



Jay Easy Fluid



Jay Balance com ar, fluido JAY ou fluido CRYO



Jay Balance com kit de posicionamento



Jay 2




Jay 2 Profundo

NOTA: Consulta o catálogo de Jay para ver todos os modelos de almofadas disponíveis.

Apoio de braços

◀ VOLTAR

Apoio de braços abatíveis
// SEP040019Apoio de braços desmontáveis
// SEP040021Apoio de braços reclináveis
// SEP040123Almofadado Comfort Skai
// SEP040203 & SEP040204Almofadado 30 cm
// SEP040023 & SEP040024Almofadado largura 45 cm
// SEP040027 & SEP040028Apoio de braços reclináveis,
articulados, abatíveis até atrás
// SEP040070

Apoio de pés central

◀ VOLTAR

Apoio de pés central elevável elétrico
// SEP050076 & SEP050071Apoio de pés centrais
// SEP050086

Apoio de pés abatível SEDEO PRO


◀ VOLTAR



Apoio de pés a 70° // SEP050015



Eleváveis manualmente
// SEP050016



Almofada para gémeos
// SEP050082

Comandos de controlo R-Net

◀ VOLTAR



Comando R-Net com visor a cores
// QPP110017



Comando Advanced
// QPP110013



Comando R-Net com visor a cores Heavy Duty
// QPP110018



Mecanismo encapsulado para abater o comando // QPP110056

Comandos de controlo VR2

◀ VOLTAR



Comando VR2 // SEP110036



Comando VR2 para 2 actuadores // SEP110037

Cúpulas de Joystick

◀ VOLTAR



Bola de golf para joystick
// SEP090505



Media bola Allround
// SEP090045



Bola blanda para o joystick
// SEP090507



Bola de joystick
// SEP090508



Cúpula de joystick para mentoniano
// SEP090509



Cúpula de joystick tipo stick
// SEP090512



Cúpula de joystick em forma de cogumelo // SEP090511



Joystick em forma de T
// SEP090506

Programadores – VR2

◀ VOLTAR



// SEP090063

Programadores R-Net

◀ VOLTAR



R-Net PC Programmer
// SEP090066



Programador manual DTT para R-Net
// SEP090064

Módulos R-Net

◀ VOLTAR



Caixa de controlo R-Net 120A
// SEP110004

Comando de acompanhante

◀ VOLTAR



Comando R-Net para utilizador e acompanhante
// SEP110021

Caixa de controlo Ctrl+5 e visor Omni

◀ VOLTAR



Caixa de controlo ctrl+5 com botões
// SEP110175



Caixa ctrl+5 com interruptores
// SEP110176



Visor Omni
// SEP110116

Comandos de cabeça

◀ VOLTAR



Comando pulsador de cabeça Dual Pro Switch It
 // SEP110370 // SEP110371

Comandos especiais e mentoniano

◀ VOLTAR




Switch It Micro Guide
 // SEP110470 // SEP110301




Switch It Micro Pilot
 // SEP110471 // SEP110302



Switch It VersaGuide
 // SEP110472 // SEP110473
 // SEP110304 // SEP110305




Allround Joystick
 // SEP110306 - SEP110309
 // SEP110474 - SEP110477



Allround Joystick Light
 // SEP110475 // SEP110477
 // SEP110307 // SEP110310

Montagem do comando na mesa

◀ VOLTAR



// SEP110143

Pulsadores

◀ VOLTAR



Botão pulsador 30 mm
// SEP110651 - SEP110655
// SEP110671 - SEP110675



Pulsador ovalado
// SEP110523



Micro Lite
// SEP110524



Botão pulsador 64 mm
// SEP110611 - SEP110613
// SEP110631 - SEP110633



Pulsador Satellite
// SEP110537 - QPP110539



Twister
// SEP110534 - QPP110536



Bandeija com 2 pulsadores
// SEP110551



Bandeija com 4 pulsadores
// SEP110552

Opções de montagem dos pulsadores

◀ VOLTAR



Pulsador com sistema de
montagem LINK-IT ao apoio de braços
// SEP110526 // SEP110566



2 pulsadores com sistema de
montagem LINK-IT ao apoio de braços
// SEP110566 // SEP110526
// SEP110529



2 pulsadores com sistema de
montagem LINK-IT ao comando de
controlo
// SEP110560 // SEP110572
// SEP110013 // SEP110056
// SEP110529 // SEP110526



Pulsador montado nos rails do
assento // SEP110563

Montagem dos comandos especiais

◀ VOLTAR



Visor Omni com sistema de montagem LINK-IT fixado ao braço abatível do comando
// SEP110353 // SEP110302
// SEP110362



Switch It MicroPilot com sistema de montagem LINK-IT em disco
// SEP110353 // SEP110302
// SEP110362 // SEP110342



Switch It Micro Pilot
// SEP110302



Micro Lite e pulsadores com sistema de montagem LINK-IT fixado ao comando de controlo
// SEP110353 // SEP110361
// SEP110524 // SEP110526
// SEP110560



Allround Joystick com 2 pulsadores Satellite e sistema de montagem LINK-IT fixado ao comando de controlo
// SEP110353 // SEP110306
// SEP110362 // SEP110538
// SEP110539

Montagem do comando mentoniano

◀ VOLTAR



Arnês para mentoniano
// SEP110480
// SEP110470 // SEP110471



Braço abatível manual para mentoniano
// SEP110483 // SEP110484



Braço abatível elétrico para mentoniano
// SEP110485 // SEP110486



Allround Joystick em braço abatível elétrico
// SEP110485 // SEP110474



Switch It Micro Pilot e 2 pulsadores com sistema de montagem LINK-IT ao apoio de cabeça
// SEP110487 // SEP110471
// SEP110526 // SEP110529
// SEP110561 // SEP110572
// SEP110571



Allround Joystick com sistema de montagem LINK-IT ao apoio de cabeça
// SEP110487 // SEP110474

Comentários para cadeiras personalizadas Built-4-Me



Q700 M / F / R R com assento SEDEO PRO

€

PVP Cadeira base	00,000.00
Preço das opções	
Sem IVA	
IVA	
Preço Total	

Data

Assinatura

Dia Mes Ano

**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Teléfono: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt