



Sunlift / Oxford

# Gama SUNLIFT



## Especificações técnicas

(Comum aos 4 modelos)

**Baterias:** 2 x 12v de gel ácido

**Capacidade baterias:** 2,9 Amph

**Corrente entrada carregador:** 230 v / 50 Hz 0.12 A

**Corrente saída carregador:** 28 v 0.5 Amph

### SUNLIFT Midi

### SUNLIFT Major

150 kg

175 kg

1.225 mm

1.340 mm

1.160 mm

1.275 mm

640 mm

650 mm

1.940 mm

2.006 mm

1.285 mm

1.435 mm

1.688 mm

1.813 mm

555 mm

575 mm

1.380 mm

1.500 mm

1.075 mm

1.185 mm

980 mm

1.105 mm

640 mm

650 mm

540 mm

520 mm

100 mm

110 mm

20 mm

15 mm

75 mm

75 mm

100 mm

100 mm

17,6 kg

22,75 kg

15,1 kg

18,1 kg

2,76 kg

2,76 kg

## Características comuns



Os pés abrem e fecham pressionando o pedal ergonómico com o pé. Assim consegue-se uma maior ou menor largura do elevador.



Comando com grau de proteção IPX4 contra a humidade e salpicos e com um desenho ergonómico



**Ampla asa ergonómica** que permite posicionar os cotovelos a 90° para um manuseio mais cómodo da grua sem forçar o pulso.

# Fundas

## Gama standard



	Ajuste rápido	Ajuste rápido de luxo	De acesso
<b>Utilização</b>	85 % dos casos	95% dos casos	Facilita o acesso à sanita
<b>Material</b>	Poliéster, acolchoada ou rede	Acolchoada	Poliéster
<b>Tamanho</b>	Média ou grande	Média	Média
<b>Nível de independência *</b>	1 e 2	1 e 2	2 e 3
<b>Outros</b>	-	Com ou sem suporte para cabeça	



Do assento largo	
<b>Utilização</b>	Utilizadores amputados
<b>Material</b>	Poliéster
<b>Tamanho</b>	Média
<b>Nível de independência*</b>	1 e 2
<b>Outros</b>	-

## Seleção do arnés adequado para cada caso

	Inodoro	Cadeira inodoro para banheira	Cadeira para cadeira	Da cama para a cadeira	Do chão para a cama	Cadeira a cadeira inodoro
Funda de ajuste rápido	■	■	■	■	■	
Funda de ajuste rápido de luxo	■	■	■	■	■	
Funda de acesso	■		■			■
Funda do assento largo	■			■	■	

\* Nível de independência.

1 = Dependência total

7 = Independência total





## Profissionais



	Ajuste rápido acolchoada	Ajuste rápido de luxo	Encosto Alto
<b>Uso indicado</b>	85% dos casos	95% dos casos (apto para amputados)	Suporte ao nível dos ombros e cabeça
<b>Material</b>	Poliéster ou em rede	Poliéster	Poliéster
<b>Tamanho</b>	XS - XL	XS - XL	XS - XL
<b>Nível de independência*</b>	1 e 2	1 e 2	1 e 2
<b>Outros</b>	-	Com ou sem suporte para cabeça	-



	Comfort	Vertical	Transporte
<b>Uso indicado</b>	Para grua com gancho de 4 pontos	Para grua de bipedestação	Para grua de bipedestação
<b>Material</b>	Poliéster, em rede e descartável	Poliéster	Poliéster
<b>Tamanho</b>	XS - XL	Tamanho único	Tamanho único
<b>Nível de independência*</b>	1 e 2	3 e 4	2, 3 e 4
<b>Outros</b>	Com suporte de cabeça almofadado	-	-

## Seleção do arnés adequado para cada caso

	Inodoro	Cadeira inodoro para banheira	Cadeira para cadeira	Da cama para a cadeira	Do chão para a cama	Cadeira a cadeira inodoro
Funda de ajuste rápido	■	■	■	■	■	
Funda de ajuste rápido de luxo	■	■	■	■	■	
Funda com encosto alto	■		■	■	■	
Funda Comfort	■	■	■	■	■	
Funda Vertical	■		■	■		■
Funda de Transporte	■		■	■		■