



Imagem ilustrativa. Para selecionar as cores dos artigos, consultar o catálogo das cores disponíveis para estrutura e estofa / To select the colors of the articles, consult the catalog of colors available for structure and upholstery / Pour sélectionner les couleurs des articles, consultez le catalogue des couleurs disponibles pour la structure et l'ameublement / Para seleccionar los colores de los artículos, consultar el catálogo de los colores disponibles para estructura y tapón

| REF. | 10.FI.5067 |
|--|--|
| Descrição / Description Description / Descripción | Cadeira Fisioterapia Quadrípede p/ exercícios de membros / Quadrípede Physiotherapy Chair for member exercises / Chaise de physiothérapie Quadrípède pour les exercices membres / Silla Fisioterapia Cuadrícipes para ejercicios de miembros |
| Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo | Estrutura em aço acabamento epoxy / Steel structure epoxy finishing / Structure en acier finition époxy / Estructura en acero acabado epoxy |
| Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo | 965x841x1150mm |
| Peso máximo do paciente / Paciente maximum weight / Poids maximum du patient / Peso máximo usuario | 150kg |
| Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto | 57kg |
| Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto | 59kg |
| Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto | 0,644m ³ |



| REF. | 10.FI.5060 |
|--|--|
| Descrição / Description Description / Descripción | Mesa de Mãos-Terapia Funcional / Hand Table - Functional Therapy table / Table de mains -table pour la thérapie fonctionnelle / Mesa de manos - Mesa para la Terapia Funcional |
| Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo | Estrutura em aço acabamento epoxy Tampo em mdf / Steel structure epoxy finishing MDF Top / Structure en acier finition époxy couvercle MDF / Estructura en acero acabado epoxy Tapa en MDF |
| Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo | 1030x630x780mm |
| Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto | 41kg |
| Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto | 43kg |
| Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto | 0,432m ³ |



| REF. | 10.FI.5065 |
|--|---|
| Descrição / Description Description / Descripción | Mesa Trabalho Fisioterapia com ajuste de Altura e inclinação / Work Physiotherapy Table with adjustment of Height and inclination / Table de travail Physiothérapie avec ajustement de hauteur et d'inclinaison / Mesa de trabajo Fisioterapia con ajuste de altura e inclinación |
| Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo | Estrutura em aço acabamento epoxy Tampo em mdf / Steel structure epoxy finishing MDF Top / Structure en acier finition époxy couvercle MDF / Estructura en acero acabado epoxy Tapa en MDF |
| Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo | 670x700x(740-1120)mm |
| Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto | 14kg |
| Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto | 15kg |
| Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto | 0,409m ³ |



| REF. | 10.FI.5030 |
|--|---|
| Descrição / Description Description / Descripción | Auto Passivo / Shoulder pulley Poulie d'épaule / Autopassivo |
| Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo | Aço, Punhos em espuma / Steel, Foam Handles Acier, poignées en mousse / Acero, mango de espuma |
| Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo | 370x730x160mm |
| Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto | 2,5kg |
| Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto | 3,0kg |
| Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto | 0,056m ³ |