

**PVP recomendado:
EUR 4.759.-**

Todos os preços em EUR, válidos de 01/01/2024 a 31/12/2024, IVA não incluído

Número de pedido:

Orçamento

Pedido

Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado(a) de vendas

Nome


.....
Data Assinatura

Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Dados básicos (informação voluntária)

Género _____ Indicação _____ Idade _____

_____ Pagador _____



¹ As opções adicionais podem reduzir a capacidade de carga segura. Tenha em conta o peso máximo permitido na placa de identificação.

² Esta informação ajudará a apoiar os ajustes orientados para o utilizador e o desenvolvimento do produto. A Ottobock garante a utilização confidencial e meramente interna destes dados.

A200

Cadeira elétrica para uso interior/externo

Referência: 490E46=00000_C



Equipamento de série

- Comando VR2
- Suporte de comando articulado
- 6 km/h
- Baterias AGM de 28 Ah (C5)
- Carregador
- Rodas dianteiras de 8" maciças
- Rodas traseiras de 12 1/2" pneumáticas
- Assento standard
- Almofada de assento
- Apoios de braço
- Patim em duas peças
- Cor do chassis em prata metalizada

Informação adicional²

Altura em cm _____

Peso em kg _____

1 Prof. do assento _____

2 Prof. do tronco _____

3 Altura do apoio de braço _____

4 Altura do cotovelo _____

5 Altura dos ombros _____

6 Altura da cabeça _____

7 Comprimento do antebraço _____

8 Largura do tronco _____

9 Comprimento tibial _____

10 Largura do assento _____

Informação



EC 01 Assento standard



EC 23 Assento Contour com contorno suave



EC 24 Assento Contour com contorno profundo



ED 20 Regulação manual do ângulo de encosto a 30°



EC 25 Estofa em tecido



EC 26 Estofa em pele sintética



EC 27 Revestimento para incontinência



EP 65 Cinto pélvico



EB 02 Patins individuais com plataformas de alumínio



EB 03 Patim único



EB 20 Patins elevatórios



EB 80 Almofada lateral para perna



EF 07 Tropa-passeios

Assento standard		
EC 18	<input type="checkbox"/>	Assento standard Jr. (PA 34...40 cm, LA 34...40 cm) (Carga máx.: 75 kg) 165 €
EC 01	<input type="checkbox"/>	Assento standard, pequeno (PA 38...46 cm, LA 38...42 cm) -
EC 02	<input type="checkbox"/>	Assento standard, grande (PA 42...50 cm, LA 43...48 cm) -
Regulações para assento standard		
Ângulo de encosto <input type="checkbox"/> -9/1/11/21° <input type="checkbox"/> 0/10/20/30°		
Não disponível com reclinção manual do encosto		
Profundidade de assento PA <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50		
Largura de assento LA cm		
Comprimento tibial CT cm (25...47 cm) sem almofada de assento		
Altura de assento <input type="checkbox"/> 43 cm <input type="checkbox"/> 48 cm (Nota: sem almofada de assento, depende do CT; recomenda-se uma distância ao solo de, pelo menos, 3 cm; altura de assento 43 não disponível com assento standard grande)		
Almofada de assento (apenas para assento standard)		
EC 06	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento, revestimento preto (espessura 5 cm) -
EC 10	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento com revestimento para incontinência (espessura 5 cm) 45 €
EC 07	<input type="checkbox"/>	Sem almofada -
Assento Contour		
EC 03	<input type="checkbox"/>	Contour, pequeno (PA 36...44 cm, LA 38...42 cm) (espessura 5 cm) 415 €
EC 04	<input type="checkbox"/>	Contour, grande (PA 40...48 cm, LA 43...48 cm) (espessura 5 cm) 431 €
Tipo de assento Contour		
EC 23	<input type="checkbox"/>	Com contorno suave -
EC 24	<input type="checkbox"/>	Com contorno profundo -
Estofos do assento Contour		
EC 25	<input type="checkbox"/>	Estofos em tecido -
EC 26	<input type="checkbox"/>	Estofos em couro sintético 50 €
EC 27	<input type="checkbox"/>	Estofos com revestimento para incontinência (pode ser pedido em conjunto com o estofos em tecido EC 25) 33 €
Medidas assento Contour		
Profundidade de assento PA <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48		
Largura de assento LA cm		
Comprimento tibial CT cm (28 ... 54 cm)		
Altura de assento <input type="checkbox"/> aprox. 51 cm <input type="checkbox"/> aprox. 56 cm (Nota: sem almofada de assento, depende do CT; recomenda-se uma distância ao solo de, pelo menos, 3 cm; altura do assento 51 não disponível com o assento Contour grande)		
Regulação encosto		
ED 20	<input type="checkbox"/>	Reclinção manual do encosto (êmbolo de gás) 523 €

Patins		
EB 01	<input type="checkbox"/>	Patim em duas peças com placas de plástico (incompatível com assento standard Jr.) -
EB 02	<input type="checkbox"/>	Patim em duas peças com placas de alumínio (reguláveis em ângulo) 171 €
EB 03	<input type="checkbox"/>	Patim único com placa de alumínio (regulável em ângulo, incompatível com assento standard Jr.) 139 €
EB 07	<input type="checkbox"/>	Sem patins -
EB 20	<input type="checkbox"/>	Patins elevatórios manuais (êmbolo de gás), com compensação de comprimento e placas de alumínio em 2 peças, reguláveis em ângulo 666 € (CT a partir de 27 cm em assentos standard e a partir de 32 cm em assentos Contour)

Acessórios para patins		
EB 80	<input type="checkbox"/>	Almofada lateral para perna para patins elevatórios manuais (par) 200 €
EB 70	<input type="checkbox"/>	Cintos de fixação para placas de alumínio (inc. kits de montagem) 29 €

Acessórios para apoios de braço		
EE 34	<input type="checkbox"/>	Adaptador fixo para apoio de braço, esquerdo 17 €
EE 24	<input type="checkbox"/>	Adaptador fixo para apoio de braço, direito 17 €
EE 35	<input type="checkbox"/>	Adaptador giratório para apoio de braço, esquerdo 168 €
EE 25	<input type="checkbox"/>	Adaptador giratório para apoio de braço, direito 168 €
EE 36	<input type="checkbox"/>	Correia de fixação dos braços, esquerda 25 €
EE 26	<input type="checkbox"/>	Correia de fixação dos braços, direita 25 €
EL021	<input type="checkbox"/>	Revestimento almofadado para apoios de braço 74 €
EL022	<input type="checkbox"/>	Revestimento almofadados para proteção de roupa 73 €

Cores chassis		
016	<input type="checkbox"/>	Prata metalizada (standard) -
004	<input type="checkbox"/>	Azul gelo 161 €
001	<input type="checkbox"/>	Prata brilhante 161 €
002	<input type="checkbox"/>	Antracite metalizado 161 €
018	<input type="checkbox"/>	Vermelho sinal RAL 3001 161 €
003	<input type="checkbox"/>	Preto profundo mate RAL 9005 161 €
009	<input type="checkbox"/>	Vinho brilhante 161 €
010	<input type="checkbox"/>	Azul marinho 83 €
021	<input type="checkbox"/>	Verde maçã metalizado 161 €
005	<input type="checkbox"/>	Laranja claro brilhante 161 €
020	<input type="checkbox"/>	Azul saturno metalizado 161 €
027	<input type="checkbox"/>	Shimano mate 161 €
017	<input type="checkbox"/>	Amarelo RAL 1023 161 €
012	<input type="checkbox"/>	Azul céu 161 €
014	<input type="checkbox"/>	Vermelho guloseima 161 €
013	<input type="checkbox"/>	Preto profundo RAL 9005 161 €
022	<input type="checkbox"/>	Creme RAL 9001 161 €
023	<input type="checkbox"/>	Branco RAL 9016 161 €
026	<input type="checkbox"/>	Cinza ferro brilhante 161 €

Rodas		
EF 10	<input type="checkbox"/>	Rodas dianteiras maciças de 8" -
EG 06	<input type="checkbox"/>	Rodas maciças, quatro 138 €

Carregador		
EU 91	<input type="checkbox"/>	Carregador standard -
EU 02	<input type="checkbox"/>	Carregador sem ventoinha (sem ruído) 79 €

Suporte de comando		
EU 19	<input type="checkbox"/>	Standard -
EU 18	<input type="checkbox"/>	Suporte de comando articulado e regulável em altura 286 €
EU 20	<input type="checkbox"/>	Suporte de comando articulado -

Lado de montagem do comando		
	<input type="checkbox"/>	Direito -
	<input type="checkbox"/>	Esquerdo -

Acessórios comando		
EU 15	<input type="checkbox"/>	Comando de acompanhante 944 €
EU 23	<input type="checkbox"/>	Manípulo "Tetra", horizontal (regul. para uma largura de mão de 70-90 mm) 335 €
EU 50	<input type="checkbox"/>	Dispositivo de programação manual (apenas para distribuidores, não sujeito a desconto) 400 €
EU 55	<input type="checkbox"/>	Software de programação, inc. cabo (apenas para distribuidores, não sujeito a desconto) 146 €
EU 24	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (manípulo especial de Joystick 80 mm) 63 €
EU 25	<input type="checkbox"/>	Bola de espuma (com revestimento preto) 115 €
EU 26	<input type="checkbox"/>	Bola de golfe pequena (diâmetro de 43 mm) 109 €
EU 27	<input type="checkbox"/>	Bola de golfe grande (diâmetro de 48 mm) 137 €
EU 28	<input type="checkbox"/>	Barra de Joystick flexível de 60 mm, incl. bola de golfe grande. 267 €
EU 35	<input type="checkbox"/>	Bola macia, colorida (diâmetro de 30 mm, 4 pcs.) 53 €

(Extensão de 60 mm; recomenda-se o suporte de comando rebatível para baixo ou articulado)

Acessórios gerais		
EE 30	<input type="checkbox"/>	Kit de montagem para apoio de cabeça 41 €
EP 65	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico com fecho de plástico 110 €
ES 25	<input type="checkbox"/>	Iluminação 173 €
EF 07	<input type="checkbox"/>	Trepa-passeios central (incompatível com patim único) 285 €
EZ 52	<input type="checkbox"/>	Kit de ferramentas com bomba de ar 69 €
ES 22	<input type="checkbox"/>	Bolsa para acessórios 48 €
ES 24	<input type="checkbox"/>	Bolso para telemóvel 29 €
ES 35	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia rebatível (inc. kit de montagem, o recorte para o comando deve ser adaptado) 511 €
EA 60	<input type="checkbox"/>	Porta bengala 79 €
ES 60	<input type="checkbox"/>	Kit de transporte para VTD (requer sistema de pontos de ancoragem para AMF) 33 €

Acessórios adicionais: Almofadas de assento

Nota: Ao colocar o pedido, a(s) referência(s) dos seguintes acessórios deve(m) ser introduzida(s) adicionalmente com respetivo número.



Almofada de assento Livo (Carga máx. permitida = 125 kg)

Espessura: 50 mm

Para tamanhos especiais, consultar prazos de entrega.

Almofada de assento com revestimento

Referência	Tamanho almofada de assento (mm)	
476C00=SK1450	<input type="checkbox"/> 380 x 400	100 €
476C00=SK1451	<input type="checkbox"/> 400 x 420	100 €
476C00=SK1452	<input type="checkbox"/> 420 x 420	100 €
476C00=SK1453	<input type="checkbox"/> 420 x 440	100 €
476C00=SK1454	<input type="checkbox"/> 420 x 460	100 €
476C00=SK1455	<input type="checkbox"/> 420 x 520	100 €
476C00=SK1456	<input type="checkbox"/> 450 x 420	100 €
476C00=SK1457	<input type="checkbox"/> 450 x 440	100 €
476C00=SK1458	<input type="checkbox"/> 450 x 460	100 €
476C00=SK1459	<input type="checkbox"/> 480 x 420	100 €
476C00=SK1460	<input type="checkbox"/> 480 x 440	100 €
476C00=SK1461	<input type="checkbox"/> 480 x 460	100 €
476C00=SK1462	<input type="checkbox"/> 510 x 440	100 €
476C00=SK1463	<input type="checkbox"/> 510 x 460	100 €
476C00=SK1464	<input type="checkbox"/> 520 x 520	100 €



Almofada de assento EvoFlair (Carga máx. permitida = 200 kg)

Espessura: 80 mm

Para tamanhos especiais, consultar prazos de entrega.

Almofada de assento com revestimento			
Referência		Tamanho almofada de assento (mm)	
476C00=SK1480	<input type="checkbox"/>	380 x 400	363 €
476C00=SK1481	<input type="checkbox"/>	400 x 400	363 €
476C00=SK1482	<input type="checkbox"/>	400 x 420	363 €
476C00=SK1483	<input type="checkbox"/>	410 x 460	363 €
476C00=SK1484	<input type="checkbox"/>	420 x 400	363 €
476C00=SK1485	<input type="checkbox"/>	420 x 420	363 €
476C00=SK1486	<input type="checkbox"/>	420 x 440	363 €
476C00=SK1487	<input type="checkbox"/>	420 x 460	363 €
476C00=SK1488	<input type="checkbox"/>	420 x 520	363 €
476C00=SK1489	<input type="checkbox"/>	450 x 420	363 €
476C00=SK1490	<input type="checkbox"/>	450 x 440	363 €
476C00=SK1491	<input type="checkbox"/>	450 x 460	363 €
476C00=SK1492	<input type="checkbox"/>	460 x 510	363 €
476C00=SK1493	<input type="checkbox"/>	480 x 420	363 €
476C00=SK1494	<input type="checkbox"/>	480 x 440	363 €
476C00=SK1495	<input type="checkbox"/>	480 x 460	363 €
476C00=SK1496	<input type="checkbox"/>	500 x 420	363 €
476C00=SK1497	<input type="checkbox"/>	510 x 440	363 €
476C00=SK1498	<input type="checkbox"/>	510 x 460	363 €
476C00=SK1499	<input type="checkbox"/>	520 x 520	363 €



Almofada de assento Cloud (Carga máx. permitida = 250 kg)


Altura funcional:

Zona do ísquio e coxas: regulável
Lateral 110 mm

*Tamanhos especiais mediante fabrico especial, consultar prazos de entrega

Nota: As dimensões da cadeira de rodas servem de guia para auxiliar na seleção da almofada.

Almofada de assento com revestimento					
Referência		Descrição	Largura cadeira de rodas (mm)	Profundidade cadeira de rodas (mm)	
476C00=FFC12x12*	<input type="checkbox"/>	Cloud 300 x 300	290 – 320	290 – 320	847 €
476C00=FFC14x14	<input type="checkbox"/>	Cloud 350 x 350	340 – 360	340 – 370	847 €
476C00=FFC14x16	<input type="checkbox"/>	Cloud 350 x 400	340 – 360	380 – 420	847 €
476C00=FFC15x15	<input type="checkbox"/>	Cloud 380 x 380	370 – 390	360 – 400	847 €
476C00=FFC15x16	<input type="checkbox"/>	Cloud 380 x 400	370 – 390	380 – 420	847 €
476C00=FFC16x16	<input type="checkbox"/>	Cloud 400 x 400	390 – 410	380 – 420	847 €
476C00=FFC16x16.5	<input type="checkbox"/>	Cloud 400 x 420	390 – 410	400 – 440	847 €
476C00=FFC16x18	<input type="checkbox"/>	Cloud 400 x 460	390 – 410	420 – 480	847 €
476C00=FFC16,5x16	<input type="checkbox"/>	Cloud 420 x 400	410 – 430	380 – 420	847 €
476C00=FFC16.5x16.5	<input type="checkbox"/>	Cloud 420 x 420	410 – 430	400 – 440	847 €
476C00=FFC17x17	<input type="checkbox"/>	Cloud 430 x 430	420 – 440	420 – 460	847 €
476C00=FCC17x18	<input type="checkbox"/>	Cloud 430 x 460	420 – 440	420 – 480	847 €
476C00=FFC17.5x16.5	<input type="checkbox"/>	Cloud 440 x 420	430 – 450	400 – 440	847 €
476C00=FCC18x16	<input type="checkbox"/>	Cloud 460 x 400	450 – 480	380 – 420	847 €
476C00=FCC18x16.5	<input type="checkbox"/>	Cloud 460 x 420	450 – 480	400 – 440	847 €
476C00=FCC18x18	<input type="checkbox"/>	Cloud 460 x 460	450 – 480	420 – 480	847 €
476C00=FCC18x20	<input type="checkbox"/>	Cloud 460 x 500	450 – 480	460 – 520	847 €
476C00=FCC19x18	<input type="checkbox"/>	Cloud 480 x 460	460 – 500	420 – 480	847 €
476C00=FCC20x16*	<input type="checkbox"/>	Cloud 500 x 400	480 – 540	380 – 420	847 €
476C00=FCC20x18	<input type="checkbox"/>	Cloud 500 x 460	480 – 540	420 – 480	847 €
476C00=FCC22x16*	<input type="checkbox"/>	Cloud 560 x 400	520 – 600	380 – 420	847 €
476C00=FFC22x18*	<input type="checkbox"/>	Cloud 560 x 460	520 – 600	420 – 480	847 €
476C00=FCC22x20*	<input type="checkbox"/>	Cloud 560 x 500	520 – 600	460 – 520	847 €
476C00=FCC24x16*	<input type="checkbox"/>	Cloud 610 x 400	570 – 650	380 – 420	847 €
476C00=SA200	<input type="checkbox"/>	Tamanho especial Cloud (largura x profundidade) mín. 305 x 305 mm; máx. 910 x 910 mm			Consultar




Almofada de assento Terra (Carga máx. permitida = 150 kg)

Altura funcional:

Coxas: 60 mm
Zona do isquio: 70 mm
Lateral: 95 mm

Para tamanhos especiais mediante fabrico especial, consultar prazos de entrega

Almofada de assento com revestimento					
Referência		Descrição	Largura cadeira de rodas (mm)	Profundidade cadeira de rodas (mm)	
476C00=SK631	<input type="checkbox"/>	Terra, 355 x 355	350 – 370	340 – 360	263 €
476C00=SK608	<input type="checkbox"/>	Terra, 355 x 405	350 – 370	370 – 390	263 €
476C00=SK606	<input type="checkbox"/>	Terra, 380 x 405	380 – 390	370 – 390	263 €
476C00=SK601	<input type="checkbox"/>	Terra, 405 x 405	400 – 410	370 – 390	263 €
476C00=SK640	<input type="checkbox"/>	Terra, 405 x 430	400 – 410	400 – 420	263 €
476C00=SK604	<input type="checkbox"/>	Terra, 405 x 455	400 – 410	430 – 450	263 €
476C00=SK632	<input type="checkbox"/>	Terra, 405 x 505	400 – 410	460 – 480	263 €
476C00=SK633	<input type="checkbox"/>	Terra, 430 x 405	420 – 430	370 – 390	263 €
476C00=SK638	<input type="checkbox"/>	Terra, 430 x 430	420 – 430	400 – 420	263 €
476C00=SK607	<input type="checkbox"/>	Terra, 430 x 455	420 – 430	430 – 450	263 €
476C00=SK634	<input type="checkbox"/>	Terra, 430 x 505	420 – 430	460 – 480	263 €
476C00=SK603	<input type="checkbox"/>	Terra, 455 x 405	440 – 470	370 – 390	263 €
476C00=SK639	<input type="checkbox"/>	Terra, 455 x 430	440 – 470	400 – 420	263 €
476C00=SK602	<input type="checkbox"/>	Terra, 455 x 455	440 – 470	430 – 450	263 €
476C00=SK635	<input type="checkbox"/>	Terra, 455 x 505	440 – 470	460 – 480	263 €
476C00=SK636	<input type="checkbox"/>	Terra, 505 x 405	480 – 520	370 – 390	263 €
476C00=SK605	<input type="checkbox"/>	Terra, 505 x 455	480 – 520	430 – 450	263 €
476C00=SK637	<input type="checkbox"/>	Terra, 505 x 505	480 – 520	460 – 480	263 €
476C00=SA620	<input type="checkbox"/>	Tamanho especial Terra largura 505 x profundidade 430 mm	480 – 520	400 – 420	Consultar



Almofada de assento Terra Aquos (Carga máx. permitida = 150 kg)

Altura funcional:

Coxas: 60 mm
Zona do isquio: 70 mm
Lateral: 95 mm

Para tamanhos especiais mediante fabrico especial, consultar prazos de entrega

Almofada de assento com revestimento					
Referência		Descrição	Largura cadeira de rodas (mm)	Profundidade cadeira de rodas (mm)	
476C00=SK681	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 355 x 355	350 – 370	340 – 360	296 €
476C00=SK658	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 355 x 405	350 – 370	370 – 390	296 €
476C00=SK656	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 380 x 405	380 – 390	370 – 390	296 €
476C00=SK651	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 405 x 405	400 – 410	370 – 390	296 €
476C00=SK690	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 405 x 430	400 – 410	400 – 420	296 €
476C00=SK654	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 405 x 455	400 – 410	430 – 450	296 €
476C00=SK682	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 405 x 505	400 – 410	460 – 480	296 €
476C00=SK683	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 430 x 405	420 – 430	370 – 390	296 €
476C00=SK688	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 430 x 430	420 – 430	400 – 420	296 €
476C00=SK657	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 430 x 455	420 – 430	430 – 450	296 €
476C00=SK684	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 430 x 505	420 – 430	460 – 480	296 €
476C00=SK653	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 455 x 405	440 – 470	370 – 390	296 €
476C00=SK689	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 455 x 430	440 – 470	400 – 420	296 €
476C00=SK652	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 455 x 455	440 – 470	430 – 450	296 €
476C00=SK685	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 455 x 505	440 – 470	460 – 480	296 €
476C00=SK686	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 505 x 405	480 – 520	370 – 390	296 €
476C00=SK655	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 505 x 455	480 – 520	430 – 450	296 €
476C00=SK687	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos, 505 x 505	480 – 520	460 – 480	296 €
476C00=SA660	<input type="checkbox"/>	Tamanho especial Terra Aquos largura 505 x profundidade 430 mm	480 – 520	400 – 420	Consultar



Almofada de assento Terra Flair (Carga máx. permitida = 150 kg)

Altura funcional:

Coxas: 60 mm
Zona do isquio: 70 mm
Lateral: 95 mm

Para tamanhos especiais mediante fabrico especial, consultar prazos de entrega






Almofada de assento com revestimento

Referência	Descrição	Largura cadeira de rodas (mm)	Profundidade cadeira de rodas (mm)	
476C00=SK878	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 355 x 405	350 - 370	350 - 390	564 €
476C00=SK876	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 380 x 405	380 - 390	370 - 390	564 €
476C00=SK871	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 405 x 405	400 - 410	370 - 390	564 €
476C00=SK879	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 405 x 430	400 - 410	400 - 420	564 €
476C00=SK874	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 405 x 455	400 - 410	430 - 450	564 €
476C00=SK882	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 405 x 505	400 - 410	460 - 480	564 €
476C00=SK883	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 430 x 405	420 - 430	370 - 390	564 €
476C00=SK888	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 430 x 430	420 - 430	400 - 420	564 €
476C00=SK877	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 430 x 455	420 - 430	430 - 450	564 €
476C00=SK884	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 430 x 505	420 - 430	460 - 480	564 €
476C00=SK873	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 455 x 405	440 - 470	370 - 390	564 €
476C00=SK889	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 455 x 430	440 - 470	400 - 420	564 €
476C00=SK872	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 455 x 455	440 - 470	430 - 450	564 €
476C00=SK885	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 455 x 505	440 - 470	460 - 480	564 €
476C00=SK886	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 505 x 405	480 - 520	370 - 390	564 €
476C00=SK875	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 505 x 455	480 - 520	430 - 450	564 €
476C00=SK887	<input type="checkbox"/> Terra Flair, 505 x 505	480 - 520	460 - 480	564 €
476C00=SA880	<input type="checkbox"/> Tamanho especial Terra Flair largura 505 x profundidade 430 mm	480 - 520	400 - 420	Consultar

Acessórios adicionais: cintos e arneses




Nota: Ao colocar o pedido, a(s) referência(s) dos seguintes acessórios deve(m) ser introduzida(s) adicionalmente com respetivo número.

Arneses * (Dimensões em mm)

476P52=SK015	<input type="checkbox"/>		Arnês torácico, tamanho S	A: 225, B: 320, C: 130, D: 60, E: 130	220 €
476P52=SK016	<input type="checkbox"/>		Arnês torácico, tamanho M	A: 255, B: 380, C: 155, D: 60, E: 150	220 €
476P52=SK017	<input type="checkbox"/>		Arnês torácico, tamanho L	A: 260, B: 510, C: 200, D: 60, E: 200	220 €
476P52=SK009	<input type="checkbox"/>		Arnês dinâmico, tamanho XS	A: 90, B: 170, C: 140, D: 45	231 €
476P52=SK010	<input type="checkbox"/>		Arnês dinâmico, tamanho S	A: 110, B: 180, C: 160, D: 45	231 €
476P52=SK011	<input type="checkbox"/>		Arnês dinâmico, tamanho M	A: 145, B: 230, C: 200, D: 50	231 €
476P52=SK012	<input type="checkbox"/>		Arnês dinâmico, tamanho L	A: 175, B: 260, C: 230, D: 60	231 €
473K00=SK020	<input type="checkbox"/>		Arnês torácico anterior, standard, tamanho S	A: 240, B: 180, C: 95, D: 90	222 €
473K00=SK021	<input type="checkbox"/>		Arnês torácico anterior, standard, tamanho M	A: 335, B: 210, C: 190, D: 155	222 €
473K00=SK022	<input type="checkbox"/>		Arnês torácico anterior, standard, tamanho L	A: 405, B: 260, C: 225, D: 160	222 €
476P52=SK020	<input type="checkbox"/>		Arnês para ombros, tamanho S	A: 350, B: 95, C: 45	239 €
476P52=SK021	<input type="checkbox"/>		Arnês para ombros, tamanho M	A: 380, B: 115, C: 65	239 €
476P52=SK022	<input type="checkbox"/>		Arnês para ombros, tamanho L	A: 480, B: 145, C: 75	239 €
434S7=1.5-7	<input type="checkbox"/>		Arnês torácico anterior sem estofo almofadado		71 €

* Os suportes anteriores de tronco devem ser sempre combinados com um suporte pélvico para evitar lesões

Cintos pélvicos (dimensões em mm)

476P52=SK004	<input type="checkbox"/>		Cinto de dois pontos, com fivela de plástico, adaptação bilateral	L: 40, C: 2000	160 €
476P52=SK002	<input type="checkbox"/>		Cinto de dois pontos, com fivela de metal, adaptação unilateral	L: 40, C: 2000	181 €
476P52=SK001	<input type="checkbox"/>		Cinto de quatro pontos, com fivela de metal, adaptação unilateral	L: 40, C: 2000	178 €