

INVACARE PORTUGAL II, Lda
 Rua da Estrada Velha, n.º 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action²_{NG} Transit Lite **CE**

Código ISO 12 22 18 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante

Cadeira de rodas de liga-leve com chassis em alumínio. Tela de assento em nylon 40 cm prof., encosto dobrável com tela em nylon almofadado, com bolso traseiro, altura 43cm. Tubos do encosto em Y. Altura assento-chão standard de 48,5cm e apoios de pernas a 80º destacáveis e giratórios, com patins rebatíveis. Apoios de braços rebatíveis e destacáveis, altura 28cm. Rodas traseiras 12" maciças; rodas dianteiras 7" x 1.1/4" maciças. Travão de acompanhante e travão de parque para utilizador e acompanhante. Cor de chassis Castanho Moca.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:



Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição		P.R.P. €
Invacare® Action2NG Transit Lite			299,00
Rodas 12" x 2 maciças - eixo fixo			
BR1673114	<input type="checkbox"/>	Largura 40,5 x prof. 40 cm	BR1673116
			<input type="checkbox"/> Largura 45,5 x prof. 40 cm
BR1673115	<input type="checkbox"/>	Largura 43 x prof. 40 cm	BR1673117
			<input type="checkbox"/> Largura 48 x prof. 40 cm
Acessórios			
Apoio de Pernas Elevatório (par)		Largura da Cadeira	
Patim Ajustável em ângulo e profundidade	AP1656946	<input type="checkbox"/>	405mm
	AP1657056	<input type="checkbox"/>	430 mm
	AP1662822	<input type="checkbox"/>	455 mm
	AP1662823	<input type="checkbox"/>	480 mm
			204,75
Suporte para Amputados			
	AP1442991	<input type="checkbox"/>	Esquerdo
	AP1442990	<input type="checkbox"/>	Direito
			115,76
Suporte de Canadianas			
	AP0572-02056	<input type="checkbox"/>	Suporte de canadianas
			33,08
Apoio de Cabeça simples (inclui esticador)			
	AP1673830	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 40,5cm
	AP1673831	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 43cm
	AP1673832	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 45,5cm
	AP1673833	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 48cm
			152,25

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €
Rodas Anti-Volteio				
	AP1673828	<input type="checkbox"/>	Roda Anti-volteio (par)	40,95
Suporte de Soro (inclui Esticador)				
	AP1673836	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 40,5cm	130,20
	AP1673837	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 43cm	
	AP1673838	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 45,5cm	
	AP1673839	<input type="checkbox"/>	P/ Largura Assento 48cm	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.