

## Baxx encosto em alumínio

Referência: 476D00=00000\_K



### Equipamento de série



- Estrutura do encosto em alumínio
- Cor da estrutura à escolha
- Estofa respirável 4D
- Carga máx.: 113 kg
- Carga máx. 125 kg apenas em combinação com as opções PD10 ou PD18

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| Todos os preços em EUR,<br>PVP recomendado, válido de 01/01/2024 a<br>31/12/2024, IVA não incluído   |   | Número de pedido:<br>_____<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Orçamento   | <input type="checkbox"/> Pedido                       |                                     |
| <input type="checkbox"/> Anexa-se documento para fabrico especial  |   |                                     |
| Morada de faturação  |   |                                     |
| Morada de entrega  |   |                                     |
| Delegado(a) de vendas  | Nome<br>.....<br>Data                      Assinatura |                                     |
| <p>Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e confirma ter lido, compreendido e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modificações ou instalar acessórios que não cumpram as especificações dos manuais de instruções de utilização/manutenção da Ottobock.</p> |   |                                     |




### Passo 1: Medir o utilizador

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Largura do tórax: ..... cm<br><br>Comprimento do encosto: ..... cm |
|--|--|--|

## Passo 2: Selecionar o tipo de encosto








| Estrutura do encosto   |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| <b>PD 01</b><br> | <input type="checkbox"/> | <b>Encosto, em alumínio, com recorte escapular</b> (série AL) <b>com estofo</b> <b>433 €</b>  |
| <b>PD 02</b><br> | <input type="checkbox"/> | <b>Encosto, de alumínio, sem recorte escapular</b> (série AFT) <b>com estofo</b> <b>450 €</b> |

## Passo 3: Selecionar o contorno

| Contorno do encosto em mm <sup>4</sup>   |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| <b>PD 05</b><br>   | <input type="checkbox"/> | <b>Ativo</b> (64) <b>-</b>              |
| <b>PD 06</b><br>   | <input type="checkbox"/> | <b>Profundo</b> (100) <b>32 €</b>       |
| <b>PD 07</b><br> | <input type="checkbox"/> | <b>Extra profundo</b> (150) <b>63 €</b> |

<sup>4</sup> Medidas com estofo, ver pág. 3 para obter mais informações

**Paso 4 - Seleccionar a largura do encosto Baxx**

| Largura de cadeira de rodas a combinar [mm]  | Medidas placa de alumínio [mm]  |   |  | Intervalo de ajuste   |                                       |
|--|---|---|--|---|---------------------------------------|
|  | Contorno ativo  | Contorno profundo   | Contorno muito profundo  | Tamanho mín. de cadeira de rodas [mm]   | Tamanho máx. de cadeira de rodas [mm] |
|  |  |  |  |  |                                       |
|  |  |  |  |   |                                       |
| <b>Série AL (apenas 1 ranhura)</b>   |   |   |  |   |                                       |
| <input type="checkbox"/> 250   | 183   | 179   |  | 225   | 275                                   |
| <input type="checkbox"/> 280   | 208   | 201   |  | 255   | 305                                   |
| <input type="checkbox"/> 310   | 235   | 232   |  | 285   | 335                                   |
| <input type="checkbox"/> 330   | 259   | 257   |  | 305   | 355                                   |
| <input type="checkbox"/> 360   | 284   | 320   |  | 335   | 385                                   |
| <input type="checkbox"/> 380   | 309   | 344   |  | 355   | 405                                   |
| <input type="checkbox"/> 410   | 334   | 369   | 398  | 385   | 435                                   |
| <input type="checkbox"/> 430   | 361   | 394   | 421  | 405   | 455                                   |
| <input type="checkbox"/> 460   | 387   | 419   | 446  | 435   | 485                                   |
| <input type="checkbox"/> 480   | 412   | 444   | 471  | 455   | 505                                   |
| <input type="checkbox"/> 510   | 438   | 474   | 497  | 485   | 535                                   |
| <b>Série AFT (2 ranhuras)</b>  |   |   |  |   |                                       |
| <input type="checkbox"/> 410   | 336   | 368   | 390  | 360   | 460                                   |
| <input type="checkbox"/> 430   | 354   | 399   | 421  | 380   | 480                                   |
| <input type="checkbox"/> 460   | 380   | 424   | 446  | 410   | 510                                   |
| <input type="checkbox"/> 480   | 409   | 449   | 471  | 430   | 530                                   |
| <input type="checkbox"/> 510   | 434   | 475   | 497  | 460   | 570                                   |
| Nota: A largura do Baxx baseia-se nas dimensões da estrutura de alumínio. O estofa acrescenta aproximadamente 15 mm a cada lado à largura. |   |   |  |   |                                       |

## Passo 5: Selecionar a altura do encosto

| Largura Baxx a selecionar | Contorno    |       | Altura Baxx (AL) do passo 1     |                                 |                                 | Altura Baxx (AFT) do passo 1    |                                 |
|---------------------------|-------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                           |             |       | Baixo                           | Médio                           | Standard                        | Alto                            | Extra alto                      |
| mm                        |             | em mm | <input type="checkbox"/> 250 mm | <input type="checkbox"/> 330 mm | <input type="checkbox"/> 410 mm | <input type="checkbox"/> 460 mm | <input type="checkbox"/> 510 mm |
| 250                       | ativo       | 64    | •                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                           | profundo    | 100   | •                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 280                       | ativo       | 64    | •                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                           | profundo    | 100   | •                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 310                       | ativo       | 64    | •                               | •                               |                                 |                                 |                                 |
|                           | profundo    | 100   | •                               | •                               |                                 |                                 |                                 |
| 330                       | ativo       | 64    | •                               | •                               |                                 |                                 |                                 |
|                           | profundo    | 100   | •                               | •                               |                                 |                                 |                                 |
| 360                       | ativo       | 64    | •                               | •                               | •                               |                                 |                                 |
|                           | profundo    | 100   | •                               | •                               | •                               |                                 |                                 |
| 380                       | ativo       | 64    | •                               | •                               | •                               |                                 |                                 |
|                           | profundo    | 100   | •                               | •                               | •                               |                                 |                                 |
| 410                       | ativo       | 64    | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | profundo    | 100   | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | extra prof. | 150   |                                 |                                 | •                               | •                               | •                               |
| 430                       | ativo       | 64    | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | profundo    | 100   | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | extra prof. | 150   |                                 |                                 | •                               | •                               | •                               |
| 460                       | ativo       | 64    | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | profundo    | 100   | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | extra prof. | 150   |                                 |                                 | •                               | •                               | •                               |
| 480                       | ativo       | 64    | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | profundo    | 100   | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | extraprof.  | 150   |                                 |                                 | •                               | •                               | •                               |
| 510                       | ativo       | 64    | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | profundo    | 100   | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               |
|                           | extra prof. | 150   |                                 |                                 | •                               | •                               | •                               |

Informação: As alturas de Baxx baseiam-se nas dimensões da estrutura de alumínio. O estofo acrescenta 50 – 60 mm à altura.  
 Altura Baxx = Altura do encosto – estofo


**Passo 6: Selecionar as ferragens de montagem**

|              |                          | Ferragens de montagem                            | Extração rápida | Testado contra impactos | Regulação em ângulo (em °) | Regulação de largura (em mm) | Montagem de 2 ou 4 pontos | Barra estabilizadora | Diâmetro do tubo (em mm) | Espaço necessário em tubos do encosto (em mm) | Peso, completo (em g) | Peso que permanece na cadeira de rodas (em g) | Preço        |
|--------------|--------------------------|--|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| <b>PD 08</b> | <input type="checkbox"/> | Extração rápida                                  | ✓               | -                       | +/- 10                     | +/- 25,4                     | 2                         | -                    | 19 – 25                  | 121   | 580                   | 340   | <b>360 €</b> |
| <b>PD 18</b> | <input type="checkbox"/> | Extração rápida permitida para transporte em VTD | ✓               | ✓                       | +/- 10                     | +/- 25,4                     | 2                         | -                    | 19 – 25                  | 121   | NA                    | -   | <b>362 €</b> |
| <b>PD 10</b> | <input type="checkbox"/> | 2 pontos Pro, permitido para transporte em VTD   | -               | ✓                       | +/- 10                     | +/- 25,4                     | 2                         | -                    | 15 – 25                  | 121   | 560                   | -   | <b>326 €</b> |
| <b>PD 11</b> | <input type="checkbox"/> | 4 pontos Pro                                     | -               | -                       | +/- 15                     | +/- 25,4                     | 4                         | ✓                    | 19 – 25                  | 89  | 580                   | -   | <b>326 €</b> |

| Ângulo                    |      |         |         |
|---------------------------|------|---------|---------|
|                           | 0°   | 5°      | 10°     |
| Perda de prof. do assento | 0 mm | 19,1 mm | 38,1 mm |



PD 08 Extração rápida



PD 18 Extração rápida, permitido para transporte em VTD



PD 10 2 pontos Pro, permitido para transporte em VTD




PD 11 4 pontos Pro

## Passo 7: Selecionar as ajudas de posicionamento e os acessórios

| <b>Suporte lateral esquerdo</b> (apenas compatível com contorno de encosto ativo PD05) |                          |                   |                            |                            |                            |                             |              |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| PD 12  | <input type="checkbox"/> | <b>Fixo</b>       | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> M | <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> XL | <b>205 €</b> |
| PD 13  | <input type="checkbox"/> | <b>Articulado</b> | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> M | <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> XL | <b>333 €</b> |

| <b>Suporte lateral direito</b> (apenas compatível com contorno de encosto ativo PD05) |                          |                   |                            |                            |                            |                             |              |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| PD 16   | <input type="checkbox"/> | <b>Fixo</b>       | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> M | <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> XL | <b>205 €</b> |
| PD 17   | <input type="checkbox"/> | <b>Articulado</b> | <input type="checkbox"/> S | <input type="checkbox"/> M | <input type="checkbox"/> L | <input type="checkbox"/> XL | <b>333 €</b> |

| <b>Medidas suportes laterais</b> |    |     |     |     |
|----------------------------------|----|-----|-----|-----|
| Tamanho                          | S  | M   | L   | XL  |
| Altura (mm)                      | 76 | 76  | 114 | 102 |
| Profundidade (mm)                | 76 | 102 | 114 | 152 |



Esquerda: suportes laterais fixos  
Direita: suportes laterais articulados

| <b>Cunhas de posicionamento</b> |                          |                     |             |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| PD 19                           | <input type="checkbox"/> | <b>Apoio lombar</b> | <b>55 €</b> |

| Cor da estrutura |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 001              | <input type="checkbox"/> | Prata brilhante          |
| 002              | <input type="checkbox"/> | Antracite metalizado     |
| 003              | <input type="checkbox"/> | Preto RAL 9005           |
| 004              | <input type="checkbox"/> | Azul gelo                |
| 005              | <input type="checkbox"/> | Laranja brilhante        |
| 009              | <input type="checkbox"/> | Vinho brilhante          |
| 010              | <input type="checkbox"/> | Azul marinho             |
| 012              | <input type="checkbox"/> | Azul céu                 |
| 013              | <input type="checkbox"/> | Preto RAL 9005 mate      |
| 014              | <input type="checkbox"/> | Vermelho guloseima       |
| 016              | <input type="checkbox"/> | Prata metalizada         |
| 017              | <input type="checkbox"/> | Amarelo RAL 1023         |
| 018              | <input type="checkbox"/> | Vermelho sinal RAL 3001  |
| 020              | <input type="checkbox"/> | Azul saturno metalizado  |
| 021              | <input type="checkbox"/> | Verde maçã brilhante     |
| 022              | <input type="checkbox"/> | Branco creme RAL 9001    |
| 023              | <input type="checkbox"/> | Branco RAL 9016          |
| 026              | <input type="checkbox"/> | Efeito oxidado brilhante |
| 027              | <input type="checkbox"/> | Shimano mate             |
| 037              | <input type="checkbox"/> | Rosa RAL 4010            |

| Acessórios |                          |                                  |
|------------|--------------------------|----------------------------------|
| PD 14      | <input type="checkbox"/> | Protetor contra o ar <b>53 €</b> |
| PD 15      | <input type="checkbox"/> | Pega circular <b>38 €</b>        |