

Styxo 2

3 em 1 para casa de banho



A nossa próxima geração de soluções para a casa de banho

3 em 1, ajustável, robusto



Yes, you can.®

Apresentamos a mais recente cadeira sanitária 3 em 1

O Styxo 2 é uma solução de cuidados de higiene simples e rentável, com três funções. Pode ser utilizada como cadeira sanitária no quarto, como quadro sanitário e elevador de sanita dentro da casa de banho.

O novo Styxo 2 tem um design melhorado com novas cores e é extremamente fácil de higienizar. Vem equipado com uma aparadeira, e uma proteção anti salpicos. Não requer acessórios e por isso representa a solução ideal e completa para casa de banho.



Principais características:

- > Cadeira robusta e com bom apoio
- > Facilmente ajustável para a altura perfeita do assento, desde 38 a 53 cm
- > Pack completo com assento, aparadeira com tampa e proteção anti salpicos.
- > Montagem sem ferramentas
- > Peso máximo do utilizador até 159 kg

Especificações técnicas

Para mais informações de pré-venda sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o website da Invacare.

					<input type="checkbox"/> Branco Cor do chassis
Altura do assento ▼	Incrementos entre alturas de assento ▼	Profundidade do assento ▼	Altura total - tampa fechada ▼	Largura total ▼	
38-53 cm	2.54 cm	38 cm	58 - 73 cm	61 cm	<input type="checkbox"/> Cinzento Cor do plástico
Profundidade total ▼	Largura entre apoios de braço ▼	Altura dos apoios de braço ▼	Peso total ▼	Peso máximo do utilizador ▼	
48 cm	48 cm	20 cm	4.6 kg	159 kg	

Tel. : +351 225 193 360
 portugal@invacare.com
 www.invacare.pt

Invacare Portugal II
 Rua Estrada Velha, nº949
 4465-784 Leça do Balio
 Portugal