

## Dino 3

### Base para órteses de assento

Referência: 470G42=00000\_K



#### Equipamento de série

- Chassis em alumínio com abdução e encosto dobrável
- Regulação manual do ângulo do encosto através de articulação dentada
- Punho/barra de empurrar reguláveis em altura
- Rodas dianteiras
- Adaptador de interface
- Rodas traseiras de 22"/24" ou de 12" com travão de tambor para acompanhante
- Com rodas de 22"/ 24": inclinação de roda 2,5°, eixos de extração rápida
- Regulação da basculação de -5° a 30°
- Carga máx. permitida: 120 kg

<b>PVP recomendado:</b> <b>EUR 2.853.-</b>		Número de pedido: _____	
Todos os preços em EUR, válidos de 01/01/2024 a 31/12/2024, IVA não incluído			
<input type="checkbox"/> Orçamento		<input type="checkbox"/> Pedido	
<input type="checkbox"/> Anexa-se documento para fabrico especial			
Morada de faturação			
Morada de entrega			
Delegado(a) de vendas		Nome ..... Data                      Assinatura	
Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e confirma ter lido, compreendido e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modificações ou instalar acessórios que não cumpram as especificações dos manuais de instruções de utilização/manutenção da Ottobock.			

Versão	
<b>M100</b>	<input type="checkbox"/> Dino 3 como chassis de transporte/empurrar <input type="checkbox"/> Dino 3 como chassis de auto propulsão


Utilização com mecanismo para subir escadas	
	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Largura do chassis em cm*		A	B	C	D	E		
		Largura do assento	Largura chassis	Largura entre rodas (inclinação 2,5°)	Largura total	Largura de abdução		
<b>MA 31</b>	<input type="checkbox"/>	Tam. 1	28	36	45	61,5		47
<b>MA 32</b>	<input type="checkbox"/>	Tam. 2	32	40	49	65,5		51
<b>MA 33</b>	<input type="checkbox"/>	Tam. 3	36	44	53	69,5	55	

## Informação

### Adaptadores de interface

Os adaptadores representam as peças de união para fixar o assento à base móvel. Não inclui o adaptador no assento.



MC 30 Adaptador paralelo tamanho 1




MC 30 Adaptador paralelo tamanhos 2 e 3




MC 31 Adaptador trapezoidal

### Adaptadores de assento

Normalmente, o adaptador de assento vem aparafusado à estrutura do assento e deve ser pedido em separado.



MC 40 Adaptação em paralelo para órteses de assento



MC 41 Adaptação trapezoidal para órteses de assento



Profundidade do assento *										
Chassis standard	<input type="checkbox"/>	34,5	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	39,5	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	44,5
Chassis longo	<input type="checkbox"/>	39,5	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	44,5	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	49,5






\*(podem existir variações de +/- 1 cm)

Comprimento do chassis			
MA 35	<input type="checkbox"/>	Chassis standard	-
MA 36	<input type="checkbox"/>	Chassis longo (prolongamento de 5 cm)	-

Distância entre eixos			
MA 38	<input type="checkbox"/>	Standard	-
MA 37	<input type="checkbox"/>	Reduzida 6 cm (incompatível com MZ70)	138 €
MA 39	<input type="checkbox"/>	Prolongada 6 cm (incompatível com MZ70)	138 €

Acessórios do chassis			
MA 51	<input type="checkbox"/>	Auxiliar de inclinação à direita	28 €
MA 52	<input type="checkbox"/>	Auxiliar de inclinação à esquerda	28 €
MA 55	<input type="checkbox"/>	Anti-volteio direito	152 €
MA 56	<input type="checkbox"/>	Anti-volteio esquerdo	152 €

Rodas dianteiras			
MF 04	<input type="checkbox"/>	5,5" moles	-
MF 32	<input type="checkbox"/>	Maciças de 6", pretas	-
MF 07	<input type="checkbox"/>	Pneumáticas de 7"	-
Tamanho das rodas traseiras (apenas versão de auto propulsão)			
MG 01	<input type="checkbox"/>	22"	-
MG 02	<input type="checkbox"/>	24"	-
Pneus rodas traseiras			
MG 30	<input type="checkbox"/>	Pneumáticos de 1 3/8"	-
MG 31	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Right Run 1", anti-furos	45 €
MG 35	<input type="checkbox"/>	Maciços, 1 3/8"	-
Travão			
MH 01	<input type="checkbox"/>	Travão de manípulo standard	107 €
MH 10	<input type="checkbox"/>	Prolongamento do manípulo de travão, destacável	49 €
Opções para encosto			
MD 30	<input type="checkbox"/>	 Guia universal para encosto de órteses de assento	137 €
Regulação do ângulo do encosto			
MD 31	<input type="checkbox"/>	 Manual através de cabo Bowden utilizando o manípulo de acionamento no punho	177 €
Punhos/barra de empurrar (regulável em altura)			
MD 51	<input type="checkbox"/>	Punhos longos	-
MD 61	<input type="checkbox"/>	Barra de empurrar regulável com articulação dentada	235 €
Resguardos laterais			
ME 05	<input type="checkbox"/>	Apoios de braço reguláveis em altura e profundidade	441 €
ME 08	<input type="checkbox"/>	Protetor de roupa para rodas de 22" e 24" (para proteger o utilizador contra danos)	274 €
Acessórios			
ME 60	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia (requer apoios de braço)	250 €
Adaptador de base			
MC 30	<input type="checkbox"/>	Adaptador paralelo	-
MC 31	<input type="checkbox"/>	Adaptador trapezoidal (possibilidade de adaptação R82)	-
Adaptador de assento			
MC 40	<input type="checkbox"/>	Adaptador paralelo (apenas com MC 30; carga máx.: para LA 36 cm 75 kg; para LA 40, 45, e 50 cm 100 kg)	210 €
MC 41	<input type="checkbox"/>	Adaptação trapezoidal, inclui recetor do adaptador (apenas com MC 31)	235 €
Opções de assento			
MC 49	<input type="checkbox"/>	Adaptador para inclinação de assento (+ 5°)	113 €

Patins			
MB 03	<input type="checkbox"/>		Único <span style="float: right;">593 €</span>
MB 20	<input type="checkbox"/>		Único, para comprimento tibial curto <span style="float: right;">593 €</span>
MB 30	<input type="checkbox"/>		<b>Patim em aço para suporte de órtese de assento</b> (Apenas possível com interface de órtese de assento paralelo ou adaptador trapezoidal/R82) (carga máx. 50 kg) <span style="float: right;">475 €</span>
MB 10	<input type="checkbox"/>		Em duas peças <span style="float: right;">718 €</span>
MB 18	<input type="checkbox"/>		Elevatório através de articulação dentada, em duas peças, abduzido <span style="float: right;">910 €</span>


Acessórios para patins			
MB 70	<input type="checkbox"/>	Bloqueio para patim único	70 €
MB 72	<input type="checkbox"/>	Cintos de calcanhar para patim em duas peças (MB 10, MB 15, MB 18)	20 €

Protetores de raios			
MG 90	<input type="checkbox"/>	Transparente	154 €

Apenas possíveis com a versão Dino3 de auto propulsão

Cores do chassis			
001	<input type="checkbox"/>	Prata brilhante	-
002	<input type="checkbox"/>	Antracite metalizado	-
003	<input type="checkbox"/>	Preto profundo RAL 9005	-
023	<input type="checkbox"/>	Branco RAL 9016	-

Outros acessórios			
MZ 70	<input type="checkbox"/>	Kit de transporte (carga máx. 100 kg; testado de acordo com ISO 7176-19 & ANSI/ RESNA WC/19 / apenas versão de auto propulsão)	593 €

Dimensões			
		<b>(F) Profundidade do tubo do assento</b>	
<input type="checkbox"/>		36,5 – 44 cm (permite diferentes ajustes)	
<input type="checkbox"/>		41,5 – 49 cm (permite diferentes ajustes)	
		<b>(G) Altura do tubo do assento</b>	
<input type="checkbox"/>		12" mín. 43,5 cm máx. 48,5 cm	
<input type="checkbox"/>		22" mín. 43,5 cm máx. 45,5 cm	
<input type="checkbox"/>		24" mín. 46 cm máx. 48 cm	