

**PVP recomendado:
EUR 2.274.-**

Todos os preços em EUR, válidos de
01/01/2024 a 31/12/2024,
IVA não incluído

Número de pedido:

Orçamento

Pedido

Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado/a comercial

Nome

.....
Data Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir todas as instruções de utilização/manuais de manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manuais de manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modificações ou instalar acessórios que não cumpram as especificações dos manuais de instruções de utilização/manutenção da Ottobock.

Discovery

Base para órteses de
assento

Referência: HR3204_C

Versão: Discovery standard



Versão: Cadeira Discovery Care



Equipamento de série Discovery standard

- Construção robusta de tubos de aço
- Basculação do assento de até 35° através de êmbolo de gás
- Inclinação do encosto de 0° – 30°
- Rodas dianteiras de 8" maciças
- Rodas traseiras de 12" maciças
- Diferentes adaptadores à escolha
- Kit de transporte para veículos
- Carga máx. permitida: 110 kg







Pacote de cadeira Discovery Care



- Construção robusta de tubos de aço
- Basculação do assento até 35° através de êmbolo de gás
- Inclinação do encosto de 0° – 30°
- Rodas dianteiras de 8" maciças
- Rodas traseiras de 12" maciças
- Punhos longos
- Punhos extra longos (62 cm) extra profundos (13 cm)
- Kit de transporte para veículos
- 2x anti-volteio aparafusado


Opções com custo adicional

- Almofada de assento Contour profundo, lavável.
- Kit de montagem de apoio de cabeça, reto

- Apoio de cabeça e nuca, grande
- Apoios de braço reguláveis em altura
- Almofadas de apoio de braço macias, longas
- Resguardos laterais
- Cobertura almofadada para resguardos laterais
- Patins articulados, incluindo placas reguláveis em ângulo de plástico: elevatório, individual, cinto para pernas, abduzido
- Cinto pélvico, standard
- Placa de assento
- Carga máx. permitida: 110 kg


1. Chassis				
Versão				
SG 32	<input type="checkbox"/>	Discovery standard		
SG 33	<input type="checkbox"/>	Cadeira Discovery Care 392 €		
Largura de chassis				
<input type="checkbox"/> 36 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm	<input type="checkbox"/> 50 cm	
Profundidade de assento				
<input type="checkbox"/> 40,5 cm	<input type="checkbox"/> 43,0 cm	<input type="checkbox"/> 45,5 cm	<input type="checkbox"/> 48,0 cm	
2. Interfaces assento				
Adaptadores de chassis				
SC 30	<input type="checkbox"/>		Adaptador paralelo	-
SC 32	<input type="checkbox"/>		Adaptador universal (barras transversais) (incompatível com adaptador de assento ou patins)	-
SC 31	<input type="checkbox"/>		Adaptador de trapézio (possibilidade de adaptação R82)	-
Adaptadores de assento				
SC 40	<input type="checkbox"/>		Adaptador em paralelo (apenas com adaptador SC30) (Carga máx. para chassis com LA 36 cm: 75 kg) (Carga máx. para chassis com LA 40 - 45 cm: 100 kg).	190 €
SC 41	<input type="checkbox"/>		Adaptação trapezoidal, inclui recetor do adaptador (apenas com adaptador SC 31)	253 €
Placa de assento				
SA 10	<input type="checkbox"/>		Sem placa de assento	-
SA 11	<input type="checkbox"/>		Aço (inc. 1 par de anti-volteio)	395 €

Almofada de assento				
SA 20	<input type="checkbox"/>		Assento Contour profundo, de fácil limpeza	280 €
SA 21	<input type="checkbox"/>		Almofada Terra Aquos	293 €


Acessórios almofada de assento				
SA 22	<input type="checkbox"/>		Revestimento para incontinência para a gama Terra	17 €

3. Rodas, auxiliar de inclinação e anti-volteio

Rodas dianteiras				
SF 05	<input type="checkbox"/>		Pneumáticas de 8"	17 €
SF 06	<input type="checkbox"/>		PU de 8"/maciças	-

Rodas traseiras				
SG 20	<input type="checkbox"/>		12" standard com travão de bloqueio	-
SG 21	<input type="checkbox"/>		12" standard com travão de tambor	171 €
SG 22	<input type="checkbox"/>		Prolongamento distância entre eixos	Consultar



Rodas traseiras				
SG 10	<input type="checkbox"/>		Pneumáticas (incompatíveis com SG20)	62 €
SG 11	<input type="checkbox"/>		PU/macifas	-

Travão				
SH 01	<input type="checkbox"/>		Travão adicional de manípulo standard (incompatível com SG 20)	162 €



Acessórios de chassis			
SA 01	<input type="checkbox"/>	Auxiliar de inclinação, direito (apenas para versão Discovery Standard)	57 €
SA 02	<input type="checkbox"/>	Auxiliar de inclinação, esquerdo (apenas para versão Discovery Standard)	57 €
SA 03	<input type="checkbox"/>	Anti-volteio, direito (apenas para a versão Discovery Standard)	139 €
SA 04	<input type="checkbox"/>	Anti-volteio, esquerdo (apenas para a versão Discovery Standard)	139 €

Informação: Com a opção SD 31 "Punhos extra longos, extra profundos" montam-se automaticamente 2 anti-volteios.


4. Interfaces encosto

Punhos / barra de empurrar			
SD 07	<input type="checkbox"/>		Punhos longos -
SD 09	<input type="checkbox"/>		Barra para empurrar regulável em ângulo com articulação dentada 275 €

Opções de punhos

SD 30	<input type="checkbox"/>		Guia de encosto universal para encostos de órteses de assento com conector traseiro 123 €
SD 31	<input type="checkbox"/>		Punhos extra longos (62 cm), extra profundos (13 cm) 392 €

Acessórios para encosto

SL 01	<input type="checkbox"/>		Encosto regulável em tensão (obrigatório com a versão Discovery Care) 132 €
-------	--------------------------	---	--

Estofos de encosto

SP 20	<input type="checkbox"/>		Almofada de encosto Contorno profundo, lavável (obrigatório com a versão Discovery Care) 280 €
-------	--------------------------	---	---

5. Patins



Patins articulados, incluem placas reguláveis em ângulo			
SB 08	<input type="checkbox"/>		Montagem completa com patim único para órteses de assento, aço (carga máx. do assento completo 50 kg) 475 €
SB 09	<input type="checkbox"/>		Patim único 742 €
SB 10	<input type="checkbox"/>		Duas peças 75°, plástico 410 €
SB 11	<input type="checkbox"/>		Duas peças 75°, alumínio 784 €
SB 14	<input type="checkbox"/>		Duas peças para comprimento tibial curto, carga máx. 90 kg., alumínio 742 €
SB 25	<input type="checkbox"/>		Duas peças, elevatório, apoio para a barriga da perna, plástico 568 €
SB 26	<input type="checkbox"/>		Duas peças, elevatório, com cinto para a barriga da perna, carga máx. 80 kg, abduzido, plástico 499 €

Acessórios para patins



SB 70	<input type="checkbox"/>		Bloqueio para patim único 54 €
SB 71	<input type="checkbox"/>		Cintos para calcanhar nos patins em duas peças* 20 €

* A opção de cintos para calcanhar nos patins em duas peças SB 71 não é compatível com os patins SB 08 e SB 09.


6. Apoios de braço (obrigatório com a versão Discovery Care)

SE 03	<input type="checkbox"/>		Reguláveis em altura e profundidade	227 €
SE 04	<input type="checkbox"/>		Reguláveis em altura e ângulo	343 €


Almofadas para apoios de braço ((obrigatório em conjunto com apoios de braço)

SE 20	<input type="checkbox"/>		Curta (Comprimento = 26 cm, Largura = 5 cm)	162 €
SE 21	<input type="checkbox"/>		Longa (Comprimento = 36 cm, Largura = 9 cm)	182 €


Acessórios para apoios de braço

SE 30	<input type="checkbox"/>		Almofada macia para apoio de braço com almofada longa	76 €
-------	--------------------------	---	--	-------------

Resguardo lateral


SE 11	<input type="checkbox"/>		Standard (apenas em combinação com apoio de braço)	121 €
-------	--------------------------	---	---	--------------

Acessórios para resguardos laterais


SE 12	<input type="checkbox"/>		Almofada macia para resguardo lateral	75 €
SZ 51	<input type="checkbox"/>		Mesa de terapia, transparente (requer apoios de braço)	223 €

7. Posicionamento

Cintos pélvicos (obrigatório com a versão Discovery Care)



SZ 94	<input type="checkbox"/>		Standard	40 €
SZ 95	<input type="checkbox"/>		Almofadado	177 €




Apoios torácicos almofadados

ST 06	<input type="checkbox"/>		Pequenos	33 €
ST 07	<input type="checkbox"/>		Médios	32 €
ST 08	<input type="checkbox"/>		Grandes	38 €

Kit de montagem de apoio torácico, preto

ST 02	<input type="checkbox"/>			Prolongado	128 €
ST 03	<input type="checkbox"/>			Rebatível	159 €

Apoios de cabeça				
SR 08	<input type="checkbox"/>		Apoio de cabeça e nuca (apenas em conjunto com SR 01 e SR 02)	61 €
SR 10	<input type="checkbox"/>		Apoio de cabeça Comfort Plus, M (apenas em conjunto com SR 03)	468 €
SR 11	<input type="checkbox"/>		Apoio de cabeça Comfort Plus, L (apenas em conjunto com SR 03)	568 €

Kit de montagem para apoio de cabeça, preto				
SR 01	<input type="checkbox"/>		Encurvado	137 €
SR 02	<input type="checkbox"/>		Reto	127 €
SR 03	<input type="checkbox"/>		Unilink, 305 mm, inc. abraçadeira de montagem	300 €

8. Outros acessórios				
SZ 50	<input type="checkbox"/>	Bolsa para acessórios, fixa ao chassis		108 €

Cores chassis				
016	<input type="checkbox"/>	Prata metalizada		-
003	<input type="checkbox"/>	Preto profundo RAL 9005 mate		-
009	<input type="checkbox"/>	Vinho brilhante		106 €
010	<input type="checkbox"/>	Azul marinho		106 €