

Eco-Buggy

Carga máx. permitida: 50 kg



Equipamento de série

- Cadeira de transporte dobrável e leve
- Estofa de encosto e de assento
- Patim regulável em altura, divisível, com placas rebatíveis
- Rodas dianteiras duplas com bloqueio de direção (por pin)
- Travão nas rodas traseiras
- Cinto pélvico
- Rede para armazenamento dobrável

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>Todos os preços em EUR, válidos de 01/01/2024 a 31/12/2024, IVA não incluído</p> | <p>Número de pedido:</p> <p>-----</p> |
|---|---------------------------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Orçamento | | <input type="checkbox"/> Pedido | |
| Morada de faturação | | | |
| Morada de entrega | | | |
| Delegado(a) de vendas | | Nome | |
| | | | |
| | | Data | Assinatura |
| <p>Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e confirma ter lido, compreendido e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modificações ou instalar acessórios que não cumpram as especificações dos manuais de utilização/manutenção da Ottobock.</p> | | | |

| Eco-Buggy | | | |
|----------------|--------------------------|---|--------------|
| HR32100001-011 | <input type="checkbox"/> | Eco-Buggy, cadeira de transporte dobrável Cor do chassis: antracite metalizado Cor do estofa: azul Cor do almofadado: azul coro | 925 € |

| Acessórios | | | |
|----------------|--------------------------|--|--------------|
| HR32070020-343 | <input type="checkbox"/> | Almofadas com guias laterais, azul coro | 371 € |
| HR32135300-343 | <input type="checkbox"/> | Almofadas simples, azul coro | 138 € |
| HR32102300 | <input type="checkbox"/> | Cinto de cinco pontos (apenas em combinação com almofadas simples) | 64 € |
| HR32102200 | <input type="checkbox"/> | Capota para sol | 102 € |
| HR16001102 | <input type="checkbox"/> | Buggy board "Techno" | 237 € |
| HR32070060-031 | <input type="checkbox"/> | Apoio de cabeça, tamanho 1 , (não compatível com almofadas com guias) | 226 € |

Informação



Capota para sol



Rede para armazenamento

Dados técnicos

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|------------|--|-------------|
| Idade | 3-8 anos | Altura do encosto | 550 mm | Comprimento tibial/ espaço entre assento e patim | 200-340 mm* |
| Largura do assento | 350 mm | Ângulo do encosto | 90° - 110° | Carga máxima | 50 kg |
| Profundidade do assento | 300 mm | Diâmetro das rodas à frente / atrás | 170/210 mm | Peso (equipamento de série) | 9 kg |
| Medidas, dobrado (C x L x A) | 1150x420x290 mm | | | | |

* O comprimento máximo requer um ajuste nas rodas dianteiras.