



# JAY<sup>®</sup> Encosto Jay Care

Rev.1

Facturado a:  
 Nome:  
 Morada:  
 Localidade: Código Postal:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nome:  
 Morada:  
 Localidade: Código Postal:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Folha de Pedido:  
 Número de pedido de Sunrise:

Pedido  
 Pressuposto



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

**Encosto Jay<sup>®</sup> Care**

O desenho com contornos e ajustes até 39° de reclinção adapta-se às necessidades do utilizador cifótico

A carcaça e a espuma moldada oferecem um suporte firme e excelente estabilidade pélvica posterior e suporte torácico.

A espuma segmentada envolve óptimamente a coluna cifótica reduzindo os picos de pressão.

Funda de anti-incontinência 2 anos de garantia

Peso Máx.do Utilizador: 113 kg

**Tipo de utilizador - Indicações clínicas:**

Desenhado para o utilizador que tem uma coluna cifótica estruturada. Acomoda a cifose torácica e hiper-extensão de c.cervical otimizando o campo visual, a deglutição e o acesso às rodas para uma mobilidade eficiente.

REFERÊNCIAS E MEDIDAS			PVP Rec.
J 3500 B	<input type="checkbox"/>	Encosto Jay Care para cadeiras de 43-45 cm <i>(Altura: 43,7 cms)</i>	770 €
J 3505 B	<input type="checkbox"/>	Encosto Jay Care para cadeiras de 38-40 cm <i>(Altura: 48,26 cms)</i>	770 €
J 3502 B	<input type="checkbox"/>	Encosto Jay Care para cadeiras de 48-50 cm <i>(Altura: 41,91 cms)</i>	770 €
REPOSIÇÕES			PVP Rec.
J 680 C	<input type="checkbox"/>	Encaixes inferiores (par)	130,49 €
J 681 C	<input type="checkbox"/>	Encaixes superiores (par)	80,04 €
JC_____ B	<input type="checkbox"/>	Funda anti-incontinência <i>Por favor indique na referência a largura e profundidade do encosto para a qual pretende a funda</i>	90,47 €
JS_____	<input type="checkbox"/>	Carcaça encosto Jay Care <i>Por favor indique na referência a largura e profundidade do encosto para a qual deseja a carcaça</i>	361,90 €
JB_____	<input type="checkbox"/>	Espuma do encosto Jay Care <i>Por favor indique na referência a largura e profundidade do respaldo para a qual deseja a espuma</i>	271,42 €

Encosto Jay Care - Preço base	.....€
Preço acessórios	.....€
<b>Preço total</b>	.....€

