



Quality for life

 motivation
FREEDOM THROUGH MOBILITY

Silla de ruedas deportiva Multisport

Una todoterreno

La silla Multisport es un modelo todoterreno que permite la iniciación básica a diferentes modalidades deportivas en silla de ruedas. Ofrece múltiples campos de aplicación para practicar deportes tan diferentes como baloncesto, tenis o baile. Con esta silla podrás poner a prueba tus habilidades en un amplio abanico de categorías y descubrir cual es tu preferida.

Ventajas

- Silla de ruedas soldada y con chasis rígido
- Múltiples posibilidades de aplicación
- Tapizado del respaldo ajustable
- Tapizado del asiento ajustable



- Respaldo regulable en altura para una adaptación individual al usuario.



- El reposapiés es regulable en altura y se puede adaptar a la longitud de las pantorrillas del usuario.



- La altura de la rueda antivuelco puede adaptarse a las distintas condiciones de cada modalidad deportiva.



- Sin parachoques, la Multisport es adecuada para modalidades deportivas como tenis, baile, etc.



- La Multisport con parachoques montado como silla de ruedas para baloncesto.

Equipamiento

- Juego de herramientas
- Almohadón de asiento
- Tapizado del asiento ajustable
- Respaldo regulable en altura
- Tapizado del respaldo ajustable
- Cinchas de velcro para pelvis y rodillas
- Rueda de accionamiento con eje extraíble de 12 mm
- Parachoques desmontable
- Longitud de las pantorrillas ajustable

Modelo	Junior	Pequeña	Mediana	Grande	Extra Grande
Color	Plateado	Verde claro	Rojo	Azul	Negro
Ancho del asiento	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Profundidad del asiento	300 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm
Altura del asiento					
delante	470 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
detrás	425 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Altura del respaldo	250/275/300 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm
Longitud de las pantorrillas	130–425 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm
Margen de ajuste del antivuelco	0–20 mm	0–20 mm	0–20 mm	0–20 mm	0–20 mm
Inclinación de la rueda	15°	15°	15°	15°	15°
Tamaño de la rueda	24"	26"	26"	26"	26"
Peso máx. del usuario	75 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg