

**PVP recomendado:  
EUR 7.026.-**

Todos os preços em EUR, válidos de  
01/01/2024 a 31/12/2024,  
IVA não incluído

Orçamento

Pedido

Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado(a) de vendas

Nome

.....  
Data

Assinatura

Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

## Equipamento de série

- 6 km/h, 7,2 km/h (opcional 10 km/h ou 14 km/h)
- Eletrónica VR2
- Tração traseira
- Carregador
- Suporte de comando articulado
- Rodas dianteiras de 9" maciças
- Iluminação
- Assento standard
- Almofada de assento
- Apoios de braço com protetor de roupa
- Patim em duas peças
- Suspensão traseira
- Cinto pélvico
- **Ver opções de comandos e acessórios especiais em seguida.**

## Juvo B5

490E75=0\_xxxx\_C

Cadeira de rodas elétrica

Carga máx.: 160 kg  
(equipamento de série)




**As opções adicionais instaladas na cadeira de rodas elétrica podem reduzir a carga máxima.  
Tenha em conta o peso bruto máximo indicado na placa de identificação.**

Dados básicos (informação voluntária)

Género \_\_\_\_\_ Indicação \_\_\_\_\_

Idade \_\_\_\_\_



\* Esta informação ajudará a apoiar os ajustes orientados para o utilizador. A Ottobock garante a utilização confidencial e meramente interna destes dados.

**Dados do utilizador\***

Altura do utilizador em cm \_\_\_\_\_

Peso do utilizador em kg \_\_\_\_\_

**1** Profundidade de assento \_\_\_\_\_

**2** Profundidade do tronco \_\_\_\_\_

**3** Altura dos apoios de braço \_\_\_\_\_

**4** Altura na axila \_\_\_\_\_

**5** Altura no ombro \_\_\_\_\_

**6** Altura na cabeça \_\_\_\_\_

**7** Comprimento do antebraço até metade da palma da mão \_\_\_\_\_

**8** Largura do tronco \_\_\_\_\_

**9** Comprimento tibial \_\_\_\_\_

**10** Largura do assento \_\_\_\_\_

**Classificação da cadeira**

EA001	<input type="checkbox"/>	<b>Categoria A (interior)</b>	-
EA002	<input type="checkbox"/>	<b>Categoria B (interior/exterior)</b> (iluminação elétrica obrigatória na Europa)	-

**Tipo tração/chassis**

EA004	<input type="checkbox"/>	<b>Tração dianteira</b>	<b>95 €</b>
EA005	<input type="checkbox"/>	<b>Tração traseira</b>	-
EA006	<input type="checkbox"/>	<b>Tração central</b> (Ver indicação 2.1)	<b>1.292 €</b>

**Peso máximo utilizador** (utilizador + equipamentos pessoais, informação necessária para a suspensão do chassis)

	<input type="checkbox"/>	<b>70 kg</b>	-
	<input type="checkbox"/>	<b>75 - 100 kg</b>	-
	<input type="checkbox"/>	<b>100 - 140 kg</b>	-
	<input type="checkbox"/>	<b>140 - 160 kg</b>	-
EA018	<input type="checkbox"/>	<b>180 kg</b> Ver indicação 64.6)	<b>1.979 €</b>
EA020	<input type="checkbox"/>	<b>200 kg</b> Ver indicação 64.6)	<b>1.979 €</b>

**Tamanho chassis**

EA007	<input type="checkbox"/>	<b>Tamanho 1</b> (largura total aprox. 60 cm; carga máx. 140 kg. Ver indicação 4.1)	-
EA008	<input type="checkbox"/>	<b>Tamanho 2</b> (largura total aprox. 64 cm; carga máx. 160/200 kg)	<b>38 €</b>

**Sistemas de assento**

EC001	<input type="checkbox"/>	<b>Assento standard Júnior</b> (carga máx.: 75 kg) (PA 34...40 cm, LA 34...40 cm, AE 47 cm a 37 cm, regulável em incrementos de 5 cm. Ver indicação 5.2)	<b>67 €</b>
EC002	<input type="checkbox"/>	<b>Assento standard, pequeno</b> (PA 38...46 cm, LA 38...42 cm, AE 55 cm a 45 cm, regulável em incrementos de 5 cm. Ver indicação 4.1)	-
EC003	<input type="checkbox"/>	<b>Assento standard, grande</b> (PA 42...50 cm, LA 44...48 cm, AE 55 cm a 45 cm, regulável em incrementos de 5 cm. Ver indicação 5.1)	-
EC004	<input type="checkbox"/>	<b>Assento standard, XL</b> (PA 42...50 cm, LA 50...56 cm, AE 55 cm a 45 cm, regulável em incrementos de 5 cm. Ver indicação 5.1)	<b>225 €</b>
EC005	<input type="checkbox"/>	<b>VAS (Assento variável)</b> (PA 38...58 cm, LA 38...54 cm, AE 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm)	<b>722 €</b>
EC006	<input type="checkbox"/>	<b>Assento Recaro n-Joy*</b> (encosto regulável manualmente, espessura da almofada aprox. 16,5 cm. Ver indicação 5.1)	<b>2.227 €</b>
EC007	<input type="checkbox"/>	<b>Assento Recaro n-Joy-Plus*</b> (adaptável no local, encosto regulável manualmente, PA 38...56 cm, espessura da almofada de aprox. 16,5 cm. Ver indicação 5.1)	<b>4.177 €</b>

Encostos para sistema modular de assentos Recaro Ver indicações 6.0) e 6.1)		
ED030	<input type="checkbox"/>	<b>Encosto LX</b> (regulável manualmente) <b>997 €</b>
ED031	<input type="checkbox"/>	<b>Encosto LT</b> (suportes laterais adaptáveis, regulável manualmente) <b>968 €</b>
Assentos para sistema modular de assentos Recaro Ver indicações 6.0) e 6.1)		
EC008	<input type="checkbox"/>	<b>Superfície de assento F</b> (estofa almofadado plano, fundo do assento cosido às guias laterais, espessura da almofada aprox. 14 cm) <b>1.122 €</b>
EA009	<input type="checkbox"/>	<b>Superfície de assento X</b> (guias laterais com contorno com prolongamento de assento, espessura da almofada aprox. 16,5 cm) <b>1.350 €</b>
EA010	<input type="checkbox"/>	<b>Superfície de assento W</b> (estofa almofadado plano, com prolongamento de assento, espessura da almofada aprox. 14,5 cm) <b>1.350 €</b>

\* Todos os assentos Recaro estão equipados com um apoio de cabeça e uma bolsa no encosto.

Medidas assento standard Júnior Ver indicações 8.0) a 8.12) e 9.0) a 9.2)				
Profundidade de assento PA em cm	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40
Largura de assento LA em cm	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40
Altura de encosto 47 cm (regulável para 42 cm ou 37 cm)				

Medidas assento standard, pequeno Ver indicações 8.0) a 8.12) e 9.0) a 9.2)					
Profundidade de assento PA em cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46
Largura de assento LA em cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42		
Altura de encosto 55 cm (regulável para 50 cm ou 45 cm)					

Medidas assento standard, grande Ver indicações 8.0) a 8.15) e 9.0) a 9.2)					
Profundidade de assento PA em cm	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Largura de assento LA em cm	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48		
Altura de encosto 55 cm (regulável para 50 cm ou 45 cm)					

Medidas assento standard, XL Ver indicações 8.0) a 8.15) e 9.0) a 9.2)					
Profundidade de assento PA em cm	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Largura de assento LA em cm	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 56	
Altura de encosto 55 cm (regulável para 50 cm ou 45 cm)					

Medidas assento variável VAS Ver indicações 8.0) a 8.2) e 9.0) a 9.2)								
Profundidade de assento PA em cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54
	<input type="checkbox"/> 56	<input type="checkbox"/> 58						
Largura de assento LA em cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54
Altura de encosto 55 cm (regulável para 53 cm, 51 cm ou 45 cm)								

## Vista geral dos sistemas de assento, profundidade e largura dos assentos

### Profundidade de assento

Assento	Profundidade de assento PA em cm												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standard Júnior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Standard pequeno			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Standard grande					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Standard XL					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
VAS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recaro n-Joy Plus			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Largura de assento

Assento	Largura de assento LA em cm											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standard Júnior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Standard pequeno			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Standard grande						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Standard XL									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Comprimento tibial CT..... cm** (15...54 cm) (sem almofada de assento; >50 cm impossível em combinação com Recaro).  
Ver indicações 5.1) 8.12) 10.1) 10.2), 19.1) e 19.3.)

**Almofada de assento** (apenas possível em combinação com assento standard ou VAS) Ver indicações 9.0) e 9.1)

<b>EC011</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sem almofada de assento</b>	-
<b>EC012</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Almofada de assento, revestimento preto</b> (espessura da almofada 5 cm)	-
<b>EC013</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Almofada de assento com revestimento para incontinência</b> (espessura da almofada 5 cm)	<b>100 €</b>
<b>EC034</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Almofada de assento Livo</b> (carga máx. 125 kg; espessura da almofada 5 cm). Ver indicação 11.6)	<b>100 €</b>
<b>EC035</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Almofada de assento Evoflair</b> (carga máx. 200 kg; espessura da almofada 8 cm). Ver indicação 11.7)	<b>363 €</b>
<b>EC014</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Almofada de assento Terra</b> (carga máx. 150 kg; espessura almofada 6 cm) Ver indicações 11.1) e 11.2)	<b>263 €</b>
<b>EC015</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Almofada de assento Terra Aquos</b> (carga máx. 150 kg; espessura da almofada 6 cm). Ver indicações 11.1) 11.2)	<b>296 €</b>
<b>EC016</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Almofada de assento Terra Flair</b> (carga máx. 150 kg; espessura da almofada 6 cm). Ver indicações 11.1) 11.3)	<b>648 €</b>
<b>EC018</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Almofada de assento Cloud</b> (espessura da almofada 11 cm). Ver indicação 11.5)	<b>847 €</b>
<b>EC020</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Assento Contour com contorno suave</b> (espessura da almofada 7 cm) Ver indicações 11.8) a 11.12)	<b>324 €</b>
<b>EC021</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Assento Contour com contorno profundo</b> (espessura almofada 9 cm). Ver indicações 11.8) a 11.12)	<b>324 €</b>

Consulte o nosso folheto de almofadas de assento para obter informações sobre almofadas de assento adicionais.

**Estofa assento Contour** (apenas possível em combinação com almofada de assento Contour, plana ou profunda) Ver indicações 12.0) e 12.1)

<b>EC022</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Estofa em tecido</b>	-
<b>EC023</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Estofa em couro sintético</b>	-
<b>EC024</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Estofa com revestimento para incontinência</b>	<b>182 €</b>

**Encosto** (apenas possível em combinação com assentos standard ou VAS) Ver indicação 9.1)

<b>ED032</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sem estofa de encosto.</b> Ver indicação 9.0)	-
<b>ED033</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Estofa de encosto adaptável.</b> Ver indicação 9.0)	-
<b>ED034</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Encosto Contour com contorno plano</b> (redução da profundidade do assento em aprox. 2 cm) Ver indicações 9.0) e 11.8)	<b>419 €</b>
<b>ED035</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Encosto Contour com contorno profundo</b> (redução da profundidade do assento em aprox. 2 cm) Ver indicações 9.0) e 11.8)	<b>419 €</b>
<b>ED050</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Encosto Contour, com contorno plano AD</b> (adaptável, redução da profundidade do assento em aprox. 2 cm). Ver indicação 13.2)	<b>482 €</b>
<b>ED051</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Encosto Contour, com contorno profundo AD</b> (adaptável, redução da profundidade do assento em aprox. 2 cm). Ver indicação 13.2)	<b>482 €</b>
<b>ED036</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Encosto gama Baxx (requer assento VAS)</b> (carga máx. 113 kg, sem recorte para ombro, acessórios de montagem de 2 pontos-PRO, longo, redução da profundidade do assento em aprox. 2 cm, incompatível com assento standard). Ver indicações 13.1) 13.2) e 13.3)	<b>Ver folha de pedido</b>

<b>Estofa encosto Contour</b> (apenas possível em combinação com encosto Contour plano ou profundo) Ver indicações 14.0) e 14.1)		
ED037	<input type="checkbox"/>	<b>Estofa em tecido</b> -
ED038	<input type="checkbox"/>	<b>Estofa em couro sintético</b> 52 €

<b>Acessórios encosto Contour</b> (apenas possível em combinação com encosto Contour plano ou profundo). Ver indicações 14.0) e 14.1)		
ED039	<input type="checkbox"/>	<b>Placas laterais</b> (apenas possível em combinação com encosto Contour profundo) Ver indicação 15.1) 110 €
ED040	<input type="checkbox"/>	<b>Apoio lombar</b> 70 €

<b>Altura encosto Baxx.</b> Ver indicações 16.0) e 16.1)		
ED041	<input type="checkbox"/>	<b>Alto</b> (18"/46 cm) Consultar
ED042	<input type="checkbox"/>	<b>Extra alto</b> (20"/51 cm) Consultar

<b>Contorno encosto Baxx.</b> Ver indicações 16.0) e 16.1)		
ED043	<input type="checkbox"/>	<b>Ativo</b> (2,5"/6 cm) Consultar
ED044	<input type="checkbox"/>	<b>Profundo</b> (4"/10 cm) Consultar
ED045	<input type="checkbox"/>	<b>Extra profundo</b> (6"/15 cm) Consultar

<b>Cor estrutura de encosto Baxx.</b> Ver indicações 16.0) e 16.1)		
ED002	<input type="checkbox"/>	<b>Antracite metalizado</b> Consultar
ED003	<input type="checkbox"/>	<b>Preto profundo RAL 9005</b> Consultar
ED004	<input type="checkbox"/>	<b>Azul gelo</b> Consultar
ED005	<input type="checkbox"/>	<b>Laranja claro brilhante</b> Consultar
ED009	<input type="checkbox"/>	<b>Vermelho vinho brilhante</b> Consultar
ED012	<input type="checkbox"/>	<b>Azul céu</b> Consultar
ED013	<input type="checkbox"/>	<b>Preto profundo mate RAL 9005</b> Consultar
ED014	<input type="checkbox"/>	<b>Vermelho guloseima</b> Consultar
ED016	<input type="checkbox"/>	<b>Prata metalizada</b> Consultar
ED017	<input type="checkbox"/>	<b>Amarelo RAL 1023</b> Consultar
ED018	<input type="checkbox"/>	<b>Vermelho sinal RAL 3001</b> Consultar
ED021	<input type="checkbox"/>	<b>Verde maçã brilhante</b> Consultar
ED022	<input type="checkbox"/>	<b>Branco creme RAL 9001</b> Consultar
ED023	<input type="checkbox"/>	<b>Branco puro RAL 9016</b> Consultar
ED027	<input type="checkbox"/>	<b>Shimano mate</b> Consultar
ED029	<input type="checkbox"/>	<b>Rosa RAL 4010</b> Consultar

<b>Inclinação assento</b>		
	<input type="checkbox"/>	<b>-3°</b> (incompatível com Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, sistemas de assento modulares; tração dianteira; tração central; combinação de tração traseira e VAS) Ver indicações 10.1) 19.1) 19.2) 19.3) -
	<input type="checkbox"/>	<b>0°</b> -
	<input type="checkbox"/>	<b>3°</b> (incompatível com Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, sistemas de assento modulares). Ver indicação 10.1) -
	<input type="checkbox"/>	<b>6°</b> (incompatível com Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, sistemas de assento modulares). Ver indicações 5.1) 10.1) -
	<input type="checkbox"/>	<b>9°</b> (incompatível com Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, sistemas de assento modulares). Ver indicações 5.1) 10.1) -

**Alturas de assento** (com inclinação do assento de 0°, sem almofada de assento, suspensão totalmente estendida/sem utilizador). LA >= CT + 3 cm  
**Assentos Recaro: adicional aprox. 13 cm para almofada, recomendada LA máx. de 49 cm**

Juvo (todas as trações) Tamanhos 1 e 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
	Polegadas	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23
Avisos e exclusões		21.0) a 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) a 21.7) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) 21.6)	21.0)	21.0) 21.6)	10.2) 21.0) 21.6)	5.1) 19.1) 21.0) 21.6) 21.12)	5.1) 19.1) 21.0) 21.6) 21.11) a 21.13)	10.1) 19.1) 19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.12) 21.13)
Assento standard	<input type="checkbox"/>									
Assento variável (VAS)	<input type="checkbox"/>									
Recaro (n-Joy, n-Joy Plus e assentos modulares) + aprox. 13 - 16 cm de espessura da almofada	<input type="checkbox"/>									
Assento standard; basculação de 45°	<input type="checkbox"/>									
Assento variável (VAS); basculação de 45°	<input type="checkbox"/>									
Recaro (todos); basculação de 45°	<input type="checkbox"/>									
Assento standard; basculação de 45° e assento regulável em altura até 35cm	<input type="checkbox"/>									
Assento variável regulável (VAS); basculação de 45° e assento regulável em altura até 35cm	<input type="checkbox"/>									
Recaro (todos); basculação de 45° e assento regulável em altura até 35cm	<input type="checkbox"/>									

Medidas da altura de assento sem carga, desde o solo até à parte superior da placa de assento/ao estrutura do assento (para Recaro), com uma inclinação prévia de 0°, sem regulação da altura de assento e sem almofada de assento. Sob carga, a altura especificada do assento será, no mínimo, 1 cm mais baixa.

**Basculação e elevação de assento** (apenas possível em combinação com inclinação do assento de 0°)

<b>EC025</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Basculação elétrica de assento de 45° com deslocação do centro de gravidade.</b> Ver indicações 20.0) 20.11) a 20.13) 20.24) 20.29) 20.30)	<b>1.052 €</b>
<b>EC026</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Elevação elétrica de assento (até 35 cm)</b> Ver indicações 20.0) 20.10) a 20.14) 20.25) 20.29) 20.30) 42.3)	<b>2.699 €</b>
<b>EC027</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Basculação elétrica de assento de 45° com deslocação do centro de gravidade + Elevação elétrica de assento (até 35 cm)</b> Ver indicações 20.0) 20.10) a 20.14) 20.25) 20.29) 20.30) 42.3)	<b>3.239 €</b>
<b>EC033</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sem basculação nem elevação</b> Ver indicações 20.15) a 20.23) 20.26) a 20.28) 20.31) 20.32)	

**Reclinação de encosto** (em combinação com assento standard ou VAS) Ver indicação 9.1)

<b>ED046</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Regulação manual através de articulação</b> (assento standard: 0/10/20/30° ou -9/1/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°9; apenas possível em combinação com assento standard ou VAS). Ver indicação 9.0)	-
<b>ED047</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Regulação elétrica do ângulo de encosto</b> (assento standard 30°; VAS -5° a 30°). Ver indicação 22.1)	<b>867 €</b>

**Kit de montagem para apoio de cabeça** (incompatível com assentos Recaro) Ver indicação 10.1)

<b>EL001</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Gooseneck</b> (apenas para apoios de cabeça da linha Care)	<b>199 €</b>
<b>EL002</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Multiaxial, encurvado</b> (apenas para apoios de cabeça da linha Care)	<b>178 €</b>
<b>EL003</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Multiaxial, reto</b> (apenas para apoios de cabeça da linha Care)	<b>168 €</b>
<b>EL031</b>	<input type="checkbox"/>	<b>UniLink multiaxial</b> (apenas para apoios de cabeça da linha Advanced)	<b>297 €</b>
<b>EL039</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Elemento de extensão UniLink, 38 mm</b> (pode ser necessário para compensar a distância numa postura cifótica) ver indicação 83.0)	<b>74 €</b>
<b>EL038</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Elemento de extensão UniLink, 50 mm</b> (pode ser necessário para compensar a distância numa postura cifótica) ver indicação 83.0)	<b>74 €</b>
<b>EL040</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Elemento de extensão UniLink, 76 mm</b> (pode ser necessário para compensar a distância numa postura cifótica) ver indicação 83.0)	<b>74 €</b>

<b>Apoio de cabeça</b> (apenas é possível com kits de montagem para apoio de cabeça). Ver indicações 24.0) e 24.1)		
<b>Linha Care</b>		
EL006	<input type="checkbox"/>	<b>Apoio de cabeça, pequeno</b> 83 €
EL007	<input type="checkbox"/>	<b>Apoio de cabeça, grande</b> 83 €
EL013	<input type="checkbox"/>	<b>Apoio para cabeça e nuca, pequeno</b> 83 €
EL014	<input type="checkbox"/>	<b>Apoio para cabeça e nuca, grande</b> 83 €
EL015	<input type="checkbox"/>	<b>Apoio para cabeça e nuca, em forma de X, pequeno</b> 115 €
EL016	<input type="checkbox"/>	<b>Apoio para cabeça e nuca, em forma de X, grande</b> 115 €
<b>Linha Advanced</b>		
EL033	<input type="checkbox"/>	<b>Comfort Plus, tamanho S</b> 193 €
EL034	<input type="checkbox"/>	<b>Comfort Plus, tamanho M</b> 225 €
EL035	<input type="checkbox"/>	<b>Comfort Plus, tamanho L</b> 225 €
EL036	<input type="checkbox"/>	<b>Combo (3-almofadas), tamanho S</b> 386 €
EL037	<input type="checkbox"/>	<b>Combo (3-almofadas), tamanho L</b> 400 €
<b>Cintos</b> (em combinação com a categoria B) Ver indicação 25.0)		
EP001	<input type="checkbox"/>	<b>Cinto pélvico standard</b> -
EP002	<input type="checkbox"/>	<b>Cinto de dois pontos almofadado com fecho em metal</b> 199 € (impossível em combinação com assentos Recaro) Ver indicação 10.1)
EP003	<input type="checkbox"/>	<b>Cinto de dois pontos almofadado com fecho em plástico</b> 184 € (impossível em combinação com assentos Recaro) Ver indicação 10.1)
EP020	<input type="checkbox"/>	<b>Cinto de dois pontos almofadado com fecho de metal e rebobinador</b> ver indicações 7.8) 28.1) 225 €
<b>Arneses para peito e ombros</b> (no é possível em combinação com assentos Recaro) Ver indicação 10.1)		
EP005	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês dinâmico, tamanho S</b> 240 €
EP006	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês dinâmico, tamanho M</b> 240 €
EP007	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês dinâmico, tamanho L</b> 240 €
EP008	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês para peito e ombros, tamanho S</b> 240 €
EP009	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês para peito e ombros, tamanho M</b> 240 €
EP010	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês para peito e ombros, tamanho L</b> 240 €
EP011	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês torácico estreito tamanho S</b> 240 €
EP012	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês torácico estreito tamanho M</b> 240 €
EP013	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês torácico estreito tamanho L</b> 240 €
EP014	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês para ombros tamanho S</b> 258 €
EP015	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês para ombros tamanho M</b> 258 €
EP016	<input type="checkbox"/>	<b>Arnês para ombros tamanho L</b> 258 €
<b>Acessórios assento variável VAS</b> (apenas possível com VAS)		
ED048	<input type="checkbox"/>	<b>Punhos</b> 81 €
<b>Apoios de braço</b>		
EE023	<input type="checkbox"/>	<b>Standard</b> -
EE024	<input type="checkbox"/>	<b>Rebatível para cima</b> (Largura efetiva do assento +/- 1 cm por lado) no assento standard, pequeno, LA 42 cm; assento standard, grande, LA 48 cm; assento standard, XL, LA 56 cm; VAS mais 2 cm) (carga máx.de 125 kg; incompatível com os assentos standard Júnior e Recaro). Ver indicações 10.1) 11.6) 11.8) 79.1) a 79.3) 171 €

Suportes de patim		
EB001	<input type="checkbox"/>	<b>Standard.</b> CT necessário. Ver indicações 20.29) e 28.1) -
EB002	<input type="checkbox"/>	<b>Elevatórios manuais, com compensação de comprimento</b> (carga máx. 140 kg; com ajuste de comprimento, não disponível para CT < 21 cm; CT necessário) Ver indicações 4.1) 28.1) a 28.5) <b>709 €</b>
EB003	<input type="checkbox"/>	<b>Elevatórios elétricos, com compensação de comprimento, regulação em separado</b> (carga máx. 140 kg; não disponível para CT < 21 cm CT necessário) Ver indicações 4.1) 28.1) a 28.7) <b>1.524 €</b>
EB004	<input type="checkbox"/>	<b>Elevatórios elétricos, com compensação de comprimento, regulação em conjunto</b> (não disponível para CT < 21 cm. CT necessário) Ver indicações 28.1) a 28.7) <b>1.524 €</b>
EB013	<input type="checkbox"/>	<b>Patim central</b> (CT necessário) Ver indicações nas tabelas da pág. 22 e indicações 28.1) 28.9) a 28.44) <b>967 €</b>
EB005	<input type="checkbox"/>	<b>Sem patins</b> Ver indicação 28.8) -
Placas de patim ver indicações 29.0) 29.1)		
EB012	<input type="checkbox"/>	<b>Placas individuais de plástico</b> (carga máx. 140 kg; não disponível para patins elevatórios) Ver indicações 4.1) 29.2) a 29.4) e 29.6) -
EB007	<input type="checkbox"/>	<b>Placas individuais de alumínio</b> Ver indicações 5.1) e 29.11) <b>194 €</b>
EB009	<input type="checkbox"/>	<b>Placa única de alumínio</b> Ver indicação 29.10) <b>211 €</b>
Acessórios patins		
EB010	<input type="checkbox"/>	<b>Almofada lateral para para patins elevatórios (par)</b> Ver indicação 30.1) <b>225 €</b>
Baterias		
EU032	<input type="checkbox"/>	<b>Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)</b> (apenas em conjunto com chassis t.2) Ver indicação 31.3) <b>762 €</b>
EU036	<input type="checkbox"/>	<b>AGM 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20)</b> Ver indicações 5.1 e 31.3) -
EU500	<input type="checkbox"/>	<b>Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20)</b> (apenas em conjunto com chassis t.2) Ver indicação 31.3) <b>349 €</b>
EU034	<input type="checkbox"/>	<b>AGM 75 Ah (C5) / 85 Ah (C20)</b> (Ø 250 ciclos de carga) (apenas em conjunto com chassis t.2) Ver indicação 31.3) <b>920 €</b>
Carregadores		
EU040	<input type="checkbox"/>	<b>Sem carregador</b> -
EU041	<input type="checkbox"/>	<b>Carregador de bateria 8 A, sem ventoínha</b> (apenas para baterias de 39 Ah ou 56 Ah (C5)) Ver indicação 32.1) -
EU044	<input type="checkbox"/>	<b>Carregador de bateria de 10 A, sem ventoínha</b> (IP54) <b>321 €</b>
EU042	<input type="checkbox"/>	<b>Carregador de bateria 12 A, incl. recetor de carga externo magnético, montagem lado direito</b> ver indicação 32.3) <b>506 €</b>
EU046	<input type="checkbox"/>	<b>Carregador 10A com ventoínha</b> (adequado para baterias de 56 (C5) Ah e 63 Ah (C5)) <b>306 €</b>
Recetor de carga adicional		
EU043	<input type="checkbox"/>	<b>Recetor magnético de carga externo</b> (montagem no lado direito; apenas para a opção sem carregador EU040; recomendado com o carregador de 12 A). Ver indicação 75.1) <b>193 €</b>
Braço oscilante rodas dianteiras		
EF001	<input type="checkbox"/>	<b>Com suspensão</b> <b>57 €</b>
EF002	<input type="checkbox"/>	<b>Sem suspensão</b> Ver indicações 5.1) e 19.3) -
Rodas dianteiras		
EF003	<input type="checkbox"/>	<b>6" PU Comfort</b> (apenas para tração central) Ver indicações 19.1) 64.6) -
EF009	<input type="checkbox"/>	<b>6" PU Performance</b> (apenas para tração central, mistura de borracha dura) <b>91 €</b>
EF005	<input type="checkbox"/>	<b>Pneumáticas de 9", resistente a furos.</b> Ver indicação 19.3) -
EF006	<input type="checkbox"/>	<b>Maciças de 9".</b> Ver indicação 19.3) -
EF007	<input type="checkbox"/>	<b>Pneumáticas de 10", resistente a furos.</b> Ver indicação 19.3) -
EF008	<input type="checkbox"/>	<b>Maciças de 10".</b> Ver indicação 19.3) <b>64 €</b>



Rodas traseiras			
EG001	<input type="checkbox"/>	Pneumáticas de 14", antifuros	-
EG002	<input type="checkbox"/>	Maciças de 14"	87 €
Cor pneus			
EG011	<input type="checkbox"/>	Cinza	-
EG012	<input type="checkbox"/>	Preto	-
Superfície rodas			
EG013	<input type="checkbox"/>	Ranhuras (apenas com roda de cor cinzenta). Ver indicação 37.1)	-
EG014	<input type="checkbox"/>	Tacos Ver indicação 19.3)	-
EG015	<input type="checkbox"/>	Rodas dianteiras com ranhuras, traseiras com tacos Ver indicação 37.2)	-
Cores			
002	<input type="checkbox"/>	Antracite metalizado	20 €
003	<input type="checkbox"/>	Preto profundo RAL 9005	-
004	<input type="checkbox"/>	Azul gelo	37 €
005	<input type="checkbox"/>	Laranja claro brilhante	73 €
009	<input type="checkbox"/>	Vermelho vinho brilhante	73 €
012	<input type="checkbox"/>	Azul céu	73 €
013	<input type="checkbox"/>	Preto profundo RAL 9005 mate	-
014	<input type="checkbox"/>	Vermelho guloseima	73 €
016	<input type="checkbox"/>	Prata metalizada	18 €
017	<input type="checkbox"/>	Amarelo RAL 1023	18 €
018	<input type="checkbox"/>	Vermelho sinal RAL 3001	18 €
021	<input type="checkbox"/>	Verde maçã brilhante	73 €
022	<input type="checkbox"/>	Branco creme RAL 9001	18 €
023	<input type="checkbox"/>	Branco puro RAL 9016	18 €
027	<input type="checkbox"/>	Shimano mate	73 €
037	<input type="checkbox"/>	Rosa RAL 4010	37 €
Acessórios chassis			
EA010	<input type="checkbox"/>	Pára-lamas (proteção contra salpicos) para rodas traseira (incluído na tração central; impossível em combinação com tração traseira, VAS e LA de 43 cm) Ver indicações 39.1) a 39.3)	-
EA011	<input type="checkbox"/>	Pára-lamas para as rodas dianteiras	43 €
Bloqueio de direção rodas dianteiras			
EF020	<input type="checkbox"/>	Manual (apenas possível em conjunto com pára-lamas para rodas traseiras e pára-lamas para rodas dianteiras) Ver indicações 19.3) e 40.1)	295 €
Acessórios de segurança para o chassis			
EF021	<input type="checkbox"/>	Trepa-passeios (apenas para tração traseira) Ver indicações 19.1) 19.3) e 41.2)	440 €
ES002	<input type="checkbox"/>	Kit para transporte em VTD (incompatível com Baxx ED036; carga máx. 140 kg) Ver exclusões em 4.1) e 41.1)	222 €
ES013	<input type="checkbox"/>	Kit de instalação para a estação de acoplamento Dahl Ver indicações 4.1) 41.1) e 41.3)	126 €

<b>Acessórios gerais</b>			
ES003	<input type="checkbox"/>	<b>Bolso para telemóvel</b>	<b>43 €</b>
ES004	<input type="checkbox"/>	<b>Prateleira porta-objetos</b> Ver indicação 5.1)	<b>306 €</b>
ES005	<input type="checkbox"/>	<b>Porta bengala</b>	<b>109 €</b>
ES006	<input type="checkbox"/>	<b>Espelho retrovisor</b> (Lado de instalação do lado oposto ao do comando ou ao do mecanismo giratório para o comando central de mesa ou do módulo de mesa TEN°) Ver indicação 42.1)	<b>193 €</b>
ES007	<input type="checkbox"/>	<b>Kit de ferramentas</b>	<b>57 €</b>
ES010	<input type="checkbox"/>	<b>Porta-copos</b>	<b>32 €</b>
ES011	<input type="checkbox"/>	<b>Bomba Airman</b>	<b>224 €</b>
ET001	<input type="checkbox"/>	<b>Buzina externa</b>	<b>369 €</b>
ES012	<input type="checkbox"/>	<b>Mesa de terapia</b> (rebatível no lado oposto ao do comando; impossível em combinação com espelho retrovisor). Ver indicações 42.2) e 42.3)	<b>579 €</b>
ES023	<input type="checkbox"/>	<b>Ganchos para mochila</b> (na zona posterior)	<b>53 €</b>
<b>Conector para fonte de alimentação externa, direito</b> (anterior, imediatamente ao lado do interruptor de segurança). Ver indicações 43.0) e 43.1)			
ET002	<input type="checkbox"/>	<b>12 V</b>	<b>406 €</b>
ET003	<input type="checkbox"/>	<b>24 V</b>	<b>158 €</b>
ET004	<input type="checkbox"/>	<b>USB</b>	<b>181 €</b>
<b>Conector para fonte de alimentação externa, esquerdo</b> (anterior, junto ao interruptor de segurança). Ver indicações 44.0) 44.1)			
ET005	<input type="checkbox"/>	<b>12 V</b> (incompatível com conector para fonte de alimentação externa, direito, 12 V ou 24 V). Ver indicação 44.2)	<b>406 €</b>
ET006	<input type="checkbox"/>	<b>24 V</b> (incompatível com conector para fonte de alimentação externa, direito, 12 V ou 24 V). Ver indicação 44.2)	<b>158 €</b>
ET007	<input type="checkbox"/>	<b>USB</b>	<b>181 €</b>
<b>Iluminação</b> Ver indicação 63.0)			
ES020	<input type="checkbox"/>	<b>Iluminação elétrica básica</b> (compatível também com comando sem função de iluminação, montagem à direita) Ver indicação 63.1)	<b>-</b>
ES021	<input type="checkbox"/>	<b>Iluminação completa</b>	<b>628 €</b>
<b>Comando</b>			
EU050		<b>VR2 (90 A), sem funções elétricas nem iluminação</b> (não recomendado para cargas >120 kg) Ver indicações 45.1) 45.4) a 45.6)	<b>-</b>
EU051	<input type="checkbox"/>	<b>VR2 (90 A), máx. de 2 funções elétricas e iluminação</b> (não recomendado para cargas >120 kg) Ver indicações 45.3) a 45.5) 45.7)	<b>160 €</b>
EU061	<input type="checkbox"/>	<b>VR2 (90 A) para mesa de terapia com recorte, reversível manualmente</b> (Apenas possíveis 2 funções elétricas e iluminação) Ver indicações 42.1) 45.3) a 45.5) 45.7)	<b>1.454 €</b>
EU053	<input type="checkbox"/>	<b>TEN° (120 A)</b> (obrigatório para 14 km/h; recomendado para cargas > 150 kg)	<b>522 €</b>
<b>Entrada para comando R-net/TEN°</b> (obrigatório em conjunto com EU053) Ver indicação 46.0)			
EU079	<input type="checkbox"/>	<b>Módulo R-net LED</b>	<b>706 €</b>
EU065	<input type="checkbox"/>	<b>TEN° cor shimano mate</b>	<b>1.221 €</b>
EU066	<input type="checkbox"/>	<b>TEN° cor a escolher</b>	<b>1.285 €</b>
EU 063	<input type="checkbox"/>	<b>TEN° (120 A) módulo elétrico para mesa de terapia</b> (com 1 Piko button para a rotação) Ver indicações 42.1) 42.3) Nota: A buzina fornecida pode ser considerada demasiado silenciosa; a Ottobock recomenda a utilização de uma buzina externa caso não seja utilizado nenhum módulo de visualização TEN°.	<b>2.661 €</b>

<b>Cores comando TEN°</b> (apenas possível em combinação com o comandoTEN°, informação obrigatória). Ver indicações 47.0) e 47.1)			
EU002	<input type="checkbox"/>	<b>Antracite metalizado</b>	-
EU003	<input type="checkbox"/>	<b>Preto profundo RAL 9005</b>	-
EU004	<input type="checkbox"/>	<b>Azul gelo</b>	-
EU005	<input type="checkbox"/>	<b>Laranja claro brilhante</b>	-
EU009	<input type="checkbox"/>	<b>Vermelho vinho brilhante</b>	-
EU012	<input type="checkbox"/>	<b>Azul céu</b>	-
EU013	<input type="checkbox"/>	<b>Preto profundo mate RAL 9005</b>	-
EU014	<input type="checkbox"/>	<b>Vermelho guloseima</b>	-
EU016	<input type="checkbox"/>	<b>Prata metalizada</b>	-
EU017	<input type="checkbox"/>	<b>Amarelo RAL 1023</b>	-
EU018	<input type="checkbox"/>	<b>Vermelho sinal RAL 3001</b>	-
EU021	<input type="checkbox"/>	<b>Verde maçã brilhante</b>	-
EU022	<input type="checkbox"/>	<b>Branco creme RAL 9001</b>	-
EU023	<input type="checkbox"/>	<b>Branco puro RAL 9016</b>	-
EU029	<input type="checkbox"/>	<b>Rosa RAL 4010</b>	-
<b>Comando para mesa de terapia rebatível TEN°</b> Ver indicações 80.0) e 80.1)			
EU116	<input type="checkbox"/>	<b>Força necessária de 250 g</b>	-
EU117	<input type="checkbox"/>	<b>Força necessária de 120 g</b>	<b>1.681 €</b>
<b>Botões externos</b> (Ligação no comando TEN° ou no módulo de mesa; apenas possível em combinação com o comando TEN°, rotação elétrica) Ver indicação 48.0)			
EU067	<input type="checkbox"/>	<b>2 Piko buttons, diâmetro de 50 mm</b> (vermelho/preto)	<b>287 €</b>
EU068	<input type="checkbox"/>	<b>2 Piko buttons, diâmetro de 30 mm</b> (vermelho/preto)	<b>287 €</b>
EU097	<input type="checkbox"/>	<b>Módulo de botões</b> (para as funções elétricas de assento, instalação no lado oposto ao do comando)	<b>1.436 €</b>
EU098	<input type="checkbox"/>	<b>Módulo de botões</b> (para as funções elétricas de assento) <b>com 1 Piko button com diâmetro de 30 mm</b> (para montagem no comando TEN°, Piko button vermelho para ligar e desligar)	<b>1.607 €</b>
EU099	<input type="checkbox"/>	<b>Módulo de botões</b> (para as funções elétricas de assento) <b>com 1 Piko button com diâmetro de 50 mm</b> (para montagem no comando TEN°, Piko button vermelho para ligar e desligar)	<b>1.607 €</b>
<b>Suporte de comando</b> Ver indicações 49.0)e 49.2)			
EU070	<input type="checkbox"/>	<b>Suporte standard</b> (apenas possível em combinação com VR2) Ver indicação 49.3)	-
EU071	<input type="checkbox"/>	<b>Suporte de comando articulado, reg. em altura</b>	-
EU072	<input type="checkbox"/>	<b>Suporte de comando articulado, reg. em altura 9,5 cm</b>	<b>96 €</b>
<b>Material de montagem para mesa de terapia TEN°</b> Ver indicações 80.0) e 80.1)			
ES014	<input type="checkbox"/>	<b>Mesa com fixação, montagem da mesa de terapia TEN° no centro</b>	<b>1.015 €</b>
ES015	<input type="checkbox"/>	<b>Mesa(sem recorte)com adaptador, incl. gabarito de corte para mesa de terapia TEN°</b> (para colocação individual por parte do distribuidor)	<b>887 €</b>
ES016	<input type="checkbox"/>	<b>Acessório, com gabarito de corte para mesa de terapia TEN°</b> (para colocação individual por parte do distribuidor)	<b>546 €</b>
ES017	<input type="checkbox"/>	<b>Gabarito de corte para mesa de terapia TEN°</b> (para colocação individual por parte do distribuidor)	<b>96 €</b>

<b>Lado de montagem comando ou comando de mesa</b> (para VR2, para comando central de mesa ou módulo de mesa TEN°; informação necessária). Ver indicações 50.0) e 50.1)		
<input type="checkbox"/>	<b>Direito</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Esquerdo</b>	
<b>Acessórios para joystick</b>		
<b>EU080</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Forqueta “Tetra”, horizontal</b> (regulável para largura da mão de 70 - 90 mm). Ver indicações 51.1) e 51.2) <b>160 €</b>
<b>EU081</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Stick S80</b> (manípulo especial de Joystick de 80 mm) Ver indicações 51.1) e 51.2) <b>112 €</b>
<b>EU082</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bola de espuma macia (com revestimento preto)</b> Ver indicações 51.1) e 51.2) <b>193 €</b>
<b>EU083</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bola de golfe pequena (diâmetro de 43 mm)</b> Ver indicações 51.1) e 51.2) <b>128 €</b>
<b>EU084</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bola de golfe grande (diâmetro de 48 mm)</b> Ver indicações 51.1) e 51.2) <b>150 €</b>
<b>EU085</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bola macia, colorida (diâmetro de 30 mm, 4 pcs.)</b> Ver indicação 51.1) <b>123 €</b>
<b>Módulos para joystick TEN°</b> Ver indicação 48.0)		
<b>EU054</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Módulo LCD</b> Ver indicações 52.0) e 52.1) <b>2.168 €</b>
<b>EU055</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Módulo input/output</b> (necessário, p. e., para o controlo Easywave) Ver indicações 52.2) e 52.3) <b>1.188 €</b>
<b>Suporte de módulo TEN° LCD</b> (apenas possível em combinação com o módulo TEN° LCD) Ver indicações 53.0) 53.1)		
<b>EU073</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Standard</b> (montagem no lado oposto ao do comando; impossível em combinação com mesa de terapia) Ver indicações 42.1) e 51.2) <b>112 €</b>
<b>EU074</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Com pescoço de cisne</b> (montagem no lado oposto ao do comando; impossível em combinação com mesa de terapia) Ver indicações 42.1) e 51.2) <b>345 €</b>
<b>EU075</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Com pescoço de cisne para mesa de terapia</b> (incluída) <b>258 €</b>
<b>Comandos especiais para módulo TEN° LCD</b> Ver indicações 53.0)		
<b>EU100</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Micro Joystick mo-Vis</b> (força de acionamento de 10 g) <b>4.309 €</b>
<b>EU101</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Multi Joystick mo-Vis</b> (força de acionamento de 50 g) <b>3.935 €</b>
<b>EU102</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Joystick All-Round light mo-Vis</b> (força de acionamento de 120 g) <b>3.261 €</b>
<b>EU128</b>	<input type="checkbox"/>	<b>mo-Vis All-round Joystick</b> força de acionamento 250 g) <b>3.261 €</b>
<b>EU129</b>	<input type="checkbox"/>	<b>mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick</b> força de acionamento 650 g) <b>3.261 €</b>
<b>EU103</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Comando de sopro/absorção</b> (apenas assentos Recaro) Ver indicação 25.1) <b>1.446 €</b>
<b>EU104</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Comando de teclas</b> (aplicação de controlo com 3 ou 4 botões, ligado/desligado e modo incluído (no módulo LCD TEN°) <b>762 €</b>
<b>Número de botões para comando</b> Ver indicações 55.0) 55.1)		
<input type="checkbox"/>	<b>3 botões</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>4 botões</b>	
<b>Botão 1 para comando de teclas</b> Ver indicações 56.0) 56.1)		
<b>EU086</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Piko button, diâmetro de 50 mm, vermelho</b> <b>209 €</b>
<b>EU087</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Piko button, diâmetro de 50 mm, amarelo</b> <b>199 €</b>
<b>EU088</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Piko button, diâmetro de 50 mm, preto</b> <b>202 €</b>
<b>EU089</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Piko button, diâmetro de 50 mm, prata</b> <b>197 €</b>
<b>EU090</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Piko button, diâmetro de 30 mm, vermelho</b> <b>209 €</b>
<b>EU091</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Piko button, diâmetro de 30 mm, amarelo</b> <b>199 €</b>
<b>EU092</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Piko button, diâmetro de 30 mm, preto</b> <b>202 €</b>
<b>EU093</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Piko button, diâmetro de 30 mm, prata</b> <b>197 €</b>

<b>Botão 2 para comando de teclas</b> Ver indicações 72.0) 72.1)			
EU186	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, vermelho	209 €
EU187	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, amarelo	199 €
EU188	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, preto	202 €
EU189	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, prata	197 €
EU190	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, vermelho	209 €
EU191	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, amarelo	199 €
EU192	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, preto	202 €
EU193	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, prata	197 €
<b>Botão 3 para comando de teclas</b> Ver indicações 72.0) 72.1)			
EU286	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, vermelho	209 €
EU287	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, amarelo	199 €
EU288	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, preto	202 €
EU289	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, prata	197 €
EU290	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, vermelho	209 €
EU291	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, amarelo	199 €
EU292	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, preto	202 €
EU293	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, prata	197 €
<b>Botão 4 para comando de teclas</b> Ver indicações 74.0) 74.1)			
EU386	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, vermelho	209 €
EU387	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, amarelo	199 €
EU388	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, preto	202 €
EU389	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 50 mm, prata	197 €
EU390	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, vermelho	209 €
EU391	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, amarelo	199 €
EU392	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, preto	202 €
EU393	<input type="checkbox"/>	Piko button, diâmetro de 30 mm, prata	197 €
<b>Comandos especiais com ligação direta ao sistema BUS (sem módulo LCD)</b> (apenas possível em combinação com o comando TEN°) Ver indicações 46.0) e 57.0)			
EU105	<input type="checkbox"/>	Micro Joystick mo-Vis (força de ação de 10 g)	4.469 €
EU106	<input type="checkbox"/>	Multi Joystick mo-Vis (força de ação de 50 g)	4.209 €
EU107	<input type="checkbox"/>	Joystick All-Round light mo-Vis (força de ação de 120 g)	3.525 €
EU108	<input type="checkbox"/>	Joystick All-Round mo-Vis (força de ação de 250 g)	2.459 €
EU109	<input type="checkbox"/>	Joystick All-Round Heavy Duty mo-Vis (força de ação de 600 g)	4.399 €
<b>Suporte de comandos especiais Mo-Vis</b> Ver indicações 58.0) e 58.1)			
EU076	<input type="checkbox"/>	Apoio para queixo articulado (giratório), montagem à esquerda Ver indicações 42.3) 58.4) e 58.7)	2.859 €
EU077	<input type="checkbox"/>	Apoio para queixo articulado (giratório), montagem à direita (Ver indicações 42.3) 58.4) e 58.7)	2.859 €
EU078	<input type="checkbox"/>	Suporte para montagem em mesa de terapia (deve ser instalado pelo cliente). Ver indicação 42.3)	629 €
EU110	<input type="checkbox"/>	Suporte para apoios de braço com 1 botão (para ligar/desligar, montagem no lado do joystick) Ver indicação 58.5)	360 €

<b>EU111</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Suporte para apoios de braço com 2 botões</b> (para ligar/desligar, montagem no lado do joystick) Ver indicação 58.5)	<b>482 €</b>
<b>EU112</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Suporte para apoios de braço com 1 piko button</b> (diâmetro de 30 mm, vermelho, para on/off, instalação no lado do joystick) Ver indicação 58.5)	<b>354 €</b>
<b>EU113</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Suporte para apoios de braço com 2 piko buttons</b> (diâmetro de 30 mm, vermelho, para on/off, instalação no lado do joystick) Ver indicação 58.5)	<b>546 €</b>
<b>EU118</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sem acessórios incl. 2 Piko-Buttons</b> (diâmetro 30 mm vermelho, para on/off e modo)	<b>482 €</b>
<b>Módulo atuador para comando TEN°</b> Ver indicações 46.0) 59.0) e 59.1)			
<b>EU056</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Módulo atuador</b> (necessário para as funções de iluminação e/ou elétricas de assento no TEN°) (120 A))	<b>556 €</b>
<b>Acessórios para joystick</b>			
<b>EU057</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Comando de acompanhante</b> Ver indicação 60.2)	<b>1.056 €</b>
<b>EU094</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Módulo de rádio Easywave</b> (apenas possível em combinação com o módulo input/output) Ver indicação 60.1)	<b>435 €</b>
<b>Lado de montagem comando de acompanhante</b> Ver indicações 61.0) 61.1)			
	<input type="checkbox"/>	<b>Direito</b> Ver indicação 61.2)	
	<input type="checkbox"/>	<b>Esquerdo</b>	
<b>Estabilização de condução</b> (obrigatório em combinação com tração dianteira e comandos VR2 ou TEN°) Ver indicação 64.0)			
<b>EF022</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Manual</b> (impossível em combinação com tração central; apenas em combinação com pára-lamas para rodas dianteiras; incompatível com tração dianteira > 7,2 km/h). Ver indicações 19.3) 40.2) e 64.3)	<b>240 €</b>
<b>EF023</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Elétrica</b> (através de giroscópio, obrigatório para tração dianteira de 10 km/h; incompatível com tração dianteira e VR2; dependendo do terreno, a distância de condução especificada pode ser reduzida ao utilizar um giroscópio) Ver indicações 2.1) e 46.0)	<b>623 €</b>
<b>Módulo de memória para funções elétricas de assento</b> (apenas possível em combinação com comando TEN° (120 A) ou comando de mesa rebatível TEN°) Ver indicação 46.0)			
<b>EU122</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Regulação do ângulo de encosto, pré-programada, 20°</b> Ver indicações 77.1) e 77.2)	<b>515 €</b>
<b>EU123</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Elevação de assento, pré-programada, 20°</b> Ver indicações 77.2) e 77.3)	<b>515 €</b>
<b>EU124</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Regulação do ângulo de encosto/elevação de assento, pré-programadas 35°/15°</b> Ver indicações 77.4) a 77.6)	<b>1.092 €</b>
<b>Opção regulação elétrica de assento</b>			
<b>EU127</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Limitador de velocidade</b> (soma do ângulo >35°) Ver indicações 77.3) 82.0) e 82.1)	<b>250 €</b>
<b>Motores</b>			
<b>ET010</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Motor standard</b> (carga máx. 140 kg; apenas possível em combinação com peso total aprox. <= 260 kg; impossível em combinação com o comando TEN° (120 A) Ver indicações 4.1) 45.2) e 65.1)	-
<b>ET016</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Motor Performance</b> (carga máx. recomendada 100 kg; tamanho crescente de 1 a 620 mm)	-
<b>ET011</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Motor de alto rendimento</b> (recomendado para um peso máximo de > 100 kg; obrigatório para 14 km/h; (tamanho crescente de 1 a 620 mm) apenas em combinação com comando TEN°)	<b>940 €</b>
<b>Velocidade</b>			
<b>ET012</b>	<input type="checkbox"/>	<b>6 km/h</b>	-
<b>ET013</b>	<input type="checkbox"/>	<b>7,2 km/h</b> Ver indicação 66.1)	-
<b>ET014</b>	<input type="checkbox"/>	<b>10 km/h</b> (não em combinação com tração dianteira e VR2) Ver indicações 5.1) 45.4) 64.2) 66.1) 66.5) e 66.6)	-
<b>ET015</b>	<input type="checkbox"/>	<b>14 km/h</b> (apenas em combinação com tração traseira e comando TEN° (120A)) Ver indicações 19.1) 19.3) 45.2) 46.0) 66.1) 66.3) e 66.4)	<b>146 €</b>
<b>Instruções adicionais de utilização</b> (IFU adicionais para idiomas não nacionais). Ver indicação 68.0)			
<b>ES028</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pessoal qualificado</b>	-
<b>ES029</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Utilizador</b>	-

## Sistema de assento



EC001 - EC004 Assento standard



EC005 Assento variável VAS



EC006 Assento Recaro n-Joy

## Base de assento para sistema modular de encosto Recaro



EC008 Assento F



EC009 Assento X




EC010 Assento W

## Encosto para sistema modular Recaro



ED031 Recaro LT



ED030 Recaro LX

## Almofada de assento/encosto com contorno




EC020/ED034 Assento com contorno plano



EC021/ED035 Assento com contorno profundo

## Estofa para almofada de assento/encosto com contorno



EC022/ED037 Estofa de tecido



EC023/ED038 Estofa de pele sintética

## Encosto



ED050/ED051 Almofada para encosto com contorno AD




ED036 Encosto Baxx

**Acessórios para encosto com contorno**



ED039 Painéis laterais



ED040 Apoio lombar

**Basculação e elevação de assento**



EC025 Basculação de 45°



EC026 Elevação de assento até 35 cm

**Kits de montagem para apoios de cabeça/nuca**



EL001 Gooseneck



EL002 Multiaxial, encurvado



EL003 Multiaxial, reto



EL031 Suporte UniLink para apoios de cabeça Advanced, multiaxial

**Apoios de cabeça/nuca Linha Care**



EL006/EL007 Apoio de cabeça pequeno/grande



EL011/EL012 Apoio de cabeça e nuca pequeno/grande



EL015/EL016 Apoio de cabeça e nuca em forma de X

**Apoios de cabeça/nuca Linha Advanced**



EL033/EL034/EL035 Comfort Plus



EL036/EL037 Combo

**Cintos**



EP002 Cinto pélvico com fecho de metal




EP003 Cinto de dois pontos com fecho de plástico




## Arneses



EP005 - EP007 Arnês dinâmico



EP008 - EP010 Arnês para esterno



EP011 - EP013 Arnês para esterno fino



EP014 - EP017 Arnês para ombros

## Apoios de braço



EE024 Apoios de braço rebatível

## Suportes de patim



EB003 Elevatório elétrico, regulação em separado



EB013 Patim central

## Patim



EB007 Placa de patim individual de alumínio

## Carregadores



EU041 Carregador de 8 A



EU044 Carregador de 10A, sem ventoinha (IP 54)



EU046 Carregador 10 A, com ventoinha



EU042 Carregador de 12A, inc. recetor carga externo

## Recetor de carga ad.



EU043 Recetor magnético de carga externo

## Superfície das rodas



EG013 Ranhuras



EG014 Tacos



EG015 Roda dianteira com ranhuras

**Bloqueio rodas dianteiras**



EF020 Bloqueio da manual da direção


**Acessórios de segurança para o chassis**



EF021 Trepapasso



ES002 Kit para transporte



ES013 Kit de montagem para a estação de acoplamento Dahl


**Acessórios gerais**



ES003 Bolso para telemóvel



ES004 Prateleira para transporte de bagagem



ES005 Porta bengala



ES006 Espelho retrovisor

**Tomada para fonte de alimentação externa**



ES010 Porta-copos



ET002/005 Conector de carregamento de 12 V



ET004/007 Conector de carregamento USB

**Iluminação**



ES020/021 Iluminação

**Joystick**



EU050/EU051 Comando VR2



EU053 Comando TEN°



EU063 Módulo elétrico TEN° para mesa de terapia



### Botões externos



EU098 Módulo de botões

### Acessórios para joystick



EU080 Forqueta "Tetra", horizontal



EU081 Stick S80



EU082 Bola de espuma macia



EU083 Bola de golfe pequena



EU084 Bola de golfe grande



EU085 Bola macia, colorida

### Módulo para TEN°



EU054 Módulo LCD

### Comandos especiais para o módulo TEN° LCD



EU100/105 Micro Joystick mo-Vis



EU101/106 Multi Joystick mo-Vis



EU102/107 Joystick All-Round light mo-Vis



EU103 Comando de sopra/absorção

### Suporte para comandos especiais Mo-Vis



EU110-113 Suporte para apoios de braço



EU111 Suporte para apoios de braço com 2 botões

### Forqueta roda dianteira



EF001 Forqueta roda dianteira com suspensão

### Acessório Joystick





EU057 Comando de acompanhante



Combinações possíveis para patim contral - assento standard grande e assento standard XL

PA [cm]	Tamanho do chassis	Equipamento	LA [cm]		43			45			47 SS grande			47 SS XL			49 SS grande			49 SS XL					
			TD	TT	TD	TC	TT	TD	TC	TT	TD	TC	TT	TD	TC	TT	TD	TC	TT						
42	1	A	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green			
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red		
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		
	2	A	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red		
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
44	1	A	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	2	A	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Red	
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
46	1	A	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	2	A	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Red	Red
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
48	1	A	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	2	A	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Red	Red
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
50	1	A	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	2	A	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Red	Red
		B	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
		C	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

-  Combinação possível
-  Combinação não possível
- A Sem basculação
- B Com basculação e elevação
- C Com basculação

Combinações possíveis para apoios patim central - assento standard grande e assento standard XL (continuação)



PA [cm]	Tamanho do chassis	Equipamento	LA [cm]			51 SS grande			51 SS XL			53		55		57		
			FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW			
42	1	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	2	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
44	1	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	2	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
46	1	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	2	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
48	1	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	2	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
50	1	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	2	s/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevação e basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ basculação	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

- Combinação possível
- Combinação não possível



**Combinações possíveis para patim central - VAS (continuação)**

PA [cm]	LA [cm]		43		45			47			49			51			53		55		57		
	Tama- nho do chassis	Equip.	TD	TT	TD	TC	TT	TD	TC	TT	TD	TC	TT	TD	TC	TT	TC	TT	TC	TT	TC	TT	
50	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
52	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
54	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
56	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
58	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

 Combinação possível  
 Combinação não possível

- A sem basculação
- B Com basculação e elevação
- C Com basculação



Almofada de assento Livo												
PA [cm]	LA [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38				X								
40			X		X							
42				X	X	X	X	X			X	
44					X	X	X	X	X	X		
46					X	X	X	X	X	X		
48					X	X	X					
50						X	X					
52					X	X	X				X	
54												
56												
58												



EC034 Livo


Almofada de assento Evoflair												
PA [cm]	LA [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38				X								
40			X		X							
42				X	X	X	X	X			X	
44					X	X	X	X	X	X		
46					X	X	X	X	X	X		
48					X	X	X					
50						X	X					
52					X	X	X				X	
54												
56												
58												



EC035 Evoflair

Almofadas de assento Terra, Terra Aquos												
PA [cm]	LA [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34		X										
36		X										
38		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
40				X	X	X	X					
42				X	X	X	X					
44				X	X	X	X	X	X	X		
46				X	X	X	X	X	X	X		
48				X	X	X	X	X	X	X		
50												
52												
54												
56												
58												

Cojín de asiento Terra Flair																							
PA [cm]	Anchura asiento [cm]																						
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56											
34																							
36																							
38													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40															X	X	X	X					
42															X	X	X	X					
44															X	X	X	X	X	X	X	X	
46															X	X	X	X	X	X	X	X	
48															X	X	X	X	X	X	X	X	
50																							
52																							
54																							
56																							
58																							



EC014 Terra



EC015 Terra Aquos



EC016 Terra Flair

Almofada de assento Cloud												
PA [cm]	LA [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34	X	X										
36	X	X	X									
38	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44				X	X	X	X	X	X	X	X	X
46				X	X		X	X	X	X	X	X
48				X	X		X	X	X	X	X	X
50							X			X	X	X
52							X			X	X	X
54												
56												
58												



EC018 Cloud

**Indicações**

- 2.1) Impossível em combinação com Austrália, Canadá ou EUA como país de destino.
- 4.1) Apenas possível em combinação com carga máx.<= 140 kg
- 5.1) Apenas possível em combinação com carga máx.<= 160 kg
- 6.0) Apenas possível em combinação com o sistema modular de assentos Recaro.
- 6.1) Informação obrigatória apenas em combinação com o sistema modular de assentos Recaro.
- 8.0) Apenas possível em combinação com o assento standard, VAS ou Recaro n-Joy Plus.
- 8.1) Informação obrigatória em combinação com o assento standard, VAS ou Recaro n-Joy-Plus.
- 8.2) Ver tabela "Profundidade do assento" (490E75=0-Profundidade do assento).
- 8.3) Impossível em combinação com carga máx.> 75 kg e tração central.
- 8.4) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, chassis de tamanho 1 e assento standard pequeno ou VAS.
- 8.5) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração traseira e VAS.
- 8.6) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração traseira, chassis de tamanho 1 e VAS.
- 8.7) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração traseira, chassis de tamanho 2 e VAS.
- 8.8) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração nas rodas centrais, chassis de tamanho 2 e assento standard pequeno ou VAS.
- 8.9) Impossível em combinação com carga máx.> 140 kg, tração central e VAS.
- 8.10) Impossível em combinação com carga máx.> 140 kg, tração traseira e VAS.
- 8.11) Impossível em combinação com carga máx.> 140 kg, tração dianteira e VAS.
- 8.12) Impossível em combinação com carga máx.> 160 kg e tração dianteira.
- 8.13) Impossível em combinação com carga máx.> 160 kg e tração central.
- 8.14) Impossível em combinação com carga máx.> 180 kg e tração central.
- 8.15) Impossível em combinação com carga máx.> 180 kg e tração dianteira.
- 8.16) Impossível em combinação com carga máx. >140 kg, trações traseira ou central e assentos standard grande ou XL.
- 9.0) Apenas possível em combinação com assento standard ou VAS.
- 9.1) Informação obrigatória em combinação com assento standard ou VAS.
- 9.2) Ver tabela "Largura de assento".
- 10.1) Impossível em combinação com Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus ou sistema modular de assentos Recaro.
- 10.2) Impossível em combinação com a tração dianteira e sistema de assentos Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus ou sistema modular de assentos Recaro.
- 10.3) I possível em combinação com assento standard ou VAS.
- 10.4) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg e sistema de assentos Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus ou sistema modular de assentos Recaro
- 10.5) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg e assento standard.
- 10.6) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg e assento VAS.
- 10.7) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg, trações traseira ou central e VAS.
- 10.8) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg, VAS e PA >= 46 cm
- 11.1) Apenas possível em combinação com carga máx.<= 150 kg.
- 11.2) Ver tabela "Almofadas de assento Terra/Terra Aquos" .
- 11.3) Ver a tabela "Almofada de assento Terra Flair
- 11.5) Ver tabela "Almofada de assento Cloud"
- 11.6) Apenas possível em combinação com carga máx.<= 125 kg.
- 11.8) Impossível em combinação com assento standard Júnior.
- 11.9) Impossível em combinação com a opção de VAS e LA de 38 cm, 42 cm, 46 cm, 48 cm ou 52 cm.
- 11.10) Impossível em combinação com a opção de VAS, LA de 40 cm e PA de 48 cm, 50 cm, 52 cm, 54 cm ou 56 cm.
- 11.11) Impossível em combinação com a opção de VAS, LA de 44 cm, 50 cm ou 54 cm e PA de 38 cm ou 40 cm.
- 11.12) Impossível em combinação com PA de 58 cm.
- 12.0) Apenas possível em combinação com uma almofada de assento, de contorno plano ou profundo.
- 12.1) Informação obrigatória em combinação com a almofada de assento, de contorno plano ou profundo.
- 13.1) Apenas possível em combinação com carga máx.<= 113 kg.
- 13.2) Apenas possível em combinação com o sistema VAS.
- 13.3) Impossível em combinação com LA de 54 cm.
- 14.0) Apenas possível em combinação com uma almofada lateral plana ou de contorno profundo.
- 14.1) Informação obrigatória em combinação com a almofada lateral plana ou de contorno profundo.
- 15.1) Apenas possível em combinação com a almofada lateral plana ou de contorno profundo.
- 16.0) Apenas possível em combinação com o encosto plano, de alumínio, ADI.
- 16.1) Indicações obrigatórias em combinação com o encosto plano, de alumínio, ADI.
- 19.1) Impossível em combinação com a tração dianteira.
- 19.2) Impossível em combinação com a opção de tração traseira e VAS.
- 19.3) Impossível em combinação com a tração central.
- 20.0) Apenas possível em combinação com a inclinação de assento de 0°.
- 20.11) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração central, chassis tamanho 1, assento standard pequeno e PA de 40 cm.
- 20.12) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração traseira, chassis tam. 1, assento standard grande ou standard XL e PA de 42 cm.
- 20.13) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração central, chassis tamanho 1, assento standard XL e PA de 42 cm.
- 20.14) Impossível em combinação com CT >= 45 cm.
- 20.15) Impossível em combinação com carga máx.> 75 kg, tração dianteira e PA de 34 cm.
- 20.16) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração dianteira, chassis tamanho 2 assento standard pequeno ou VAS e PA de 38.
- 20.17) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração dianteira, assento standard pequeno ou VAS e PA de 40 cm.
- 20.18) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração central, chassis tamanho 1, VAS e PA de 40 cm.
- 20.19) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração dianteira, chassis tam. 1, assentos standard grande ou XL e PA de 42 cm.
- 20.20) Impossível em combinação com carga máx.> 140 kg, tração dianteira, VAS e PA de 42 cm.
- 20.21) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg, tração traseira, chassis tamanho 1, VAS e PA de 44 cm.
- 20.22) Impossível em combinação com carga máx.> 75 kg, tração central, chassis tamanho 2, assento standard pequeno e PA de 46 cm..
- 20.23) Impossível em combinação com carga máx.<= 100 kg, tração central, chassis tamanho 2, assento standard XL e PA de 50 cm.
- 20.24) Impossível em combinação com França como país de destino, tração traseira, carga máx.>= 150 kg e CT >= 49 cm
- 20.25) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg e chassis tamanho 1
- 20.26) Impossível em combinação com carga máx.> 160 kg, tração dianteira e PA de 50 cm.
- 20.27) Impossível em combinação com carga máx.> 160 kg, tração central e PA de 44 cm.
- 20.28) Impossível em combinação com carga máx.> 180 kg, tração central e PA de 46 cm ou 48 cm.
- 20.29) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg, VAS e CT 23 cm
- 20.30) Impossível em combinação com carga máx. >140 kg, tração traseira, assentos standard grande ou XL e PA 44 cm
- 20.31) Impossível em combinação com carga máx. >140 kg, tração dianteira, assentos standard grande ou XL e PA 42 cm
- 20.32) Impossível em combinação com carga máx. >140 kg, tração central, assentos standard grande e PA 44 cm
- 21.0) AA>= CT +3 cm.
- 21.1) Impossível em combinação com VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus ou sistema modular de assentos Recaro.

- 21.2) Impossível em combinação com a opção de tração dianteira, chassis tamanho 1 e assento standard grande.
- 21.3) Impossível em combinação com a opção de tração dianteira e assento standard XL.
- 21.4) Impossível em combinação com a opção de tração traseira e assento standard.
- 21.5) Impossível em combinação com basculação de assento de 45°.
- 21.6) Impossível em combinação com altura regulável de assento até 35 cm ou altura regulável de assento até 35 cm e basculação de assento 45°.
- 21.7) Impossível em combinação com tração traseira e assento standard grande ou assento standard XL e inclinação do assento de -3°.
- 21.8) Impossível em combinação com o assento standard se a basculação de assento de 45° for selecionada.
- 21.9) Impossível em combinação com a opção de tração central e assento standard grande ou assento standard XL.
- 21.10) Impossível em combinação com a opção de tração central, assento standard pequeno e LA de 42 cm.
- 21.11) Impossível em combinação com a tração central e Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus ou o sistema modular de assentos Recaro.
- 21.12) Impossível em combinação com França como país de destino, tração traseira, carga máx.>= 150 kg e basculação de assento de 45°
- 21.13) Impossível em combinação com a inclinação do assento de -3°.
- 21.14) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg, chassis tam. 1, VAS, PA 50 cm e CT 23 cm
- 21.15) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg, chassis tam. 2, VAS, PA 48 cm e CT 23 cm
- 21.16) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg, chassis tam. 2, VAS, PA 50, 52 ou 54 e CT 23 cm
- 21.17) Impossível em combinação com carga máx. >70 kg, chassis tam. 1, VAS, PA 48 cm e CT 23 cm
- 22.1) Impossível em combinação com Recaro n-Joy ou Recaro n-Joy Plus.
- 24.0) Apenas possível em combinação com o kit de montagem para apoios de cabeça/pescoço.
- 24.1) Indicações obrigatórias em combinação com o kit de montagem para apoios de cabeça e pescoço.
- 25.0) Informação obrigatória em combinação com a categoria B.
- 25.1) Apenas possível em combinação com Recaro n-Joy ou Recaro n-Joy-Plus ou com o sistema modular de assentos Recaro.
- 28.1) Apenas possível em combinação com o CT selecionado.
- 28.2) Impossível com a combinação de assento standard ou VAS e CT < 21 cm.
- 28.3) Impossível em combinação com a opção de carga máx.> 70 kg, assento standard e CT de 28 cm.
- 28.4) Impossível em combinação com carga máx.> 70 kg, VAS e CT < 27 cm.
- 28.5) Impossível em combinação com carga máx.> 70 kg e sistema de assentos Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus ou sistema modular de assentos Recaro e CT < 21 cm.
- 28.6) Impossível em combinação com a opção de tração traseira, chassis tamanho 2, assento standard pequeno e LA de 43 cm.
- 28.7) Impossível em combinação com a opção de tração traseira, chassis tam. 2, assento standard pequeno, inclinação de assento -3° e LA 43 cm.
- 28.8) Impossível em combinação com o comprimento tibial selecionado .
- 28.9) Impossível em combinação com a opção de tração dianteira, assento standard Júnior ou standard pequeno e sem regulação elétrica de assento.
- 28.10) Impossível em combinação com opção de tração dianteira, assentos standard grande ou XL, PA <= 46 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.11) Impossível em combinação com opção de tração dianteira, chassis tam. 2 e assentos standard grande ou XL, PA >= 48 cm, AA 43 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.12) Impossível em combinação com opção de tração dianteira, chassis tam. 2 e assento standard grande, PA de 42 cm e regulação da altura de assento até 35 cm ou regulação da altura de assento até 35cm com basculação de assento de 45°.
- 28.13) Impossível em combinação com opção de tração dianteira, chassis tam. 2 e assento standard grande, PA de 42 cm, AA 47 cm ou 49 cm e basculação de assento de 45°
- 28.14) Impossível em combinação com a opção de tração dianteira e chassis tamanho 1 e assento standard e CT < 28 cm.
- 28.15) Impossível em combinação com a opção de tração dianteira, sistema VAS, PA <= 46 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.16) Impossível em combinação com opção tração dianteira, chassis tam. 1 e VAS, PA <= 48 cm, AA <= 47 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.17) Impossível em combinação com opção tração dianteira, chassis tam. 1 e VAS, PA <= 50 cm, AA <= 43 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.18) Impossível em combinação com opção tração dianteira, chassis tam. 2 e VAS, PA <= 48 cm, AA <= 49 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.19) Impossível em combinação com a opção tração dianteira, chassis tam. 2 e VAS, PA <= 50 cm ou 52 cm ou 54 cm, AA <= 45 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.20) Impossível em combinação com a opção tração dianteira, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy Plus ou sistema de assentos modular Recaro, CT < 28 cm ou > 43 cm e e sem regulação elétrica de assento.
- 28.21) Impossível em combinação com a opção tração dianteira , VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy Plus ou sistema de assento modular Recaro, CT < 28 cm e basculação de chassis de 45°, regulação da altura de assento até 35 cm ou regulação da altura de assento até 35 cm com basculação de assento de 45°.
- 28.22) Impossível em combinação com a opção tração traseira, chassis tam. 1, assentos standard Júnior ou pequeno, AA <= 51 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.23) Impossível em combinação com a opção tração traseira, chassis tam. 1 e assentos standard Júnior ou pequeno, PA <= 40 cm, AA de 53 ou 55 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.24) Impossível em combinação com a opção tração dianteira, chassis tam. 1, assento standard Júnior, PA de 34 ou 36 cm, AA de 49, 51 ou 53 cm e basculação de assento de 45°.
- 28.25) Impossível em combinação com a opção tração traseira, chassis tam. 2, assentos standard Júnior, pequeno ou XL e sem regulação elétrica de assento.
- 28.26) Impossível em combinação com a opção tração traseira, chassis tam. 2, assento standard Júnior e regulação da altura de assento até 35 cm ou regulação da altura de assento até 35 cm e basculação de 45°.
- 28.27) Impossível em combinação com a opção tração traseira, chassis tam. 2, assento standard pequeno, PA <= 42 cm e regulação da altura de assento até 35 cm ou regulação da altura de assento até 35 cm e basculação de 45°.
- 28.28) Impossível em combinação com a opção tração dianteira, chassis tam. 2, assento standard Júnior, AA de 47 cm e basculação de 45°.
- 28.29) Impossível em combinação com a opção de tração dianteira, chassis de tamanho 2, assento standard pequeno, PA <= 42 cm, altura do assento de 47 cm e basculação elétrica de assento de 45°.
- 28.30) Impossível em combinação com a opção de tração traseira, assento standard, CT < 28 cm ou > 48 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.31) Impossível em combinação com a opção de tração traseira, assento standard, CT < 28 cm e regulação da altura de assento até 35 cm ou regulação da altura de assento 35 cm e basculação de 45°.
- 28.32) Impossível em combinação com a opção tração dianteira, assento standard, CT < 28 cm ou > 49 cm e basculação elétrica de assento de 45°.
- 28.33) Impossível em combinação com a opção tração traseira, chassis tam. 1, VAS, PA <= 42 cm, AA de 43 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.34) Impossível em combinação com a opção tração traseira, chassis tam. 2, VAS, PA <= 40 cm, AA de 43 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.35) Impossível em combinação com a opção tração traseira, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus ou sistema de assentos modular Recaro, CT < 28 cm ou > 49 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.36) Impossível em combinação com a opção tração traseira, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus ou sistema de assentos modular Recaro, CT < 28 cm e regulação da altura de assento até 35 cm ou regulação da altura de assento até 35 cm e basculação de 45°.
- 28.37) Impossível em combinação com a opção tração traseira, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus ou sistema de assentos modular Recaro, CT < 28 cm ou > 48 cm e basculação de 45°.
- 28.38) Impossível em combinação com a opção tração central, assentos standard Júnior ou pequeno, AA de 41 cm ou 43 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.39) Impossível em combinação com a opção de tração central, assento standard, CT < 28 cm ou > 48 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.40) Impossível em combinação com a opção tração central, assento standard, CT < 27 cm ou > 40 cm e regulação da altura de assento até 35 cm ou regulação da altura de assento até 35 cm e basculação de 45°.
- 28.41) Impossível em combinação com a opção de tração central, assento standard, CT < 27 cm ou > 48 cm e basculação de 45°.

- 28.42) Impossível em combinação com a opção de tração central, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus ou sistema de assentos modular Recaro, altura de assento de 43 cm e sem regulação elétrica de assento.
- 28.43) Impossível em combinação com a opção tração central, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus ou sistema de assentos modular Recaro, CT < 28 cm ou > 49 cm e basculação de 45°.
- 28.44) Impossível em combinação com a opção tração central, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus ou sistema de assentos modular Recaro, CT < 28 cm ou > 41 cm e regulação da altura de assento até 35 cm ou regulação da altura de assento até 35 cm e basculação de 45°.
- 29.0) Impossível sem suporte de patim ou com suporte de patim central.
- 29.1) Indicações obrigatórias em combinação com suporte de patim standard, elevatório manual ou elevatório elétrico.
- 29.2) Impossível em combinação com a opção de assento standard e CT < 25 cm.
- 29.3) Impossível em combinação com a opção de VAS e CT < 24 cm.
- 29.4) Impossível em combinação com a opção de Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus ou o sistema modular de assentos Recaro e CT < 18 cm.
- 29.6) Impossível em combinação com patim elevatório manual nem com patim elevatório elétrico.
- 29.10) Impossível em combinação com patim elevatório manual e patim elevatório elétrico com regulação em separado
- 29.11) Impossível em combinação com a opção de carga máx.> 140 kg e patim elevatório elétrico com regulação em conjunto.
- 30.1) Apenas possível em combinação com patim elevatório manual ou patim elevatório elétrico.
- 31.1) Apenas possível em combinação com o chassis de tamanho 2.
- 31.2) Apenas possível em combinação com o chassis de tamanho 1
- 31.3) Impossível em combinação com carga máx.> 100 kg e regulação da altura de assento até 35 cm ou regulação da altura de assento até 35 cm e basculação de 45°.
- 32.1) Apenas possível em combinação com baterias de Gel 39 Ah (C5).
- 37.1) Apenas possível em combinação com pneus cinza.
- 37.2) Impossível em combinação com a opção de tração dianteira ou traseira e pneus pretos.
- 39.1) Informação obrigatória em combinação com a tração dianteira ou a tração central (derivação).
- 39.2) Impossível em combinação com a opção de tração traseira, VAS e LA de 43 cm.
- 39.3) Impossível em combinação com a opção de tração traseira, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus ou sistema modular Recaro e LA de 43 cm.
- 40.1) Apenas possível em combinação com o pára-lamas patra rodas traseiras e com pára-lamas para rodas dianteiras.
- 40.2) Apenas possível em combinação com pára-lamas para rodas dianteiras.
- 41.1) Impossível em combinação com o encosto plano de alumínio ADI.
- 41.2) Impossível em combinação com o patim central.
- 41.3) Impossível em combinação com o trepa-passeios.
- 42.1) Impossível em combinação com mesa de terapia.
- 42.2) Impossível em combinação com um retrovisor.
- 42.3) Apenas possível em combinação com carga máx.<= 180 kg.
- 43.0) Apenas possível em combinação com uma fonte de alimentação externa, montagem no lado direito.
- 43.1) Informação obrigatória em combinação com a fonte de alimentação externa, montagem no lado direito.
- 44.0) Apenas possível em combinação com uma fonte de alimentação externa, montagem no lado esquerdo.
- 44.1) Informação obrigatória em combinação com a fonte de alimentação externa, montagem no lado esquerdo.
- 44.2) Impossível em combinação com fonte de alimentação externa, direita, de 12 V ou 24 V.
- 45.1) Impossível em combinação com funções elétricas.
- 45.2) Apenas possível em combinação com o peso total <= 260 kg
- 45.3) Apenas possível em combinação com um máx. de 2 funções elétricas.
- 45.4) Apenas possível em combinação com o peso total <= 320 kg
- 45.5) Apenas possível em combinação com tração traseira, tração central ou a combinação de tração dianteira e pára-lamas para rodas dianteiras.
- 45.6) Impossível em combinação com a iluminação de acordo com as normas tráfego da Alemanha (StVZO).
- 45.7) Impossível em combinação com o sistema de assento modular Recaro e regulação elétrica do ângulo de encosto.
- 46.0) Apenas possível em combinação com o comando TEN°.
- 46.1) Indicações obrigatórias em combinação com o comando TEN°.
- 47.0) Apenas possível em combinação com o comando TEN°, cor a escolher.
- 47.1) Indicações obrigatórias em combinação com o comando TEN°, cor a escolher.
- 48.0) Apenas possível em combinação com comando TEN°, Shimano mate ou cor a escolher ou módulo de mesa de terapia TEN° (120A).
- 49.0) Apenas possível em combinação com comando VR2, sem funções elétricas nem iluminação, com comando VR2, máx. 2 funções elétricas e iluminação, ou TEN° (120 A).
- 49.1) Apenas possível em combinação com comando VR2.
- 49.2) Informação obrigatória em combinação com comando VR2, sem funções elétricas nem iluminação, com comando VR2, máx. 2 funções elétricas e iluminação, ou TEN° (120 A).
- 50.0) Apenas possível em combinação com comando VR2 ou TEN° (120 A) ou em combinação módulo de mesa de terapia TEN° e material de montagem para módulo mesa de terapia - mesa com acessório, módulo de mesa de terapia central ou mesa com acessório, com gabarito ou apenas acessório, com gabarito.
- 50.1) Informação obrigatória em combinação com comando, VR2 ou TEN° (120 A) ou em combinação com comando, ou módulo de mesa de terapia TEN° e material de montagem para módulo mesa de terapia - mesa com acessório, módulo de mesa de terapia central ou mesa com acessório, com gabarito ou apenas acessório, com gabarito.
- 51.1) Impossível em combinação com VR2, comando de mesa de terapia central, reversível manualmente.
- 51.2) Impossível em combinação com comando TEN° - módulo de mesa de terapia TEN°, reversível eletricamente.
- 52.0) Informação obrigatória em combinação com entradas selecionadas para módulo TEN°
- 52.1) Impossível em combinação de assento standard e modelos para módulo TEN° input/output
- 52.2) Impossível em combinação de assento standard e módulo TEN° LCD
- 52.3) Impossível em combinação com entradas para módulo TEN° e módulo TEN° LCD não selecionadas
- 53.0) Apenas possível em combinação com o módulo LCD.
- 53.1) Informação obrigatória em combinação com o módulo LCD.
- 55.0) Apenas possível em combinação com o comando de teclas.
- 55.1) Indicações obrigatórias em combinação com o comando de teclas.
- 57.0) Impossível em combinação com módulos TEN°, e TEN° LCD.
- 58.0) Apenas possível em combinação com comandos especiais para módulo TEN° LCD- micro-joystick, multi-joystick, all-round joystick light ou comandos especiais micro-joystick, multi-joystick, all-round joystick light, all-round joystick, all-round joystick heavy duty.
- 58.1) Informação obrigatória em combinação com comandos especiais com módulo TEN° LCD - micro-joystick, multi-joystick, all-round joystick light ou comandos especiais - micro-joystick, multi-joystick, all-round joystick light, all-round joystick, all-round joystick heavy duty.
- 58.2) Impossível em combinação com comandos especiais - all-round joystick ou all-round joystick heavy duty.
- 58.4) Impossível em combinação com botões externos - 2 botões piko de 50 mm de diâmetro ou 2 botões piko de 30 mm de diâmetro
- 58.5) Impossível em combinação com comandos especiais com o módulo LCD - all-round joystick light, all-round joystick, all-round joystick heavy duty ou comandos especiais - all-round joystick light, all-round joystick e all-round joystick heavy duty
- 58.6) Impossível em combinação com comandos especiais com o módulo LCD - all-round joystick light, all-round joystick, all-round joystick heavy duty ou comandos especiais Micro Joystick, Multi joystick, all-round joystick light, all-round joystick, all-round joystick heavy duty
- 58.7) Incompatível com ganchos para mochila

- 59.0) Dados obrigatórios em combinação com  $\geq 1$  função elétrica e comando TEN° (120A)
- 59.1) Indicações obrigatórias em combinação com iluminação de acordo com as norma de tátego da Alemanha (StVZO) e comando TEN° (120A)
- 60.1) Apenas possível em combinação com o módulo input/output.
- 60.2) Impossível em combinação com assento standard Junior e módulos para comando TEN°
- 61.0) Apenas possível em combinação com o comando de acompanhante.
- 61.1) Informação obrigatória em combinação com o comando correspondente.
- 61.2) Impossível em combinação com a opção de assento standard Júnior e módulo atuador para comando TEN° (120A).
- 63.0) Informação obrigatória em combinação com os países de destino, exceto outros países, Argentina, Austrália, Brasil, Hong Kong, Japão, Canadá, Colômbia, Coreia, México, Federação Russa, Tailândia, Reino Unido ou EUA.
- 63.1) Impossível em combinação com a opção de Alemanha como país de destino e a categoria B.
- 64.0) Indicações obrigatórias em combinação com a tração dianteira e comando VR2 ou tração dianteira e comando TEN°.
- 64.2) Impossível em combinação com a opção de tração dianteira e o comando VR2.
- 64.3) Impossível em combinação com a opção de tração dianteira e velocidade  $> 7,2$  km/h.
- 64.4) Impossível em combinação com Austrália, Canadá ou EUA como país de destino.
- 64.5) Impossível em combinação com Austrália, Canadá ou EUA como país de destino.
- 64.6) Impossível em combinação com a tração traseira.
- 65.1) Impossível em combinação com comando TEN° (120 A) ou módulo de mesa de terapia TEN°.
- 66.1) No caso da Alemanha como país de destino, apenas possível em combinação com a placa de advertência traseira e a iluminação de acordo com as normas de tráfego da Alemanha (StVZO).
- 66.3) Apenas possível em combinação com motor de alto rendimento.
- 66.4) Impossível em combinação com baterias de Gel de 39 Ah (C5) ou AGM de 53Ah (C5).
- 66.5) Impossível em combinação com carga máx.  $> 100$  kg e baterias de Gel de 39 Ah (C5) ou AGM de 53 Ah (C5).
- 66.6) Impossível em combinação com motor de elevado desempenho.
- 68.0) Não possível em combinação com Austrália como país de destino.
- 69.0) Apenas possível em combinação com as instruções de utilização (pessoal qualificado).
- 69.1) Indicações obrigatórias em combinação com as instruções de utilização (pessoal qualificado).
- 70.0) Apenas possível em combinação com as instruções de utilização (utilizador).
- 70.1) Indicações obrigatórias em combinação com as instruções de utilização (utilizador).
- 71.1) Peso total teórico (sem pedidos especiais) = soma dos valores de características selecionados.
- 71.2) Impossível em combinação com o peso total teórico do utilizador  $> 380$  kg (as opções avaliadas excedem o peso total permitido de 380 kg).
- 72.0) Informação obrigatória com o número de teclas para comando de teclas = 3, 4.
- 72.1) Apenas possível em combinação com o número de teclas para comando de teclas = 3, 4.
- 74.0) Informação obrigatória com o número de teclas para comando de teclas =, 4.
- 74.1) Apenas possível em combinação com o número de teclas para comando de teclas = 4.
- 75.1) Apenas possível em combinação com o carregador de bateria.
- 77.1) Apenas possível em combinação com regulação do ângulo do encosto.
- 77.2) Impossível em combinação com  $> 5$  funções elétricas.
- 77.3) Apenas possível em combinação com basculação de assento  $45^\circ$  ou regulação da altura de assento até 35 cm e basculação de assento de  $45^\circ$ .
- 77.4) Apenas possível em combinação com regulação elétrica de ângulo do encosto e basculação de  $45^\circ$  ou com regulação elétrica de ângulo do encosto e regulação da altura de assento até 35 cm e basculação de  $45^\circ$ .
- 77.5) Impossível em combinação com  $> 4$  funções elétricas.
- 77.6) Impossível em combinação com um estabilizador mecânico de direção com ASM.
- 79.1) Impossível em combinação com a opção de assento standard pequeno e PA de 38 cm ou PA de 40 cm.
- 79.2) Impossível em combinação com a opção de assento standard grande e PA de 44 cm ou PA de 46 cm.
- 79.3) Impossível em combinação com a opção de assento standard XL e PA de 50 cm ou PA de 52 cm.
- 80.0) Apenas possível em combinação com comando TEN° e módulo de mesa de terapia TEN°.
- 80.1) Indicações obrigatórias em combinação com comando TEN° e módulo de mesa de terapia TEN°.
- 82.0) Impossível em combinação com a opção de França como país de destino
- 82.1) Informação obrigatória juntamente com a combinação de carga máx.  $> 160$  kg e basculação de  $45^\circ$  ou regulação da altura de assento até 35 cm e basculação de assento de  $45^\circ$ , exceto França como país de destino.
- 83.0) Apenas em combinação com kit de montagem UniLink Multiaxial