

Todos os preços em EUR,
PVP recomendado, válidos de 01/01/2024 a
31/12/2024, IVA não incluído

Número de pedido:

Lisa

Cadeira de reabilitação dobrável

Tamanho 1 crianças dos 3 aos 8 anos, aprox.
Tamanho 2 crianças dos 6 aos 16 anos, aprox.



Equipamento de série

Cadeira compacta e dobrável para crianças, chassis de alumínio, leve e estável, regulação do encosto com uma mão

- Estofos de assento e de encosto reforçados
- Patim regulável em duas peças
- Rodas dianteiras e traseiras com rolamento
- Rodas dianteiras com bloqueio da rotação integrado
- Travão de bloqueio
- Cinto pélvico
- Auxiliar de inclinação integrado, à direita
- Estofos azuis
- Chassis cor prata

Rodas standard:

- Rodas EVA, dianteiras, 180 mm
- Rodas EVA, traseiras, 250 mm

<input type="checkbox"/> Orçamento	<input type="checkbox"/> Pedido
Morada de faturação	
Morada de entrega	
Delegado(a) de vendas	Nome Data Assinatura
<p>Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e confirma ter lido, compreendido e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modificações ou instalar acessórios que não cumpram as especificações dos manuais de instruções de utilização/manutenção da Ottobock.</p>	

Modelo standard		
HR32130001-027	<input type="checkbox"/>	LISA, tam. 1 + estofos (ajuste de PA: 30 cm) 1.574 €
HR32130002-027	<input type="checkbox"/>	LISA, tam. 1 + estofos (ajuste de PA: 35 cm) 1.574 €
HR32140001-027	<input type="checkbox"/>	LISA, tam. 2 + estofos (ajuste de PA: 35 cm) 1.640 €
HR32140002-027	<input type="checkbox"/>	LISA, tam. 2 + estofos (ajuste de PA: 40 cm) 1.640 €

Acessórios		
HR32137100-027	<input type="checkbox"/>	Apoio de braço, unidade (pedir duas unidades) 75 €
HR16001102	<input type="checkbox"/>	Buggyboard 237 €
HR32135300-343	<input type="checkbox"/>	Estofos almofadados standard tam.1 (azul) 138 €
HR32145300-343	<input type="checkbox"/>	Estofos almofadados standard tam.2 (azul) 159 €
HR32135200-343	<input type="checkbox"/>	Estofos almofadados com encosto multifuncional tam.1 (azul/azul escuro) 356 €
HR32145200-343	<input type="checkbox"/>	Estofos almofadados com encosto multifuncional tam.2 (azul/azul escuro) 356 €

HR32137700-031	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça para encosto multifuncional, tam.1	226 €
HR32147700-031	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça para encosto multifuncional, tam.2	226 €
HR32070060-031	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça almofadado, tam.1 (incompatível com estofado almofadado com encosto multifuncional)	226 €
HR32086500-031	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça almofadado, tam.2 (incompatível com estofado almofadado com encosto multifuncional)	226 €
HR32136100	<input type="checkbox"/>	Cinto de cinco pontos com almofadado para a nuca	213 €
HR32135500-031	<input type="checkbox"/>	Guias laterais com redução variável da largura do assento (4-6-8 cm), tam.1 apenas em combinação com o encosto multifuncional	187 €
HR32145500-031	<input type="checkbox"/>	Guias laterais com redução variável da largura do assento (4-6-8 cm), tam.2 apenas em combinação com o encosto multifuncional	146 €
HR32137200-031	<input type="checkbox"/>	Taco abductor rebatível para baixo tam.1	334 €
HR32147200-031	<input type="checkbox"/>	Taco abductor rebatível para baixo tam.2	310 €
HR32075800-031	<input type="checkbox"/>	Separador de pernas tam.1 (apenas em combinação com o encosto multifuncional)	189 €
HR32085800-031	<input type="checkbox"/>	Separador de pernas tam.2 (apenas em combinação com o encosto multifuncional)	178 €
HR32137800	<input type="checkbox"/>	Arco dianteiro tam.1	129 €
HR32147800	<input type="checkbox"/>	Arco dianteiro tam.2	133 €
HR32135700-031	<input type="checkbox"/>	Estofado almofadado para arco dianteiro tam.1	60 €
HR32145700-031	<input type="checkbox"/>	Estofado almofadado para arco dianteiro tam.2	60 €
HR32010080	<input type="checkbox"/>	Cintos de velcro para pés, com almofada, tam.1	33 €
HR32020080	<input type="checkbox"/>	Cintos de velcro para pés, com almofada, tam.2	33 €
HR32200120-343	<input type="checkbox"/>	Saco de inverno azul com parte anterior destacável, com ranhura para cintos e acessórios, tam.2 (prof. assento até aprox. 34 cm)	658 €
HR32400120-343	<input type="checkbox"/>	Saco de inverno azul com parte anterior destacável, com ranhura para cintos e acessórios, tam.3 (prof. assento até aprox. 39 cm)	862 €
HR32100100-074	<input type="checkbox"/>	Capa para chuva, azul escuro tam.1	95 €
HR32010100-074	<input type="checkbox"/>	Capa para chuva, azul escuro tam.2	95 €
481S64=ST005	<input type="checkbox"/>	Mochila com logótipo Otto Bock	67 €
HR32135800	<input type="checkbox"/>	Bolsa dobrável para acessórios tam.1	102 €
HR32145800	<input type="checkbox"/>	Bolsa dobrável para acessórios tam.2	102 €
HR32136200-094	<input type="checkbox"/>	Capota na cor do estofado com impermeável transparente	242 €

Informação

Dados técnicos		
	Tamanho 1	Tamanho 2
Largura de assento (com/sem estofado almofadado)	32/36 cm	37/41 cm
Profundidade de assento	30 ou 35 cm	35 ou 40 cm
Altura de encosto	65 cm	70 cm
Regulação do encosto	30° (em 4 passos de 7,5°)	30° (em 4 passos de 7,5°)
Comprimento tibial	27 – 40 cm	27 – 40 cm
Capacidade de carga máxima	50 kg	60 kg
Peso	13,6 kg	14,6 kg