

Todos os preços em EUR, válidos de 01/01/2024 a 31/12/2024
IVA não incluído

Multisport

Cadeira de rodas para basket, ténis e desporto integrado



Equipamento de série

- Design tipo caixa
- Resguardo lateral fixo
- Estofa de assento e de encosto adaptável
- Altura de encosto regulável
- Cinto pélvico e de joelhos
- Roda traseira com eixo de extração rápida, 12 mm
- Pára-choques destacável
- Comprimento tibial regulável
- Almofadas de assento 300 mm e 400 mm de profundidade
- Roda anti-volteio regulável em altura
- Kit de ferramentas

<input type="checkbox"/> Orçamento	<input type="checkbox"/> Pedido
Morada de faturação	
Morada de entrega	
Delegado(a) de vendas	Nome

	Data Assinatura
<p>Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.</p>	

	Pedido individual	
	Quantidade	Preço
<input type="checkbox"/> Pequena 480S143=00001 [CT]	unidade(s)	1.257 €
<input type="checkbox"/> Média 480S143=00002 [CT]	unidade(s)	1.257 €
<input type="checkbox"/> Grande 480S143=00003 [CT]	unidade(s)	1.257 €
<input type="checkbox"/> Extra-grande 480S143=00004 [CT]	unidade(s)	1.257 €
<input type="checkbox"/> Júnior 480S143=00005 [CT]	unidade(s)	1.257 €



Basket



Ténis



Altura de encosto regulável



Roda anti-volteio

Peças de reposição		Quantidade/cadeira	Quantidade	Preço unitário
481G143=SK006	<input type="checkbox"/>	Roda traseira de 26"	2 unids.	peça(s) 316 €
481G143=SK004	<input type="checkbox"/>	Roda traseira de 24"	2 unids.	peça(s) 295 €
481F143=SK005	<input type="checkbox"/>	Roda dianteira com forqueta	2 unids.	peça(s) 90 €
481A143=SK005	<input type="checkbox"/>	Roda anti-volteio com forqueta	1 unid..	peça(s) 90 €
481S143=SK010	<input type="checkbox"/>	Pára-choques dianteiro para 480S143=00001	1 unid..	peça(s) 99 €
481S143=SK015	<input type="checkbox"/>	Pára-choques dianteiro para 480S143=00002	1 unid..	peça(s) 99 €
481S143=SK020	<input type="checkbox"/>	Pára-choques dianteiro para 480S143=00003	1 unid..	peça(s) 99 €
481S143=SK025	<input type="checkbox"/>	Pára-choques dianteiro para 480S143=00004	1 unid..	peça(s) 99 €
481S143=SK005	<input type="checkbox"/>	Pára-choques dianteiro para 480S143=00005	1 unid..	peça(s) 90 €
481C143=SK010	<input type="checkbox"/>	Assento completo para 480S143=00001	1 unid..	peça(s) 124 €
481C143=SK015	<input type="checkbox"/>	Assento completo para 480S143=00002	1 unid..	peça(s) 124 €
481C143=SK020	<input type="checkbox"/>	Assento completo para 480S143=00003	1 unid..	peça(s) 124 €
481C143=SK025	<input type="checkbox"/>	Assento completo para 480S143=00004	1 unid..	peça(s) 124 €
481C143=SK005	<input type="checkbox"/>	Assento completo para 480S143=00005	1 unid..	peça(s) 124 €
481D143=SK015	<input type="checkbox"/>	Encosto completo para 480S143=00002	1 unid..	peça(s) 124 €
481D143=SK020	<input type="checkbox"/>	Encosto completo para 480S143=00003	1 unid..	peça(s) 124 €
481D143=SK025	<input type="checkbox"/>	Encosto completo para 480S143=00004	1 unid..	peça(s) 124 €
481D143=SK010	<input type="checkbox"/>	Encosto, completo para 480S143=00001 e 480S143=00005	1 unid..	peça(s) 124 €

Modelos	Júnior	Pequena	Média	Grande	Extra grande
Referência	480S143=00005	480S143=00001	480S143=00002	480S143=00003	480S143=00004
Cor	Dourado	Verde claro	Vermelho	Azul	Preto
Largura de assento	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Profund. de assento	300 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm
Altura de assento					
Anterior	470 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Posterior	425 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Altura de encosto	250/275/300 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm
CT	130 – 425 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm
Inclinação das rodas	15°	15°	15°	15°	15°
Tamanho das rodas	24"	26"	26"	26"	26"
Carga máxima	75 kg/165 lbs	100 kg/220 lbs	100 kg/220 lbs	100 kg/220 lbs	100 kg/220 lbs