

Start M2

Cadeira de rodas leve

Referência: 480F74=4_AA02_C
baseada em 480F74=301*



<p>PVP recomendado: EUR 754.- (inclui resguardos laterais e patins)</p> <p>Todos os preços em EUR, válidos de 01/01/2024 a 31/12/2024, IVA não incluído</p>	<p>Número de pedido:</p> <p>-----</p>
---	---------------------------------------

<input type="checkbox"/> Orçamento		<input type="checkbox"/> Pedido	
Morada de faturação			
Morada de entrega			
Delegado(a) de vendas		Nome	
		
		Data	Assinatura
<p>Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e confirma ter lido, compreendido e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modificações ou instalar acessórios que não cumpram as especificações dos manuais de instruções de utilização/manutenção da Ottobock.</p>			

Equipamento de série

- Chassis standard de alumínio em cor prata metalizada
- Cruzeta dobrável 1,5 na LA 53 cm
- Auxiliar de inclinação integrado
- Patim em duas peças com placas de plástico, ângulo regulável
- Cintos individuais de calcanhar
- Regulação da profundidade de assento sem ferramentas
- Resguardos laterais com apoio de braço, destacável, rebatíveis, reguláveis em altura
- Estofa de nylon preto
- Estofa encosto Economy Ergo (ajustável em 5 posições)
- Encosto com curva lombar
- Punhos antibacterianos
- Travão de manípulo
- Jante traseira standard
- Rodas traseiras de 24", com pneus PU 1 3/8" e eixo de extração rápida
- Cabeça de forqueta regulável
- Aros motores de alumínio anodizado, altos

Dobrável

Carga máx. permitida: 130 kg/286 lbs

Testada contra impactos DIN ISO 7176-19

Regulação de fábrica:

- Altura de encosto 42,5 cm (regulável para 40 cm, 45 cm e 47,5 cm)

Informação



MA 103 Anti-volteio des-
tacável



MD 19 Estofa de encosto
Economy Ergo

Medidas cadeira de rodas							
Largura de assento							
LA [cm]	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50,5	<input type="checkbox"/> 53 MA 105 (com cruzeta dobrável 1,5)
Custo adicional	-	-	-	-	-	-	17 €

Profundidade de assento, ajustável		
PA [cm]	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 48
	Intervalo de ajuste: 40,5 - 45,5	Intervalo de ajuste: 48 - 50,5

Altura anterior de assento sem aumento do espaço para os pés; inclinação do assento de 2 cm								
Combinação Roda dianteira /traseira	Altura anterior do assento [cm]							
	44	45	46	47	48	49	50	51
Macia de 5,5"/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maciça de PU de 6"/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De borracha rígida de 7"/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maciça PU de 8", larga/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Regulação de fábrica
 (podem ser reguladas diferentes alturas de assento dependendo do tipo de roda dianteira)

Regulação de fábrica possível

Regulação de fábrica não possível

83 €

Acessórios chassis			
Anti-volteio destacável			
MA 103	<input type="checkbox"/>	Individual, incluído	16 €
MA 104	<input type="checkbox"/>	Par, incluído	33 €
Porta bengala, direito			
MA 102	<input type="checkbox"/>	Incluído	8 €
MA 57	<input type="checkbox"/>	Montado	37 €
Porta bengala, esquerdo			
MA 102	<input type="checkbox"/>	Incluído	8 €
MA 58	<input type="checkbox"/>	Montado	37 €

Prolongamento da distância entre eixos			
MG 86	<input type="checkbox"/>	Sim (montado)	48 €
MG 46	<input type="checkbox"/>	Não	-

Rodas de 24"			
MG 35	<input type="checkbox"/>	Standard (maciças de PU 1 3/8")	-
MG 30	<input type="checkbox"/>	Rodas pneumáticas de 1 3/8"	122 €

Acessórios travão			
MH 23	<input type="checkbox"/>	Prolongamento do manípulo de travão, incluído	32 €
MH 10	<input type="checkbox"/>	Prolongamento do manípulo de travão, montado	40 €

Estofo de encosto			
MD 04	<input type="checkbox"/>	Standard	86 €
MD 19	<input type="checkbox"/>	Economy Ergo (ajustável em 5 posições)	-

Resguardos laterais					
ME 01	<input type="checkbox"/>	Resguardo lateral standard, almofada apoio de braço de 300 mm, longa			-
ME 05	<input type="checkbox"/>	Resguardo lateral regulável em altura, almofada apoio de braço 300 mm			157 €
Acessórios resguardos laterais					
ME 06	<input type="checkbox"/>	Almofada de 365 mm, par, incluída			53 €
Almofadas de assento					
MC 01	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento standard (espessura da almofada: 5 cm)			48 €
MC 29	<input type="checkbox"/>	Livo (espessura da almofada: 5 cm)			100 €
MC 30	<input type="checkbox"/>	Evoflair (espessura da almofada: 8 cm)			363 €
Comprimento tibial, regulável					
CT [cm]	<input type="checkbox"/> 35		<input type="checkbox"/> 42		
	Intervalo de ajuste: 35 - 38		Intervalo de ajuste: 39 - 49		
Patins					
Esquerdo	Preço	Código	Direito	Preço	Código
Individual, regulável em ângulo	-	<input type="checkbox"/> MB 10	Individual, regulável em ângulo	-	<input type="checkbox"/> MB 10
Elevatório ^{1) 2) 3)}	217 €	<input type="checkbox"/> MB 27	Elevatório ^{1) 2) 3)}	217 €	<input type="checkbox"/> MB 26
Elevatório, par ^{1) 2)}				433 €	<input type="checkbox"/> MB 25
Patim para amputados ³⁾	293 €	<input type="checkbox"/> MB 22	Patim para amputados ³⁾	293 €	<input type="checkbox"/> MB 21
Patim para amputados, par				584 €	<input type="checkbox"/> MB 23
¹⁾ Sem ajuste automático de comprimento					
²⁾ Carga máx. permitida 125 kg					
³⁾ Patim individual MB 10 no lado oposto					
Acessórios patins					
Cintos de calcanhar para patins em duas peças					
MB 78	<input type="checkbox"/>	Incluídos			32 €
MB 72	<input type="checkbox"/>	Montados			69 €
Outros acessórios					
Apoio de cabeça completo, incl. kit de montagem, horizontal e vertical					
MZ 97	<input type="checkbox"/>	Incluído			441 €
MZ 63	<input type="checkbox"/>	Montado			693 €
Cinto pélvico (com fecho de plástico)					
MZ 96	<input type="checkbox"/>	Incluído			37 €
MZ 50	<input type="checkbox"/>	Montado			72 €
Protetores de raios					
Protetores de raios transparentes, par					
MG 105	<input type="checkbox"/>	Incluídos			128 €
MG 90	<input type="checkbox"/>	Montados			146 €