

Start M2 Flex

Cadeira de rodas leve

Referência: 480F74=4_RW01_C
baseada em 480F74=308*



Equipamento de série

- Chassis Flex de alumínio em cor antracite metalizado
- Cruzeta dobrável 1,5 na LA 53 cm
- Auxiliar de inclinação integrado
- Patim em duas peças com placas de plástico, ângulo regulável
- Cintos individuais para calcanhar
- Regulação da profundidade do assento sem ferramentas
- Resguardos laterais com apoios de braço, reguláveis em altura, rebatíveis, destacáveis
- Estofa de nylon preto
- Encosto com curva lombar
- Punhos antibacterianos
- Travão de manípulo
- Jante traseira standard
- Rodas traseiras de 24", com pneus PU 1 3/8" e eixo de extração rápida
- Cabeça de forqueta regulável
- Aros motores de alumínio anodizado, altos

Dobrável

Carga máx. permitida: 130 kg/286 lbs

Testada contra impactos DIN ISO 7176-19

Regulação de fábrica:

- Altura de encosto 42,5 cm (regulável para 40 cm, 45 cm e 47,5 cm)

<p>PVP recomendado: EUR 713.- (inclui resguardos laterais e patins)</p> <p>Todos os preços em EUR, válidos de 01/01/2024 a 31/12/2024, IVA não incluído</p>	<p>Número de pedido:</p> <p>-----</p>
---	---------------------------------------

<input type="checkbox"/> Orçamento	<input type="checkbox"/> Pedido
Morada de faturação	
Morada de entrega	
Delegado(a) de vendas	Nome

	Data Assinatura
<p>Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e confirma ter lido, compreendido e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modificações ou instalar acessórios que não cumpram as especificações dos manuais de instruções de utilização/manutenção da Ottobock.</p>	

Informação



MA 103 Anti-volteio des-
tacável



MD 19 Estofa de encosto
Economy Ergo

Medidas da cadeira de rodas							
Largura de assento							
LA [cm]	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50,5	<input type="checkbox"/> 53 MA 105 (com cruzeta dobrável 1,5)
Custo adicional	-	-	-	-	-	-	17 €

Profundidade de assento, ajustável		
PA [cm]	<input type="checkbox"/> 43 Intervalo de ajuste: 40,5 - 45,5	<input type="checkbox"/> 48 Intervalo de ajuste: 48 - 50,5

Altura anterior de assento, regulável; inclinação do assento de 2 cm							
Combinação Roda dianteira /traseira	Altura anterior de assento [cm]						
	45	46	47	48	49	50	51
Maciças de PU de 6"/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De borracha rígida de 7"/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maciças de PU de 8", largas/24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Regulação de fábrica (podem ser reguladas diferentes alturas de assento dependendo do tipo de roda dianteira)							
<input type="checkbox"/> Regulação de fábrica possível 83 €							
<input type="checkbox"/> Regulação de fábrica não possível							

Acessórios do chassis		
Anti-volteio destacável		
MA 103	<input type="checkbox"/>	Individual, incluído 16 €
MA 104	<input type="checkbox"/>	Par, incluído 33 €
Porta bengala, direito		
MA 102	<input type="checkbox"/>	Incluído 8 €
MA 57	<input type="checkbox"/>	Montado 37 €
Porta bengala, esquerdo		
MA 102	<input type="checkbox"/>	Incluído 8 €
MA 58	<input type="checkbox"/>	Montado 37 €

Prolongamento da distância entre eixos		
MG 86	<input type="checkbox"/>	Sim (montado) 48 €
MG 46	<input type="checkbox"/>	Não -

Rodas de 24"		
MG 35	<input type="checkbox"/>	Standard (PU 1 3/8") -
MG 30	<input type="checkbox"/>	Pneumáticas de 1 3/8" 122 €

Acessórios travão		
MH 23	<input type="checkbox"/>	Prolongamento do manípulo de travão, incluído 32 €
MH 10	<input type="checkbox"/>	Prolongamento do manípulo de travão, montado 40 €

Sistema de encosto		
MD 01	<input type="checkbox"/>	Encosto standard com curva lombar -
MD 10	<input type="checkbox"/>	Encosto regulável em ângulo 30° (incl. MA 104 e MD58) 314 €

Estofa de encosto		
MD 04	<input type="checkbox"/>	Standard -
MD 19	<input type="checkbox"/>	Economy Ergo (ajustável em 5 posições) 108 €

Acessórios encosto		
MD 58	<input type="checkbox"/>	Barra estabilizadora 115 €

Resguardos laterais		
ME 01	<input type="checkbox"/>	Resguardo lateral standard, almofada apoio de braço de 300 mm, longa -
ME 05	<input type="checkbox"/>	Resguardo lateral regulável em altura, almofada apoio de braço 300 mm 157 €

Acessórios resguardos laterais		
ME 06	<input type="checkbox"/>	Almofada de 365 mm, par, incluídas 53 €

Almofadas de assento		
MC 01	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento standard (espessura da almofada: 5 cm) 48 €
MC 29	<input type="checkbox"/>	Livo (espessura da almofada: 5 cm) 100 €
MC 30	<input type="checkbox"/>	Evoflair (espessura da almofada: 8 cm) 363 €

Acessórios patins		
Comprimento tibial, regulável		
CT [cm]	<input type="checkbox"/> 35 Intervalo de ajuste: 35 - 38	<input type="checkbox"/> 42 Intervalo de ajuste: 39 - 49

Patins					
Esquerdo	Preço	Código	Direito	Preço	Código
Individual, regulável em ângulo	-	<input type="checkbox"/> MB 10	Individual, regulável em ângulo	-	<input type="checkbox"/> MB 10
Elevatório ^{1) 2) 3)}	217 €	<input type="checkbox"/> MB 27	Elevatório ^{1) 2) 3)}	217 €	<input type="checkbox"/> MB 26
Elevatório, par ^{1) 2)}				433 €	<input type="checkbox"/> MB 25
Patim para amputados ³⁾	293 €	<input type="checkbox"/> MB 22	Patim para amputados ³⁾	293 €	<input type="checkbox"/> MB 21
Patim para amputados, par				584 €	<input type="checkbox"/> MB 23
¹⁾ Sem ajuste automático de comprimento					
²⁾ Carga máx. permitida de 125 kg					
³⁾ Patim individual MB 10 no lado oposto					

Cintos de calcanhar para patins em duas peças		
MB 78	<input type="checkbox"/>	Incluídos 29 €
MB 72	<input type="checkbox"/>	Montados 69 €

Outros acessórios		
Apoio de cabeça completo, incl. kit de montagem, horizontal e vertical		
MZ 97	<input type="checkbox"/>	Incluído 441 €
MZ 63	<input type="checkbox"/>	Montado 693 €
Cinto pélvico (com fecho de plástico)		
MZ 96	<input type="checkbox"/>	Incluído 37 €
MZ 50	<input type="checkbox"/>	Montado 72 €

Protetores de raios			
Protetores de raios transparentes, par			
MG 105	<input type="checkbox"/>	Incluídos	128 €
MG 90	<input type="checkbox"/>	Montados	146 €