

## Start M2 Hemi Cadeira de rodas leve

Referência: 480F74=4\_AA04\_C  
baseada em 480F74=310\*



### Equipamento de série

- Chassis standard de alumínio em cor prata metalizada
- Ampliação de espaço para os pés
- Cruzeta de alumínio
- Cruzeta dobrável 1,5 a partir de LA 45,5 cm
- Auxiliar de inclinação integrado
- Patim em duas peças com placas de plástico, ângulo regulável
- Cintos individuais para calcanhar
- Regulação da profundidade do assento sem ferramentas
- Resguardos laterais com apoios de braço, reguláveis em altura, rebatíveis, destacáveis
- Estofa de nylon preto
- Encosto reto
- Punhos antibacterianos
- Travão de manípulo
- Jante traseira standard
- Rodas traseiras de 24", com pneus PU 1 3/8" e eixo de extração rápida
- Cabeça de forqueta regulável
- Aros motores de alumínio anodizado, altos

Dobrável

Carga máx. permitida: 130 kg

Testada contra impactos DIN ISO 7176-19

Regulação de fábrica:

- Altura de encosto 42,5 cm (regulável para 40 cm, 45 cm e 47,5 cm)

<p><b>PVP recomendado:</b> <b>EUR 829.-</b> (inclui resguardos laterais e patins)</p> <p>Todos os preços em EUR, válidos de 01/01/2024 a 31/12/2024, IVA não incluído</p>	<p>Número de pedido:</p> <p>_____</p>
---	---------------------------------------

<input type="checkbox"/> <b>Orçamento</b>		<input type="checkbox"/> <b>Pedido</b>	
Morada de faturação			
Morada de entrega			
Delegado(a) de vendas		Nome	
		.....	
		Data	Assinatura
<p>Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e confirma ter lido, compreendido e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modificações ou instalar acessórios que não cumpram as especificações dos manuais de instruções de utilização/manutenção da Ottobock.</p>			

## Informação



MA 103 Anti-volteio des-  
tacável



MD 19 Estofa de encosto  
Economy Ergo



MG 83 Acionamento para  
uma mão



MD 23 Suporte torácico  
lateral



ME 62 Unidade giratória  
para apoios de  
braço



ME 72 Apoio de braço  
modular  
ME 80 Apoio de mão em  
cone



MZ 63 Apoio de cabeça  
inc. kit de monta-  
gem

Medidas da cadeira de rodas							
Largura de assento							
LA [cm]	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50,5	<input type="checkbox"/> 53 MA 105
	(com cruzeta dobrável 1,5)						
Custo adicional	-	-	-	-	-	-	17 €

Profundidade de assento, regulável		
PA [cm]	<input type="checkbox"/> 43 Intervalo de ajuste: 40,5 - 45,5	<input type="checkbox"/> 48 Intervalo de ajuste: 48 - 50,5

Altura anterior de assento sem aumento do espaço para os pés; inclinação do assento de 2 cm												
Combinação Roda dianteira /traseira	Altura anterior de assento [cm]											
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
De borracha rígida de 5"/22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X
Macia de 5,5"/24"	X	X	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	X
Maciças de PU de 6"/24"	X	X	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□	<input type="checkbox"/>	X	X
De borracha rígida de 7"/24"	X	X	X	X	X	X	<input type="checkbox"/>	X				
Maciças de PU de 8", largas/24"	X	X	X	X	X	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="background-color: #90ee90; width: 20px; height: 10px; border: none;" type="checkbox"/> Regulação de fábrica (podem ser reguladas diferentes alturas de assento dependendo do tipo de roda dianteira)												
<input style="width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black; border-radius: 3px;" type="checkbox"/> Regulação de fábrica possível <span style="float: right;">83 €</span>												
<input style="width: 20px; height: 10px; border: none; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, #f4a460 2px, #f4a460 4px);" type="checkbox"/> Regulação de fábrica não possível												

Acessórios de chassis			
Anti-volteio destacável			
MA 103	<input type="checkbox"/>	Individual, incluído	16 €
MA 104	<input type="checkbox"/>	Par, incluído (incl. com opção MD10)	33 €
Porta bengala, direito			
MA 102	<input type="checkbox"/>	Incluído	8 €
MA 57	<input type="checkbox"/>	Montado	37 €
Porta bengala, esquerdo			
MA 102	<input type="checkbox"/>	Incluído	8 €
MA 58	<input type="checkbox"/>	Montado	37 €

Prolongamento da distância entre eixos			
MG 86	<input type="checkbox"/>	Sim (montado)	48 €
MG 46	<input type="checkbox"/>	Não	-

Jantes rodas traseiras			
MG 05	<input type="checkbox"/>	Standard	-
MG 83	<input type="checkbox"/>	Ac. para uma mão "HEMI", com aro duplo	<input type="checkbox"/> dir. <input type="checkbox"/> esq. 608 €

Rodas traseiras			
MG 30	<input type="checkbox"/>	Pneumáticas de 1 3/8"	122 €
MG 35	<input type="checkbox"/>	Maciças de PU, 1 3/8"	-

Travões			
MH 01	<input type="checkbox"/>	Travão de manípulo standard	-
MH 08	<input type="checkbox"/>	Travão de manípulo para operar com uma mão „HEMI“, direito *	193 €
MH 09	<input type="checkbox"/>	Travão de manípulo para operar com uma mão „HEMI“, esquerdo *	193 €

\* Incl. prolongamento do manípulo de travão no lado oposto

Acessórios travão			
MH 10	<input type="checkbox"/>	Prolongamento do manípulo de travão, incluído	40 €
MH 23	<input type="checkbox"/>	Prolongamento do manípulo de travão, montado	32 €

Sistema de encosto			
MD 01	<input type="checkbox"/>	Encosto standard reto	-
MD 09	<input type="checkbox"/>	Encosto standard com curva lombar	Consultar
MD 10	<input type="checkbox"/>	Encosto regulável em ângulo 30° (incl. MA 104 e MD58)	314 €

Estofo de encosto			
MD 04	<input type="checkbox"/>	Standard	-
MD 19	<input type="checkbox"/>	Economy Ergo (ajustável em 5 posições)	108 €

Acessórios encosto			
MD 23	<input type="checkbox"/>	Placa torácica lateral, dir.	153 €
MD 24	<input type="checkbox"/>	Placa torácica lateral, esq.	153 €
MD 58	<input type="checkbox"/>	Barra estabilizadora	115 €

Resguardos laterais			
ME 01	<input type="checkbox"/>	Resguardo lateral standard, almofada apoio de braço de 300 mm, longa	-
ME 05	<input type="checkbox"/>	Resguardo lateral regulável em altura, almofada apoio de braço 300 mm	157 €

Acessórios resguardos laterais			
ME 06	<input type="checkbox"/>	Almofada de 365 mm, par, incluída	53 €
ME 60	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia	188 €
ME 61	<input type="checkbox"/>	Unidade giratória para apoio de braço, dir.	284 €
ME 62	<input type="checkbox"/>	Unidade giratória para apoio de braço, esq.	284 €

Apoios de braço (apenas em conjunto com unidade giratória)			
ME 70	<input type="checkbox"/>	Apoio de braço numa peça, esq.	66 €
ME 71	<input type="checkbox"/>	Apoio de braço numa peça, dir.	66 €
ME 72	<input type="checkbox"/>	Apoio de braço modular, esq. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> médio <input type="checkbox"/> grande	59 €
ME 73	<input type="checkbox"/>	Apoio de braço modular, dir. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> médio <input type="checkbox"/> grande	59 €

Apoios de mão			
ME 74	<input type="checkbox"/>	Apoio de mão plano, esq. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> grande	47 €
ME 75	<input type="checkbox"/>	Apoio de mão plano, dir. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> grande	47 €
ME 76	<input type="checkbox"/>	Apoio de mão côncavo, esq. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> grande	52 €
ME 77	<input type="checkbox"/>	Apoio de mão côncavo, dir. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> grande	52 €
ME 78	<input type="checkbox"/>	Apoio de mão com "bola", esq. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> grande	48 €
ME 79	<input type="checkbox"/>	Apoio de mão com "bola", dir. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> grande	48 €
MD 80	<input type="checkbox"/>	Apoio de mão com "cone", esq. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> grande	52 €
MD 81	<input type="checkbox"/>	Apoio de mão com "cone", dir. <input type="checkbox"/> pequeno <input type="checkbox"/> grande	52 €

Almofadas de assento			
MC 01	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento standard (espessura da almofada: 5 cm)	48 €
MC 29	<input type="checkbox"/>	Livo (espessura da almofada: 5 cm)	100 €
MC 30	<input type="checkbox"/>	Evoflair (espessura da almofada: 8 cm)	363 €

Cadeira para propulsão com os pés (distância ao solo reduzida em condição para HEMI)*			
MB 50	<input type="checkbox"/>	Sim	
	<input type="checkbox"/>	Não	

\* Risco de ficar preso em obstáculos. Tenha em conta a informação de segurança nas instruções de utilização.

Comprimento tibial, regulável		
CT [cm]	<input type="checkbox"/> 35 Intervalo de ajuste: 35 - 38	<input type="checkbox"/> 42 Intervalo de ajuste: 39 - 49

Patins					
Esquerdo	Preço	Código	Direito	Preço	Código
Individual, regulável em ângulo	-	<input type="checkbox"/> MB 10	Individual, regulável em ângulo	-	<input type="checkbox"/> MB 10
Elevatório <sup>1) 2) 3)</sup>	217 €	<input type="checkbox"/> MB 27	Elevatório <sup>1) 2) 3)</sup>	217 €	<input type="checkbox"/> MB 26
Elevatório, par <sup>1) 2)</sup>				433 €	<input type="checkbox"/> MB 25
Patim para amputados <sup>3)</sup>	293 €	<input type="checkbox"/> MB 22	Patim para amputados <sup>3)</sup>	293 €	<input type="checkbox"/> MB 21
Patim para amputados, par				584 €	<input type="checkbox"/> MB 23
<sup>1)</sup> Sem ajuste automático de comprimento					
<sup>2)</sup> Carga máx. permitida de 125 kg					
<sup>3)</sup> Patim individual MB 10 no lado oposto					

Acessórios patins			
Cintos de calcanhar para patins em duas peças			
MB 78	<input type="checkbox"/>	Incluídos	29 €
MB 72	<input type="checkbox"/>	Montados	69 €

Outros acessórios			
Apoio de cabeça completo, incl. kit de montagem, horizontal e vertical			
MZ 97	<input type="checkbox"/>	Incluído	441 €
MZ 63	<input type="checkbox"/>	Montado	693 €
Cinto pélvico (com fecho de plástico)			
MZ 96	<input type="checkbox"/>	Incluído	37 €
MZ 50	<input type="checkbox"/>	Montado	72 €

Protetores de raios			
Protetores de raios transparentes, par			
MG 105	<input type="checkbox"/>	Incluídos	128 €
MG 90	<input type="checkbox"/>	Montados	146 €