

Start M2S

Cadeira de rodas leve



Equipamento de série

- Chassis de alumínio
- Auxiliar de inclinação integrado
- Patim em duas peças com placas de plástico, ângulo regulável
- Suportes de patim articulados
- Resguardos laterais com apoio de braço, destacável, rebatíveis, reguláveis em altura
- Estofo de nylon preto
- Encosto com curva lombar
- Punhos antibacterianos
- Rodas traseiras de 24", com pneus PU 1 3/8" e eixo de extração rápida
- Cabeça de forqueta regulável
- Aros motores de alumínio
- Travão de manípulo standard
- Cor do chassis em prata metalizada ou antracite metalizado

Dobrável.

Carga máx. permitida 130 kg

Resistente a impactos de acordo com a norma DIN ISO 7176-19

Regulações de fábrica:

- Altura de encosto de 42,5 cm (regulável para 40 cm, 45 cm e 47,5 cm)
- Altura anterior de assento 48 cm, Altura posterior de assento 46 cm
- Profundidade de assento de 43 cm (regulável para 40,5 e 45,5 sem necessidade de ferramentas)
- Comprimento tibial de 42 cm

Todos os preços em EUR,
PVP recomendado, válidos de 01/01/2024 a 31/12/2024,
IVA não incluído

<input type="checkbox"/> Orçamento	<input type="checkbox"/> Pedido
Morada de faturação	
Morada de entrega	
Delegado(a) de vendas	Nome

	Data Assinatura
<p>Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.</p>	

Versão	Pedido individual *_HUB	Contentor 20' (106 unid.) *_CT	Contentor 40' (220 unid.) *_CT	Contentor 40' HC (260 unid.) *_CT
Versão 1: Chassis standard, prata metalizada, rodas dianteiras de 8" com pneus de PU (200 mm x 50 mm), estofo de encosto Economy Ergo (ajustável em 5 posições)	Preço: 636 €	Preço: 604 €	Preço: 594 €	Preço: 530 €
Dimensões:				
<input type="checkbox"/> LA 38 cm Ref. 480F74=30101				
<input type="checkbox"/> LA 40,5 cm Ref. 480F74=30102				
<input type="checkbox"/> LA 43 cm Ref. 480F74=30103				
<input type="checkbox"/> LA 45,5 cm Ref. 480F74=30104				
<input type="checkbox"/> LA 48 cm Ref. 480F74=30105				
<input type="checkbox"/> LA 50,5 cm Ref. 480F74=30106				
<input type="checkbox"/> LA 53 cm Ref. 480F74=30107				

Versão 2: Chassis standard, prata metalizada, com travão de tambor e pneus de PU, rodas dianteiras de 8" (200 mm x 50 mm) com pneus de PU, estofo de encosto Economy Ergo (ajustável em 5 posições)	Preço: 761 €	Preço: 726 €	Preço: 718 €	Preço: 691 €
Dimensões:				
<input type="checkbox"/> LA 38 cm Ref. 480F74=30201				
<input type="checkbox"/> LA 40,5 cm Ref. 480F74=30202				
<input type="checkbox"/> LA 43 cm Ref. 480F74=30203				
<input type="checkbox"/> LA 45,5 cm Ref. 480F74=30204				
<input type="checkbox"/> LA 48 cm Ref. 480F74=30205				
<input type="checkbox"/> LA 50,5 cm Ref. 480F74=30206				
<input type="checkbox"/> LA 53 cm Ref. 480F74=30207				

Versão 7: Chassis flexível, antracite metalizado, rodas dianteiras de 6" com pneus de PU, resguardos laterais reguláveis, cruzeta 1,5 (a partir de LA 45,5 cm, estofo de encosto Economy Ergo (ajustável em 5 posições)	Preço: 675 €	Preço: 645 €	Preço: 633 €	Preço: 592 €
Dimensões:				
<input type="checkbox"/> LA 38 cm Ref. 480F74=30701				
<input type="checkbox"/> LA 40,5 cm Ref. 480F74=30702				
<input type="checkbox"/> LA 43 cm Ref. 480F74=30703				
<input type="checkbox"/> LA 45,5 cm Ref. 480F74=30704				
<input type="checkbox"/> LA 48 cm Ref. 480F74=30705				
<input type="checkbox"/> LA 50,5 cm Ref. 480F74=30706				
<input type="checkbox"/> LA 53 cm Ref. 480F74=30707				

Versão	Pedido individual *_HUB	Contentor 20' (106 unid.) *_CT	Contentor 40' (220 unid.) *_CT	Contentor 40' HC (260 unid.) *_CT
Versão 8: Chassis flexível, antracite metalizado, rodas dianteiras de 8" com pneus de PU	Preço: 606 €	Preço: 574 €	Preço: 565 €	Preço: 510 €
Dimensões:				
<input type="checkbox"/> LA 38 cm Ref. 480F74=30801				
<input type="checkbox"/> LA 40,5 cm Ref. 480F74=30802				
<input type="checkbox"/> LA 43 cm Ref. 480F74=30803				
<input type="checkbox"/> LA 45,5 cm Ref. 480F74=30804				
<input type="checkbox"/> LA 48 cm Ref. 480F74=30805				
<input type="checkbox"/> LA 50,5 cm Ref. 480F74=30806				
<input type="checkbox"/> LA 53 cm Ref. 480F74=30807				

Versão 9: Chassis flexível, antracite metalizado, barra estabilizadora, rodas dianteiras de 6" com pneus de PU, estofa de encosto Economy Ergo (ajustável em 5 posições), punhos telescópicos, resguardos laterais, almofada de apoio de braço regulável em altura, 30mm	Preço: 616 €	Preço: 564 €	Preço: 556 €	Preço: 541 €
Dimensões:				
<input type="checkbox"/> LA 38 cm Ref. 480F74=30901				
<input type="checkbox"/> LA 40,5 cm Ref. 480F74=30902				
<input type="checkbox"/> LA 43 cm Ref. 480F74=30903				
<input type="checkbox"/> LA 45,5 cm Ref. 480F74=30904				
<input type="checkbox"/> LA 48 cm Ref. 480F74=30905				
<input type="checkbox"/> LA 50,5 cm Ref. 480F74=30906				
<input type="checkbox"/> LA 53 cm Ref. 480F74=30907				

Versão 10: Chassis standard, prata metalizada, ampliação do espaço para os pés, encosto standard reto, rodas dianteiras de 6" com pneus de PU, altura de assento anterior e posterior: 46 cm	Preço: 659 €	Preço: 624 €	Preço: 618 €	Preço: 568 €
Dimensões:				
<input type="checkbox"/> LA 38 cm Ref. 480F74=31001				
<input type="checkbox"/> LA 40,5 cm Ref. 480F74=31002				
<input type="checkbox"/> LA 43 cm Ref. 480F74=31003				
<input type="checkbox"/> LA 45,5 cm Ref. 480F74=31004				
<input type="checkbox"/> LA 48 cm Ref. 480F74=31005				
<input type="checkbox"/> LA 50,5 cm Ref. 480F74=31006				
<input type="checkbox"/> LA 53 cm Ref. 480F74=31007				

Acessórios		Quantidade/ cadeira	Quantidade pedido	Preço	
<input type="checkbox"/>	481A53=SK170_CT	Anti-volteio destacável	1 unidade	unid.(s)	21 €
<input type="checkbox"/>	481A53=SK170_HUB				
<input type="checkbox"/>	481A74=SK065_CT	Porta bengala	1 unidade	unid.(s)	18 €
<input type="checkbox"/>	481A74=SK065_HUB				
<input type="checkbox"/>	481A74=SK025_CT	Rodízios de interior, completos	2 unidades	unid.(s)	71 €
<input type="checkbox"/>	481A74=SK025_HUB				
<input type="checkbox"/>	481H74=SK012_CT	Prolongamento do manípulo de travão	2 unidades	unid.(s)	17 €
<input type="checkbox"/>	481H74=SK012_HUB				
<input type="checkbox"/>	481E74=PK101_CT	Resguardos laterais com almofadas de apoio de braço reguláveis em altura (prata)	1 par	par(es)	145 €
<input type="checkbox"/>	481E74=PK101_HUB				
<input type="checkbox"/>	481E74=PK100_CT	Resguardos laterais com almofadas de apoio de braço reguláveis em altura (antracite)	1 par	par(es)	145 €
<input type="checkbox"/>	481E74=PK100_HUB				
<input type="checkbox"/>	481F74=SV015_CT	Rodas dianteiras de 8" (200 x 50 mm)	2 unidades	unid.(s)	71 €
<input type="checkbox"/>	481F74=SV015_HUB				
<input type="checkbox"/>	481B74=PK167_CT	Patins elevatórios LA de 38 cm - 40,5 cm	1 par	par(es)	375 €
<input type="checkbox"/>	481B74=PK167_HUB				
<input type="checkbox"/>	481B74=PK168_CT	Patins elevatórios LA de 43 cm - 45,5 cm	1 par	par(es)	375 €
<input type="checkbox"/>	481B74=PK168_HUB				
<input type="checkbox"/>	481B74=PK169_CT	Patins elevatórios LA de 48 cm	1 par	par(es)	375 €
<input type="checkbox"/>	481B74=PK169_HUB				
<input type="checkbox"/>	481B74=PK170_CT	Patins elevatórios de LA de 50,5 cm	1 par	par(es)	375 €
<input type="checkbox"/>	481B74=PK170_HUB				
<input type="checkbox"/>	481B74=PK075_CT	Patins com apoio para amputados, LA 38 - 48 cm	1 par	par(es)	438 €
<input type="checkbox"/>	481B74=PK075_HUB				
<input type="checkbox"/>	481B74=PK076_CT	Patins com apoio para amputados, LA 50,5 - 53 cm	1 par	par(es)	438 €
<input type="checkbox"/>	481B74=PK076_HUB				
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1471_CT	Almofada de assento standard 15" (espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	29 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1471_HUB				
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1472_CT	Almofada de assento standard 16" (espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	29 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1472_HUB				
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1473_CT	Almofada de assento standard 17" (espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	29 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1473_HUB				
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1474_CT	Almofada de assento standard 18" (espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	29 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1474_HUB				
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1475_CT	Almofada de assento standard 19" (espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	29 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1475_HUB				
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1476_CT	Almofada de assento standard 20" (espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	29 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1476_HUB				
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1477_CT	Almofada de assento standard 21" (espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	29 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK1477_HUB				

Acessórios			Quantidade/ cadeira	Quantidade pedido	Preço
<input type="checkbox"/>	476C00=SK2451_HUB	Livo 40x42 cm (Espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	100 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK2452_HUB	Livo 42x42 cm (Espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	100 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK2455_HUB	Livo 42x52 cm (Espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	100 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK2456_HUB	Livo 45x42 cm (Espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	100 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK2459_HUB	Livo 48x42 cm (Espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	100 €
<input type="checkbox"/>	476C00=SK2462_HUB	Livo 51x44 cm (Espessura da almofada: 5 cm)	1 unidade	unid.(s)	100 €
<input type="checkbox"/>	481S74=SK010_CT	Cinto pélvico com fecho de plástico, 1100 mm, completo (LA 38 – 43 cm)	1 unidade	unid.(s)	41 €
<input type="checkbox"/>	481S74=SK010_HUB				
<input type="checkbox"/>	481S74=SK012_CT	Cinto pélvico com fecho de plástico, 1400 mm, completo (LA 45,5 – 50,5 cm)	1 unidade	unid.(s)	41 €
<input type="checkbox"/>	481S74=SK012_HUB				

¹ Apenas pode ser pedido como entrega individual.

Nota: Os acessórios estão incluídos mas não montados. Não são aceites devoluções.

Informação



Chassis standard



Chassis flexível