



JAY[®] Encosto JAY Zip

Rev.3

Facturado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Folha de Pedido
 Número de pedido de Sunrise:



Pedido
 Pressuposto

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público
 Recomendados sem IVA

Encosto Jay[®] Zip

Especialmente indicado para o usuário pediátrico
 Encaixes compactos, leves, desmontáveis e compatíveis com tubos de 19 a 29 mm.
 Ajustável em ângulo de -20° a +20°, em profundidade até 7 cm e 2,5 cm em largura.
 Incorpora de serie cunha para suporte lombar e ferramentas de instalação/ajuste
 2 fundas: Funda interior anti-humidade e funda exterior preta anti-microbiana e microclimática
 2 anos de garantia

Peso máx utilizador: 75 kg

Peso utilizador: kg

Tipo de utilizador - Indicações clínicas

Usuarios pediátricos que precisam suporte postural posterior e necessidade de estabilidade lateral de leve a moderada
 4 diferentes alturas para cobrir as necessidades de suporte de distintos usuários.
 Ajustável em profundidade, altura, ângulo e largura da cadeira, para otimizar o posicionamento do usuário e alinhamento da coluna.







O encosto Jay Zip superou com êxito todos os testes de transporte em veículos, segundo o certificado ISO 7176

MEDIDAS

Largura carcaça	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Para largura de cadeiras*	20-24 cm	25-29 cm	30-34 cm	35-40cm
Largura máx. Tronco	18 cm	23 cm	28 cm	35 cm
Profundidade do contorno	2.5 cm	3.8 cm	5 cm	6.3 cm

*Nota: a largura da cadeira mede-se do exterior do tubo do encosto ao exterior do tubo do encosto

		Largura carcaça			
		20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Altura carcaça	 15 cm Tam. S (1)	○	○	○	◇
	 20 cm Tam. M	○	○	○	○
	 25 cm Tam. T	○	○	○	○
	 30 cm Tam. X	○	○	○	○

◇ = Prazo de entrega superior

ENCOSTO COMPLETO

Inclui encaixes, cunha de suporte lombar, proteções de neoprene e ferramentas para instalação/ajuste

PVP Rec.

JZIPB__EU Encosto Jay Zip

770 €




















Importante:

Por favor indique na referência a largura do encosto que deseja e o tamanho correspondente à altura desejada: S, M, T ou X

Exemplo: referência JZIPB 25 T EU <Encosto Jay Zip largura=25 cm altura=25 cm (tamanho T)

1) Altura da carcaça de 15 cm não está disponível com apoios de cabeça, arnés nem com suportes laterais

Encosto Jay Zip

EXTENSÃO DA FUNDA		<i>Em função da largura da carcaça</i>				20	25	30	35	PVP Rec.																													
JZBVF__	<input type="checkbox"/> Extensão da funda <i>Cobre o espaço aberto entre o encosto e a parte superior da almofada</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JZBVF20	JZBVF25	JZBVF30	JZBVF35	73,99 €																													
APOIO DE CABEÇA		<i>Não disponível com altura de encosto de 15 cm, tam. S. Testado para o transporte em veículos</i>								PVP Rec.																													
JZBHED15	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça almofada standard 15 cm <i>Inclui braço de montagem + almofada Plush 15 cm</i>									450 €																													
JZBHED20	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça almofada standard 20 cm <i>Inclui braço de montagem + almofada Plush 20 cm</i>									450 €																													
JZBHEDCINF	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça almofada anatómica 15 cm <i>Inclui braço de montagem + almofada Contour Cradle Atenção Temprana</i>									450 €																													
JZBHEDCS	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça almofada anatómica 20 cm <i>Inclui braço de montagem + almofada Contour Cradle pequeno</i>									450 €																													
<i>Nota: Consultar catálogo Whitmyer para mais opções de apoios de cabeça</i>																																							
SUPORTES LATERAIS (par)		<i>Não está disponível com altura de encosto de 15 cm, tam.S</i>								PVP Rec.																													
Suportes laterais fixos		<i>(Dimensões: altura x largura)</i>																																					
JZFX34CE	<input type="checkbox"/> Suportes fixos de 7.5 x 10cm										115,50 €																												
JZFX45CE	<input type="checkbox"/> Suportes fixos de 10 x 12.5cm										115,50 €																												
Suportes laterais abatíveis		<i>(Dimensões: altura x largura)</i>																																					
JZSA34CE	<input type="checkbox"/> Suportes abatíveis de 7.5 x 10cm										250,73 €																												
JZSA45CE	<input type="checkbox"/> Suportes abatíveis de 10 x 12.5cm										250,73 €																												
JZSA34COAE	<input type="checkbox"/> Suportes abatíveis com ajuste extra, 7.5 x 10cm <i>(2,5 cm de ajuste horizontal e 20° ajuste rotacional)</i>										290,55 €																												
JZSA45COAE	<input type="checkbox"/> Suportes abatíveis com ajuste extra, 10 x 12.5cm <i>(2,5 cm de ajuste horizontal e 20° ajuste rotacional)</i>										290,55 €																												
ARNÉS E CINTOS		XXS	XS	S	M	PVP Rec.																																	
<input type="checkbox"/>	Cinto torácico anterior <i>(não está disponível com altura de encosto de 15 cm, tam.S)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JZ4050E	J3HRNPASS	J3HRNPASM	81,82 €																														
<input type="checkbox"/>	Arnés torácico anterior (em H) <i>(não está disponível com altura de encosto de 15 cm, tam.S)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JZ9407E	JZ9400E	J3HRNCOHS	J3HRNCOHM	81,82 €																													
<div style="text-align: center;"> <p>Dimensões do arnés torácico anterior (em H)</p>  <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>XXS</th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25.5 cm</td> <td>27.5 cm</td> <td>30.8 cm</td> <td>35.8 cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>17.5 cm</td> <td>20 cm</td> <td>22.5 cm</td> <td>27.5 cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>12.5 cm</td> <td>14.5 cm</td> <td>16.3 cm</td> <td>24.5 cm</td> </tr> </tbody> </table> </div>												XXS	XS	S	M	A	25.5 cm	27.5 cm	30.8 cm	35.8 cm	B	17.5 cm	20 cm	22.5 cm	27.5 cm	C	12.5 cm	14.5 cm	16.3 cm	24.5 cm									
	XXS	XS	S	M																																			
A	25.5 cm	27.5 cm	30.8 cm	35.8 cm																																			
B	17.5 cm	20 cm	22.5 cm	27.5 cm																																			
C	12.5 cm	14.5 cm	16.3 cm	24.5 cm																																			
ACESSÓRIOS E CUNHAS DE POSICIONAMENTO						Quantidade	PVP (unidade)																																
J3SPNCRS	<input type="checkbox"/> Cunha retangular curva							31,31 €																															
J3SPNFLS	<input type="checkbox"/> Cunha retangular plana							31,31 €																															
J3SPNLLS	<input type="checkbox"/> Cunha semi-circular lateral							20,87 €																															
J3SPNSBB	<input type="checkbox"/> Bolsa de relene pequena							56,36 €																															
J3SPNLBB	<input type="checkbox"/> Bolsa de relene grande							56,36 €																															
J3SPNPLP	<input type="checkbox"/> Cunha pélvica lateral							29,21 €																															
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largo</td> <td>Cunha curva 25cm</td> <td>Cunha plana 25 cm</td> <td>Cunha semi-circular 6 cm</td> <td>Bolsa pequena 15 cm</td> <td>Bolsa grande 25 cm</td> <td>Cunha pélvica lateral 13.3 cm</td> </tr> <tr> <td>Altura</td> <td>10 cm</td> <td>10 cm</td> <td>10.8 cm</td> <td>11,3 cm</td> <td>8 cm</td> <td>9 cm</td> </tr> <tr> <td>Prof.</td> <td>1.3 cm</td> <td>0.8 cm</td> <td>1.3 cm</td> <td>2 cm</td> <td>2 cm</td> <td>2 cm</td> </tr> </tbody> </table>								Largo	Cunha curva 25cm	Cunha plana 25 cm	Cunha semi-circular 6 cm	Bolsa pequena 15 cm	Bolsa grande 25 cm	Cunha pélvica lateral 13.3 cm	Altura	10 cm	10 cm	10.8 cm	11,3 cm	8 cm	9 cm	Prof.	1.3 cm	0.8 cm	1.3 cm	2 cm	2 cm	2 cm										
																																							
Largo	Cunha curva 25cm	Cunha plana 25 cm	Cunha semi-circular 6 cm	Bolsa pequena 15 cm	Bolsa grande 25 cm	Cunha pélvica lateral 13.3 cm																																	
Altura	10 cm	10 cm	10.8 cm	11,3 cm	8 cm	9 cm																																	
Prof.	1.3 cm	0.8 cm	1.3 cm	2 cm	2 cm	2 cm																																	
REPOSIÇÕES						<i>(Ver tamanhos disponíveis no quadro da primeira página)</i>					PVP Rec.																												
J3EUCHRDW	<input type="checkbox"/> Encaixes compactos para o encosto Jay Zip (encaixes tubo cadeira)							149,89 €																															
120979E	<input type="checkbox"/> Encaixes para o encosto Jay Zip (modelo antigo, com corda)							125,28 €																															
JZIZEUCHRDWS	<input type="checkbox"/> Hardware compacto carcaça							205,71 €																															
JZIZEUCHRDWC	<input type="checkbox"/> Funda protetora hardware							13,71 €																															
CJZIPBBK__	<input type="checkbox"/> Funda exterior extra, cor preto							104,54 €																															
Importante: Por favor indique na referência da funda a largura e o tamanho correspondente à altura do encosto: S, M T ou X Exemplo: referência funda CJZIPB BK 25 M <encosto largura=25 cm altura=20 cm (tam. M)																																							
CJZIPBBL__	<input type="checkbox"/> Funda exterior extra, cor azul							104,54 €																															
Importante: Por favor indique na referência da funda a largura e o tamanho correspondente à altura do encosto: S, M T ou X Exemplo: referência funda CJZIPB BL 25 M <encosto largura=25 cm altura=20 cm (tam.M)																																							
CJZIPBPK__	<input type="checkbox"/> Funda exterior extra, cor rosa							104,54 €																															
Importante: Por favor indique na referência da funda a largura e o tamanho correspondente à altura do encosto: S, M T ou X Exemplo: referência funda CJZIPB PK 25 M <encosto largura=25 cm altura=20 cm (Tam.M)																																							
CJZIPB__	<input type="checkbox"/> Funda interior extra, resistente à humidade							96,50 €																															
Importante: Por favor indique na referência da funda a largura e o tamanho correspondente à altura do encosto: S, M T ou X Exemplo: referência funda CJZIPB 25 M <encosto largura=25 cm altura=20 cm (Tam.M)																																							
Encosto Jay Zip - Preço base									€																													
Preço acessórios									€																													
Preço total									€																													

