



Facturado a:
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Enviado a :
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Folha de Pedido:
Nº de pedido de Sunrise:



● = Standard □ = Opção com custo ○ = Opção sem custo

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Peso máx. utilizador Tamanho 1: 30 kg
Peso máx. utilizador Tamanho 2: 35 kg
Peso máx. utilizador Tamanho 3: 40 kg
Peso máx. utilizador Tamanho 4: 50 kg

EQUIPAMENTO STANDARD

Sistema de assento acolchoado PAL.
Cadeira de atividades em madeira com profundidade de assento ajustável, regulação em altura mediante ajuste das 4 pernas, encosto ajustável em ângulo e apoios de braços incluídos ajustáveis em altura.
Inclui como standard cinto pélvico de 2 pontos ajustável.

PVP

MONTAGEM ACESSÓRIOS LECKEY

2B-CONFIG □ Produto montado - o equipamento e os acessórios selecionados na folha de pedido serão montados na produção da Leckey Sob consulta

LECKEY PAL SEAT - SELECÇÃO TAMANHO E COR

TAMANHO 1. CRIANÇAS COM 1-3 ANOS. ALTURA UTILIZADOR 70-95 CMS

135-1600-01 □ Cadeira PAL - Tamanho 1 - Verde 764,61 €

135-1600-03 □ Cadeira PAL - Tamanho 1 - Azul 764,61 €

TAMANHO 2. CRIANÇAS COM 2-5 ANOS. ALTURA UTILIZADOR DE 90-105 CMS

135-2600-01 □ Cadeira PAL - Tamanho 2 - Verde 764,61 €

135-2600-03 □ Cadeira PAL - Tamanho 2 - Azul 764,61 €

TAMANHO 3. CRIANÇAS COM 4-8 ANOS. ALTURA UTILIZADOR DE 100-130 CMS

135-3600-01 □ Cadeira PAL - Tamanho 3 - Verde 868,14 €

135-3600-03 □ Cadeira PAL - Tamanho 3 - Azul 868,14 €

TAMANHO 4. CRIANÇAS COM 7-12 ANOS. ALTURA UTILIZADOR DE 120-160 CMS

135-4600-01 □ Cadeira PAL - Tamanho 4 - Verde 977,34 €

135-4600-03 □ Cadeira PAL - Tamanho 4 - Azul 977,34 €

ACESSÓRIOS

ESTOFO PÉLVICO AMOLFADADO

135-1635-01 □ Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 1 - Verde 98,47 €

135-1635-03 □ Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 1 - Azul 98,47 €

135-2635-01 □ Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 2 - Verde 98,47 €

135-2635-03 □ Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 2 - Azul 98,47 €

135-3635-01 □ Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 3-4 - Verde 98,47 €

135-3635-03 □ Estofa pélvico almofadado 25mm (par) - Tamanho 3-4 - Azul 98,47 €

135-1654-01 □ Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 1 - Verde 98,47 €

135-1654-03 □ Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 1 - Azul 98,47 €

135-2654-01 □ Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 2 - Verde 98,47 €

135-2654-03 □ Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 2 - Azul 98,47 €

135-3654-01 □ Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 3-4 - Verde 98,47 €

135-3654-03 □ Estofa pélvico almofadado 50mm (par) - Tamanho 3-4 - Azul 98,47 €


Leckey PAL

● = Standard □ = Opção com custo ○ = Opção sem custo

		PVP
ESTOFO DE ASSENTO ALMOFADADO EM FORMA DE CUNHA		
135-1651-01	<input type="checkbox"/> Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 1 - Verde	66,03 €
135-1651-03	<input type="checkbox"/> Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 1 - Azul	66,03 €
135-2651-01	<input type="checkbox"/> Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 2 - Verde	66,03 €
135-2651-03	<input type="checkbox"/> Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 2 - Azul	66,03 €
135-3651-01	<input type="checkbox"/> Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 3 - Verde	66,03 €
135-3651-03	<input type="checkbox"/> Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 3 - Azul	66,03 €
135-4651-01	<input type="checkbox"/> Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 4 - Verde	78,78 €
135-4651-03	<input type="checkbox"/> Estofado de assento almofadado em forma de cunha - Tamanho 4 - Azul	78,78 €
TACO ABDUCTOR		
135-1602-01	<input type="checkbox"/> Taco Abductor - Tamanho 1 - Verde	130,91 €
135-1602-03	<input type="checkbox"/> Taco Abductor - Tamanho 1 - Azul	130,91 €
135-3602-01	<input type="checkbox"/> Taco Abductor - Tamanho 2-3-4 - Verde	130,91 €
135-3602-03	<input type="checkbox"/> Taco Abductor - Tamanho 2-3-4 - Azul	130,91 €
PLACA PARA PÉS		
135-1603	<input type="checkbox"/> Placa para pés - Tamanho 1	98,47 €
135-2603	<input type="checkbox"/> Placa para pés - Tamanho 2	98,47 €
135-3603	<input type="checkbox"/> Placa para pés - Tamanho 3	98,47 €
135-4603	<input type="checkbox"/> Placa para pés - Tamanho 4	98,47 €
OPÇÕES DE CHASSIS		
135-1604	<input type="checkbox"/> Perna com suporte fixo/baloiço* - Tamanho 1	98,47 €
135-2604	<input type="checkbox"/> Perna com suporte fixo/baloiço* - Tamanho 2	98,47 €
135-3604	<input type="checkbox"/> Perna com suporte fixo/baloiço* - Tamanho 3	98,47 €
135-4604	<input type="checkbox"/> Perna com suporte fixo/baloiço* - Tamanho 4	98,47 €
<i>*A mesma base estabiliza ou oscila de acordo com a orientação em que se adapta à cadeira.</i>		
135-1610	<input type="checkbox"/> Perna com suporte e rodízios - Tamanho 1	196,95 €
135-2610	<input type="checkbox"/> Perna com suporte e rodízios - Tamanho 2	196,95 €
135-3610	<input type="checkbox"/> Perna com suporte e rodízios - Tamanho 3	196,95 €
135-4610	<input type="checkbox"/> Perna com suporte e rodízios - Tamanho 4	196,95 €
MESA DE TERAPIA / ESTOFO ALMOFADADO (ajustável em profundidade)		
135-1620	<input type="checkbox"/> Mesa de terapia PAL - Tamanho 1	254,87 €
135-2620	<input type="checkbox"/> Mesa de terapia PAL - Tamanho 2	254,87 €
135-3620	<input type="checkbox"/> Mesa de terapia PAL - Tamanho 3	254,87 €
135-4620	<input type="checkbox"/> Mesa de terapia PAL - Tamanho 4	254,87 €
135-1656	<input type="checkbox"/> Estofado almofadado para mesa de terapia - Tamanho 1	113,53 €
135-2656	<input type="checkbox"/> Estofado almofadado para mesa de terapia - Tamanho 2	113,53 €
135-3656	<input type="checkbox"/> Estofado almofadado para mesa de terapia - Tamanho 3	113,53 €
135-4656	<input type="checkbox"/> Estofado almofadado para mesa de terapia - Tamanho 4	113,53 €

Dados técnicos

Tamanhos	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3	Tamanho 4
Idade	1- 3 anos	2-5 anos	4-8 anos	7-12 anos
Estatura do utilizador	700-950 mm	900-1050 mm	1000-1300 mm	1200-1600 mm
Altura de assento (SH)	160-240 mm	185-285 mm	250-350 mm	300-400 mm
Profundidade assento (SD)	180-240 mm	220-290 mm	250-330 mm	300-400 mm
Largura assento (SW)	150-250 mm	170-270 mm	230-330 mm	280-380 mm
Altura encosto (BH)	265 mm	315 mm	380 mm	450 mm
Ângulo encosto	de -95° a +105 °	de -95° a +105 °	de -95° a +105 °	de -95° a +105 °
Peso do modelo standard	4,35 kg	6 kg	8,15 kg	10 kg
Peso máx. do utilizador	30 kg	35 kg	40 kg	50 kg
Altura apoio de braços	120-150 mm	140-170 mm	180-230 mm	190-240 mm





Verde



Azul



4 pernas



Perna com rodízios



Perna com suporte



Placa para pés



Estofa pélvico almofadado



Mesa de terapia



Taco Abductor



Estofa de assento almofadado em cunha