



Faturado a:
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
Tel: Fax:

Enviado a :
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
Tel: Fax:

Data de encomenda:
Nº de pedido de Sunrise:



● = Standard □ = Opção com custo ○ = Opção sem custo

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA









Peso máx. utilizador Tamanho 1: 25 kg
Peso máx. utilizador Tamanho 2: 50 kg
Peso máx. utilizador Tamanho 3: 80 kg

		PVP
EQUIPAMENTO STANDARD		
Andarilho com suporte ombros posterior e arnês de ombros ajustável		
Armação inteligente com <u>rodas multifunções</u>		
MONTAGEM ACESSÓRIOS LECKEY		
2B-CONFIG	<input type="checkbox"/> Produto montado - o equipamento e os acessórios selecionados na folha de pedido serão montados na produção da Leckey	<i>Sob consulta</i>
ANDARILHO MYWAY + (selecionar base de mobilidade + arnês)		
Base de Mobilidade andarilho Myway+ <i>Selecione o tamanho abaixo</i>		
209-1600	<input type="checkbox"/> Base de Mobilidade MyWay+ Tamanho 1 - Para crianças de 1 a 5 anos	2.553,34 €
209-2600	<input type="checkbox"/> Base de Mobilidade MyWay+ Tamanho 2 - Para crianças de 4 a 11 anos	2.924,06 €
209-3600	<input type="checkbox"/> Base de Mobilidade MyWay+ Tamanho 3 - Para crianças de 9 a 16 anos	3.037,59 €
Arnês para andarilho Myway+ <i>Selecione o tamanho abaixo</i>		
173-4100-04	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 1 Roxo - Utilizadores de 1 a 4 anos, Cintura 460 a 560 mm	217,80 €
173-4200-07	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 2 Verde - Utilizadores de 2 a 6 anos, Cintura 500 a 600 mm	217,80 €
173-4300-02	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 3 Azul - Utilizadores de 5 a 9 anos, Cintura 550 a 650 mm	239,81 €
173-4400-09	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 4 Vermelho - Utilizadores de 8 a 12 anos, Cintura 600 a 700 mm	262,98 €
173-4500-06	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 5 Laranja - Utilizadores de 12 a 15 anos, Cintura 700 a 800 mm	297,74 €
173-4600-08	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 6 Cinzento - Utilizadores de 16 a 18 anos, Cintura 800 a 900 mm	297,74 €
173-1800	<input type="checkbox"/> Cintas para grua (Tamanho único)	95,00 €
ACESSÓRIOS		
APOIO DE CABEÇA		
173-1680	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça MyWay Plano (Tamanho único)	135,54 €
209-1680	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça MyWay+ Complex (Tamanho único)	364,00 €
APOIO DE BRAÇOS		
209-1667	<input type="checkbox"/> Apoio de braços regulável em altura e extraível Tamanho 1 (para MyWay+ Tamanho 1) (par)	195,00 €
209-2667	<input type="checkbox"/> Apoio de braços regulável em altura e extraível Tamanho 2 (para MyWay+ Tamanho 2) (par)	195,00 €
209-3667	<input type="checkbox"/> Apoio de braços regulável em altura e extraível Tamanho 3 (para MyWay+ Tamanho 3) (par)	195,00 €



Leckey MyWay+

● = Standard ○ = Opção com custo □ = Opção sem custo

			PVP	
209-1740	<input type="checkbox"/>	Apoio de braços Complex com punho em esfera Tamanho 1 (para MyWay+ Tam.1) (par)		750,00 €
209-2740	<input type="checkbox"/>	Apoio de braços Complex com punho em esfera Tamanho 2 (para MyWay+ Tam.2) (par)		780,00 €
209-3740	<input type="checkbox"/>	Apoio de braços Complex com punho em esfera Tamanho 3 (para MyWay+ Tam.3) (par)		795,00 €
209-1319	<input type="checkbox"/>	Punho cilindro (par) - Só para apoio de braços Complex		50,00 €
ASA PARA ACOMPANHANTE				
209-1691	<input type="checkbox"/>	Asa para acompanhante MyWay+ Tamanho 1 (para MyWay+ Tamanho 1)		200,00 €
209-2691	<input type="checkbox"/>	Asa para acompanhante MyWay+ Tamanho 2 (para MyWay+ Tamanho 2 e Tamanho 3)		200,00 €
GUIAS DE TORNOZELOS				
209-1700	<input type="checkbox"/>	Guias de tornozelos MyWay+ Tamanho 1 (para MyWay+ Tamanho 1) (par)		190,00 €
209-2700	<input type="checkbox"/>	Guias de tornozelos MyWay+ Tamanho 2 (para MyWay+ Tamanho 2) (par)		190,00 €
209-3700	<input type="checkbox"/>	Guias de tornozelos MyWay+ Tamanho 3 (para MyWay+ Tamanho 3) (par)		190,00 €
SELIM				
173-1671	<input type="checkbox"/>	Selim MyWay Tamanho 1 (Recomendado para MyWay+ Tamanho 1 e Tamanho 2)		214,32 €
173-2671	<input type="checkbox"/>	Selim MyWay Tamanho 2 (Recomendado para MyWay+ Tamanho 2 e Tamanho 3)		214,32 €
209-1671	<input type="checkbox"/>	Selim Estreito MyWay+ Tamanho 1 (Recomendado para MyWay+ Tamanho 1 e 2)		230,00 €
209-2671	<input type="checkbox"/>	Selim Estreito MyWay+ Tamanho 2 (Recomendado para MyWay+ Tamanho 2 e 3)		230,00 €
209-1679	<input type="checkbox"/>	Cunha abduutora Tamanho 1 (só com selim estreito Tamanho 1)		115,00 €
209-2679	<input type="checkbox"/>	Cunha abduutora Tamanho 2 (só com selim estreito Tamanho 2)		125,00 €
209-3679	<input type="checkbox"/>	Cunha abduutora Tamanho 3 (só com selim estreito Tamanho 3)		135,00 €
PEDALEIRA MYWAY				
173-1750	<input type="checkbox"/>	Pedaleira Myway con Smart Tech <i>Para Myway+ Tamanhos 2 e 3.</i> <i>IMPORTANTE seleccionar abaixo o tamanho das sandálias e fixações para o tornozelo</i>		838 €
152-1600	<input type="checkbox"/>	Sandálias Pequenas - 172 x 95 x 64mm		127,44 €
152-2600	<input type="checkbox"/>	Sandálias Médias - 210 x 114 x 77mm		136,70 €
152-3600	<input type="checkbox"/>	Sandálias Grandes - 255 x 133 x 89mm		143,65 €
173-2305	<input type="checkbox"/>	Fixações para o tornozelo Tamanho Pequeno <i>(Uso com sandálias, recomendado para suporte do calcanhar durante a pedalada)</i>		131,04 €
173-3305	<input type="checkbox"/>	Fixações para o tornozelo Tamanho Grande <i>(Uso com sandálias, recomendado para suporte do calcanhar durante a pedalada)</i>		131,04 €
				<p>Para mais informação visite a nossa página web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2023 2/2</p>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dados técnicos da base	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3
Idade aprox.	1 a 5 anos	4 a 11 anos	9 a 16 anos
Altura de ombros (até ao solo)	590 a 870 mm	870 a 1190 mm	1070 a 1490 mm
Altura do selim (interior de pernas)	240 a 410 mm	400 a 610 mm	550 a 810 mm
Peso máx. utilizador	25 kg	50 kg	80 kg
Peso da armação	14 kg (A armação do tamanho 1 e o suporte postural superior não são separáveis)	7,5 kg	11 kg
Peso da unidade de apoio superior		10 kg	11 kg
Largura total armação	570 mm	670 mm	720 mm
Comprimento total armação	840 mm	930 mm	1180 mm

Tamanhos de arnês

	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3	Tamanho 4	Tamanho 5	Tamanho 6
Cor	Roxo	Verde	Azul	Vermelho	Laranja	Cinzento
Idade aprox.	1 a 4 anos	2 a 6 anos	5 a 9 anos	8 a 12 anos	12 a 15 anos	Ate 16 anos
Cinto ao nível do umbigo	46 a 56 cm	50 a 60 cm	55 a 65 cm	60 a 70 cm	70 a 80 cm	80 a 90 cm
Peso máx. utilizador	50 kg	50 kg	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg

Pedaleira MyWay

	Para andarilho Myway Tam. 2	Para andarilho Myway Tam. 3
Altura de ombros	770 a 1090 mm	970 a 1390 mm