



Facturado a:  
Nome:  
Morada:  
Localidade: Código postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Enviado a:  
Nome:  
Morada:  
Localidade: Código postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Folha de Pedido:  
Nº de pedido de Sunrise:



● = Standard    □ = Opção com custo    ○ = Opção sem custo

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Peso máx. utilizador Tamanho 1: 50 kg  
Peso máx. utilizador Tamanho 2: 60 kg

			PVP
<b>EQUIPAMENTO STANDARD</b>			
<b>MYGO STANDER inclui como standard:</b>			
* Ajuste de ângulo manual progressivo (manual Linear Drive)			
* Patins individuais, reguláveis em altura e ângulo			
* Suportes para joelhos unitários de PU, ajustáveis em altura e em ângulo			
* Suporte de anca de PU			
* Suporte peitoral de PU			
* 4 rodas guiáveis com travão			
<b>MONTAGEM ACESSÓRIOS LECKEY</b>			
2B-CONFIG	<input type="checkbox"/>	Produto montado - o equipamento e os acessórios selecionados na folha de pedido serão montados na produção da Leckey	Sob consulta
<b>BIPEDESTADOR/PLANO INCLINADO SUPINO/PRONO</b>			
143-1600	<input type="checkbox"/>	Mygo Stander - Tamanho 1	2.051,71 €
143-2600	<input type="checkbox"/>	Mygo Stander - Tamanho 2	2.051,71 €
<b>CORES DO ESTOFO</b>			
<b>Inclui estofa para peito, anca e joelhos</b>			
143-1770-07	<input type="checkbox"/>	Estofa Mygo Stander - Tamanho 1 - Cor-de-laranja	196,56 €
143-1770-08	<input type="checkbox"/>	Estofa Mygo Stander - Tamanho 1 - Azul	196,56 €
143-1770-09	<input type="checkbox"/>	Estofa Mygo Stander - Tamanho 1 - Cor-de-rosa	196,56 €
143-2770-07	<input type="checkbox"/>	Estofa Mygo Stander - Tamanho 2 - Cor-de-laranja	196,56 €
143-2770-08	<input type="checkbox"/>	Estofa Mygo Stander - Tamanho 2 - Azul	196,56 €
143-2770-09	<input type="checkbox"/>	Estofa Mygo Stander - Tamanho 2 - Cor-de-rosa	196,56 €
<b>FIXAÇÃO PÉLVICA</b>			
<b>Selecione cinto para desrotação de anca, suportes pélvicos ou suporte posterior pélvico</b>			
<b>CINTO PARA DESROTAÇÃO DE ANCA</b>			
143-1783-07	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Supino - Tamanho 1 - Cor-de-laranja	Inclui suporte 163,80 €
143-1783-08	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Supino - Tamanho 1 - Azul	Inclui suporte 163,80 €
143-1783-09	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Supino - Tamanho 1 - Cor-de-rosa	Inclui suporte 163,80 €
143-2783-07	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Supino - Tamanho 2 - Cor-de-laranja	Inclui suporte 191,10 €
143-2783-08	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Supino - Tamanho 2 - Azul	Inclui suporte 191,10 €
143-2783-09	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Supino - Tamanho 2 - Cor-de-rosa	Inclui suporte 191,10 €
143-3783-07	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Supino - Tamanho 3 - Cor-de-laranja	Inclui suporte 212,94 €
143-3783-08	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Supino - Tamanho 3 - Azul	Inclui suporte 212,94 €
143-3783-09	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Supino - Tamanho 3 - Cor-de-rosa	Inclui suporte 212,94 €
143-1798-07	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Prono - Tamanho 1 - Cor-de-laranja	Inclui suporte 163,80 €
143-1798-08	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Prono - Tamanho 1 - Azul	Inclui suporte 163,80 €
143-1798-09	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Prono - Tamanho 1 - Cor-de-rosa	Inclui suporte 163,80 €
143-2798-07	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Prono - Tamanho 2 - Cor-de-laranja	Inclui suporte 191,10 €
143-2798-08	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Prono - Tamanho 2 - Azul	Inclui suporte 191,10 €
143-2798-09	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Prono - Tamanho 2 - Cor-de-rosa	Inclui suporte 191,10 €
143-3798-07	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Prono - Tamanho 3 - Cor-de-laranja	Inclui suporte 212,94 €
143-3798-08	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Prono - Tamanho 3 - Azul	Inclui suporte 212,94 €
143-3798-09	<input type="checkbox"/>	Cinto para desrotação de anca em Prono - Tamanho 3 - Cor-de-rosa	Inclui suporte 212,94 €

# Mygo Stander

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo

			PVP
<b>SUPORTES PÉLVICOS LATERAIS</b>			
143-1663	□	Suportes Pélvicos (para cinto)	97,31 €
143-1775-14	□	Cinto pélvico - Tamanho 1 - Antibacteriano (preto) <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-1780-07	□	Cinto pélvico - Tamanho 1 - Cor-de-laranja <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-1780-08	□	Cinto pélvico - Tamanho 1 - Azul <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-1780-09	□	Cinto pélvico - Tamanho 1 - Cor-de-rosa <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-2775-14	□	Cinto pélvico - Tamanho 2 - Antibacteriano (preto) <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-2780-07	□	Cinto pélvico - Tamanho 2 - Cor-de-laranja <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-2780-08	□	Cinto pélvico - Tamanho 2 - Azul <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-2780-09	□	Cinto pélvico - Tamanho 2 - Cor-de-rosa <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-3775-14	□	Cinto pélvico - Tamanho 3 - Antibacteriano (preto) <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-3780-07	□	Cinto pélvico - Tamanho 3 - Cor-de-laranja <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-3780-08	□	Cinto pélvico - Tamanho 3 - Azul <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
143-3780-09	□	Cinto pélvico - Tamanho 3 - Cor-de-rosa <i>Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto</i>	152,88 €
<b>CINTOS PARA JOELHOS</b>			
143-1776-07	□	Cintos standard para joelhos - Tamanho 1 - Cor-de-laranja	87,36 €
143-1776-08	□	Cintos standard para joelhos - Tamanho 1 - Azul	87,36 €
143-1776-09	□	Cintos standard para joelhos - Tamanho 1 - Cor-de-rosa	87,36 €
143-1776-14	□	Cintos standard para joelhos - Tamanho 1 - Antibacteriano (preto)	87,36 €
143-2776-07	□	Cintos standard para joelhos - Tamanho 2 - Cor-de-laranja	109,20 €
143-2776-08	□	Cintos standard para joelhos - Tamanho 2 - Azul	109,20 €
143-2776-09	□	Cintos standard para joelhos - Tamanho 2 - Cor-de-rosa	109,20 €
143-2776-14	□	Cintos standard para joelhos - Tamanho 2 - Antibacteriano (preto)	109,20 €
143-1784-07	□	Cintos divididos para joelhos - Tamanho Único - Cor-de-laranja	141,96 €
143-1784-08	□	Cintos divididos para joelhos - Tamanho Único - Azul	141,96 €
143-1784-09	□	Cintos divididos para joelhos - Tamanho Único - Cor-de-rosa	141,96 €
143-1690	□	Extensão altura de joelhos, par	54,38 €
<b>ACESSÓRIOS PATINS</b>			
152-1600	□	Sandálias Reguláveis com cinto Pequenas - Par - 172 x 95 x 64mm	127,44 €
152-2600	□	Sandálias Reguláveis com cinto Médias - Par - 210 x 114 x 77mm	136,70 €
152-3600	□	Sandálias Reguláveis com cinto Grandes - Par -255 x 133 x 89mm	143,65 €
LHZ/1/100	□	Sandálias - Tam. 1 (190x96mm), abertas atrás	179,57 €
LHZ/2/100	□	Sandálias - Tam. 2 (225x106mm), abertas atrás	179,57 €
LHZ/3/100	□	Sandálias Tam. 3 (260x116mm), abertas atrás	179,57 €
AH01	□	Ankle Huggers	131,04 €
173-2305	□	Fixações para tornozelo Tam. Pequeno <i>(Usar com sandálias)</i>	131,04 €
173-3305	□	Fixações para tornozelo Tam. Grande <i>(Usar com sandálias)</i>	54,60 €
143-1615	□	Elevadores para Sandálias 2,5 cm - Unidade	
<b>SUPORTES DE TRONCO</b>			
143-1619	□	Suporte lateral fixo para cinto torácico - Tamanho 1 - Par	90,48 €
143-2619	□	Suporte lateral fixo para cinto torácico - Tamanho 2 - Par	90,48 €
143-1675	□	Suporte lateral abatível para cinto torácico - Par	194,19 €
143-1673	□	Placa lateral articulada multifunção - Vertical direita <i>Com almofada, impossível com cinto.</i>	163,14 €
143-1674	□	Placa lateral articulada multifunção - Vertical esquerda <i>Com almofada, impossível com cinto.</i>	163,14 €
<b>ACESSÓRIOS PARA SUPORTES DE TRONCO</b>			
143-1775-14	□	Cinto torácico - Tamanho 1 - Antibacteriano (preto) <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-1780-07	□	Cinto torácico - Tamanho 1 - Cor-de-laranja <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-1780-08	□	Cinto torácico - Tamanho 1 - Azul <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-1780-09	□	Cinto torácico - Tamanho 1 - Cor-de-rosa <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-2775-14	□	Cinto torácico - Tamanho 2 - Antibacteriano (preto) <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-2780-07	□	Cinto torácico - Tamanho 2 - Cor-de-laranja <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-2780-08	□	Cinto torácico - Tamanho 2 - Azul <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-2780-09	□	Cinto torácico - Tamanho 2 - Cor-de-rosa <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-3775-14	□	Cinto torácico - Tamanho 3 - Antibacteriano (preto) <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-3780-07	□	Cinto torácico - Tamanho 3 - Cor-de-laranja <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-3780-08	□	Cinto torácico - Tamanho 3 - Azul <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
143-3780-09	□	Cinto torácico - Tamanho 3 - Cor-de-rosa <i>Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico</i>	152,88 €
			Para mais informação visite a nossa página web <a href="http://www.SunriseMedical.pt">www.SunriseMedical.pt</a>
			© Sunrise Medical 2023 2/3


# Mygo Stander

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo


			PVP
<b>SUPOORTE PARA OMBROS AJUSTÁVEL</b> <i>(Seleção essencial para colocar o Apoio de Cabeça)</i>			
			<i>(selecione suporte e cor de almofada)</i>
143-1638	<input type="checkbox"/>	Suporte de ombros	<i>Sem estofo</i> 145,97 €
<b>Selecione uma cor de almofada</b>			
143-1768-07	<input type="checkbox"/>	Estofo para suporte de ombros - Cor-de-laranja	63,07 €
143-1768-08	<input type="checkbox"/>	Estofo para suporte de ombros - Azul	63,07 €
143-1768-09	<input type="checkbox"/>	Estofo para suporte de ombros - Cor-de-rosa	63,07 €
<b>COLETE PARA SUPORTE ANTERIOR DE TRONCO</b>			
155-N001-L600	<input type="checkbox"/>	Colete Mariposa Dinâmico Pequeno	169,26 €
155-N001-L601	<input type="checkbox"/>	Colete Mariposa Dinâmico Médio	169,26 €
155-N001-L602	<input type="checkbox"/>	Colete Mariposa Dinâmico Grande	169,26 €
155-N001-L603	<input type="checkbox"/>	Colete Mariposa Dinâmico XL	202,02 €
<b>APOIO DE CABEÇA</b> <i>(Necessário selecionar o suporte de ombros para a sua colocação)</i>			
<b>Apoio de cabeça com contorno</b>			
117-699-05	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça com contorno occipital com almofada	174,72 €
117-699-05VIN	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça com contorno occipital com almofada em vinil	174,72 €
<b>Apoio de cabeça plano</b>			
117-851-05	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça plano com almofada	137,59 €
117-851-05VIN	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça plano com almofada em vinil	137,59 €
120-893-05	<input type="checkbox"/>	Suporte lateral para apoio de cabeça plano com capa	108,93 €
120-893-05VIN	<input type="checkbox"/>	Suporte lateral para apoio de cabeça plano com capa em vinil	108,93 €
117-449	<input type="checkbox"/>	Espaçador de madeira 8" para braços Pro	64,21 €
<b>Whitmyer – Só com braços LINX e PRO</b>			
<b>Consultar a folha de pedido do apoio de cabeça do Whitmyer e Heads Up para seleção de almofadas e braço</b>			
<b>MESA DE TERAPIA</b>			
143-1609	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia Mygo Stander - Tamanho 1	252,25 €
143-2609	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia Mygo Stander - Tamanho 2	252,25 €
143-1633	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia com cavidade - Tamanho 1	286,66 €
143-2633	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia com cavidade - Tamanho 2	286,66 €
143-1649	<input type="checkbox"/>	Arco de fixação para mesa de terapia	194,93 €

## Dados técnicos

	Tamanho 1	Tamanho 2
Idade aproximada	De 4 a 10 anos	De 8 a 16 anos
Estatura utilizador	De 1080 a 1450 mm	De 1350 a 1700 mm
Peso máx. utilizador	50 kg	60 kg
Altura de suporte torácico (paleta patins à axila)	de 760 a 1080 mm	de 980 a 1300 mm
Largura peitoral (distância entre laterais)	de 160 a 280 mm	de 200 a 320 mm
Altura suporte de anca (paleta patins a metade da nádega)	de 460 a 730 mm	de 620 a 875 mm
Largura de anca (distância entre suportes pélvicos)	de 220 a 330 mm	de 280 a 390 mm
Ângulo de patins	de -10° a +10°	de -10° a +10°
Ângulo de joelho máximo	25°	25°
Ajuste em altura da mesa	0-150 mm	0-150 mm
Ajuste em ângulo da mesa	45°	45°
Peso	22 kg	25 kg
<b>Basculação (ângulo de inclinação do produto)</b>		
Posição de Prono	0-80°	0-80°
Posição Supina	0-80°	0-80°
<b>Medidas do bipedestador</b>		
Comprimento	978 mm	1130 mm
Largura	630 mm	650 mm
<b>Cinto Mygo Stander</b>		
	<b>Máximo (mm)</b>	<b>Mínimo (mm)</b>
Tamanho 1 Supino 143-1783-xx	(A)250 x (B)180	(A)200 x (B)130
Tamanho 2 Supino 143-2783-xx	(A)370 x (B)260	(A)300 x (B)170
Tamanho 3 Supino 143-3783-xx	(A)450 x (B)330	(A)400 x (B)300
Tamanho 1 Prono 143-1798-xx	(A)260 x (B)150	(A)220 x (B)120
Tamanho 2 Prono 143-2798-xx	(A)360 x (B)130	(A)270 x (B)120
Tamanho 3 Prono 143-3798-xx	(A)450 x (B)260	(A)420 x (B)220



IMAGENS



Cor-de-laranja



Azul



Cor-de-rosa



Antibacteriano (preto)



Estofos



Cinto desrotação de anca em Supino



Cinto desrotação de anca em Prono



Suportes Pélvicos



Cinto Torácico / Pélvico



Cintos standard para joelhos



Cintos divididos para joelhos



Extensão altura de joelhos



Sandália s

IMAGENS



*Suporte Lateral fixo*



*Suporte Lateral abatível*



*Suporte Articulado Vertical*



*Suporte ombros*



*Estofa para suporte de ombros*



*Apoio de cabeça*



*Mesa*



*Mesa com cavidade*



*Arco de fixação*