



Facturado a:
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Enviado a:
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Folha de Pedido:
Nº de pedido de Sunrise:



● = Standard □ = Opção com custo ○ = Opção sem custo

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Peso máx. utilizador Tamanho 1: 60kg
Peso máx. utilizador Tamanho 2: 80kg
Peso máx. utilizador Tamanho 3: 90kg

EQUIPAMENTO STANDARD

PRONESTANDER inclui como standard:

- * Estrutura robusta em aço com elementos em madeira
- * Base de mobilidade com 4 rodas e guias de bloqueio
- * Apoio torácico ajustável com cinto
- * Placas para joelhos de PU
- * Bandeja ajustável em ângulo com tampa e tigela de atividades

Nota: Não inclui cinto pélvico e nem as sandálias. Por favor, selecionar abaixo


Ajustável em PRONO desde 45° a 85° em 5 posições

		PVP
MONTAGEM ACESSÓRIOS LECKEY		
2B-CONFIG	<input type="checkbox"/> Produto montado - o equipamento e os acessórios selecionados na folha de pedido serão montados na produção da Leckey	Sob consulta
BIPEDESTADOR - SELECIONE TAMANHOS		
LPS/1-MW	<input type="checkbox"/> Pronestander Tamanho 1 para crianças com aprox. 1,5 a 5 anos - Cor Verde	1.621,88 €
LPS/2-MB	<input type="checkbox"/> Pronestander Tamanho 2 para crianças com aprox. 4 a 10 anos - Cor Azul	1.761,68 €
LPS/3-MB	<input type="checkbox"/> Pronestander Tamanho 3 para crianças com aprox. 9 a 18 anos - Cor Azul	1.946,24 €
CINTO PÉLVICO (Não incluído)		
LPS/1/B-MW	<input type="radio"/> Cinto pélvico - Tamanho 1 - Verde	s/c
LPS/2/B-MB	<input type="radio"/> Cinto pélvico - Tamanho 2 - Azul	s/c
LPS/3/B-MB	<input type="radio"/> Cinto pélvico - Tamanho 3 - Azul	s/c
SUPORTES PARA OS PÉS (Não incluído)		
152-1600	<input type="checkbox"/> Sandálias Pequenas (Ver guia na pág.2 para medidas)	127,44 €
152-2600	<input type="checkbox"/> Sandálias Médias (Ver guia na pág.2 para medidas)	136,70 €
152-3600	<input type="checkbox"/> Sandálias Grandes (Ver guia na pág.2 para medidas)	143,65 €
LHZ/1/100	<input type="checkbox"/> Sandálias - Tamanho 1 (190x96mm), abertas atrás	179,57 €
LHZ/2/100	<input type="checkbox"/> Sandálias - Tamanho 2 (225x106mm), abertas atrás	179,57 €
LHZ/3/100	<input type="checkbox"/> Sandálias - Tamanho 3 (260x116mm), abertas atrás	179,57 €
AH01	<input type="checkbox"/> Ankle Huggers	144,81 €
173-2305	<input type="checkbox"/> Fixações para tornozelo Tam. Pequeno (Uso con sandálias)	131,04 €
173-3305	<input type="checkbox"/> Fixações para tornozelo Tam. Grande (Uso con sandálias)	131,04 €
120-816	<input type="checkbox"/> Elevador Sandália 2,5 cm (Unidade) (recomendado em dismetrias de perna)	77,62 €
SUPORTE DE JOELHOS ACOLCHOADO		
O suporte de joelhos incluído como série é de PU. Se quiser suporte de joelhos acolchoado e colorido, seleccione abaixo.		
LPS/1/K-MW	<input type="checkbox"/> Placas para joelhos - Tamanho 1 - Verde	162,19 €
LPS/2/K-MB	<input type="checkbox"/> Placas para joelhos - Tamanho 2 - Azul	162,19 €
LPS/3/K-MB	<input type="checkbox"/> Placas para joelhos - Tamanho 3 - Azul	162,19 €
LPS/4/K-MB	<input type="checkbox"/> Placas para joelhos - Tamanho 4 - Azul	162,19 €

Leckey Pronestander

DADOS TÉCNICOS

Dados técnicos	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3
Idade aproximada	1.5 a 5 anos	4 a 10 anos	9 a 18 anos
Estatura do utilizador	800 a 1151 mm	1100 a 1448 mm	1400 a 1849 mm
Peso máx. utilizador	60 Kg	80 Kg	90 Kg
Altura almofada torácica	470 a 680 mm	680 a 975 mm	975 a 1350 mm
Largura entre placas torácicas	152 a 254 mm	203 a 305 mm	254 a 356 mm
Ângulo de inclinação prono (da posição vertical em intervalos de 10 °)	De 0 a 40°	De 0 a 40°	De 0 a 40°
Dimensões da mesa	540 x 400 mm	590 x 425 mm	644 x 470 mm
Comprimento	820 mm	1070 mm	1270 mm
Largura	600 mm	650 mm	700 mm
Peso do produto	34 Kg	38 Kg	49 Kg



Talla	D mm	E mm	F mm
Pequena	172	64	95
Mediana	210	77	114
Grande	255	89	133

IMAGENS



Verde



Azul



Suporte de joelhos acolchoado



Cinto pélvico



Sandálias