

Q50R

Características standard

- Eletrónica VSI com caixa de controlo integrada
- Baterías de litio de 30 Amp
- Motores: 150 watts, sem escovas
- Velocidade: 6km/h
- Rodas dianteiras de 8" e traseiras de 12", maciças pretas
- Amortecimento duplo: traseiro e dianteiro
- Plataforma apoio de pés em alumínio
- Almofada: largura 43 cm, profundidade 45 cm, espessura 5 cm
- Apoios de braços abatíveis e com bloqueio de posição
- Antivolteio
- Cinto
- Guarda-lamas
- 3 conjuntos de cores para os detalhes: vermelho, verde e azul



ref.	artigo	P.V.P. Rec
QLE000079	Q50R	3.198 €
Kit cores- Seleccione uma cor		
QLE140002	- Kit cor vermelho.....	s/c
QLE140003	- Kit cor verde.....	s/c
QLE140005	- Kit cor azul.....	s/c
Accesorios		
QLE090009	- Suporte de canadianas.....	95,17 €
QLE110170	- Suporte comando acompanhante.....	131,94 €
QLE110171	- Suporte do comando à esquerda.....	41,55 €

