

St

CHROME MOLY

Data da encomenda:

Nº de encomenda Sunrise:

Rev.1 2024

CE

**PVP Rec: 2.778,71 €****Peso máximo do utilizador: 125 kg**

SQCXZ010

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Detalhes de contacto do cliente

Faturado a:

Enviado a:

Nome:

Nome:

Morada:

Morada:

Localidade:

Localidade:

Código postal:

Código postal:

Email:

Email:

Telefone:

Fax:

Telefone:

Fax:

Dados do utilizador relevantes para a configuração da cadeira de rodas

Nome:

Patologia/lesão:

Outros dados do utilizador:

Guia

Modelo
 Configuração standard
 Opção
 Dado obrigatório
 Dado necessário

SQCXZ010 CLUB SPORT
 2.778,71 € **CLUB SPORT**

SQCXA148 - BASQUETEBOL
SQCXA148 - BASKETBALL

SQCXA149 - TENIS *(Apenas disponível com XY540 Opção 3)*
 390 € **SQCXA149 - TENNIS (Only available with XY540 Option 3)**

Peso máximo do utilizador 125kg
Configuração standard:

- Chassis de Cromo Molibdeno
- Protectors laterais de alumínio (pretos)
- Anti-volteio unilateral estilo basketball com quick release (regulável em altura, preto)
- Encosto ajustável em altura 250-300 mm
- CoG ajustável (130 mm de fábrica)
- Rodas de raios cruzados e casquilho alto
- Rodas com pneus Kenda alta pressão (cinzentos)
- Aros de alumínio anodizados (estreitos)
- 18° camber
- Rodas dianteiras 3" com forqueta integrada (preta)
- Tela de assento e encosto ajustável em tensão
- Almofada densidade média (5 cm)
- Apoios de pés reguláveis em altura e ângulo (pretos)
- Faixa pernas e faixa para pés

MEDIDAS

Tipo de estrutura

<input type="checkbox"/> XY520 Opção 1 (Tamanho Júnior)	<input type="checkbox"/> XY530 Opção 2 (Pontos baixos)	<input type="checkbox"/> XY540 Opção 3 (Pontos baixos/médios)	<input type="checkbox"/> XY550 Opção 4 (Altura máx.)
Altura da estrutura (mm)	Altura da estrutura (mm)	Altura da estrutura (mm)	Altura da estrutura (mm)
<input checked="" type="checkbox"/> Altura dianteira estrutura: 480 mm <input checked="" type="checkbox"/> Altura traseira estrutura: 420 mm 	<input checked="" type="checkbox"/> Altura dianteira estrutura: 500 mm <input checked="" type="checkbox"/> Altura traseira estrutura: 400 mm 	<input checked="" type="checkbox"/> Altura dianteira estrutura: 500 mm <input checked="" type="checkbox"/> Altura traseira estrutura: 440 mm 	<input checked="" type="checkbox"/> Altura dianteira estrutura: 530 mm <input checked="" type="checkbox"/> Altura traseira estrutura: 530 mm
Rodas	Rodas	Rodas	Rodas
<input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" XY415 XY420 XY430	<input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" XY420 XY430	<input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" XY420 XY430	<input type="checkbox"/> 26" <input type="checkbox"/> 700c XY440 XY450
Largura do assento (1)	Largura do assento (1)	Largura do assento (1)	Largura do assento (1)
<input type="checkbox"/> 340 mm <input type="checkbox"/> 370 mm	<input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 440 mm	<input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 440 mm	<input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 440 mm
Profundidade do assento	Profundidade do assento	Profundidade do assento	Profundidade do assento
<input type="checkbox"/> 300 mm <input type="checkbox"/> 330 mm <input type="checkbox"/> 360 mm	<input type="checkbox"/> 360 mm <input type="checkbox"/> 390 mm <input type="checkbox"/> 430 mm	<input type="checkbox"/> 360 mm <input type="checkbox"/> 390 mm <input type="checkbox"/> 430 mm	<input type="checkbox"/> 360 mm <input type="checkbox"/> 390 mm <input type="checkbox"/> 430 mm
Longitude da estrutura	Longitude da estrutura	Longitude da estrutura	Longitude da estrutura
<input checked="" type="checkbox"/> 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 580 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 580 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 580 mm <input checked="" type="checkbox"/> 630 mm Com largura 370/400 Com largura 440

*Inclui de série base rígida de alumínio e almofada de espuma Plastazote (almofada desportiva, densidade muito dura, leve, 5 cm de altura)

OPÇÕES

Cor da estrutura

XN010 Estrutura pintada
Powder coated frame



Indicar código

(ver guia de cores RGK)

XN150 Acabamento pintado dos componentes
(cor preta)
Powder coated components

Acessórios

XS020 Faixa Click Basic Sport (não instalada)
97,85 € **Sport ratchet strap (click strap)**

XS010 Faixa ajustável com velcro 100 mm
72,01 € **100mm velcro adjustable strap**

XK080 Rodas Spinergy SLX 24 (pretas)
1.097,49 € **(Incremento sobre rodas standard)**
Spinergy SLX 24 spoke (Black Spokes)

XP170 Tela com desenho personalizado
215,27 € **Completar página 3**
Individual backrest embroidery

(1) Distância da parte interna à parte interna do protector lateral

NOTAS ADICIONAIS

TELA COM DESENHO PERSONALIZADO (XP170)

ANEXAR IMAGEM JPG DO DESENHO E INDICAR A POSIÇÃO ABAIXO



CLUB SPORT

BARRA DE REFORÇO DO ENCOSTO

NOTAS ADICIONAIS SOBRE A CADEIRA:

**BUILT-4-ME
PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS ***

(por favor especificar abaixo em que consiste a especificação especial e a(s) página(s) a que se aplica).

**PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS
APROVADO (Uso interno RGK)**

Assinatura RGK

* Estes pedidos especiais requerem um estudo de viabilidade que pode aumentar o preço e o prazo de entrega da encomenda. Qualquer solicitação de dimensões, opções ou enquadramento que não esteja na nota de encomenda será considerada uma solicitação especial (Built-4-Me).