

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare<sup>®</sup> Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup> Evolutiva** **CE**

**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**  
 Cadeira de rodas manual pediátrica, estrutura de alumínio de encartar com cruzeta telescópica curta ou longa de alta resistência ajustável em largura e profundidade; Ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo 7º (reclinável como opção), punhos integrados, tela de assento ajustável em largura e profundidade com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; várias opções de apoios de braço; apoios de pés individuais a 90 ou 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis com cinto de pernas incluído.  
 Versão de trânsito opcional (Código ISO 12 22 18)  
 Indicada para crianças a partir dos 18 meses de idade. Peso: a partir de 12 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**



Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO-BASE</b>		
CNC0001	<input type="checkbox"/> <b>Action<sup>3</sup> Júnior Evolutiva</b>	936,85 €
CNCSPEC	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>
CNC0025	<input type="checkbox"/> Action <sup>3</sup> Júnior	◆
<b>TIPO DE PROPULSÃO</b>		
CNC0100	<input type="checkbox"/> Auto-propulsão (NC: 1010, 1170)	◆
CNC0110	<input type="checkbox"/> Trânsito (somente com ângulo de assento de 1,5°) (NC : 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	○
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
<b>Cruzeta telescópica para larguras de 20,5 cm a 28 cm (exclusivamente com cruzeta curta)</b>		(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375)
CNC0140	<input type="checkbox"/> 20,5 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600; 0605; 0620, 0625) ○
CNC0141	<input type="checkbox"/> 23 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0605, 0620, 0625) ○
CNC0142	<input type="checkbox"/> 25,5 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0620) ○
CNC0143	<input type="checkbox"/> 28 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0620) ○
<b>Cruzeta telescópica para larguras de 30,5 cm a 38 cm (exclusivamente com cruzeta comprida)</b>		
CNC0150	<input type="checkbox"/> 30,5 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0520, 0570, 0890)	○
CNC0151	<input type="checkbox"/> 33 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0570)	◆
CNC0152	<input type="checkbox"/> 35,5 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0570)	○
CNC0153	<input type="checkbox"/> 38 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0492, 0495, 0530, 0570)	○
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
<b>Com cruzeta telescópica curta: profundidades possíveis 20 cm a 35 cm (com ajuda de extensões)</b>		
CNC0160	<input type="checkbox"/> Ajustável de 20 a 25 cm - forn. c/ 23 cm (NC: 1030, CNC1364)	◆
CNC0161	<input type="checkbox"/> Ajustável de 25 a 30 cm - forn. c/ 28 cm	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CNC0162	<input type="checkbox"/> Ajustável de 30 a 35 cm - forn. c/ 33 cm	○
<b>Com cruzeta telescópica comprida: profundidades possíveis 27,5 cm a 37,5 cm (com ajuda de extensões)</b>		
CNC0170	<input type="checkbox"/> Ajustável de 27,5 a 32,5 cm - forn. c/ 30 cm	○
CNC0171	<input type="checkbox"/> Ajustável de 32,5 a 37,5 cm - forn. c/ 35 cm	○
<b>ALTURA ASSENTO</b>		
CNC0260	<input type="checkbox"/> 46 cm altura	◆
CNC0270	<input type="checkbox"/> 43,5 cm altura	○
CNC0280	<input type="checkbox"/> 41 cm altura (NC: 1375, 1430, 1440)	○
<b>TIPO DE ASSENTO</b>		
CNC0335	<input type="checkbox"/> Tela de assento c/ faixas aderentes macho/ fêmea de fixação, reg. largura e profundidade	◆
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
CNC0362	<input type="checkbox"/> Almofada de assento MSS (Essencial Junior)	119,23 €
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
CNC0380	<input type="checkbox"/> Fixo 7° 3 alturas: 37/ 40/ 43 cm (fornecido com 37cm)	◆
CNC0395	<input type="checkbox"/> Reclinável (pneumatico) altura 40 cm, sem esticador (NC: 1190, 1195)	170,34 €
CNC0400	<input type="checkbox"/> Encosto dobrável 3 alturas: 37/ 40/ 43 cm (fornecido c/ 37 cm) (NC 0480, 0902, 1426)	○
CNC0425	<input type="checkbox"/> Fixo 7° altura 40 cm, punhos reguláveis em altura 40 a 55 cm (NC: 0490, 0492, 0495)	113,56 €
<b>TELA DO ENCOSTO</b>		
CNC0475	<input type="checkbox"/> Tela ajustável em altura e largura (NC: 0866, 0868)	◆
CNC0480	<input type="checkbox"/> Encosto regulável em tensão (NC: 0866, 0868)	90,85 €
CNC0490	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Mini, 26 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	738,13 €
CNC0492	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Mini, 31 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	738,13 €
CNC0495	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Mini, 36 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	738,13 €
<b>APOIOS DE PERNAS + APOIOS DE PÉS</b>		
<b>APOIO DE PERNA DIREITO</b>		
CNC0505	<input type="checkbox"/> Curto a 90° destacável UL 12,5 a 26 cm (NC: 0600, 0610)	56,78 €
CNC0510	<input type="checkbox"/> Curto, a 80° dest., giratório abdu. 0° UL 22 a 32 cm (NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNC0511	<input type="checkbox"/> Curto, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 22 a 32 cm (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611,0881)	○
CNC0512	<input type="checkbox"/> Longo, a 80° dest., giratório abdu 0° UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	◆
CNC0513	<input type="checkbox"/> Longo, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	○
CNC0520	<input type="checkbox"/> Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (inclui almof. gémeo) UL 27a 37 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	124,92 €
CNC0530	<input type="checkbox"/> Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (s/ almof. gémeo) UL 23 a 29 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	107,88 €
<b>APOIO DE PERNA ESQUERDO</b>		
CNC0555	<input type="checkbox"/> Curto a 90° destacável UL 12,5 a 26 cm (NC: 0620, 0630)	56,78 €
CNC0560	<input type="checkbox"/> Curto, a 80° dest., giratório abdu. 0° UL 22 a 32 cm (NC: 0630)	○
CNC0561	<input type="checkbox"/> Curto, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 22 a 32 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNC0562	<input type="checkbox"/> Longo, a 80° dest., giratório abdu 0° UL 30 a 45 cm (NC: 0630)	◆
CNC0563	<input type="checkbox"/> Longo, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 30 a 45 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNC0570	<input type="checkbox"/> Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (inclui almof. gémeo) UL 27a 37 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	124,92 €
CNC0580	<input type="checkbox"/> Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (s/ almof. gémeo) UL 23 a 29 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	107,88 €
<b>TUBO + APOIO DE PÉ DIREITO</b>		
CNC0600	<input type="checkbox"/> Rebatível (NC: 0875, 0886)	◆
CNC0605	<input type="checkbox"/> Rebatível regulável em ângulo e profundidade	56,78 €
CNC0610	<input type="checkbox"/> Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0875, 0886)	45,42 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CNC0611	<input type="checkbox"/> Patim único (NC: 0620, 0625, 0630, 0875)	170,34 €
<b>TUBO + APOIO DE PÉ ESQUERDO</b>		
CNC0620	<input type="checkbox"/> Rebatível (NC: 0875, 0886)	◆
CNC0625	<input type="checkbox"/> Rebatível regulável em ângulo e profundidade	56,78 €
CNC0630	<input type="checkbox"/> Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0875, 0886)	45,42 €
<b>APOIOS DE BRAÇOS</b>		
<b>APOIO DE BRAÇO DIREITO</b>		
CNC0640	<input type="checkbox"/> Destacável, de secretária ajust.18 a 25 cm (entrega c/ 18 cm) (NC: 0750, 0745, 0748, 0755)	◆
CNC0645	<input type="checkbox"/> Dest. secretária com resguardo Junior ajust.15 a 25 cm (entrega c/ 18 cm) (NC: 0740, 0750, 0755)	68,13 €
CNC0648	<input type="checkbox"/> Destacável (Nº1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm (NC : 0740, 0745, 0746, 0750, 0755, 1470)	130,59 €
CNC0650	<input type="checkbox"/> Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 0740, 0745, 0748, 0755, 1471, 1472)	45,42 €
CNC0655	<input type="checkbox"/> Resguardo Junior (NC: 0740, 0745, 0748, 0750, 1471, 1472)	34,07 €
<b>APOIO DE BRAÇO ESQUERDO</b>		
CNC0740	<input type="checkbox"/> Destacável, de secretária ajust.18 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)	◆
CNC0745	<input type="checkbox"/> Dest. secretária com resguardo Junior ajust.15 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)	68,13 €
CNCB0748	<input type="checkbox"/> Destacável (Nº1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm (NC : 1470)	130,59 €
CNC0750	<input type="checkbox"/> Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 1201, 1471, 1472)	45,42 €
CNC0755	<input type="checkbox"/> Resguardo Junior (NC: 1471, 1472)	34,07 €
<b>OPÇÕES DE POSICIONAMENTO</b>		
CNC0860	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça envolvente (inclui esticador) multi-ajustável (NC: 0865, 0866, 0902)	136,27 €
CNC0865	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça envolvente suporte de bochechas (inc. esticador) multi-ajustável (NC: 0866, 0902)	227,12 €
CNC0866	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça Matrx Elan Standard com almofada envolvente para suporte posterior e lateral, (tam.150 x 90 mm), peso máx. utilizador 68 kg Apenas disponível com encostos Matrx	352,03 €
CNC0868	<input type="checkbox"/> Suportes laterais de tronco fixos Matrx Mini, par	170,34 €
CNC0875	<input type="checkbox"/> Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. S	181,69 €
CNC0880	<input type="checkbox"/> Cinto de perna ajustável	◆
CNC0881	<input type="checkbox"/> Kit estabilização frontal (+100 MM para exterior)	39,75 €
CNC0886	<input type="checkbox"/> Kit ajuste patins	227,12 €
CNC0890	<input type="checkbox"/> Par de patins elevatórios de 0 a 80º rebátveis interior exterior (incl. almofada gémeos) UL 27 a 37,5 cm	340,67 €
CNC0902	<input type="checkbox"/> Esticador Ajustável em largura	68,13 €
<b>CORES CHASSIS</b>		
CNC0952	<input type="checkbox"/> Branco pérola	◆
CNC0953	<input type="checkbox"/> Preto mate	○
CNC0954	<input type="checkbox"/> Vermelho mate	○
CNC0955	<input type="checkbox"/> Amarelo	○
CNC0956	<input type="checkbox"/> Azul polar	○
CNC0957	<input type="checkbox"/> Rosa rebuçado	○
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
CNC0999	<input type="checkbox"/> 5" x 1" maciços pretos	◆
CNC1001	<input type="checkbox"/> 5" x 1" com leds de cores maciças	45,42 €
CNC1007	<input type="checkbox"/> 5"x 1" 3/4 maciços pretos	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>TAMANHO DA RODA TRASEIRA</b>		
CNC1010	<input type="checkbox"/> 12" (NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
CNC1020	<input type="checkbox"/> 20" (NC: 1040, 1055, 1050, 1170)	○
CNC1030	<input type="checkbox"/> 22" (NC: 1045, 1055, 1170)	◆
<b>TIPO DE RODA TRASEIRA</b>		
CNC1040	<input type="checkbox"/> Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	◆


 0640 0645  
0740 0745

 0650 0655  
0750


0881

Código	Descrição	P.R.P. €
CNC1045	<input type="checkbox"/> Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	113,56 €
CNC1050	<input type="checkbox"/> Rodas com travão de tambor (inclui travão de acompanhante) (NC: 1270, 1275 )	249,83 €
CNC1055	<input type="checkbox"/> Rodas Jante Nylon Composite	○
<b>TIPO DE PNEU DA RODA TRASEIRA</b>		
CNC1120	<input type="checkbox"/> Pneu maciço preto (1.3/8)	○
CNC1130	<input type="checkbox"/> Pneumático preto de baixo perfil (1.3/8)	◆
<b>AROS</b>		
CNC1140	<input type="checkbox"/> Aros alumínio pré-anodizado	◆
CNC1141	<input type="checkbox"/> Aros anti-derrapante (preto)	85,17 €
<b>EIXO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
CNC1170	<input type="checkbox"/> Eixo fixo	○
CNC1180	<input type="checkbox"/> Eixo extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DA RODAS TRASEIRAS</b>		
CNC1190	<input type="checkbox"/> Posição standard (eixo 25mm à frente do tubo de encosto)	◆
CNC1195	<input type="checkbox"/> Posição „conforto“ (eixo alinhado com o tubo de encosto)	○
CNC1200	<input type="checkbox"/> Posição recuado „amputado“ (eixo 25mm atrás do tubo de encosto)	○
CNC1201	<input type="checkbox"/> Posição recuado „bi-amputado“ (NC: 1280, 1375)	85,17 €
<b>OPÇÕES CHASSIS</b>		
CNC1240	<input type="checkbox"/> Sem opções de chassis (NC: 1250,1251,1252, 1253)	◆
CNC1253	<input type="checkbox"/> Protetor raios transparente	113,56 €
CNC1254	<input type="checkbox"/> Protetor raios Pixel	113,56 €
CNC1255	<input type="checkbox"/> Potetor raios flocos de neve	113,56 €
CNC1256	<input type="checkbox"/> Protetor raios para colorir	113,56 €
<b>TRAVÕES</b>		
CNC1270	<input type="checkbox"/> Travões de empurrar standard	◆
CNB1275	<input type="checkbox"/> Travões de puxar	○
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
CNC1340	<input type="checkbox"/> Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNC1345	<input type="checkbox"/> Kit de Transporte (NC: 1360)	51,10 €
CNC1370	<input type="checkbox"/> Rodas anti-volteio com ponteira (par) (NC: 1430, 1440)	79,50 €
CNC1375	<input type="checkbox"/> Kit transferência (rodas 4”) anti barreiras	45,42 €
CNC1380	<input type="checkbox"/> Kit reflectores (rodas e chassis)	17,04 €
CNC1390	<input type="checkbox"/> Extensões da alavanca dos travões	17,04 €
CNC1362	<input type="checkbox"/> Cinto Bodypoint 2 pontos Tam S	50,00
CNC1364	<input type="checkbox"/> Cinto Bodypoint 2 pontos Tam M	50,00
<b>OPÇÕES ACOMPANHANTE</b>		
CNC1420	<input type="checkbox"/> Sem opções de acompanhante (NC: 1426, 1430, 1440)	◆
CNC1426	<input type="checkbox"/> Barra de empurrar tipo „Stroller“, multi-ajustável	136,27 €
CNC1430	<input type="checkbox"/> Ponteira direita	22,71 €
CNC1440	<input type="checkbox"/> Ponteira esquerda	22,71 €
<b>ACESSÓRIOS</b>		
CNC1460	<input type="checkbox"/> Sem acessórios (NC: 1471, 1472)	◆
CNC1471	<input type="checkbox"/> Mesa acrílica arredondada rebatível direita	187,37 €
CNC1472	<input type="checkbox"/> Mesa acrílica arredondada rebatível esquerda	187,37 €
<b>Para Acessórios de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a tabela PRP BODYPOINT</b>		
<b>PREÇO TOTAL</b>		



1254



1255



1256



1375



1426



1470



1471 / 1472