

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, n° 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL COMPACT 2.0 FIX



Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
 Cadeira de rodas manual ativa liga leve, chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico (70°, 80°, tapered), sistema de encarte por cruzeta vertical com sistema One-Finger-Folding exigindo menor esforço para encartar, eixo traseiro multi-ajustável em altura e profundidade para máxima personalização, apoios de pernas fixos e apoios de pés individuais ou plataforma única com sistema rebatível, cinto de pés, encosto com estofa regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, forquetas dianteiras ajustáveis em altura, protetor chassis traseiro para suporte aquando do transporte. Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG). Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.

Peso máximo do utilizador: 130kg
 Peso da cadeira: a partir de 9,6kg*
 Peso para transporte: a partir de 6,7kg*



Garantia 5 anos para o chassis, 2 anos para restantes componentes, excluindo peças de desgaste
 Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

N° da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
DCA0012	◆ KÜSCHALL COMPACT FIX 2.0	2838,94
MYKÜSCHALL		
DCA0000	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL	○
ONE SOLUTION KUSCHALL 2.0 - Escolha o seu Pack de Produtos de Posicionamento		
DCA0220	Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrix Libra + Encosto Matrix MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/42mm) (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425)	1588,72
DCA0230	Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrix Libra + Encosto Matrix Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/425 mm) (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425)	1231,83
CHASSIS DIANTEIRO		
DCA1110	◆ Chassis frontal standard, Patins Fixos a 70°	◆
DCA1120	Chassis frontal standard, Patins Fixos a 80° (NC : 1962, rodas dianteiras 6 e 7")	○
DCA1130	Chassis frontal tapered, Patins Fixos a 70° (NC : 1300, 1305)	○
DCA1140	Chassis frontal TAPERED, Patins Fixos a 80° (NC : 1300, 1305, 1962, rodas dianteiras 6 e 7")	○
LARGURA DE ASSENTO (SW)		
DCA1300	280 MM (NC : encostos e almofadas Matrix, 2210, 3260, 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1305	300 MM (NC : 2210, encostos e almofadas Matrix, 3260, 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1310	320 MM (NC : encostos e almofadas Matrix, 3260 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1315	340 MM (NC : encostos e almofadas Matrix, 6000, 6010, 8450)	○
DCA1320	360 MM (NC : almofadas Matrix)	○
DCA1325	380 MM	○
DCA1330	400 MM	◆
DCA1335	420 MM	○






Chassis frontal standard (1110, 1120)



Chassis frontal tapered (1130, 1140)

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA1340	440 MM (cruzeta dupla)	○
DCA1345	460 MM (cruzeta dupla)	○
DCA1350	480 MM (cruzeta dupla)	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345)
DCA1355	500 MM (cruzeta dupla)	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345)
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)		
DCA1400	320 MM	(NC : 2155, 2160, almofadas Matr, 2910, 5650)
DCA1405	340 MM	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2910, 5650)
DCA1415	360 MM	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 5650)
DCA1425	380 MM	(NC : 2720, 2744, 5650)
DCA1435	◆ 400 MM	(NC : 2744)
DCA1445	420 MM	○
DCA1460	440 MM	(NC : 2740, 2742)
DCA1470	460 MM	(NC : 2740, 2742, 2744)
DCA1480	480 MM	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746)
DCA1490	500 MM	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746)
ALTURA DO ENCOSTO (BH)		
DCA1615	300 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)
DCA1620	315 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)
DCA1625	330 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)
DCA1630	345 MM	(NC : 2240, 2595)
DCA1635	360 MM	(NC : 2240, 2595)
DCA1640	◆ 375 MM	(NC : 2240, 2595)
DCA1645	390 MM	(NC : 2240, 2595)
DCA1650	405 MM	(NC : 2240)
DCA1655	420 MM	(NC : 2240)
DCA1660	435 MM	(NC : 2240)
DCA1665	450 MM	(NC : 2240)
DCA1670	465 MM	(NC : 2240)
DCA1675	480 MM	(NC : 2240)
DCA1680	495 MM	(NC : 2240)
DCA1685	510 MM	(NC : 2240)
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)		VER TABELA AJUDA 1 E 5
DCA1735	440 MM	(NC : 1845 a 1870, 1946 a 1962)
DCA1740	450 MM	(NC : 1850 a 1870, 1948 a 1962)
DCA1745	460 MM	(NC : 1855 a 1870, 1950 a 1962)
DCA1750	470 MM	(NC : 1860 a 1870, 1952 a 1962)
DCA1755	480 MM	(NC : 1865, 1870, 1954 a 1962)
DCA1760	490 MM	(NC : 1810, 1956 a 1962)
DCA1765	◆ 500 MM	(NC : 1810, 1815, 1958 a 1962)
DCA1770	510 MM	(NC : 1810 a 1820, 1960, 1962)
DCA1775	520 MM	(NC : 1810 a 1825, 1962)
DCA1780	530 MM	(NC : 1810 a 1830)
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)		VER TABELA AJUDA 5
DCA1810	380 MM	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)
DCA1815	390 MM	(NC : 6420, 6430)
DCA1820	400 MM	(NC : 6420, 6430)
DCA1825	410 MM	(NC : 6420, 6430)
DCA1830	420 MM	○
DCA1835	430 MM	○
DCA1840	440 MM	○
DCA1845	◆ 450 MM	◆
DCA1850	460 MM	○
DCA1855	470 MM	○
DCA1860	480 MM	(NC : 6400)
DCA1865	490 MM	(NC : 6400)



RSTF / Tamanho da roda traseira


22" : 360-470 mm
 24" : 390-490 mm
 25" : 420-500 mm
 26" : 420-500 mm

RSTF / FSTF : chassis dianteiro fixo

Chassis 70° :
 RSTF = „FSTF - 100 mm „ até „FSTF - 0 mm“

Chassis 80° :
 RSTF = „FSTF - 100 mm „ até „FSTF - 30 mm“

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA1870	500 MM (NC : 6000, 6010, 6400, 6410)	○
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL) (VER TABELA DE AJUDA 2)		
DCA1900	200 MM	○
DCA1902	210 MM	○
DCA1904	220 MM	○
DCA1906	230 MM	○
DCA1908	240 MM	○
DCA1910	250 MM	○
DCA1912	260 MM	○
DCA1914	270 MM	○
DCA1916	280 MM	○
DCA1918	290 MM	○
DCA1920	300 MM	○
DCA1922	310 MM	○
DCA1924	320 MM	○
DCA1926	330 MM	○
DCA1928	340 MM	○
DCA1930	350 MM	○
DCA1932	360 MM	○
DCA1934	370 MM	○
DCA1936	380 MM	○
DCA1938	390 MM	○
DCA1940	400 MM	○
DCA1942	410 MM	○
DCA1944	420 MM	○
DCA1946	◆ 430 MM	◆
DCA1948	440 MM	○
DCA1950	450 MM	○
DCA1952	460 MM	○
DCA1954	470 MM	○
DCA1956	480 MM	○
DCA1958	490 MM	○
DCA1960	500 MM	○
DCA1962	510 MM	○
ENCOSTO		
TUBOS DE ENCOSTO		
DCA2110	◆ Rectos fixos, standard (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)	◆
DCA2120	Fixos Inclinados em 7º ao nível lombar (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, encostos Matrix)	○
DCA2130	Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo)	227,12
DCA2140	Rebatíveis sobre o assento (Selec. âng. abaixo) (NC : 2180, 2430)	283,90
ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL		
DCA2155	Ângulo encosto 82º	○
DCA2160	Ângulo encosto 86º	○
DCA2165	Ângulo encosto 90º	○
DCA2170	Ângulo encosto 94º	○
DCA2175	Ângulo encosto 98º	○
DCA2180	Ângulo encosto 102º	○
TELA DE ENCOSTO		
DCA2200	◆ Standard ligeiramente almofadado (NC : encosto matrix, 2400, 2430, 2595)	◆
DCA2210	Light (NC : encosto matrix, 2430, 2595)	141,94
DCA2220	Premium Nylon almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC : encosto matrix)	○
DCA2230	Aero-back, perfurado, respirável, almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC : encosto matrix)	283,90
DCA2240	Sem tela de encosto (NC: 2430, 2595)	○

**LLL / FSTF : chassis dianteiro fixo**

Chassis 70° :
LLL max. = „FSTF - 20 mm“

Chassis 80° :
LLL max. = „FSTF - 30 mm“

LLL / Apoio de pés

Dependendo da configuração o apoio de pés pode ser montado alto



2120



2220



2230

Código	Descrição	P.R.P. €
ENCOSTOS MATRX (NC Apoio de Cabeça 2490)		
DCA2300	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1124,22
DCA2305	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1124,22
DCA2310	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)	1124,22
DCA2315	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1124,22
DCA2316	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 160 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	794,90
DCA2317	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	794,90
DCA2318	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	794,90
DCA2320	Matrx Elite E2 Profundo, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	794,90
DCA2322	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM	794,90
DCA2325	Matrx Elite E2 Profundo, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	794,90
DCA2330	Matrx Elite E2 Profundo, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	794,90
DCA2331	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM (inclui hardware de fixação easy set) Não possível para SW<360MM	794,90
DCA2332	Encosto ELITE E2 Plano, altura 160MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	738,13
DCA2334	Encosto ELITE E2 Plano, altura 210MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	738,13
DCA2335	Matrx Elite E2, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	738,13
DCA2340	Matrx Elite E2, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	738,13
DCA2345	Matrx Elite E2, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)	738,13
DCA2350	Matrx Elite E2, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	738,13
DCA2355	Matrx Elite E2, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	738,13
DCA2357	Encosto ELITE E2 Plano, altura 510MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM	738,13
LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 6)		
DCA2360	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	○
DCA2362	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	○
DCA2364	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	○
DCA2366	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	○
DCA2368	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	○
DCA2370	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	○
DCA2372	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	○
PUNHOS		
DCA2400	Sem punhos	○
DCA2410	Punhos fixos curtos (NC : 6580)	85,17
DCA2420	◆ Punhos fixos Longos ◆	◆
DCA2430	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior) (NC : 3520, 3620)	227,12
DCA2440	Punhos reguláveis em altura, integrados (NC : 2595)	283,90
DCA2450	Punhos dobráveis (NC : 2595, 6580)	312,29
APOIO DE CABEÇA (Apenas possível para cadeiras Largura > 38cm e Punhos Fixos Longos 2420)		
DCA2490	Apoio de Cabeça (NC 2595, 6580)	215,76
OPÇÕES DE ENCOSTO		
DCA2595	Esticador rebatível e destacável	113,56
ASSENTO		
TELA DE ASSENTO		
DCA2610	◆ Nylon com uma faixa aderente central ◆	◆
DCA2620	Nylon com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais	○
ALMOFADA		
DCA2710	FLO-TECH LITE	118,45
DCA2720	MATRIX LIBRA	453,10

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 590 mm.



2300, 2305, 2310, 2315



2320, 2325, 2330



2335, 2340, 2345, 2350, 2355




2450



2430



2490



2610



2710



2720

Código	Descrição	P.R.P. €
OPÇÕES DE ASSENTO		
DCA2800	Bolsa de assento amovível	85,17
BOLSA DE ASSENTO		
DCA2910	Bolsa grande (instalada debaixo do assento)	34,07
APOIO DE PÉS E DE PERNAS		
TIPO DE PATIM (VER TABELA DE AJUDA 2)		
DCA3260	◆ Duplo, rebatível, em plástico	◆
DCA3270	Duplo, ajustável em ângulo e profundidade, em carbono (NC : 3310)	272,54
DCA3280	Único, rebatível e ajustável em ângulo e profundidade, em carbono (NC : 3310)	227,12
CINTO DE PÉS		
DCA3300	Cinto de pernas montado no chassis	○
DCA3305	Cinto de pernas montado nos suportes	○
DCA3310	◆ Calcanheiras	◆
GUARDAS LATERAIS		
PROTECTORES DE ROUPA		
DCA3400	Protetores de roupa fixos, Economy - Novos! (NC: apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	○
DCA3410	Protetores de roupa fixos, carbono - Novo desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	○
DCA3425	◆ Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450)	◆
DCA3430	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6580, 7600, 8450, 6150, 6950)	170,34
DCA3440	Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	170,34
DCA3450	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	113,56
APOIO DE BRAÇO DIREITO		
DCA3500	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	141,94
DCA3510	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	141,94
DCA3520	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada (NC : 6950, 8450)	113,56
DCA3530	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150)	141,94
DCA3540	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	181,69
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO		
DCA3600	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	141,94
DCA3610	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	141,94
DCA3620	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada (NC : 6950, 8450)	113,56
DCA3630	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150)	141,94
DCA3640	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	181,69
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO		
CORES DO CHASSIS		
DCA4000	◆ Preto espacial (RAL 9005)	◆
DCA4010	Cinzento antracite (RAL 7016)	○
DCA4020	Branco (RAL 9016) (NC : 4220)	○
DCA4030	Vermelho carmim (RAL 3002)	○
DCA4040	Azul Celeste (RAL 5017)	○



2800



3400



3440



3450



3500/3600



3520/3620



3530/3630

Atenção:
Quando selecionado o apoio de braço Hemi é montado na estrutura do apoio braço Küschall



3530 / 3630



3540/3640

Código	Descrição	P.R.P. €	
DCA4100	Preto brilhante (RAL 9005)	397,46	
DCA4060	Amarelo (RAL 1016)	397,46	
DCA4070	Violeta atómico	397,46	
DCA4130	Cinza claro (RAL 9006)	397,46	
DCA4140	Azul Real	397,46	
DCA4150	Vermelho rubi (RAL 3003)	397,46	
DCA4170	Laranja dinamite	397,46	
DCA4180	Verde floresta (RAL 6029)	397,46	
DCA4050	Cor especial	Fornecer ref RAL para validar compatibilidade	Sob Consulta My Kuschal
ESTILO DO DECALQUE			
DCA4190	BOLD	(NC : 4300, 4310)	107,88
DCA4195	◆ TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD			
DCA4200	Preto		○
DCA4210	Cinza Escuro		○
DCA4220	Cinza Claro		○
DCA4230	Vermelho		○
DCA4240	Azul		○
DCA4250	Dourado		○
COR DO DECALQUE TAG			
DCA4300	Preto		○
DCA4310	◆ Vermelho		◆
RODAS DIANTEIRAS (VER TABELA AJUDA 1)			
DCA5050	4" Everyday c/ borracha preta		○
DCA5100	4" Comfort Preta		○
DCA5150	4" Starec preto		68,13
DCA5200	4" Frog Legs com jante e eixo preto		107,88
DCA5250	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto		107,88
DCA5300	5" Everyday c/ borracha preta		○
DCA5350	◆ 5" Comfort Preta		◆
DCA5400	5" Starec preta		68,13
DCA5450	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto		107,88
DCA5500	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto		107,88
DCA5550	6" Confort Preta		○
DCA5600	6" Pneumática		34,07
DCA5650	7" Confort Preta		○
RODAS TRASEIRAS			
RODA COM ARO DUPLO			
DCA6000	Roda direita com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	454,23
DCA6010	Roda esquerda com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	454,23
FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS			
DCA6020	◆ Fixação standard (peça de fixação do eixo com 4 posições - Não permite Posição 5 e 6)	(NC : 6140, 6150)	◆
DCA6040	Extensão da roda traseira (peça de fixação do eixo com 5 posições - OBRIGATORIO para Posição 5 e 6)	(NC: 6100, 6580, 6950)	141,94
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS - VER TABELA DE AJUDA 4			
DCA6100	Posição 1 (mais ativa)	(NC : 6580, 6840)	○
DCA6110	Posição 2	(NC : 6950)	○
DCA6120	◆ Posição 3		◆
DCA6130	Posição 4	(NC : 6580, 6950)	○
DCA6140	Posição 5		○
DCA6150	Posição 6 (mais passiva)		○



BOLD



TAG



5350

5200 / 5250 /
5450 / 5500

5050 / 5300

Código	Descrição	P.R.P. €
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS		
DCA6300	TETRA-CLIP (NC: 6550, 6580, 6950)	85,17
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS		
DCA6400	22" (NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	170,34
DCA6410	◆ 24" ◆	◆
DCA6420	25" (NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	○
DCA6430	26" (NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	227,12
RODAS TRASEIRAS		
DCA6500	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento) (NC : todos os aros motores e protetores raios)	○
DCA6510	◆ Rodas KÜSCHALL STAREC 24", 26" Jante, eixo e raios pretos; 22" eixo cinza ◆	◆
DCA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", eixo e raios reforçados, jante, tudo preto (NC : 6660)	397,46
DCA6550	Rodas SPINERGY LXX, 24", 25" ,jante preta, eixo preto, raios pretos (NC : 6660, 6910)	562,11
DCA6580	Rodas 22", 24", 26" com travão de tambor, manipulós na posição de acompanhante (NC : 6950, 8680)	425,84
TIPO DE PNEU		
DCA6600	◆ 24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto ◆	◆
DCA6625	22", 24", 25", 26" Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto	107,88
DCA6630	24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto	113,56
DCA6660	Maciço, com perfil, preto, 24"	102,21
AROS MOTORES		
DCA6700	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.	113,56
DCA6710	Aço 24", 26" , dist. 30 mm.	90,85
DCA6720	Titanio 24", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	282,76
DCA6740	24"/ 25" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	369,06
DCA6750	24"/ 25" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	369,06
DCA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	340,67
DCA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	369,06
DCA6780	◆ Alum ligh cinza, 22",24",25", 26", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial) ◆	◆
DCA6790	Alum ligh PRETO, 22",24",25", 26" , dist. 30 mm.	○
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)		
DCA6820	◆ 0° ◆	◆
DCA6840	3°	○
PROTETORES DE RAIOS		
DCA6900	Transparentes 22", 24", 26"	170,34
DCA6910	Negros 22", 24", 26"	170,34
KIT DE FIXAÇÃO ALBER		
DCA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui rodas anti-volteio Alber) (NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	664,31
TRAVÕES - VER TABELA DE AJUDA 4		
DCA7200	◆ Travão de puxar ◆	◆
DCA7210	Travões de empurrar, alavanca dobrada	○
DCA7220	Travões de empurrar	○
DCA7240	Travões ativos/tesoura (NC : 7300)	90,85
DCA7250	Travões ativos ultra-leves (NC : 7300)	147,63
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO		
DCA7300	Para alavanca de travão reta	56,78
OPÇÕES DE SEGURANÇA (VER TABELA AJUDA 5)		


**Rodas ativas de 24"**

Com aros-motor em alumínio cinza, com 6 pontos de fixação (parafusos) e pneus light 7.5 bar como standard



6600

6630



6660

6625



6700

6710

6720



6740

6750

6760



6900

6910



7250

Código	Descrição	P.R.P. €
RODAS ANTI-VOLTEIO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA7500	Roda anti-volteio direita	107,88
DCA7510	Roda anti-volteio esquerda	107,88
DCA7520	Roda anti-volteio, par	210,08
KIT DE TRANSPORTE		
DCA7600	Kit de transporte (inclui etiquetas)	107,88
CINTO PÉLVICO		
DCA7800	Cinto Standard (não almofadado)	90,85
DCA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	147,63
DCA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	147,63
DCA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	147,63
REFLECTORES		
DCA7900	Reflectores montados nos raios da cadeira	○
DCA7910	Reflectores s/ montar	○
ACESSÓRIOS		
PROTECTOR DE CHASSIS		
DCA8000	◆ Protecção chassis traseiro	◆
DCA8010	Protecção chassis dianteiro	56,78
PONTEIRA (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8100	Ponteira, montagem à direita (NC : 8200)	113,56
DCA8110	Ponteira, montagem à esquerda (NC: 8210)	113,56
DCA8120	Ponteira, montagem em ambos os lados (NC : 8200, 8210)	215,76
SUPORTE CANADIANAS (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8200	Suporte para canadianas, montagem à direita	113,56
DCA8210	Suporte para canadianas, montagem à esquerda	113,56
RODAS DE TRÂNSITO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8300	Rodas de trânsito de 3"	204,40
OUTRAS OPÇÕES		
DCA8450	Mesa	170,34
DCA8550	Kit de ferramentas	12,98
DCA8650	Bolsa para as Rodas	113,56
DCA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	511,01
DCA8800	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT	85,17
DCA8850	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	96,52

		Rear wheel position					
Sensor brakes	Seat depth	1	2	3	4	5	6
	ST32-38						
	ST40						
	ST42						
	ST44						
	ST46						
	ST50						

Tabela: Relação entre Travões ativos/tesoura, posição da roda traseira e profundidade de assento



7500 / 7510

Kit ALBER :

Quando selecionado o Kit de Fixação para Alber E-motion ou Twion apenas ficam disponíveis 3 posições de ajuste do eixo e as rodas anti-volteio da Alber são obrigatórias em detrimento das Kuschall.



7810 / 7820 / 7830



8010



8100



8200



8300



8650



8550



8800

TABELA AJUDA 1 - Relação entre FSTF e Tamanho de Roda dianteira e posição de montagem

Roda Dianteira	Montagem Alta				Montagem Standard			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
FSTF 380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FSTF 390	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FSTF 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FSTF 410	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FSTF 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FSTF 430	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FSTF 440	OK	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FSTF 450	OK	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FSTF 460	OK	OK	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FSTF 470	OK	OK	NC	NC	OK	NC	NC	NC
FSTF 480	OK	OK	NC	NC	OK	NC	NC	NC
FSTF 490	OK	OK	OK	NC	OK	NC	NC	NC
FSTF 500	OK	OK	OK	NC	OK	OK	NC	NC
FSTF 510	OK	OK	OK	NC	OK	OK	NC	NC
FSTF 520	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NC
FSTF 530	NC	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NC
FSTF 540	NC	NC	OK	OK	OK	OK	OK	NC
FSTF 550	NC	NC	NC	OK	OK	OK	OK	OK

TABELA AJUDA 2 - Indicação de Posição de Montagem do Tipo de Patim em relação a Angulo e LLL

LLL	DCA3260		DCA3270		DCA3280	
	70°	80°	70°	80°	70°	80°
200 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
210 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
220 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
230 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
240 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
250 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
260 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
270 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
280 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
290 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	NC	NC
300 mm	HIGH	HIGH	HIGH	STD	NC	STD
310 mm	HIGH	HIGH	HIGH	STD	NC	STD
320 mm	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD
330 mm	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD
340 mm	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD
350 mm	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD
360 mm	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD
370 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
380 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
390 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
400 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
410 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
420 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
430 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
440 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
450 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
460 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
470 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
480 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
490 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
500 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
510 mm	STD	NC	STD	NC	STD	NC

STD	Patim Montado na Posição Standard
HIGH	Patim Montado na Posição Subida
OK	OK
NC	NC

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA DE AUDA 4 - Travões em relação a Posição da Roda traseira, tamanho da roda e profundidade do assento (SD)

	Posição Roda Traseira	Roda traseira 22"						Roda traseira 24"						Roda traseira 25"						Roda traseira 26"					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Travões de Empurrar	SD 320-380	NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 400	NC	NC					NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 420	NC						NC	NC				NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 440							NC	NC				NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 460												NC	NC				NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 480																	NC	NC						
	SD 500																								
Travões de Puxar	SD 320-380	NC						NC	NC				NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 400							NC	NC				NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 420												NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 440																	NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões ativos/tesoura	SD 320-380	NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 400	NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 420	NC	NC					NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 440	NC						NC	NC				NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 460												NC	NC				NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 480												NC	NC				NC	NC						
	SD 500																								
Travões ativos ultra-leves	SD 320-380							NC					NC	NC				NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 400												NC	NC				NC	NC	NC	NC	NC			
	SD 420																	NC	NC						
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

	NC
	NC com patins destacáveis

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA AJUDA 5 - Possibilidade de Roda Anti-volteio em relação a FSTF, RSTF e tamanho de roda traseira

		FSTF 380	FSTF 390	FSTF 400	FSTF 410	FSTF 420	FSTF 430	FSTF 440	FSTF 450	FSTF 460	FSTF 470	FSTF 480	FSTF 490	FSTF 500	FSTF 510	FSTF 520	FSTF 530
22"	RSTF360	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF370	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF380	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF390	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF400	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF410	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF420	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF430	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF440	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF450	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF460	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF470	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
24"	RSTF390	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF400	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF410	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF420	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF430	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF440	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF450	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF460	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF470	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF480	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF490	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
25"	RSTF410	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF420	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF430	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF440	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF450	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF460	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF470	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF480	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF490	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF500	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
26"	RSTF420	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF430	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF440	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF450	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF460	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF470	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

TABELA AJUDA 6 - LARGURA DO ENCOSTO MATRX

SEAT WIDTH (SW)	Escolha de Medidas para Encostos ELITE E2 / ELITE E2 PROFUNDO						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
300 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
320 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
340 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
360 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
380 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
400 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
420 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
440 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
460 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
480 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
500 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

SEAT WIDTH (SW)	Escolha de Medidas para Encostos MX2						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
300 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
320 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
340 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
360 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
380 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
400 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
420 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
440 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
460 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
480 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
500 MM	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.