

KÜSCHALL COMPACT 2.0

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, n° 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL COMPACT 2.0



Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas Cadeira de rodas manual ativa liga leve, chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico, patins destacáveis a 70°, 80°, sistema de encarte por cruzeta vertical com sistema One-Finger-Folding exigindo menor esforço para encartar, eixo traseiro multi-ajustável em altura e profundidade para máxima personalização, apoios de pernas destacáveis com manipulo, apoios de pés individuais ou plataforma única com sistema rebatível, cinto de pés, encosto com estofa regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, forquetas dianteiras ajustáveis em altura, protetor chassis traseiro para suporte aquando do transporte. Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG). Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.

Peso máximo do utilizador: 130kg
Peso da cadeira: a partir de 10,5kg*
Peso para transporte: a partir de 7,8kg*



Garantia 5 anos para o chassis, 2 anos para restantes componentes, excluindo peças de desgaste
Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX


Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
DCA0012	◆ KÜSCHALL COMPACT 2.0	2838,94
MYKÜSCHALL		
DCA0000	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL	○
ONE SOLUTION KUSCHALL 2.0 - Escolha o seu Pack de Produtos de Posicionamento		
DCA0220	Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada MatrX Libra + Encosto MatrX MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/42mm (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425)	1588,72
DCA0230	Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada MatrX Libra + Encosto MatrX Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/425 mm (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425)	1231,83
CHASSIS DIANTEIRO		
DCA1100	◆ Rebatível Standard	◆
LARGURA DE ASSENTO (SW)		
DCA1300	280 MM (NC : encostos e almofadas MatrX, 2210, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1305	300 MM (NC : encostos e almofadas MatrX, 2210, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1310	320 MM (NC : encostos e almofadas MatrX, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1315	340 MM (NC : encostos e almofadas MatrX, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)	○
DCA1320	360 MM (NC : 2490, 2710, 3020, 3030, 3120, 3130)	○
DCA1325	380 MM (NC : 2490, 3020, 3030, 3120, 3130)	○
DCA1330	◆ 400 MM	◆
DCA1335	○ 420 MM	○





PATINS REBATÍVEIS E DESTACÁVEIS



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA1340	440 MM (Cruzeta dupla)	○
DCA1345	460 MM (Cruzeta dupla)	○
DCA1350	480 MM (Cruzeta dupla)	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345) ○
DCA1355	500 MM (Cruzeta dupla)	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345) 90,85
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)		
DCA1400	320 MM	(NC : 2155, 2160, almofadas Matr, 2910, 5650) ○
DCA1405	340 MM	(NC : 2155, 2160, almofadas Matr, 2910, 5650) ○
DCA1415	360 MM	(NC : almofadas Matr, 5650) ○
DCA1425	380 MM	(NC : 2720, 5650) ○
DCA1435	◆ 400 MM	◆
DCA1445	420 MM	○
DCA1460	440 MM	○
DCA1470	460 MM	○
DCA1480	480 MM	○
DCA1490	500 MM	(NC : 2710) ○
ALTURA DO ENCOSTO (BH)		
DCA1615	300 MM	(NC : 2140, 2240, 2595) ○
DCA1620	315 MM	(NC : 2140, 2240, 2595) ○
DCA1625	330 MM	(NC : 2140, 2240, 2595) ○
DCA1630	345 MM	(NC : 2240, 2595) ○
DCA1635	360 MM	(NC : 2240, 2595) ○
DCA1640	◆ 375 MM	(NC : 2240, 2595) ◆
DCA1645	390 MM	(NC : 2240, 2595) ○
DCA1650	405 MM	(NC : 2240) ○
DCA1655	420 MM	(NC : 2240) ○
DCA1660	435 MM	(NC : 2240) ○
DCA1665	450 MM	(NC : 2240) ○
DCA1670	465 MM	(NC : 2240) ○
DCA1675	480 MM	(NC : 2240) ○
DCA1680	495 MM	(NC : 2240) ○
DCA1685	510 MM	(NC : 2240) ○
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF) (VER TABELA AJUDA 1 + 5)		
DCA1700	370 MM	(NC : 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600) ○
DCA1705	380 MM	(NC : 1815 a 1870, 1934 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600) ○
DCA1710	390 MM	(NC : 1820 a 1870, 1936 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600) ○
DCA1715	400 MM	(NC : 1825 a 1870, 1938 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600) ○
DCA1720	410 MM	(NC : 1830 a 1870, 1940 a 1962, 3030, 3130) ○
DCA1725	420 MM	(NC : 1835 a 1870, 1942 a 1962) ○
DCA1730	430 MM	(NC : 1840 a 1870, 1944 a 1962) ○
DCA1735	440 MM	(NC : 1845 a 1870, 1946 a 1962) ○
DCA1740	450 MM	(NC : 1850 a 1870, 1948 a 1962) ○
DCA1745	460 MM	(NC : 1855 a 1870, 1950 a 1962) ○
DCA1750	470 MM	(NC : 1800, 1860 a 1870, 1952 a 1962) ○
DCA1755	480 MM	(NC : 1800, 1805, 1865, 1870, 1954 a 1962) ○
DCA1760	490 MM	○
DCA1765	◆ 500 MM	(NC : 1800, 1805, 1810, 1815, 1958 a 1962) ◆
DCA1770	510 MM	(NC : 1800 a 1820, 1960, 1962) ○
DCA1775	520 MM	(NC : 1800 a 1825, 1962) ○
DCA1780	530 MM	(NC : 1800 a 1830) ○
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF) (VER TABELA AJUDA 5)		
DCA1805	370 MM	(NC : 6410, 6420, 6430) ○
DCA1810	380 MM	(NC : 6410, 6420, 6430) ○




RSTF / Tamanho da roda traseira

22" : 360-470 mm
24" : 390-490 mm
25" : 420-500 mm
26" : 420-500 mm

RSTF / FSTF : chassis rebatível

Apoios de perna a 70° & 80° :
RSTF = "FSTF - 100 mm " até
"FSTF - 0 mm"

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA1815	390 MM (NC : 6420, 6430)	○
DCA1820	400 MM (NC : 6420, 6430)	○
DCA1825	410 MM (NC : 6420, 6430)	○
DCA1830	420 MM	○
DCA1835	430 MM	○
DCA1840	440 MM	○
DCA1845	◆ 450 MM	◆
DCA1850	460 MM	○
DCA1855	470 MM	○
DCA1860	480 MM (NC : 6400)	○
DCA1865	490 MM (NC : 6400)	○
DCA1870	500 MM (NC : 6400, 6410)	○
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)		(VER TABELA DE AJUDA 6)
DCA1904	220 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1906	230 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1908	240 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1910	250 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1912	260 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1914	270 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1916	280 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1918	290 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1920	300 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1922	310 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1924	320 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1926	330 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1928	340 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1930	350 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1932	360 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1934	370 MM (NC: 3030, 3130)	○
DCA1936	380 MM	○
DCA1938	390 MM	○
DCA1940	400 MM	○
DCA1942	410 MM	○
DCA1944	420 MM	○
DCA1946	◆ 430 MM	◆
DCA1948	440 MM	○
DCA1950	450 MM	○
DCA1952	460 MM	○
DCA1954	470 MM	○
DCA1956	480 MM	○
DCA1958	490 MM	○
DCA1960	500 MM	○
DCA1962	510 MM (NC : 3000, 3100, 3010, 3110)	○
ENCOSTO		
TUBOS DE ENCOSTO		
DCA2110	◆ Rectos fixos, standard (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)	◆
DCA2120	Fixos Inclinados em 7º ao nível lombar (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, encostos matr x)	○
DCA2130	Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo) (NC : encostos matr x)	227,12
DCA2140	Rebatíveis sobre o assento (Selec. âng. abaixo) (NC : 2180, encostos matr x, 2430)	283,90
ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL		
DCA2155	Ângulo encosto 82º	○
DCA2160	Ângulo encosto 86º	○
DCA2165	Ângulo encosto 90º	○
DCA2170	Ângulo encosto 94º	○
DCA2175	Ângulo encosto 98º	○
DCA2180	Ângulo encosto 102º	○



LLL / FSTF : chassi rebatível

Apoios de perna a 70°:
LLL max. = "FSTF 20 mm"

Apoios de perna a 80°:
LLL max. = "FSTF 30 mm"

LLL / FSTF : Apoios de pernas elevatórios:

Posição inicial a 75°
LLL max = FSTF -40 mm
LLL min = 380 mm

Segunda posição a 60°
LLL max = FSTF + 00 mm
LLL min = 380 mm

LLL / Apoio de pés

Dependendo da configuração o apoio de pés pode ser montado alto



2120

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 590 mm.

Código	Descrição	P.R.P. €
TELA DE ENCOSTO		
DCA2200	Standard ligeiramente almofadado (NC : encosto matr, 2400, 2430, 2595)	◆
DCA2210	Light (NC : encosto matr, 2430, 2595)	141,94
DCA2220	Premium Nylon almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC : encosto matr)	○
DCA2230	Aero-back, perfurado, respirável, almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC :encosto matr)	283,90
DCA2240	Sem tela de encosto (NC: 2430, 2595)	○
ENCOSTOS MATRX (NC APOIO DE CABEÇA 2490)		
DCA2300	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1124,22
DCA2305	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1124,22
DCA2310	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1124,22
DCA2315	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1124,22
DCA2316	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 160 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	794,90
DCA2317	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	794,90
DCA2318	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM	794,90
DCA2320	Matrx Elite E2 Profundo, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	794,90
DCA2322	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM	794,90
DCA2325	Matrx Elite E2 Profundo, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	794,90
DCA2330	Matrx Elite E2 Profundo, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	794,90
DCA2331	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM (inclui hardware de fixação easy set) Não possível para SW<360MM	794,90
DCA2332	Encosto ELITE E2 Plano, altura 160MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	738,13
DCA2334	Encosto ELITE E2 Plano, altura 210MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	738,13
DCA2335	Matrx Elite E2, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	738,13
DCA2340	Matrx Elite E2, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	738,13
DCA2345	Matrx Elite E2, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)	738,13
DCA2350	Matrx Elite E2, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	738,13
DCA2355	Matrx Elite E2, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	738,13
DCA2357	Encosto ELITE E2 Plano, altura 510MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM	738,13
LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 6)		
DCA2360	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	○
DCA2362	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	○
DCA2364	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	○
DCA2366	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	○
DCA2368	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	○
DCA2370	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	○
DCA2372	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	○
PUNHOS		
DCA2400	Sem punhos	○
DCA2410	Punhos fixos curtos (NC : 6580)	85,17
DCA2420	◆ Punhos fixos Longos ◆	◆
DCA2430	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior) (NC : 3520, 3620)	227,12
DCA2440	Punhos reguláveis em altura, integrados (NC : 2595)	283,90
DCA2450	Punhos dobráveis (NC : 2595, 6580)	312,29
APOIO DE CABEÇA		
DCA2490	Apoio de Cabeça (NC 2595, 6580)	215,76



2220

2230



2300, 2305, 2310, 2315




2430



2450

Código	Descrição	P.R.P. €
OPÇÕES DE ENCOSTO		
DCA2595	Esticador rebatível e destacável	113,56
ASSENTO		
TELA DE ASSENTO		
DCA2610	◆ Nylon com uma faixa aderente central	◆
DCA2620	Nylon com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais	○
ALMOFADA		
DCA2710	FLO-TECH LITE	118,45
DCA2720	MATRX LIBRA	453,10
OPÇÕES DE ASSENTO		
DCA2800	Bolsa de assento amovível	85,17
BOLSA DE ASSENTO		
DCA2910	Bolsa grande (instalada debaixo do assento)	34,07
APOIOS DE PERNAS REBATÍVEIS		
APOIO DE PERNA DIREITO CONSULTAR TABELA AJUDA 7		
DCA3000	◆ Ângulo aberto, 70º (NC : 3110)	◆
DCA3010	Ângulo médio-fechado, 80º (NC : 3100, 5650)	○
DCA3020	Amputado (NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	170,34
DCA3030	Elevatório, com ajuste em ângulo joelho (NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	141,94
DCA3040	Sem apoio de perna	○
APOIO DE PERNA ESQUERDO CONSULTAR TABELA AJUDA 7		
DCA3100	◆ Ângulo aberto, 70º	◆
DCA3110	Ângulo médio-fechado, 80º (NC : 5650)	○
DCA3120	Amputado (NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	170,34
DCA3130	Elevatório, com ajuste em ângulo joelho (NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	141,94
DCA3140	Sem apoio de perna	○
TIPO DE PATIM		
DCA3260	◆ Duplo, rebatível, em plástico	◆
DCA3270	Duplo, ajustável em ângulo e profundidade, em carbono (NC : 3310)	272,54
DCA3280	Único, rebatível e ajustável em ângulo e profundidade, em carbono (NC : 3310)	227,12
CINTO DE PÉS		
DCA3300	Cinto de pernas montado no chassis	○
DCA3305	Cinto de pernas montado nos suportes	○
DCA3310	◆ Calcanheiras	◆
GUARDAS LATERAIS		
PROTECTORES DE ROUPA (CONSULTAR TABELA AJUDA 3)		
DCA3400	Protetores de roupa fixos, economy - Novos! (NC: apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	○
DCA3410	Protetores de roupa fixos, carbono - Novo desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	○
DCA3425	◆ Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450)	◆
DCA3430	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6580, 7600, 8450, 6140, 6150, 6950)	170,34
DCA3440	Protetores de roupa destacáveis, carbono com rebordo - Novo Desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	170,34
DCA3450	Protetores de roupa destacáveis, composite com rebordo - Novo Desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	113,56
APOIO DE BRAÇO DIREITO		
DCA3500	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	141,94



2800

Apoio de Pernas :

Note que apoios de pernas especiais, como para amputados, elevatórios etc, são compatíveis com SW > 380 mm.



3000 / 3100



3020 / 3120



3030 / 3130



3400



3440



3450


Código	Descrição		P.R.P. €
DCA3510		Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	141,94
DCA3520		Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada (NC : 6950, 8450)	113,56
DCA3530		Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150)	141,94
DCA3540		Küschall HEMI, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	181,69
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO			
DCA3600		Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	141,94
DCA3610		Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	141,94
DCA3620		Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada (NC : 6950, 8450)	113,56
DCA3630		Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150)	141,94
DCA3640		Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	181,69
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO			
COR DO CHASSIS			
DCA4000	◆	Preto espacial	◆
DCA4010		Cinza antracite	○
DCA4020		Branco (NC : 4220)	○
DCA4030		Vermelho Carmin	○
DCA4040		Azul Celeste	○
DCA4100		Preto Brilhante	397,46
DCA4060		Amarelo	397,46
DCA4070		Violeta atómico	397,46
DCA4130		Cinza claro	397,46
DCA4140		Azul Real	397,46
DCA4150		Vermelho Rubi	397,46
DCA4170		Laranja dinamite	397,46
DCA4180		Verde floresta	397,46
ESTILO DO DECALQUE			
DCA4190		BOLD (NC : 4300, 4310)	107,88
DCA4195	◆	TAG (NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD			
DCA4200		Preto	○
DCA4210		Cinza Escuro	○
DCA4220		Cinza Claro	○
DCA4230		Vermelho	○
DCA4240		Azul	○
DCA4250		Dourado	○
COR DO DECALQUE TAG			
DCA4300		Preto	○
DCA4310	◆	Vermelho	◆
RODAS DIANTEIRAS (VER TABELA AJUDA 1)			
DCA5050		4" Everyday c/ borracha preta	○
DCA5100		4" Comfort Preta	○
DCA5150		4" Starec preto	68,13
DCA5200		4" Frog Legs com jante e eixo preto	107,88
DCA5250		4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto	107,88
DCA5300		5" Everyday c/ borracha preta	○



3500/3600

3520/3620

3530/3630



3530 / 3630

3540/3640




BOLD




TAG

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA5350	◆ 5" Comfort Preta	◆
DCA5400	5" Starec preta	68,13
DCA5450	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto	107,88
DCA5500	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto	107,88
DCA5550	6" Confort Preta	○
DCA5600	6" Pneumática	34,07
DCA5650	7" Confort Preta	○
RODAS TRASEIRAS		
RODA COM ARO DUPLO		
DCA6000	Roda direita com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680) 454,23
DCA6010	Roda esquerda com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680) 454,23
FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS		
DCA6020	◆ Fixação standard (peça de fixação do eixo com 4 posições - Não permite Posição 5 e 6)	(NC : 6140, 6150) ◆
DCA6040	Extensão da roda traseira (peça de fixação do eixo com 5 posições - OBRIGATÓRIO para Posição 5 e 6)	(NC: 6100, 6580, 6950) 141,94
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS - VER TABELA DE AJUDA 4		
DCA6100	Posição 1 (mais ativa)	(NC : 6580, 6840) ○
DCA6110	Posição 2	(NC : 6950) ○
DCA6120	◆ Posição 3	◆
DCA6130	Posição 4	(NC : 6580, 6950) ○
DCA6140	Posição 5	○
DCA6150	Posição 6 (mais passiva)	○
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS		
DCA6300	TETRA-CLIP	(NC: 6550, 6580, 6950) 85,17
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS		
DCA6400	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950) 170,34
DCA6410	◆ 24"	◆
DCA6420	25"	(NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950) ○
DCA6430	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950) 227,12
RODAS TRASEIRAS		
DCA6500	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	(NC : todos os aros motores e protetores raios) ○
DCA6510	◆ Rodas KÜSCHALL STAREC 24", 26" Jante, eixo e raios pretos; 22" eixo cinza	◆
DCA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante preta, eixo starec prata	(NC : 6660) 397,46
DCA6550	Rodas SPINERGY LXX, 24", 25" ,jante preta, eixo preto, raios pretos	(NC : 6660, 6910) 562,11
DCA6580	Rodas 22", 24", 26" com travão de tambor, manípulos na posição de acompanhante	(NC : 6950, 8680) 425,84
TIPO DE PNEU		
DCA6600	◆ 24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto	◆
DCA6625	22", 24", 25", 26" Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto	107,88
DCA6630	24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto	113,56
DCA6660	Maciço com perfil, preto, 24"	102,21
AROS MOTORES		
DCA6700	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.	113,56

**Rodas ativas de24"**

Com aros-motor em alumínio cinza, com 6 pontos de fixação (parafusos) e pneus light 7.5 bar como standard




Código	Descrição	P.R.P. €	
DCA6710	Aço 24", 26" , dist. 30 mm.	90,85€	
DCA6720	Titanio 24", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	282,75€	
DCA6740	24" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	369,06€	
DCA6750	24" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	369,06€	
DCA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	340,67€	
DCA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	369,06€	
DCA6780	◆ Alum ligh cinza, 22",24",25", 26", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	◆	
DCA6790	Alum ligh PRETO, 22",24",25", 26" , dist. 30 mm.	○	
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)			
DCA6820	◆ 0°	◆	
DCA6840	3°	○	
PROTETORES DE RAIOS			
DCA6900	Transparentes 22", 24", 26"	170,34	
DCA6910	Negros 22", 24", 26"	170,34	
KIT DE FIXAÇÃO ALBER (nota! Aumenta a largura total; consultar INVACARE para simulação largura total)			
DCA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui rodas anti-volteio Alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	664,31
TRAVÕES - VER TABELA DE AJUDA 4			
DCA7200	◆ Travão de puxar	◆	
DCA7210	Travões de empurrar, alavanca dobrada	○	
DCA7220	Travões de empurrar	○	
DCA7240	Travões ativos/tesoura	(NC : 7300)	90,85
DCA7250	Travões ativos ultra-leves	(NC : 7300)	147,63
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO			
DCA7300	Para alavanca de travão reta		56,78
OPÇÕES DE SEGURANÇA			
RODAS ANTI-VOLTEIO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito) (VER TABELA AJUDA 5)			
DCA7500	Roda anti-volteio direita		107,88
DCA7510	Roda anti-volteio esquerda		107,88
DCA7520	Roda anti-volteio, par		210,08
KIT DE TRANSPORTE			
DCA7600	Kit de transporte (inclui etiquetas)		107,88
CINTO PÉLVICO			
DCA7800	Cinto Standard (não almofadado)		90,85
DCA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard		147,63
DCA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63
DCA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63
REFLETORES			
DCA7900	Reflectores montados nos raios da cadeira		○
DCA7910	Reflectores s/ montar		○
ACESSÓRIOS			
PROTECTOR DE CHASSIS			
DCA8000	◆ Protecção chassis traseiro	◆	
DCA8010	Protecção chassis dianteiro		56,78
PONTEIRA (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)			
DCA8100	Ponteira, montagem à direita	(NC : 8200)	113,56
DCA8110	Ponteira, montagem à esquerda	(NC : 8210)	113,56
DCA8120	Ponteira, montagem em ambos os lados	(NC : 8200, 8210)	215,76
SUPORTE CANADIANAS (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)			
DCA8200	Suporte para canadianas, montagem à direita		113,56
DCA8210	Suporte para canadianas, montagem à esquerda		113,56



Scissor brakes	Rear wheel position						
	Seat depth	1	2	3	4	5	6
ST32-38							
ST40							
ST42							
ST44							
ST46							
ST48							
ST50							

Tabela: Relação entre Travões ativos/tesoura, posição da roda traseira e profundidade de assento

**Kit ALBER :**

Quando selecionado o Kit de Fixação para Alber E-motion ou Twion apenas ficam disponíveis 3 posições de ajuste do eixo e as rodas anti-volteio da Alber são instaladas em detrimento das Kuschall.



7810 / 7820 / 7830



8010



8100



8200

Código	Descrição	P.R.P. €
RODAS DE TRÂNSITO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8300	Rodas de trânsito de 3"	204,40
OUTRAS OPÇÕES		
DCA8450	Mesa	170,34
DCA8550	Kit de ferramentas	12,98
DCA8650	Bolsa para as Rodas	113,56
DCA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	511,01
DCA8800	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT	85,17
DCA8850	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	96,52



TABELA AJUDA 1 - Relação entre FSTF e Tamanho de Roda dianteira e posição de montagem

Roda Dianteira	Montagem Alta				Montagem Standard			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
FSTF 380	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 390	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 400	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 410	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 420	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 430	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 440	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 450	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 460	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 470	Green	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Red
FSTF 480	Green	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Red
FSTF 490	Green	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Red
FSTF 500	Green	Green	Green	Red	Green	Green	Red	Red
FSTF 510	Green	Green	Green	Red	Green	Green	Red	Red
FSTF 520	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
FSTF 530	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
FSTF 540	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red	Red
FSTF 550	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green

TABELA DE AJUDA 3 - NC de Protetores de Roupa sem rebordo em relação a RSTF, tamanho e posição da roda traseira

Position	22" Rear wheel						24" Rear wheel						25" Rear wheel						26" Rear wheel					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RSTF360	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF370	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF380	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF390	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF400	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF410	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF420	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF430	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF440	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF450	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF460	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF470	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF480	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF490	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF500	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA DE AUDA 4 - Travões em relação a Posição da Roda traseira, tamanho da roda e profundidade do assento (SD)

	Posição Roda Traseira	Roda traseira 22"						Roda traseira 24"						Roda traseira 25"						Roda traseira 26"					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Travões de Empurrar	SD 320-380	NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 400	NC	NC					NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 420	NC						NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 440							NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 460													NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 480																			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 500																								
Travões de Puxar	SD 320-380	NC						NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 400							NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 420													NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 440																			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões ativos/tesoura	SD 320-380	NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 400	NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 420	NC	NC					NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 440	NC						NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 460							NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 480													NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 500																								
Travões ativos ultra-leves	SD 320-380							NC						NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 400													NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 420																			NC	NC	NC	NC	NC	
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

	NC
	NC com patins destacáveis

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA AJUDA 5 - Possibilidade de Roda Anti-volteio em relação a FSTF, RSTF e tamanho de roda traseira

		FSTF 380	FSTF 390	FSTF 400	FSTF 410	FSTF 420	FSTF 430	FSTF 440	FSTF 450	FSTF 460	FSTF 470	FSTF 480	FSTF 490	FSTF 500	FSTF 510	FSTF 520	FSTF 530
22"	RSTF360	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF370	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF380	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF390	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF400	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF410	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red
	RSTF420	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red
	RSTF430	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
	RSTF440	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF450	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF460	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF470	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
24"	RSTF390	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red
	RSTF400	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red
	RSTF410	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
	RSTF420	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF430	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF440	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF450	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF460	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
RSTF470	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	
RSTF480	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	
RSTF490	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red	
25"	RSTF410	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
	RSTF420	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF430	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF440	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF450	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF460	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF470	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF480	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF490	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF500	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Red
26"	RSTF420	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF430	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF440	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF450	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF460	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF470	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF480	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF490	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red
RSTF500	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Red	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA AJUDA 6 - LARGURA DO ENCOSTO MATRIX

SEAT WIDTH (SW)	Escolha de Medidas para Encostos ELITE E2 / ELITE E2 PROFUNDO						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
300 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
320 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
340 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
360 MM	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
380 MM	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red
400 MM	Red	Green	Green	Red	Red	Red	Red
420 MM	Red	Red	Green	Green	Red	Red	Red
440 MM	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Red
460 MM	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Red
480 MM	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green
500 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green

SEAT WIDTH (SW)	Escolha de Medidas para Encostos MX2						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
300 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
320 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
340 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
360 MM	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
380 MM	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red
400 MM	Red	Green	Green	Red	Red	Red	Red
420 MM	Red	Red	Green	Green	Red	Red	Red
440 MM	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Red
460 MM	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red
480 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Red
500 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

TABELA AJUDA 7 - Apoio de perna ajustável em Angulo (3030/3130) em relação a LLL e FSTF

FSTF LLL	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
210	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
220	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
230	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
240	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
250	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
260	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
270	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
280	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
290	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
300	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
310	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
320	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
330	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
340	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
350	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
360	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
370	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
380	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
390	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
400	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
410	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
420	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
430	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
440	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
450	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
460	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
470	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
480	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
490	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
500	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
510	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
520	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green
530	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.