

INVACARE PORTUGAL II, Lda
 Rua da Estrada Velha, n° 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

<p>Invacare® Encosto MatrX® Mini CE</p> <p>Código ISO 12 24 30 - Sistema de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas</p> <p>Encosto de Posicionamento com estrutura rígida de suporte e almofada de espuma MatrX com contorno lombar ligeiro, recorte na região escapular, capa de tecido bielástico com padrão abracadabra, destacável e com fecho para lavagem, incluído sistema de fixação de 4 pontos ajustável em largura, profundidade e ângulo, fita para fácil extração do encosto, preparado para aplicação de vários sistemas de fixação de apoio de cabeça. inclui almofada cunha lombar. Disponível em vários tamanhos e possibilidade de integrar acessórios.</p>	<p>Data:</p> <p>Ortopedia:</p> <p>Nome Utilizador:</p> <p>N° da Encomenda:</p>
--	--



Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**


Escolha o tipo de encosto		PRP
Tipo de Encosto		
<input type="checkbox"/>	Encosto MatrX Mini - Inclui Hardware Fixação Mini, ajustável em Profundidade 100mm e em ângulo (30°) - Peso máx. Utilizador: 68 kg	702,98 €

Escolha o tamanho do encosto									
Encosto MatrX Mini (inclui hardware fixação mini, ajustável em Profundidade 100mm e em ângulo (30°))									
Largura do Encosto (A) ⁽²⁾	Altura do Encosto (D)								Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento
	180 mm		260 mm		310 mm		360 mm		
260mm	1626804	<input type="checkbox"/>	1626805	<input type="checkbox"/>	1626806	<input type="checkbox"/>			250mm - 270mm
280mm	1626807	<input type="checkbox"/>	1626808	<input type="checkbox"/>	1626809	<input type="checkbox"/>			280mm - 300mm
310mm	1626810	<input type="checkbox"/>	1626811	<input type="checkbox"/>	1626812	<input type="checkbox"/>	1626813	<input type="checkbox"/>	300mm - 320mm
330mm	1626814	<input type="checkbox"/>	1626815	<input type="checkbox"/>	1626816	<input type="checkbox"/>	1626817	<input type="checkbox"/>	330mm - 360mm
360mm	1626818	<input type="checkbox"/>	1626819	<input type="checkbox"/>	1626820	<input type="checkbox"/>	1626821	<input type="checkbox"/>	360mm - 380mm

(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.



Escolha os Acessórios		P.R.P.
Acessórios para Encosto MatrX Mini		
Código ISO 12 24 30 - Sistemas de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas		
1627465	<input type="checkbox"/> Kit de fixação para colete de tronco	108,15 €
1627466	<input type="checkbox"/> Hardware de fixação para Suportes de tronco rebatíveis (unidade)	129,78 €
1544292	<input type="checkbox"/> Almofada de Suporte de tronco 110mm x 82 mm (unidade)	81,11 €
1630140	<input type="checkbox"/> Suporte de tronco fixo completo com almofada 115mm x 76 mm (unidade)	81,11 €
1631855	<input type="checkbox"/> Faixa Abdominal Mini, 11,5cm largura	200,08 €
1631856	<input type="checkbox"/> Faixa Abdominal Mini, 15cm largura	200,08 €
	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça Elan - ver tabela Apoio de Cabeça ELAN	



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.