

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Kompas™**



**Código ISO 12 23 06:** Cadeira de Rodas elétrica de encartar, leve (20,9Kg) e compacta para transporte (590 x 370 x 810mm - encartada), tração traseira, equipada com sistema de encarte manual através de um único movimento no manípulo debaixo do assento; Assento e encosto (ajustável em ângulo) com tecido poliester almofadado e barra de empurrar no encosto; apoio de braços rebatíveis com almofada ajustável em espuma poliuretano; Patim único, rebatível e ajustável em altura em 3 posições; Rodas traseiras 8" pneumáticas e dianteiras 8" maciças em espuma PU; Rodas anti-volteio fixas; Comando com joystick para condução e botões ligar/desligar, buzina e regulação da velocidade até máximo de 6 km/h; Bateria de lítio 11,4 Ah removível e motores 24V e 70W potência; Cesto de transporte de objetos debaixo do assento; cinto pélvico de segurança incluído. Cor de Chassis Cinzento escuro / Peso máximo utilizador: 115 KG

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz    ◆ Característica standard    ○ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

	DESCRIÇÃO	P.R.P €
<b>MODELO</b>		
1662630	◆ Invacare® Kompas™	2.782,50
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
	◆ 460 MM	◆
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
	◆ 420 MM	◆
<b>ALTURA ASSENTO</b>		
	◆ 520 MM	◆
<b>TIPO DE ASSENTO</b>		
	◆ Estofa almofadado em poliester, sem faixas aderentes	◆
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
	◆ Altura 43mm, ajustável em ângulo com ferramentas	◆
<b>ESTOFO DO ENCOSTO</b>		
	◆ Tecido poliester almofadado, com faixas com ajuste em tensão e bolsa para transporte de objetos	◆
<b>PATIM</b>		
	◆ Patim único ajustável em altura e rebatível	◆
<b>APOIO DE BRAÇOS (REBATÍVEIS)</b>		
	◆ Almofada de Apoio de Braço em espuma PU, com possibilidade de ajuste da posição	◆
<b>OPÇÕES DE ASSENTO</b>		
	◆ Sem Opções de Assento	◆
<b>COMANDO</b>		
	◆ Comando fixo, instalado à direita, com botão ON/OFF, buzina e regulação da velocidade	◆
<b>COR</b>		
	◆ Cinzento escuro (chassis)	◆
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
	◆ 7" Maciças, pretas	◆
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
	◆ 8" Pneumáticas, pretas	◆
	◆ Rodas Anti-volteio fixas	◆
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
<b>MOTORES</b>		
	◆ Motores DC 24V, 70W	◆
<b>VELOCIDADE</b>		
	◆ 6,4 km/h	◆
<b>BATERIAS</b>		
	◆ Baterias 11,4 Ah - Bateria Lítio Ion removível	◆
<b>CARREGADOR</b>		
	◆ Carregador	◆



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.