

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**  
 Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**


**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Action<sup>3</sup> NG Light** CE

**Código ISO - 12 22 03/18 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas / controlada pelo acompanhante**

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0°, 3° e 6° com forquetas leves dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos curtos no encosto com altura 35cm com ajuste até 40cm, tela de assento profundidade de assento 40cm em nylon com tiras aderentes macho/fêmea, encosto almofadado bi-material preto e cinza com apoio lombar (inclui bolsa traseira), protetores de roupa com rebordo destacáveis; apoios de pernas individuais a 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, rodas traseiras pneumáticas anti-furo 24x1" com jante enraçada preta ultra leve com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade, rodas dianteiras de 6" pneu preto maciço.  
 Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**            **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
CES0017	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Action<sup>3</sup> NG Light</b>	766,52
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> Configuração Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
CESSPEC	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>
<b>MODELO-BASE</b>		
CES0026	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo-base <b>Action<sup>3</sup> NG</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALBER</b>		
CEB0070	<input type="checkbox"/> Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui rodas anti-volteio    Tempo de entrega adicional +5dias    (NC : 0300, 1062, 1064, 1066, 1073, 1150, 1170, 1185, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441 )	511,01
<b>PROPULSÃO</b>		
CES0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-propulsão	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
CES0180	<input type="checkbox"/> Largura assento 38 cm	<input type="checkbox"/>
CES0190	<input type="checkbox"/> Largura assento 40,5 cm	<input type="checkbox"/>
CES0200	<input checked="" type="checkbox"/> Largura assento 43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0210	<input type="checkbox"/> Largura assento 45,5 cm	<input type="checkbox"/>
CES0220	<input type="checkbox"/> Largura assento 48 cm	<input type="checkbox"/>
CES0230	<input type="checkbox"/> Largura assento 50,5 cm	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
CES0240	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidade assento 40 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0250	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 45 cm	<input type="checkbox"/>
CES0252	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)    (NC : 0320, 0330, 0350)	56,78
<b>ALTURA DO ASSENTO</b>		
CES0270	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm    (NC: 0511, 0561, 1054)	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0280	<input type="checkbox"/> Altura assento 46 cm	<input type="checkbox"/>
CES0290	<input type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm    (NC : 1062 )	<input type="checkbox"/>
CES0300	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm    (NC: 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="checkbox"/>
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>		
CES0320	<input type="checkbox"/> Sem estofado de assento	<input type="checkbox"/>
CES0330	<input type="checkbox"/> Nylon sem faixas aderentes	<input type="checkbox"/>
CES0340	<input checked="" type="checkbox"/> Nylon, com faixas aderentes macho/fêmea	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0350	<input type="checkbox"/> Estofado almofadado em nylon	<input type="checkbox"/>
<b>ENCOSTO</b>		
<b>ALTURA E TIPO DE ENCOSTO</b>		
CES0410	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°    2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)    punhos fixos    (NC: 0477, 0945)	<input type="checkbox"/>





Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €	
CES0420	<input type="checkbox"/>	Fixo a 7° 51 cm altura	punhos fixos	(NC: 0477)	○
CES0428	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativo fixo a 7° 35cm altura ajust até 40cm	punhos fixos e curtos	(NC: 0477, 0481, 0940, 1451)	◆
CES0431	<input type="checkbox"/>	Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos curtos fixos		(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0738, 0940, 1280, 1451)	113,56
CES0432	<input type="checkbox"/>	Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos longos fixos		(NC: 465, 0747, 0475, 0479, 0481, 0738)	113,56
CES0455	<input type="checkbox"/>	Costas dobráveis, angulo do encosto 7°	43 cm altura com punhos fixos	(NC: 0477, 0945, encostos MATrx))	○
CES0460	<input type="checkbox"/>	Costas dobráveis, angulo do encosto 7°	51 cm altura com punhos fixos	(NC: 0477, 0481, 0945, encostos matrxx)	○
CES0451	<input type="checkbox"/>	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0452	<input type="checkbox"/>	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0453	<input type="checkbox"/>	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0454	<input type="checkbox"/>	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 310mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0456	<input type="checkbox"/>	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0457	<input type="checkbox"/>	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0458	<input type="checkbox"/>	Encosto Matrxx Elite E2, profundo 16cm altura, c/ hardware			794,90
CES0459	<input type="checkbox"/>	Encosto Matrxx Elite E2, profundo 21cm altura, c/ hardware			794,90
CES0467	<input type="checkbox"/>	Encosto Matrxx Elite E2, profundo 31cm altura, c/ hardware			794,90
CES0468	<input type="checkbox"/>	Encosto Matrxx Elite E2, profundo 36cm altura, c/ hardware			794,90
<b>ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX</b>					
CES0482	<input type="checkbox"/>	Largura de Encosto 360 MM			○
CES0483	<input type="checkbox"/>	Largura de Encosto 380 MM			○
CES0484	<input type="checkbox"/>	Largura de Encosto 410 MM			○
CES0485	<input type="checkbox"/>	Largura de Encosto 430 MM			○
CES0486	<input type="checkbox"/>	Largura de Encosto 460 MM			○
CES0487	<input type="checkbox"/>	Largura de Encosto 480 MM			○
CES0488	<input type="checkbox"/>	Largura de Encosto 510 MM			○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO</b>					
CES0465	<input type="checkbox"/>	Sem estofo			○
CES0475	<input type="checkbox"/>	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG			○
CES0474	<input checked="" type="checkbox"/>	Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto			◆
CES0477	<input type="checkbox"/>	Almofadado, reg em tensão (3+1 faixas) inclui bolsa de encosto			○
CES0479	<input type="checkbox"/>	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador)		(NC: 0940, 0945)	○
CES0481	<input type="checkbox"/>	Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0940, 0945)			○
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>					
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO</b>					
CES0510	<input checked="" type="checkbox"/>	Apoio de perna a 80° giratório			◆
CES0511	<input type="checkbox"/>	Apoio de perna a 90° giratório	cor preta apenas	(NC: 0600, 1035, 1050, 1056)	○
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO</b>					
CES0560	<input checked="" type="checkbox"/>	Apoio de perna a 80° giratório			◆
CES0561	<input type="checkbox"/>	Apoio de perna a 90° giratório	cor preta apenas	(NC: 0620, 1035, 1050, 1056)	○
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>					
CES0600	<input checked="" type="checkbox"/>	Patim rebatível direito	inclui calcanheiras		◆
CES0610	<input type="checkbox"/>	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		45,42
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>					
CES0620	<input checked="" type="checkbox"/>	Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras		◆
CES0630	<input type="checkbox"/>	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		45,42
<b>APOIO DE BRAÇOS</b>					
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO (EM PRETO) (VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)</b>					
CES0640	<input type="checkbox"/>	Destacável direito (N°1) - almofada curta („secretária“)	altura regulável 20-28 cm	(NC: 0838, 0839)	○
CES0650	<input type="checkbox"/>	Destacável direito (N°1) - almofada longa	altura regulável 20-28 cm	(NC: 0838, 0839 )	○
CES0660	<input type="checkbox"/>	Rebatível e destacavel (N°2) - almofada curta („secretária“)	altura 24 cm	(NC: 0740, 0750, 0838, 0839)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €	
CES0738	<input checked="" type="checkbox"/>	Protetor de roupa com rebordo em composite, destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm)	(NC: 0740, 0750, 0839, 1064, 1066, 1200)	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0739	<input type="checkbox"/>	Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável		(NC: 0740, 0750, 0838, 1064, 1066, 1200, 1345, 1430)	96,52
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (EM PRETO)</b>					
CES0740	<input type="checkbox"/>	Destacável esquerdo (Nº1) - almofada curta („secretária“)	altura regulável 20-23-26-28 cm		<input type="checkbox"/>
CES0750	<input type="checkbox"/>	Destacável esquerdo (Nº1) - almofada longa	altura regulável 20-23-26-28 cm		<input type="checkbox"/>
CES0760	<input type="checkbox"/>	Rebatível e destacável (Nº2) - almofada curta („secretária“)	altura 24 cm	(NC: 0740, 0750, 0838, 0839)	<input type="checkbox"/>
CES0838	<input checked="" type="checkbox"/>	Protetor de roupa com rebordo em composite, destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm)	(NC: 1064, 1066)	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0839	<input type="checkbox"/>	Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável		(NC: 1200, 1345, 1365, 1430 )	96,52
<b>TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO</b>					
CEA0869	<input type="checkbox"/>	MATRX FLO-TECH LITE com base plana e capa bielástica de tecido soft preto		(NC : 0883)	118,45
CEA0873	<input type="checkbox"/>	MATRX FLO-TECH IMAGE com base plana e capa bielástica de tecido soft preto		(NC : 0883)	226,60
CEA0874	<input type="checkbox"/>	MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA com base plana e capa bielástica de tecido soft preto com duplo fecho		(NC : 0883)	567,79
CEA0876	<input type="checkbox"/>	MATRX LIBRA CUSHION com base plana e capa bielástica de tecido soft preto			431,52
<b>PROFUNDIDADE DA ALMOFADA DE ASSENTO</b>					
CEA0878	<input type="checkbox"/>	400 mm de profundidade			<input type="checkbox"/>
CEA0879	<input type="checkbox"/>	450 mm de profundidade			<input type="checkbox"/>
CEA0883	<input type="checkbox"/>	500 mm de profundidade			<input type="checkbox"/>
<b>OPÇÕES DE ENCOSTO</b>					
CES0840	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem opções		(NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)	<input checked="" type="checkbox"/>
CES0940	<input type="checkbox"/>	Esticador		(NC: 0945)	56,78
CES0945	<input type="checkbox"/>	Esticador dobrável		(NC: 1451)	90,85
<b>CORES</b>					
CES0961	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)			<input checked="" type="checkbox"/>
CES0964	<input type="checkbox"/>	Branco Pérola			<input type="checkbox"/>
CES0965	<input type="checkbox"/>	Verde elétrico			<input type="checkbox"/>
CES0966	<input type="checkbox"/>	Preto mate			<input type="checkbox"/>
CES0974	<input type="checkbox"/>	Azul Marinho			<input type="checkbox"/>
CES0976	<input type="checkbox"/>	Púrpura Escuro			<input type="checkbox"/>
CES0969	<input type="checkbox"/>	Vermelho mate			<input type="checkbox"/>
CES0980	<input type="checkbox"/>	Antracite			<input type="checkbox"/>
<b>SUORTE DA FORQUETA</b>					
CES0996	<input checked="" type="checkbox"/>	Leve			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>					
CES1035	<input type="checkbox"/>	6" X 1,1/4" maciças soft, pretas			<input type="checkbox"/>
CES1050	<input checked="" type="checkbox"/>	6" X 1,1/4" maciças, pretas			<input checked="" type="checkbox"/>
CES1054	<input type="checkbox"/>	5" X 1" maciças Pretas		(NC : 1062 )	<input type="checkbox"/>
CES1056	<input type="checkbox"/>	5" 1/2 X 1" 3/4 maciças soft, pretas		(NC : 1062 )	<input type="checkbox"/>
<b>RODAS TRASEIRAS</b>					
<b>TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS</b>					
CES1064	<input type="checkbox"/>	20"		(NC : 1073, 1076, 1088, 1092, 1170, 1260)	113,56
CES1066	<input type="checkbox"/>	22"		(NC: 1092, 1260 )	<input type="checkbox"/>
CES1068	<input checked="" type="checkbox"/>	24"		(NC : 1261 )	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO DE RODA TRASEIRA</b>					
CES1072	<input type="checkbox"/>	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	(NC : 1092)	113,56
CES1073	<input type="checkbox"/>	Rodas com travão tambor (inclui travões de acompanhante)	20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	(NC : 1092, 1170, 1270, 1272, 1275)	249,83

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CES1076	<input checked="" type="checkbox"/> Rodas Leves Eixo e jante pretas, jante enraizada (NC : 1170, 1260, 1261)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO DE PNEU</b>		
CES1082	<input type="checkbox"/> Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)	<input type="checkbox"/>
CES1084	<input type="checkbox"/> Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	<input type="checkbox"/>
CES1088	<input type="checkbox"/> Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)	<input type="checkbox"/>
CES1092	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO ARO-MOTOR</b>		
CES1140	<input checked="" type="checkbox"/> Aro-motor em alumínio pré-anodizado	<input checked="" type="checkbox"/>
CES1150	<input type="checkbox"/> Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta	56,78
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CES1170	<input type="checkbox"/> Eixo fixo (NC: 1185, 1365)	<input type="checkbox"/>
CES1180	<input checked="" type="checkbox"/> Eixo de extração rápida	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CES1185	<input type="checkbox"/> Posição ativa eixo 37,5mm à frente do tubo de encosto (NC: 1345, 1365)	<input type="checkbox"/>
CES1190	<input checked="" type="checkbox"/> Posição standard eixo 25mm à frente do tubo de encosto	<input checked="" type="checkbox"/>
CES1200	<input type="checkbox"/> Posição passiva eixo 25mm atrás do tubo de encosto	<input type="checkbox"/>
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>		
CES1240	<input type="checkbox"/> Sem opções de chassis (NC : 1260, 1261)	<input checked="" type="checkbox"/>
CES1260	<input type="checkbox"/> Par protetores de raios 24" (preto) (NC: 1261)	113,56
CES1261	<input type="checkbox"/> Par protetores de raios 22" e 20" (transparente)	113,56
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>		
CES1270	<input checked="" type="checkbox"/> Travão standard de empurrar	<input checked="" type="checkbox"/>
CES1275	<input type="checkbox"/> Travão de puxar	<input type="checkbox"/>
CES1280	<input type="checkbox"/> Travão de acompanhante equipado nos punhos de encosto (obrigatório escolher rodas com travão de tambor 1073) - travões standard de empurrar são fornecidos em simultâneo com esta opção.	<input type="checkbox"/>
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
CES1340	<input checked="" type="checkbox"/> Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,1365, 1370, 1375, 1390)	<input checked="" type="checkbox"/>
CES1345	<input type="checkbox"/> Kit de Transporte (NC: 1360)	28,39
CES1360	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico (NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	22,71
CES1361	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M, flat mount (NC: 1362, 1363, 1364)	141,94
CES1362	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L, flat mount (NC: 1363, 1364)	141,94
CES1363	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M, flat mount (NC: 1364)	170,34
CES1364	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L, flat mount	170,34
<b>Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>		
CES1365	<input type="checkbox"/> Kit transferência (rodas 4") - anti-barreiras	45,42
CES1370	<input type="checkbox"/> Par rodas anti-volteio (NC: 1375, 1440, 1441)	56,78
CES1375	<input type="checkbox"/> Par rodas anti-volteio com ponteiros (NC : 1440, 1441)	85,17
CES1390	<input type="checkbox"/> Extensão da alavanca do travão	28,39
<b>OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE</b>		
CES1420	<input type="checkbox"/> Sem opções para o acompanhante (NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	<input checked="" type="checkbox"/>
CES1430	<input type="checkbox"/> Suporte de bengalas / canadianas	28,39
CES1440	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira direita	22,71
CES1441	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira esquerda	22,71
CES1451	<input type="checkbox"/> Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)	45,42
<b>PREÇO TOTAL</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>(Nº1)</p> <p>0640</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(Nº2)</p> <p>0660</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>0739+0839</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>0738/0838</p> </div> </div>		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.