



Facturado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Folha de Pedido:
 N° de pedido de Sunrise:



● = Standard □ = Opção com custo ○ = Opção sem custo

**Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público
 Recomendados sem IVA**

**Peso máx utilizador: 72 kg
 (Todos os tamanhos)**

Equipamento Standard			PVP
Estrutura com encosto e apoio de pernas reguláveis em ângulo. Fabricado em alumínio inoxidável com componentes em aço e plástico. Revestimento em rede, destacável e lavável. <u>Inclui cinto torácico e cinto pélvico</u>			
MACA DE BANHO LECKEY - SELECÇÃO DE TAMANHO E COR			
TAMANHO 1. CRIANÇAS DOS 1 AOS 5 ANOS. ESTATURA ENTRE 75 E 105 CMS			
LAB/1/COMP-PK	<input type="checkbox"/>	Maca de banho Leckey - Tamanho 1 - Cor-de-rosa	792,84 €
LAB/1/COMP-RB	<input type="checkbox"/>	Maca de banho Leckey - Tamanho 1 - Azul Real	792,84 €
TAMANHO 2. CRIANÇAS DOS 4 AOS 9 ANOS. ESTATURA ENTRE 95 E 125 CMS			
LAB/2/COMP-PK	<input type="checkbox"/>	Maca de banho Leckey - Tamanho 2 - Cor-de-rosa	828,31 €
LAB/2/COMP-RB	<input type="checkbox"/>	Maca de banho Leckey - Tamanho 2 - Azul Real	828,31 €
TAMANHO 3. CRIANÇAS DOS 8 AOS 14 ANOS. ESTATURA ENTRE 115 E 145 CMS			
LAB/3/COMP-PK	<input type="checkbox"/>	Maca de banho Leckey - Tamanho 3 - Cor-de-rosa	906,36 €
LAB/3/COMP-RB	<input type="checkbox"/>	Maca de banho Leckey - Tamanho 3 - Azul Real	906,36 €
TAMANHO 4. CRIANÇAS DOS 12 AOS 18 ANOS. ESTATURA ENTRE 135 E 165 CMS			
LAB/4/COMP-PK	<input type="checkbox"/>	Maca de banho Leckey - Tamanho 4 - Cor-de-rosa	950,04 €
LAB/4/COMP-RB	<input type="checkbox"/>	Maca de banho Leckey - Tamanho 4 - Azul Real	950,04 €
ACESSÓRIOS			
LAB/1/B-PK	<input type="checkbox"/>	Cinto abdutor Leckey - Tamanho 1 e 2 - Cor-de-rosa	71,92 €
LAB/1/B-RB	<input type="checkbox"/>	Cinto abdutor Leckey - Tamanho 1 e 2 - Azul Real	71,92 €
LAB/2/B-PK	<input type="checkbox"/>	Cinto abdutor Leckey - Tamanho 3 e 4 - Cor-de-rosa	78,09 €
LAB/2/B-RB	<input type="checkbox"/>	Cinto abdutor Leckey - Tamanho 3 e 4 - Azul Real	78,09 €
LAB/1/C-PK	<input type="checkbox"/>	Placas laterais para apoio de cabeça - Cor-de-rosa	71,92 €
LAB/1/C-RB	<input type="checkbox"/>	Placas laterais para apoio de cabeça - Azul Real	71,92 €
LSF/1	<input type="checkbox"/>	Base rodada para duche* *Compatível com todos os tamanhos da maca de banho Leckey	614,16 €

Leckey Maca de Banho

DADOS TÉCNICOS

Dados técnicos	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3	Tamanho 4
Idade aprox.	1 a 5 anos	4 a 9 anos	8 a 14 anos	12 a 18 anos
Estatura	750 a 1050 mm	950 a 1250 mm	1150 a 1450 mm	1350 a 1650 mm
Peso máx. utilizador	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg
Apoio de cabeça	150 mm	150 mm	215 mm	215 mm
Encosto	350 mm	400 mm	460 mm	550 mm
Profundidade assento	225 mm	275 mm	335 mm	400 mm
Suporte das barrigas das pernas	260 mm	260 mm	340 mm	340 mm
Altura de assento	50 a 425 mm	50 a 425 mm	50 a 425 mm	50 a 425 mm
Largura total	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm

Base rodada para duche (Todos os tamanhos)

Largura	600 mm
Comprimento	900 mm a 1150 mm
Altura de assento ao chão	650 - 700 mm

IMAGENS



Azul real



Cor-de-rosa



Base rodada para duche



Cinto abdutor



Placas laterais para apoio de cabeça