



Faturado a:  
Nome:  
Morada:  
Localidade: Código postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Enviado a:  
Nome:  
Morada:  
Localidade: Código postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Folha de Pedido:  
Nº de pedido de Sunrise:



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

● = Standard    □ = Opção com custo    ○ = Opção sem custo

Peso máx. utilizador Tamanho 1: 50 kg  
Peso máx. utilizador Tamanho 2: 60 kg  
Peso máx. utilizador Tamanho 3: 70 kg

PVP

#### EQUIPAMENTO STANDARD

A unidade postural MYGO inclui como standard:

- \* Unidade de Assento e encosto com suporte lombar independente
- \* Guias de abdução e adução
- \* Tamanho 2 e 3 inclui suporte para ombros

#### MONTAGEM ACESSÓRIOS LECKEY

2B-CONFIG ☐ Produto montado - o equipamento e os acessórios selecionados na folha de pedido serão montados na produção da Leckey Sob consulta

#### SELECIONE TAMANHO

117-610	<input type="checkbox"/> Estrutura Mygo <b>Tamanho 1</b> (sem suporte para ombros)	1.274 €
137-600	<input type="checkbox"/> Estrutura Mygo <b>Tamanho 2</b> (com suporte para ombros)	1.668,24 €
185-600	<input type="checkbox"/> Estrutura Mygo <b>Tamanho 3</b> (com suporte para ombros)	1.822,32 €

#### CORES DO ESTOFO

117-1851-06	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 1 Cinza	218,40 €
117-1851-07	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 1 Cor-de-laranja	218,40 €
117-1851-08	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 1 Azul	218,40 €
117-1851-09	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 1 Cor-de-rosa	218,40 €
117-1851-10	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 1 Vinil preto	218,40 €
117-2851-06	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 2 Cinza	218,40 €
117-2851-07	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 2 Cor-de-laranja	218,40 €
117-2851-08	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 2 Azul	218,40 €
117-2851-09	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 2 Cor-de-rosa	218,40 €
117-2851-10	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 2/3 Vinil preto	218,40 €
185-2851-06	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 3 Cinza	327,60 €
185-2851-07	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 3 Cor-de-laranja	327,60 €
185-2851-08	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 3 Azul	327,60 €
185-2851-09	<input type="checkbox"/> Estofa de assento Mygo Tamanho 3 Cor-de-rosa	327,60 €

#### BASES DE MOBILIDADE (regulável em altura)

102-2753	<input type="checkbox"/> Base Hi low com gás a pedal	Asa de empurrar Incluída	1.310,40 €
102-2766	<input type="checkbox"/> Base Hi low hidráulica	Asa de empurrar Incluída	1.638,00 €
102-2754	<input type="checkbox"/> Base Hi low elétrica	Asa de empurrar Incluída	1.965,60 €
102-2767	<input type="checkbox"/> Base Hi low regulável em altura por êmbolo de gás roda traseira grande	Com punho	1.638,00 €
102-2768	<input type="checkbox"/> Base Hi low regulável em altura por hidráulico Roda Traseira Grande	Com punho	1.965,60 €
102-2769	<input type="checkbox"/> Base Hi low elétrica roda traseira grande	Recomendada em tamanhos 2 e 3 Asa de empurrar Incluída	2.293,20 €

#### INTERFACES

194-700	<input type="checkbox"/> Interface para bases cadeiras Sunrise (Zippie IRIS / Zippie TS / Quickie SR45 / Quikie IRIS)	322,14 €
---------	---	----------

**NOTA:** Largura mínima da cadeira de 41 cms.  
Medida recomendada de 41 x 48 cms ( largura x profundidade)  
Ver quadro interfaces na página 4

#### APOIOS DE BRAÇO

117-1777	<input type="checkbox"/> Apoios de braço Mygo Tamanho 1 (210mm Comprimento x 50mm Alto x 50mm Largo. Ajuste em altura 220-270mm)	189,99 €
117-2777	<input type="checkbox"/> Apoios de braço Mygo Tamanho 2 (210mm Comprimento x 50mm Alto x 50mm Largo. Ajuste em altura 250-300mm)	192,31 €
185-604	<input type="checkbox"/> Apoios de braço Mygo Tamanho 3 (250mm Comprimento x 30mm Alto x 80mm Largo. Ajuste em altura 260-310mm)	212,94 €
117-645	<input type="checkbox"/> Apoios de braços Mygo para Tamanho 1 e 2 (250mm Comprimento x 30mm Alto x 80mm Largo. Ajuste altura 220-260mm)	212,94 €


● = Standard      ○ = Opção sem custo      □ = Opção com custo

Para mais informação  
visite a nossa página web  
[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)  
© Sunrise Medical 2023 2/4

● = Standard      ○ = Opção sem custo      □ = Opção com custo

Para mais informação  
visite a nossa página web  
[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)  
© Sunrise Medical 2023 3/4

## Leckey Mygo Seat



### Dados técnicos


	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3
Idade aproximada	3 - 10 anos	8 -14 anos	10 - 16 anos
Peso máx. utilizador	50 kg	60 kg	70 kg
Largura assento (SW)	200 -325 mm	200 -345 mm	250 -400 mm
Profundidade assento (SD)	270 - 420 mm	350 - 470 mm	350 - 470 mm
Altura encosto (BH)	360 - 470 mm	460 - 570 mm	460 - 570 mm
Comprimento tibial (LL)	215 - 350 mm	315 - 470 mm	315 - 470 mm
Largura joelhos	90- 110 mm	120- 140 mm	120- 140 mm
Largura de peito (CW)	170 - 270 mm	170 - 270 mm	200 - 300 mm
Ângulo de pés	de -10º a +10º	de -10º a +10º	de -10º a +10º
Ângulo ABD - ADD	20º	28º	28º
Regulação altura assento com base Hi-Low (SH)	360 - 700 mm	360 - 700 mm	360 - 700 mm
Basculação de assento	de -10º a + 30º	de -10º a + 30º	de -10º a + 30º
Altura apoios de braço (AH)	160 - 210 mm	210 - 260 mm	210 - 260 mm
Reclinação encosto	De -10º a +25º	De -10º a +25º	De -10º a +25º
Peso	10 kg	12 kg	12 kg

### INTERFACES




Leckey	Bases cadeira Sunrise	Código	Crash-Tested	Largura (mín) cadeira	Largura (máx) cadeira
Mygo Seat	Zippie IRIS	194-700	Sí	406,5 mm	456,5 mm
Mygo Seat	Zippie TS	194-700	Sí	406,5 mm	456,5 mm
Mygo Seat	Quickie SR45	194-700	Sí	406,5 mm	456,5 mm
Mygo Seat	Quickie IRIS	194-700	Sí	406,5 mm	456,5 mm



Tamanho	D mm	E mm	F mm
Pequeno	172	64	95
Médio	210	77	114
Grande	255	89	133



Leckey Mygo Seat

Arnês	Circunferência pélvica	Largura pélvica
		
Talla 2 (cod. 177-476)	de 440 a 575 mm	de 130 a 160 mm
Talla 3 (cod. 117-477)	de 520 a 650 mm	de 160 a 180 mm
Talla 4 (cod. 177-478)	de 600 a 740 mm	de 190 a 200 mm
Talla 5 (cod. 177-479)	de 660 a 855 mm	Más de 200 mm
Talla 6 (cod. 177-480)	de 790 a 990 mm	Más de 200 mm

IMAGENS



Cor-de-



Azul



Cor-de-rosa



Cinza



Estrutura Tamanho 1



Estrutura Tamanho 2



Base Hi Low



Base Hi Low com roda grande



Apoios de braço



Cinto pélvico 4 pontos



Arnês pélvico envolvente



Redutor para cinto pélvico



Almofada isquial



Suportes pélvicos



Plataforma única almofadada



Apoios de pés

IMAGENS



*Sandálias (incluem cintas)*



*Almofada para joelhos*



*Encosto dinâmico*



*Suportes laterais rebatíveis*



*Suportes fixos*



*Suporte articulado horizontal*



*Placa para o esterno*



*Suporte lateral com pad protractor*



*Suporte ombros*



*Suportes pélvicos largos*



*Apoio de cabeça com contorno*




*Apoio de cabeça plano com laterais*



*Acolchoado preto mesa*



*Bloqueadores de*



*Arco dianteiro*