



QUICKIE Xenon 2

Rev.1 2023

Facturado a:
 Nome :
 Morada :
 Localidade : Código postal:
 Distrito:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nome :
 Morada :
 Localidade : Código postal:
 Distrito:
 Tel: Fax:

Data do pedido:
 Nº de pedido de Sunrise



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados e Preços de Venda a Ortopedia sem IVA

● = Standard □ = Opção com custo
 ○ = Opção sem custo

PVP Rec: 3.485,12 €

**Peso máximo utilizador: 110 kg
 140 kg (estrutura híbrida)**

DIMENSÕES (Todas as medidas estão em cm e sem almofada)

LARGURA DO ASSENTO - (do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação)

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Por favor consulte as folhas seguintes para qualquer dúvida sobre medidas.

Apenas estrutura híbrida

PROFUNDIDADE DO ASSENTO

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○

ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda dianteira, do tipo de forqueta e de estrutura

		Forqueta (longitude)	Armação	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
Rodas dianteiras	3"	111 mm	Baixa	○	○	○												
		123 mm				○	○	○										
		Frog Leg						□	□									
		De 1 braço		○	○	○												
	3"	111 mm	Alta					○	○	○								
		123 mm								○	○	○						
		Frog Leg											○	○				
		De 1 braço						○	○	○								
	4"	111 mm	Baixa		○	○	○	○										
		123 mm				○	○	○	○									
		Frog Leg						○	○	○								
		De 1 braço		○	○	○	○											
4"	111 mm	Alta						○	○	○	○							
	123 mm									○	○	○	○					
	Frog Leg												○	○	○			
	De 1 braço								○	○	○	○						
5"	111 mm	Baixa				○	○	○										
	123 mm						○	○	○									
	Frog Leg								○	○	○							
	De 1 braço					○	○	○										
5"	111 mm	Alta								○	○	○						
	123 mm											○	○	○				
	Frog Leg													○	○	○		
	De 1 braço									○	○	○						
6"	123 mm	Baixa						○	○	○								
	Frog Leg									○	○	○						
	123 mm	Alta											○	○	○			
	Frog Leg														○	○	○	

Xenon 2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

PVP

ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda traseira

Altura do assento traseiro (em cm)

Rodas traseiras	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾

A altura do assento traseiro tem que ser entre 0 e 11 cm mais baixa que a altura dianteira

A altura do assento traseiro não pode ser superior à dianteira

ASSENTO

Tela de assento (nylon ajustável em tensão)

XFF020002	● Com 1 bolsa		Std
XFF020003	□ Com 2 bolsas	(só com larguras do assento desde 34 cm)	71,67 €
XFF020004	□ Uma bolsa e uma bolsa de cateter	(só com larguras do assento desde 34 cm)	59,43 €
XFF020000	○ Sem tecido do assento		s/c

Almofada com capa preta

Espuma	Grossura:	XFF020101	□ 3 cm	XFF020102	□ 5 cm	(dureza média)	143,38 €
Látex	Grossura:	XFF020103	□ 5 cm			(muito macia)	143,38 €

Acessórios de assento

XFF090018	□ Cinto de posicionamento com fecho	113,72 €
XFF020050	□ Acolchoado extra para tecido de assento	44,03 €

Almofadas Jay

NOTA - Estes são apenas algumas das almofadas Jay disponíveis. Consulte a gama completa na nossa Web

□ JAY Xtreme Active	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	616,15 €
□ JAY Easy Fluid, base curva	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	323,15 €
□ JAY Lite	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	323,15 €
□ JAY Easy Visco, base curva	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	105,43 €
□ JAY Basic	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	105,43 €

ENCOSTO

● Encosto alumínio reg. em altura

Altura do encosto montado de fábrica em (cm)

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

s/c

□ Encosto de carbono (não regulável em altura) (2)

Selecione no quadro a altura pretendida

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

352,26 €

Tipo de encosto

XFF030010	● Encosto de alumínio a 90°. Não ajustável em ângulo, não dobrável	Não disponível com encosto de carbono	Std
XFF030029	○ Preparação para instalar à posteriori apoios de braços de escritório	(3)	s/c
XFF030031	□ Encosto partido (dobrável para a frente) (5)	(para encostos desde 32,5cm alt.) Não com encosto de carbono	342,48 €
XFF030012	□ Encosto ajustável em ângulo, não dobrável	(de -15° a 13°)	136,99 €
XFF030029	○ Preparação para instalar à posteriori apoios de braços de escritório	(4)	s/c
XFF030031	□ Encosto partido (dobrável para a frente) (5)	(para encostos desde 32,5cm alt.) Não com encosto de carbono	342,48 €

Punhos

XFF030201	● Punhos standard compridos		Std
XFF030203	□ Punhos dobráveis	(Para alturas de encosto desde 32,5 cm)	225,75 €
XFF030205	□ Punhos ajustáveis em altura para encostos Jay	(Para alturas de encosto desde 32,5 cm)	262,45 €
XFF030204	□ Punhos ajustáveis em altura	(Para alturas de encosto desde 30 cm)	381,39 €
XFF030200	○ Sem punhos	(Não possível com encosto partido)	s/c

Tecido do encosto

XFF030316	● Tecido do encosto EXO EVO		Std
	Cor dos frisos:	● Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul	
XFF030317	□ Tecido do encosto EXO EVO PRO		162,99 €
	Cor dos frisos:	○ Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul	
XFF030300	○ Sem tela de encosto		s/c

Acessórios de Encosto

XFF030402	□ Barra estabilizadora dobrável	(Para larguras de assento desde 35 cm. Não possível com encosto de carbono)	166,23 €
-----------	---------------------------------	---	----------

(1) apenas com suporte eixo ligeiro

(2) Sempre com encosto ajustável em ângulo. Não compactável com encosto partido. Não com punhos ajustáveis em altura. Não disponível com encostos Jay 3 nem com apoios de braços de escritório.

(3) Necessário para juntar uma vez fabricada a cadeira apoios de braços de escritório ou apoios de braços tubulares com encosto fixo a 90°

(4) Necessário para juntar uma vez fabricada a cadeira apoios de braços de escritório com encosto ajustável em ângulo

(5) Não com punhos ajustáveis em altura, nem com encostos JAY. Em combinação com punhos dobráveis, apenas com alturas de encosto a partir de 40 cm. Ver quadro de incompatibilidades nas páginas traseiras

Para mais informação
visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt

Xenon 2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

ENCOSTO JAY3 CARBONO

Selecione encosto e tipo de fixações

Largura da carcaça (em cm)	32	36	41	46
a larguras de cadeiras*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48



Torácico Inferior (LT)		PVP: 770,00 €		PVO: 546,15 €	
Altura 17 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS32	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS36	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS41		
Altura 24 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT32	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT36	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT41	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT46	



Torácico Médio (MT)		PVP: 770,00 €		PVO: 546,15 €	
Altura 30 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS32	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS36	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS41	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS46	
Altura 38 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT32	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT36	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT41	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT46	

Encaixes para encosto JAY 3 carbono

- Encaixes com desmontagem rápida (Quick release) (QR) s/c
- Encaixes fixos (FX) s/c

NOTA - Consulte a gama completa de encostos Jay 3 disponível na nossa web ou catálogo

PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS

			PVP
Apoios de braço de escritório fixos			
XFF040005	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, sem almofadado		384,47 €
XFF040001	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado curto (25 cm)		384,47 €
XFF040003	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado longo (31 cm)		384,47 €
Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura			
XFF040002	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado curto (25 cm)		497,36 €
XFF040004	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado longo (31 cm)		497,60 €
XFF040052	<input type="checkbox"/> Apoio de braços ajustáveis em altura com ferramentas <i>Ajustáveis em profundidade (33cm)</i>		117,62 €
XFF040117	<input type="checkbox"/> Apoio de braços tubulares acolchoados (abatíveis para fora e desmontáveis)		147,90 €
Acessórios dos apoios de braços			
XFF040020	<input type="radio"/> Adaptação tetraplégia para apoios de braços de escritório <i>(apenas para apoios de braços de escritório)</i>		s/c
Protectores laterais			
XFF040107	<input type="radio"/> Protector de plástico desmontável <i>(21 cm alt. e 31 cm larg.. Não disponível com encosto de carbono)</i>		s/c
XFF040101	<input type="checkbox"/> Protector simples pequeno <i>(fibra de carbono)</i>		145,46 €
XFF040102	<input type="radio"/> Protector lateral de alumínio sem guarda lamas <i>(na cor da armação)</i>		s/c
XFF040103	<input checked="" type="radio"/> Protector lateral de alumínio com guarda lamas <i>(na cor da armação)</i>		Std
XFF040104	<input type="checkbox"/> Protector lateral de carbono com guarda lamas		248,65 €

APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS

XFF050023	<input type="checkbox"/> Plataforma única de alumínio, na cor da estrutura <i>Ajustável em ângulo e abatível</i>		466,71 €
XFF050126	<input type="checkbox"/> Mecanismo para abarar a plataforma para o exterior da cadeira		239,53 €
Plataforma única ajustável em ângulo, abatível			
XFF050059	<input checked="" type="radio"/> De alumínio (Xenon Performance) (1) <i>Ajustável em ângulo e abatível</i>		Std
XFF050131	<input type="radio"/> De composite <i>(Ajustável em profundidade)</i>		s/c
XFF050132	<input type="checkbox"/> De carbono <i>(Ajustável em profundidade)</i>		286,40 €
Plataforma única montada alta			
XFF050061	<input type="checkbox"/> De composite <i>(Ajustável em ângulo e profundidade)</i>		205,47 €
Plataforma auto-dobrável			
XFF050027	<input type="checkbox"/> De carbono <i>(Ajustável em ângulo e profundidade)</i>		123,29 €
XFF050028	<input type="checkbox"/> De composite <i>(Ajustável em ângulo e profundidade)</i>		58,70 €
Acessórios para plataformas únicas ajustáveis em ângulo, abatíveis			
XFF050127	<input type="checkbox"/> Posicionador de pés (2)		88,49 €

Longitude da perna (LLL): A longitude da perna deve ser 2,5 cm menor que a altura do assento dianteiro.

- 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31
- 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41
- 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50

(1) Não disponível com largura assento de 32 cm em combinação com curvatura do apoio de pés de 1 cm.

(2) apenas para plataforma de alumínio Xenon Performance XFF050059, de composite XFF050131 ou de carbono XFF050132

Para mais informação
visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt

Xenon 2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

PVP

PNEUS			PVP
XFF070101	○ Alta pressão lisa Right Run	(só com rodas de 24")	s/c
XFF070102	○ Maciça	(só com rodas de 24")	s/c
XFF070107	□ Schwalbe One		52,60 €
XFF070104	□ Marathon Plus Evolution		120,49 €
AROS			PVP
XFF070204	○ Aço inoxidável		s/c
XFF070202	● Alumínio cinza prata anodizado		Std
XFF070201	○ Alumínio cinza prata pintado		s/c
XFF070203	□ Alumínio pintado:.....(introduzir código da cor)	(selecione a cor na última página)	88,50 €
XFF070205	□ Titânio		320,36 €
XFF070206	□ Titânio pintado		320,36 €
XFF070207	□ Antiderrapante		450,10 €
XFF070208	□ Super anti-derrapante Max Grepp	(só com rodas de 24")	475,46 €
XFF070212	□ Ellipse 3R, cor preta	(aro ergonómico com proteção em borracha)	462,06 €
Montagem do aro			PVP
XFF070307	□ Montagem do aro estreito (7 mm)	(apenas com aros de aço)	164,70 €
XFF070317	● Montagem do aro standard (17 mm)		Std
XFF070327	○ Montagem do aro largo (27 mm)		s/c
Acessórios do aro			PVP
XFF070250	□ Capa do aro	(só com rodas de 24")	160,77 €
CAMBER			PVP
XFF070600	○ 0°		s/c
XFF070602	○ 2°	(não é possível com suporte eixo simples)	s/c
XFF070604	○ 4°	(não é possível com suporte eixo simples)	s/c
PROTETORES DE RAIOS			PVP
(só com rodas de 24")			
XFF070831	□ Transparentes		239,87 €
XFF070823	□ Princess	XFF070821 □ Pirates	239,87 €
XFF070816	□ Happy Lions	XFF070814 □ Graffiti	239,87 €
XFF070819	□ Monkeys	XFF070802 □ Basketball	239,87 €
XFF070820	□ Oriental	XFF070812 □ Flying Water	239,87 €
XFF070829	□ Superhero	XFF070833 □ Zebra	239,87 €
XFF070817	□ Hot Wheels	XFF070818 □ Jungle Fever	239,87 €
XFF070822	□ Pool	XFF070811 □ Feather	239,87 €
XFF070827	□ Silk	XFF070806 □ Chrome	239,87 €
XFF070830	□ Tiger	XFF070803 □ Basketball 2	239,87 €
XFF070813	□ Galactica	XFF070828 □ Space	239,87 €
TRAVÕES			PVP
XFF060001	● Travão standard		Std
XFF060002	□ Travão de rodilha (montado alto)		82,37 €
XFF060010	□ Extensão para travão montado alto, rebatível		18,18 €
XFF060023	□ Travão compacto EVO		67,09 €
XFF060024	□ Travão compacto ligeiro EVO	(1)	163,27 €
ACESSÓRIOS			PVP
XFF090000	● Kit de ferramentas		Std
XFF090025	□ Bomba		22,85 €
XFF090024	□ Bomba alta pressão		114,39 €
XFF090026	□ Suporte telemóvel		28,94 €
(1)	Não disponível em com: estrutura híbrida reforçada, camber a 4°, profundidade de assento de 34 cm. Não se pode usar com handbikes. Ajuste de 2, 5 cm do COG		Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt
			© Sunrise Medical 2023 5/6

Xenon 2

● = Standard

○ = Opção sem custo

□ = Opção com custo

CORES ⁽¹⁾

	Armação	Aro	Carretos/jante	Cruzeta		Armação	Aro	Carretos/jante	Cruzeta
		88,50 €	179,77 €	181,32 €			88,50 €	179,77 €	181,32 €
02 Cinza prata brilhante	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	29 Preto	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Cinza prata mate	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	31 Preto mate	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Amarelo canário	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	32 Branco puro	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14 Azul	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Rosa flúor	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15 Azul brilhante	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	34 Bronze	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16 Azul mate	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	35 Azul pastel	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
19 Violeta	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	36 Cian	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
21 Vermelho	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	37 Laranja metalizado	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
22 Vermelho brilhante	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Verde pistachio	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
23 Vermelho mate	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Rosa metalizado	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
24 Laranja intenso	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	42 Cinza antracite mate	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
27 Cinza ardósia	<input type="radio"/> s/c	<input type="checkbox"/>			46 Verde Mamba	<input type="checkbox"/> 92,56 €	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Cor anodizado carrete/Jante para rodas ligeiras 24"

Laranja anodizado	<input type="checkbox"/>	(2)
Azul anodizado	<input type="checkbox"/>	(2)
Vermelho anodizado	<input type="checkbox"/>	(2)

(1) Aro: só para aros de alumínio pintados (XFF070203); Carrete/jante: só para rodas com raios cruzados

(2) Só com rodas ligeiras de 24"

Quickie Xenon² apoio de pés Fixos- Preço básico

Preço com opções €
 €
Sem I.V.A €
I.V.A €
Preço total €

Sunrise Medical
Morada:
Tel.
Fax.

Email:
Página web:

Para mais informação
visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt
© Sunrise Medical 2023 6/6

Por favor siga o seguinte método para tirar as medidas:

Largura do assento: (LA)

- a) Para o Utilizador: Deve permitir que haja uma distância em ambos os lados, entre o protetor e a cadeira de 1-2 cm no total
- b) Na cadeira de rodas: De exterior a exterior dos tubos do assento

Profundidade assento: (PA)

- a) Para o Utilizador: Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte detrás do joelho (aprox. 3-6 cm)
- b) Na cadeira de rodas: Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.

Altura dianteira do assento:

- a) Para o Utilizador: Sentado com os joelhos a 90°
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé
- b) Na cadeira de rodas: Desde a parte dianteira do tubo do assento ao solo
Min. 3cm mais que a medida do usuário
(Ter em conta a grossura da almofada)

Altura traseira do assento:

- b) Na cadeira de rodas: Desde a parte traseira do tubo do assento ao solo
Nota: A diferença máxima com respeito à altura dianteira é de 13 cm

Altura encosto:

- a) Para o Utilizador: Medida desde o assento (almofada incluída) até, máximo um dedo (1-2cm), por debaixo da homoplata.
Importante: a altura do encosto depende do grau de incapacidade
- b) Na cadeira de rodas: Do tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto
Nota: A capacidade do usuário para manter-se erguido, tem influência na altura adequada do encosto, pelo que, pode variar

Ângulo do encosto:

Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.
O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90° em relação ao solo
Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0°)
e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0°)

Dados técnicos:

- Altura total máx:** 102 cm
Comprimento total máx: 105 cm
Raio de giro máx: 70 cm
Inclinação de segurança: 10°
Peso total: desde 8,8 kg
Peso de transporte: desde 6,3 kg


Largura total com:	Rodas de 24"	Rodas de 25"
Camber a 0°	LA + 16 cm	LA + 16 cm
Camber a 2°	LA + 21 cm	LA + 22 cm
Camber a 4°	LA + 26 cm	LA + 27 cm

Este produto superou com êxito as provas de colisão conforme a **ISO 7176-19** que o certifica como assento seguro durante o **transporte num veículo**.

Para isso devem-se seleccionar as fixações para transporte em veículos **XFF090100**

As variações desta configuração podem alterar estas medidas

Tolerância +/- 1 cm



XFF 020002 Tecido do assento com 1 bolsa



XFF 020003 Tecido do assento com 2 bolsas



XFF 030316 Tecido do encosto EXO EVO



XFF 030317 Tecido do encosto EXO EVO PRO



Cores frias tecidos EXO EVO



XFF 030201 Punhos standard largos



XFF 030203 Punhos dobráveis



XFF 030204 Punhos ajustáveis em altura



XFF 090018 Cinto de posicionamento com fecho

Quadro de incompatibilidades para Encosto Partido (XFF 030031) ao encartar a cadeira

Altura do encosto

Largura do assento



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ao encartar a cadeira:



= O encosto abate completamente 90° para a frente com a cadeira fechada



= Em combinação com punhos dobráveis, o encosto não abate completamente a 90°, com a cadeira fechada.



= O encosto não abate completamente 90° para a frente com a cadeira fechada.



= Com a cadeira fechada, o encosto só abate 45° máx. para a frente (abate completamente até 90° com a cadeira aberta)

Encosto JAY 3 Carbono



Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)



Torácico Médio (MT)



*XFF040107
Protector de plástico
desmontável*



*XFF040101
Protector simples
pequeno*



*XFF040102
Protector lateral de
alumínio sem guarda
lamas*



*XFF040103
Protector lateral de alumínio com
guarda lamas*



*XFF04000x
Apoios de braço de escritório*



*XFF040104
Protector lateral de carbono
com guarda lamas*



*XFF0500132
Plataforma única de fibra
de carbono*



*XFF050059
Plataforma de alumínio
Xenon performance*



*XFF050027
Plataforma auto-dobrável
de carbono*



*XFF050127
Posicionadores de pés
para plataforma*



XFF010012 / 13
Armação com apoios de
pés fixos



XFF090020 / 21
Estrutura híbrida
reforzada



XFF090001
Ajuda p/subir passeio



XFF090004
Rodas antivoltio
rebatíveis



XFF090050
Rodas antivoltio não
rebatíveis



XFF090010
Rodas de trânsito



XFF070001
Rodas traseiras com raios cruzados



XFF070002
Rodas traseiras de desenho



XFF070003
Rodas traseiras ligeiras



XFF07000
Rodas Proton (ultraligeiras)



XFF07010
Rodas traseiras de Mountain Bike



XFF070101
Pneus Alta pressão lisa Right Run



XFF070107
Pneus Schwalbe One



XFF070104
Pneus Marathon Plus Evolution



XFF070102
Pneus maciças



XFF070202
Aros de alumínio cinza prata anodizado



XFF070203
Aros de alumínio pintados



XFF070208
Aros Maxgrepp



XFF070212
Ellipse 3R



XFF060001
Travão standard



XFF060002
Travão de rodilha
(montado alto)



XFF060023
Travão compacto EVO



XFF060024
Travão compacto ligeiro EVO



XFF090000
Kit de ferramentas



XFF090024
Bomba alta pressão



XFF090025
Bomba



XFF090030
Mochila



XFF090026
Suporte telemóvel