

Action^{®2} NG



Leve, confortável e reforçada



A **Action²_{NG}** partilha da mesma plataforma da **Action³**, oferecendo um peso total reduzido para fácil manuseio e boas características de condução. Devido ao uso partilhado de componentes comuns, a **Action²_{NG}** enquadra-se perfeitamente na família **Action**.

É o modelo ideal para utilizadores que procuram uma cadeira leve, cómoda e segura, com total fiabilidade.

Leve e confortável

Com um peso a partir de 13,8kg, a **Invacare Action²_{NG}** preenche todos os critérios de funcionalidade. A estrutura estável, de encartar e com o encosto fixo, permite um fácil manuseio e transporte da cadeira. A compatibilidade de acessórios e opções com as restantes cadeiras da família **Action**, asseguram que a **Action²_{NG}** pode ser facilmente adaptada às necessidades individuais de cada utilizador.

Configuração

As últimas alterações da **Action²_{NG}** tornam a cadeira bastante mais atrativa e preparada para um uso prático. Encosto fixo com estofado acolchoado, apoios de braços rebatíveis para fácil transferência, suporte de eixo tipo **Action³**, para um ajuste mais preciso da posição da roda traseira, constituem melhorias significativas.

Características



Encosto fixo com estofado acolchoado

Oferece grande estabilidade e conforto. Altura 43 cm.

Apoios de braços rebatíveis

Facilitam as transferências laterais.



Para mais informações pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do assento	Ângulo do encosto	Altura do encosto	Ângulo do chassis dianteiro	Comprimento dos apoios de pernas	Altura do apoio de braços
Auto-Propulsão	405 / 430 / 455 mm	400 / 425 mm ¹	485 mm	0°	430 mm	80°	330 / 460 mm	240 mm
Trânsito	380 / 405 / 430 / 455 mm	400 / 425 mm ¹	485 mm	0°	430 mm	80°	330 / 460 mm	240 mm

	Largura total	Largura total encartada	Comprimento total incluindo o apoio de pernas	Comprimento total sem o apoio de pernas	Altura total	Peso max. utilizador	Peso total	Peso da parte mais pesada
Auto-Propulsão	SW + 200 mm	325 mm	1040 mm	820 mm	945 mm	125 kg	16,2 kg	8,9 kg
Trânsito	SW + 155 mm	240 mm	900 mm	680 mm	940 / 970 mm	125 kg	14,9 kg	12,1 kg

1. Profundidade de assento de 400 mm regulável a 425 mm, alterando a posição do estofado do assento.


Cor do Chassis

Cinza Prata



Estofos

Nylon Preto



Por favor tome nota que as cores fornecidas podem variar um pouco das ilustradas acima.



Crash tested
ISO 7176-19