

Chassis Discovery e Cadeira Discovery Care

O Discovery é um chassis especialmente estável e adaptável para colocação de sistemas de posicionamento ou assentos moldados. Pode ser utilizado tanto em interiores como em exteriores e destaca-se pela sua alta capacidade de carga (110 kg). Com dois êmbolos de gás comprimido permite uma basculação do assento sem esforço, utilizando uma alavanca de acionamento. Além disso, o encosto regula-se em ângulo através de um mecanismo dentado. Graças à localização mais anterior do seu centro de gravidade, o Discovery apresenta dimensões mais reduzidas e elevada manobrabilidade, facilitando a sua deslocação pelos diversos espaços, a adaptação sob as mesas e facilidade na deslocação de utilizadores mais pesados.

Agora está disponível com elementos de assento ergonómicos e confortáveis (cadeira Discovery Care). Esta cadeira vem com um assento Contour de contorno profundo, disponível em quatro tamanhos diferentes, assente numa placa sólida.

Características:

- Chassis em tubos de aço com diferentes larguras
- Basculação de assento de 35° através de êmbolo de gás
- Punhos reguláveis em altura
- Rodas traseiras de 12", rodas dianteiras de 8", maciças ou pneumáticas, com travões de alavanca ou de tambor para acompanhante
- Tubos de encosto encurvados
- Elos para correias de transporte

Benefícios:

- Fácil manuseamento
- Para a adaptação do assento pode-se deslocar a estrutura do encosto
- Diferentes opções de patins
- Numerosos adaptadores de assento e acessórios



Dados técnicos

Largura de assento	360 / 400 / 450 / 500 mm
Altura do tubo de assento	470 mm
Profundidade de assento	405 / 430 / 455 / 480 mm
Altura de encosto	620 mm
Reclinação de encosto	30°
Rodas dianteiras	8"
Rodas traseiras	12"
Basculação de assento	de 0° a 35°
Comprimento total (sem patins)	750 mm
Largura total	550 / 590 / 640 / 690 mm
Distância entre eixos	480 mm
Carga máx.	110 kg