

Cadeira dobrável Lisa

A Lisa é uma cadeira dobrável compacta com uma estabilidade especialmente alta e capacidade de carga de até 60 kg. O desenho flexível da Lisa torna-a ideal para utilizar durante longos períodos de tempo e para uma ampla gama de condições médicas. Também é muito fácil de transportar.



Características:

- Patim regulável em altura.
- Travão de bloqueio.
- Encosto regulável em ângulo.
- Facilmente dobrável.

Dados técnicos

| | Tamanho 1 | Tamanho 2 |
|--|------------------|------------------|
| Idade | 3 - 8 anos | 6 - 16 anos |
| Carga máx. | 50 kg | 60 kg |
| Profundidade de assento | 30-35 cm | 35-40 cm |
| Largura de assento | 32-36 cm | 37-41 cm |
| Comprimento tibial | 27-40 cm | 27-40 cm |
| Altura de encosto | 65 cm | 70 cm |
| Medidas dobrada (C x L x a) | 103 x 45 x 43 cm | 103 x 45 x 43 cm |
| Ø rodas dianteiras/traseiras | 18/25 cm | 18/25 cm |
| Peso total (equipamento básico) | 13.5 kg | 14 kg |
| Ângulo de encosto | 90° a 120° | 90° a 120° |