



via GO[®]

O dispositivo de auxílio à propulsão para acompanhante
Compacto e Moderno



Empurrar
é o mais fácil.



Yes, you can.®

via GO - Empurre a cadeira de forma inteligente e sem esforço.

O potente auxílio à propulsão para cadeiras de rodas.

Existem momentos em que até mesmo uma superfície de pavimento irregular ou uma ligeira inclinação podem tornar-se um obstáculo insuperável para tarefas do dia a dia. O via GO - potente ajuda à propulsão da Alber - oferece sempre a quantidade certa de auxílio para o acompanhante, ajudando a controlar essas situações com confiança e sem esforço.

Este dispositivo auxiliar de alta qualidade e especialmente compacto é compatível com quase todos os modelos de cadeiras de rodas. Basta montar o sistema de fixação à cadeira de rodas, para que possa aplicar o via GO de forma rápida e sem esforço.

via GO - pushing the limits*



Compacto e fácil de usar

Simples e prático: uma experiência única

Com a sua impressionante versatilidade, o via GO tornar-se-á no seu companheiro diário - tanto para tarefas quotidianas como para passeios.

Graças às suas dimensões compactas e design leve, este dispositivo de auxílio é muito fácil de manusear e pode ser guardado facilmente em espaços reduzidos.



Potente e duradouro

Sem esforço: com apenas um botão para começar o movimento

Todas as cidades têm inclinações e rampas. O via GO oferece a quantidade certa de auxílio exatamente quando precisa, ajudando-o a movimentar os seus familiares sem nenhum problema - por distâncias até 16 km.



Intuitivo e Flexível

Inteligente e fácil de montar.

Mesmo sem nenhum conhecimento prévio, o via GO é tão simples que pode usá-lo imediatamente. Com um design intuitivo e claro, torna fácil o seu controlo. Além disso, não precisa de retirar o via GO para encartar a sua cadeira de rodas.



Seguro e fiável

Qualidade Alber: design premium

O dispositivo via GO incorpora em profundidade toda a experiência e conhecimento da Alber, especialista e líder de mercado em dispositivos elétricos de ajuda à propulsão para cadeiras de rodas. Os produtos da Alber estabelecem com regularidade novos padrões de referência e representam fiabilidade prolongada.


Fácil de usar no dia a dia.


Tanto o comando quanto o sistema de fixação são muito fáceis de montar com o via GO.

Com um comando ergonómico e compacto, fixa-se nos punhos do encosto da sua cadeira de rodas, graças ao seu sistema magnético.

O sistema de fixação permite que a cadeira de rodas seja encartada, mesmo que o dispositivo esteja montado.

Devido ao seu design leve e à pega ergonómica, a unidade de tração é extremamente fácil de fixar e remover da cadeira de rodas.





Dados Técnicos

Dimensões

Unidade de tração (largura, altura, comprimento) 17 x 24 x 27 cm

Comando (largura, altura, comprimento) 3,5 x 9,5 x 2,7 cm

Velocidade 1,5–5,5 km/h (9 níveis de regulação)

Autonomia Até 16 km, bateria recarregável, de iões de lítio integrada*

Capacidade de carga máxima até 150 kg (peso do utilizador*) / 170kg (peso total**)

Inclinação máxima *** até 16%

Peso

Carregador: 540 g

Unidade de tração: 5,85 kg

Comando: 140 g

* Dependendo do peso do utilizador, topografia e temperatura ambiente, de acordo com a norma ISO 7176-4

** Peso total incluindo a cadeira de rodas

*** Pode ser inferior dependendo da cadeira de rodas utilizada e da capacidade do acompanhante.

Let's via GO!

Pode encontrar mais informações, incluindo o manual de utilizador, no nosso site

www.invacare.pt

MADE IN GERMANY ■■■

Tel: +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®