


DIMENSIONES *classic*

VISTA SUPERIOR - VISTA LATERAL - VISTA FRONTAL




Classic	Dimensions	
	Van Gogh	Rembrandt
A Radio de giro*	730-665mm	750-685mm
B Pared hasta interior de respaldo	105mm	125mm
C Profundidad de silla	370mm	370mm
D Ancho mínimo plegado hasta reposapiés	420mm	440mm
E Ancho mínimo abierto hasta reposapiés	640mm	660mm
	Reposapiés ancho	610mm
F Ancho apoyabrazos - externo	560mm	560mm
G Ancho apoyabrazos - interno	440mm	440mm
H Altura respaldo	400mm	400mm
I Altura reposapiés hasta silla	475mm	475mm
J Altura mínima reposapiés	125mm	125mm
Prolongación mínima en escalera	170mm	190mm
Límite de peso máximo	125kg	125kg

*Las dimensiones pueden variar según se trata de una silla izquierda o derecha.

DIMENSIONES *elegance*

VISTA SUPERIOR - VISTA LATERAL - VISTA FRONTAL



Elegance	Dimensions	
	Van Gogh	Rembrandt
A Radio de giro*	720-700mm	740-720mm
B Pared hasta interior de respaldo	110mm	130mm
C Profundidad de silla	380mm	380mm
D Ancho mínimo plegado hasta reposapiés	420mm	440mm
E Ancho mínimo abierto hasta reposapiés	640mm	660mm
	Reposapiés ancho	610mm
F Ancho apoyabrazos - externo	565-595mm	565-595mm
G Ancho apoyabrazos - interno	435-465mm	435-465mm
H Altura respaldo	395-415mm	395-415mm
I Altura reposapiés hasta silla	490mm	490mm
J Altura mínima reposapiés	125mm	125mm
Prolongación mínima en escalera	170mm	190mm
Límite de peso máximo	125kg	125kg

*Las dimensiones pueden variar según se trata de una silla izquierda o derecha.