

Cadeira elevatória curva 4000

Seguro, fiável e fácil
de utilizar.

Feito à medida para se adaptar perfeitamente à sua casa e obter um acabamento preciso, graças ao nosso avançado sistema digital de medição de escadas. Fácil de utilizar e limpar, bem como de manter e reparar.

Funcionamento suave, resistência e estabilidade graças à tecnologia de ponta do design de dois carris. Perfeito para escadas e corredores estreitos, mas também para escadas em caracol, escadas em espiral.

As imagens utilizadas têm um carácter meramente ilustrativo.





Assento
Style



Branco Bege Vermelho



Assento
Smart



Areia Cacau Rubi Antracite



Assento
Smart Perch



Areia Cacau Rubi Antracite



Assento
Simplicity*



Areia

Cores dos carris:



Cinza claro Jet Black Castanho

CARACTERÍSTICAS

Emprego	Residências interiores e exteriores
Capacidade	Standart 136kg Heavy Duty 160kg
Espaço mínimo necessário para os carris da escada	125mm
Velocidade	0,12m/sec
Inclinação máxima	56°

*o assento Simplicity é standard



FEITO À MEDIDA: Facilmente atualizável com opções motorizadas para satisfazer as suas necessidades de hoje e de amanhã



COMPACTO: Dobra-se para deixar mais espaço na escada quando não está a ser utilizada. A guia rebatível facilita o acesso ao nível inferior.



SEGURANÇA Cinto de segurança retrátil, botão de emergência e sensores de segurança



QUE ESTILO! Design moderno e elegante com uma vasta gama de assentos e cores.



EXTERIOR: Com proteção UV melhorada e caixa à prova de água (classificação IP44)



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Baixos custos de funcionamento e bateria de reserva para manter a cadeira elevadora a funcionar em caso de falha de energia.