

# Recupere a liberdade do seu espaço ao ar livre

## Acorn 130 Superglide Cadeira elevatória de exterior

**A Cadeira elevatória Acorn Superglide é a cadeira elevatória tecnologicamente mais avançada do mercado, ajudando milhares de pessoas em todo o mundo a recuperar o acesso completo de suas casas ou jardim. É a solução segura, confortável e simples para as dificuldades que as escadas de exterior possam causar.**

A cadeira de exterior tem todas as características da cadeira de interior, sendo projetada e fabricada especificamente para uso ao ar livre.

Além disso, a cadeira de exterior, vem com uma capa impermeável durável, para a máxima proteção ao ar livre.

A cadeira Superglide de exterior Acorn, é ideal para situações que envolvam quaisquer percursos que fiquem expostos ao exterior, incluindo degraus de jardim, varandas, alpendres, varandins e degraus de garagens ou de caves.

Todos os componentes metálicos ou são feitos em alumínio com recozimento a óleo ou chapeados a zinco antes do revestimento em pó. Os componentes plásticos são resistentes ao calor e raios UV, protegendo a cadeira elevatória contra o desvanecimento das cores e contra danos causados pelo calor ambiente.

Pode relaxar e sentir-se seguro sabendo que dezenas de milhares de lares em todo o mundo já estão a desfrutar da experiência Acorn.



**Eleve a sua vida<sup>®</sup>**  
Desfrute do seu lar

**ACORN**  
CADEIRA ELEVATÓRIA



## Numerosas Características para o seu benefício

- 1 Assento e encosto acolchoado.
- 2 Comandos fáceis de usar.
- 3 Cinto de segurança seguro.
- 4 Os braços, base para os pés e assento articulados permitem fácil acesso à escada.
- 5 Assento giratório - não há necessidade de torcer o corpo para entrar e sair da cadeira elevatória.
- 6 Interruptor de ligar/desligar, que pode ser bloqueado, permite que o utilizador impeça outros (por exemplo, crianças) de usarem a cadeira elevatória.
- 7 O visor digital de diagnóstico informa o utilizador sobre o estado da cadeira elevatória.
- 8 Cinco sensores de segurança no apoio para os pés e no carro fazem parar a cadeira automaticamente se for encontrado qualquer obstáculo.
- 9 Telecomandos portáteis permitem que os utilizadores "chamem" ou "enviem" a cadeira pela escada acima ou abaixo.

### Dimensões

|                                                         | mm        | polegadas                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| A Do chão ao topo do apoio para os pés                  | 95        | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                    |
| B Topo do apoio para os pés até ao topo do assento      | 445       | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   |
| C Topo do assento até ao topo dos braços                | 250       | 9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                    |
| D Topo dos braços até ao topo do encosto do assento     | 190       | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                    |
| E Largura entre os braços (Versão com braço largo)      | 445 (495) | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ) |
| F Largura total                                         | 605       | 23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                   |
| G Altura total                                          | 980       | 38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   |
| H Comprimento dos braços a partir do encosto do assento | 470       | 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   |
| I Comprimento da base ao encosto do assento             | 435       | 17                                                               |
| J Comprimento do apoio para os pés                      | 325       | 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                   |
| K Largura do apoio para os pés                          | 310       | 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                   |
| L Frente do apoio para os pés até à longarina           | 570       | 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   |
| M Da parte traseira do assento até à longarina          | 13        | <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                      |
| N Largura dobrado                                       | 310       | 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                   |

### Especificações

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Potência do motor</b>            | 0.25KW                  |
| <b>Velocidade de saída do motor</b> | Não superior a 0,15 m/s |
| <b>Método de acionamento</b>        | Cremalheira e pinhão    |
| <b>Torque de saída do motor</b>     | 108Nm                   |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Fonte de alimentação</b> | 24V DC (bateria)             |
| <b>Capacidade máxima</b>    | 127kgs                       |
| <b>Trilho</b>               | Alumínio extrudido           |
| <b>Alimentação elétrica</b> | REINO UNIDO 240V / CE 220V - |

